



# Percept<sup>TM/MC</sup>

# 60

## Concentré d'usage général, nettoyant, désinfectant et virucide

Désinfectant de premier niveau efficace, pour appareils médicaux non-critiques et pour surfaces dures, non poreuses dans l'environnement.

### Caractéristiques et Avantages

- Formulé avec la technologie brevetée AHP<sup>®</sup> sans phosphates ni composés d'ammonium quaternaire ou phénols. Inodore, exempt de composés organiques volatiles (COV) et de teinture
- Élimine les virus de la polio, le VIH-1, du SARM et du ERV en cinq minutes. Produit non corrosif et non irritant pour la peau et les yeux selon les critères de l'OCDE
- Fabriqué sans polyéthoxyéther de phénol alkylé/éthoxylate de nonylphénol  
Utilise le pouvoir nettoyant du peroxyde d'hydrogène

### Applications

- Nettoyage exceptionnel sur acier inox, porcelaine, chrome et autres surfaces communes
- Idéal pour une utilisation en hôpitaux, centres de soins longuedurée, écoles et garderies





### Mode d'emploi

#### Désinfection d'appareils médicaux non-critiques et surfaces dures non-poreuses

- Nettoyer à l'avance les zones très salies.
- Diluer au taux de 1:16. Appliquer sur la surface avec un chiffon ou une serviette jetable. S'assurer que la surface reste humide pendant 5 minutes à 20 °C. Essuyer ou rincer.
- Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

#### Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels

- Portez des gants et enlevez le plus gros du sang et du fluide avec des matières absorbantes.
- Pour simplement nettoyer la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. Laisser agir 30 secondes et essuyer.
- Pour désinfecter la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. S'assurer que la surface reste humide pendant cinq minutes. Essuyer ou rincer la surface.

#### Assainissement à large spectre

- Diluer au taux de 1:64 ou 1:128 et appliquer sur la surface, et faisant en sorte qu'elle reste humide pendant 30 secondes. Essuyer ou rincer la surface.
- Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

#### Nettoyage et assainissement de sols critiques de lieux de soins

- Diluer au taux de 1:64 ou 1:128. Utiliser une vadrouille ou une autolaveuse, puis laisser sécher à l'air. Un rinçage n'est pas nécessaire.

Données techniques	Percept™/MC
N° d'enregistrement DIN	02241255
Coleur/Forme	Liquide incolore
pH	0,7 (Concentré) 1,8 (Dilution d'usage 1:16)
Parfum	Caractéristiques des ingrédients
Durée de conservation	1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Percept™/MC	2 unités Command Center™/MC de 1,5 gallon / 5,67 L	1:16	4337151 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.