



Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas

Un paño limpiador desinfectante humedecido previamente, listo para usar que también mata esporas de *Clostridium difficile* (*C. diff*) en superficies duras, no porosas como las encontradas en hospitales y otros centros de atención médica.

Características y Beneficios

- Efectivo en 4 minutos contra esporas de *Clostridium difficile* (*C. diff*). Limpia, desinfecta y desodoriza en un paso, ahorrando trabajo
- La fórmula a base de lavandina elimina la preocupación por productos cuaternarios. El tiempo de contacto de 1-minuto es efectivo contra un amplio espectro de patógenos que incluyen bacterias, bacterias resistentes a los antibióticos, virus y hongos
- Cumple con los requisitos mínimos de sustancia activa de los CDC, SHEA, APIC y AORN

Aplicaciones

- Limpieza y desinfección de superficies duras
 - Diseñado para desinfectar superficies médicas inanimadas duras, no porosas como: vidrio, porcelana esmaltada y acero inoxidable. No recomendado para usar en: aluminio, latón, esmalte saltado, plástico transparente, cobre, pisos con acabado, mármol natural, superficies pintadas y plata.
- Nota: Este producto es compatible con los materiales mencionados. Si se desea usar el producto en otras superficies, se recomienda probar el producto aplicando en un área pequeña y discreta para determinar la compatibilidad antes de proceder a usarlo o contacte a un representante de Diversey





Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas

Instrucciones de uso

Instrucciones especiales para limpiar antes de desinfectar contra esporas de *Clostridium difficile*:

Protección personal:

- Use una protección de barrera apropiada como guantes, batas, máscaras o gafas

Procedimiento de limpieza:

- La materia fecal/residuos deben limpiarse por completo de las superficies/ objetos antes de la desinfección por medio de la aplicación de este producto. La limpieza debe incluir un fregado/ restregado vigoroso hasta eliminar toda la suciedad visible. Se requiere atención especial para superficies de alto contacto. Las superficies en las salas de pacientes deben limpiarse de forma apropiada, como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en superficies horizontales y de arriba hacia abajo en superficies verticales, para minimizar la propagación de las esporas. Los sanitarios deben limpiarse al final. No reutilice paños sucios

Desecho de materiales infecciosos:

- Los materiales utilizados en el proceso de limpieza que pueden contener heces/residuos deben desecharse de inmediato de acuerdo con las reglamentaciones locales para el desecho de materiales infecciosos




Procedimiento de desinfección:

- Limpie las superficies ambientales inanimadas duras, no porosas con la toallita hasta mojar por completo
 - Las superficies deben permanecer mojadas durante 4 minutos
 - Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire
- *Enjuague con agua potable según sea necesario

Para usar como limpiador y desinfectante en un solo paso:

- Limpie previamente las áreas muy sucias
 - Limpie las superficies ambientales inanimadas duras, no porosas con la toallita
 - Las superficies deben permanecer mojadas durante 1 minuto
 - Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire
- *Enjuague con agua potable según sea necesario

Datos técnicos	Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas
Reg. EPA N°	70627-75
Color	Toallita, sin colores
pH	12.5
Aroma	Clorado
Tiempo de conservación	12 meses

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas	12 x 160 cuenta toallitas 6 x 7 in. / 15.24 x 17.78 cm Botes	Listo para usar	100895790 
Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas	4 x 160 cuenta toallitas 11 x 12 in. / 27.9 x 30.5 cm Cubos	Listo para usar	100895931 
Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas	4 x 160 cuenta toallitas 11 x 12 in. / 27.9 x 30.5 cm Recargas	Listo para usar	100895932 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.