

Diversey™

Accel® INTERVention® Toallitas

Limpiador y desinfectante de superficies en un solo paso

Tuberculocida, virucida, bactericida, fungicida, sanitizante de amplio espectro

Un paño de limpieza desinfectante prehumedecido listo para usar basado en la tecnología exclusiva AHP® para ofrecer un rendimiento de limpieza rápido y eficaz.

Características y beneficios

- Eficaz contra patógenos clave, como MRSA, VRE, TB, Norovirus, que brindan una desinfección de amplio espectro.
- Mata Norovirus, Poliovirus y patógenos transmitidos por la sangre y es tuberculocida en 1 minuto. También es un sanitizante de amplio espectro de 30 segundos
- Compatible con la mayoría de las superficies duras y no porosas al tiempo que aprovecha la potencia de la tecnología AHP®. El principio activo de AHP® se descompone en oxígeno y agua después del uso
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. No irrita los ojos ni la piel
- Limpie y desinfecte superficies de alto tacto en solo 1 minuto

Aplicaciones

- Limpie y desinfecte superficies de alto tacto en solo UN minuto
- No irrita los ojos ni la piel





Accel® INTERVention® Toallitas

Limpiador y desinfectante de superficies en un solo paso



Instrucciones de uso: Como Limpiador/Desinfectante en un paso*

- Realice una limpieza previa de las áreas muy sucias
- Aplique la toallita desechable a superficies rígidas, no porosas, inanimadas.
- Todas superficies deben permanecer mojadas durante 1 minuto
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante de Diversey Care.

* Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso completas

Datos técnicos	Accel® INTERVention® Toallitas
DIN	02448637
Color/forma	Incolora / Toallita
pH	3
Aroma	Característico de los ingredientes
Vida útil	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Accel® INTERVention® Toallitas	12 x 160 toallitas de 15,24 cm x 17,78 cm / 6 pulg. x 7 pulg.	Listo para usar	100906585 
Accel® INTERVention® Toallitas	12 x 60 toallitas de 25,4 cm x 25,4 cm / 10 pulg. x 10 pulg.	Listo para usar	100906584 

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

AHP y Design® Son marcas comerciales registradas de Virox Technologies, Inc. usadas bajo licencia.