



CLEANPatch® Sistemade reparación de colchones

Un parche de reparación de superficie médica para camas de hospital y camillas que restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.

Características y beneficios

- Restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.
- Fabricado con materiales biocompatibles, sin látex. Extiende la vida útil de los colchones y las camillas y reduce el riesgo de contaminación cruzada de los colchones dañados.
- Aplicación para despegar y pegar
- Proporciona ahorros posibilitando la reparación de equipos en lugar de su reemplazo prematuro
- Mejora proactivamente la seguridad de los pacientes
- Totalmente limpiable con la mayoría de los desinfectantes del hospital

Aplicaciones

- Colchones de camas de hospitales
- Colchones de camillas
- Almohadillas en las mesas del quirófano








Instrucciones de uso

- Evalúe el daño para determinar si es apropiado
- Mida el daño para determinar qué tamaño de CleanPatch® utilizar
- Limpie el colchón según el protocolo del hospital. Deje secar.
- Retire el revestimiento posterior del CleanPatch®
- Sostenga los bordes del parche y colóquelo sobre el daño.
- Aplique una presión firme al parche, especialmente alrededor de los bordes.
- Retire lentamente el revestimiento superior transparente, tirando desde la flecha hacia el punto.
- Alise el CleanPatch® desde el centro hacia afuera. Para obtener mejores resultados, espere 1 minuto.
- Limpie el parche y el área a su alrededor según el protocolo del hospital.

Datos técnicos	Clean Patch
Asuntos Regulatorios/Cumplimiento	Health Canada (MDEL); FDA (Clase I); CE
Color/forma	Material azul oscuro
Vida útil	2 años

Producto	Forma Tamaño del daño*	Forma	Cantidad	Código del producto
Clean Patch®	2 pulg. (5 cm) hasta 1/2 pulg. (1,3 cm)	Redondo pequeño	Caja de 30	11001 
Clean Patch®	3,5 x 3,5 pulg. (9 x 9 cm) hasta 2 pulg. (5 cm)	Cuadrado mediano	Caja de 20	10001 
Clean Patch®	3,5 x 6 pulg. (9 x 15 cm) hasta 4 pulg. (10 cm)	Rectángulo grande	Caja de 10	12001 

*Debe haber un margen de al menos 1/2 pulgada alrededor del daño para asegurar una adhesión adecuada

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.