

## CLEANPatch® Trousse de réparation de matelas

Une pièce de réparation pour surface médicale pour les lits d'hôpitaux et civières qui restaure les matelas endommagés à un état intact et hygiénique.

### Caractéristiques et avantages

- Restaure les matelas endommagés à un état intact et hygiénique
- Fait de matériaux biocompatibles sans latex. Prolonge la durée de vie des matelas et civières, et réduit le risque de contamination croisée provenant des matelas endommagés.
- Application autocollante
- Économise sur la réparation de l'équipement contre les coûts de remplacement prématuré
- Améliore la sécurité des patients de façon proactive
- Peut être complètement nettoyé avec la plupart des désinfectants d'hôpitaux

### Applications

- Matelas de lit d'hôpitaux
- Matelas de civière
- Coussins de table de salle d'opération








#### Directives d'utilisation

- Évaluer les dommages pour déterminer si approprié
- Mesurer les dommages afin de déterminer quelle taille de CleanPatch® est nécessaire
- Nettoyer le matelas selon les protocoles hospitaliers. Laisser sécher.
- Retirer l'envers blanc de CleanPatch®
- Tenir les bords de l'appliqué et le positionner sur l'espace endommagé
- Appuyer fermement l'appliqué, surtout sur les bords
- Retirer lentement la couche supérieure transparente en tirant depuis les flèches jusqu'au point
- Appliquer CleanPatch® à partir du centre vers l'extérieur. Pour de meilleurs résultats, attendre 1 minute.
- Nettoyer l'appliqué et les environs selon les protocoles hospitaliers.

Données techniques	Nettoyer l'appliqué
Conformité réglementaire	Santé Canada (MDEL); FDA (Class I); CE
Couleur/forme	Matériel bleu foncé
Durée sur les tablettes	2 ans

Produit	Tailler de la forme des dommages*	Forme	Quantité :	Code du produit
Clean Patch®	5 cm (2 po) Jusqu'à 1,3 cm (1/2 po)	Petit rond	Boite de 30	11001 
Clean Patch®	9 x 9 cm (3,5 x 3,5 po) Jusqu'à 5 cm (2 po)	Carré moyen	Boite de 20	10001 
Clean Patch®	9 x 15 cm (3,5 x 6 po) Jusqu'à 10 mm (4 po)	Grand rectangle	Boite de 10	12001 

\*Une marge d'un minimum de ½ po (1,3 cm) doit entourer les dommages afin d'assurer une adhésion adéquate

#### Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.