



# Avert® Limpiador desinfectante esporicida

Un limpiador desinfectante listo para usar de un solo paso que también mata esporas de *Clostridium difficile* (*C. diff*) en superficies duras, no porosas, como las que se encuentran en los hospitales y otros centros sanitarios.

## Características y Beneficios

- Efectivo en 4 minutos contra esporas de *Clostridium difficile* (*C. diff*). Limpia, desinfecta y desodoriza en un paso, ahorrando trabajo
- La fórmula a base de lavandina elimina la preocupación por productos cuaternarios. El tiempo de contacto de 1-minuto es efectivo contra un amplio espectro de patógenos que incluyen bacterias, bacterias resistentes a los antibióticos, virus y hongos
- El producto cumple con los requisitos de ingredientes activos mínimos de CDC, SHEA, APIC y AORN

## Aplicaciones

- Limpieza y desinfección de superficies duras
  - Diseñado para la desinfección de superficies que son superficies duras, no porosas e inanimados, en áreas médicas incluyendo: vidrio, porcelana, vidriada y acero inoxidable. No se recomienda para su uso en: aluminio, latón, desconchadas esmalte, plástico, cobre, pisos acabados, mármol natural, las superficies pintadas, y la plata.
- Nota: Este producto es compatible con los materiales indicados. Si el producto está destinado a ser utilizado en otras superficies, se recomienda probar el producto por aplicándolo a un área pequeña y discreta para determinar la compatibilidad antes de usar





# Avert® Limpiador desinfectante esporicida

## Instrucciones de uso

**Instrucciones especiales para limpiar antes de desinfectar contra esporas de *Clostridium difficile*:**

### Protección personal:

- Use una barrera de protección adecuada, como guantes, batas, mascarillas o cubiertas de ojos.

### Procedimiento de limpieza:

- Los residuos y la materia fecal deben limpiarse a fondo de las superficies y los objetos antes de desinfectar. Para desinfectar, use un paño limpio, una mopa o una esponja saturada en el producto esporicida. La limpieza debe incluir el lavado y tallado vigoroso hasta que se retire toda la suciedad. Se requiere de atención especial para las superficies que se tocan frecuentemente. Las superficies en habitaciones de pacientes deben limpiarse de manera apropiada, por ejemplo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en superficies horizontales y de arriba hacia abajo, en superficies verticales para minimizar el esparcimiento de las esporas. Los baños de deben limpiar hasta el final. No re-use los trapos sucios.

### Desecho de materiales infecciosos:

- Los materiales utilizados en el proceso de limpieza que pueden contener heces/residuos deben desecharse de inmediato de acuerdo con las reglamentaciones locales para el desecho de materiales infecciosos.

### Procedimiento de desinfección:

- Aplique el producto con el pulverizador de gatillo en superficies duras, no porosas, inanimadas.
- Rocíe a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie, asegurándose de humedecer las superficies.
- Las superficies deben permanecer húmedas durante 4 minutos.
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

### Para su uso como desinfectante/limpiador en un solo paso, desodorante y fungicida:

- Limpie antes las áreas muy sucias.
- Aplique el producto con el pulverizador de gatillo en superficies duras, no porosas, inanimadas.
- Rocíe a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie, asegurándose de humedecer las superficies.
- Las superficies deben permanecer húmedas durante 1 minuto.
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

Datos técnicos	Avert® Limpiador desinfectante esporicida
Reg. EPA N°	70627-72
Color	Amarillo claro, líquido
pH	12.5
Aroma	A cloro
Tiempo de conservación	12 meses

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Avert® Limpiador desinfectante esporicida	12 Botellas de aerosol de 32 oz. / 946 mL	Listo para usar	100842725

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.