

DIGITAL HEATING PAD

ALMOHADILLA CALEFACTORA DIGITAL

PAD CHAUFFANT NUMÉRIQUE

ITEM # RTL19G007GR



INSTRUCTION GUIDE
GUÍA DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'INSTRUCTIONS

LEGEND

120 V ~	Alternate current
	Insulation class II
	Instruction for use
	Not to be used by small children (0-3 years)
	Pad is machine washable and can be tumble dried. Must remove plug before washing/drying.
	Do not use pins

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY

DANGER- to reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. Read all instructions.
2. **ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USE.**
3. Do not use while sleeping.
4. Do not use on an infant.
5. This pad is not to be used on or by any individuals with certain disabilities, sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless carefully attended.
6. Do not use on areas of sensitive skin.
7. Burns can occur regardless of control setting, check skin under pad frequently.
8. Do not use pins or other metallic means to fasten this pad in place.
9. Do not sit on or crush pad - avoid sharp folds.
10. Never pull this pad by the supply cord.
11. Do not use the cord as a handle.
12. Use this pad only on a 110-120 volt AC circuit. Unplug when not in use.
13. Do not tamper with this pad in any way. There are no user serviceable parts.
14. Do not use the pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients as skin burns could result.
15. Do not use in an oxygen atmosphere.
16. Loop cord loosely when storing, tight wrapping may damage cord and internal parts.
17. Children should be supervised to assure that they do not play with the device.
18. Store in a dry place that is not accessible to children.
19. Do not store until the device returns to ambient temperature.
20. Do not place objects that are either heavy or sharp on top of the device.
21. Use a dry cloth to clean digital remote.
22. The device should not be used by people (including children) that have reduced physical, mental or sensory capabilities nor by people that lack experience or knowledge, unless they are supervised and trained.
23. If the electrical cord is or appears to be damaged, it shall only be replaced by the manufacturer, by the authorized service representative or by a qualified technician in order to eliminate harm or danger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HEATING PAD COMPONENTS

- Washable Pad with Pad Connector
- Control Connector



CAUTIONS

- This heating pad should not be used in the following cases: if you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis and thrombosis, hemorrhages, inflammations of the skin, undetermined calf pain or joint pain, or if you have poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.
- **Consult your physician should you have any therapeutic questions regarding use of this heating pad.**
- Do not use on any unexplained pain, or swollen muscles, or following a serious muscular injury before consulting a physician.
- Keep away from children.
- Discontinue use of product if pain increases or swelling occurs after application.
- Do not use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- Consult your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy or cancer.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- Never use any heating products on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, bruised, inflamed or where skin eruptions, ulcerated sores or varicose veins are present.
- This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that this product is being used for.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.


FCC CAUTION:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

HOW TO ASSEMBLE


The Control Connector should be securely attached to the Pad Connector. Push both parts together for a tight fit.

NOTE: control must be connected to heating pad before plugging unit into outlet.



TO OPERATE

1. After control is connected to pad, plug into 120V AC electrical outlet. The LCD display will light up and then go out immediately.
2. To turn the pad on, press the Power Button. The LCD display will light up. The default temperature setting is the Lowest setting (113F) and the default timer setting is 1h. This heating pad features fast heat. With this unique fast heat technology, you will feel heat in 30 seconds and can see the real time temperature on the LCD display.
3. Press Temp Button to select temperature settings. The setting grid increases one by one each time you press the button. The temperature figure changes accordingly (113; 122; 131; 140; 149; 158F). The pad starts heating immediately when you release the button. When the pad reaches the desired temperature, it will remain constant for the duration of the time.
4. Press the Timer Button to select Auto-Off timing. The default setting is 1 hour. The 6 timing sequences are: 1:00; 1:30; 2:00; 00:15; 00:30; 00:45. When you release the button, the countdown timing automatically begins.
5. Press Temp Button for 2 to 3 seconds to switch between Fahrenheit and Celsius.
6. The pad and LCD display will shut off automatically when you reach the desired time limit.
7. DURING USE, NEVER PLACE THE CONTROLLER UNDER THE PAD.



MOIST HEAT TREATMENT

Dampen either side of the heating pad with water by patting the surface with a wet sponge or cloth or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.

When using moist heat, you should protect furniture and clothing from becoming damp.

Do not spray or dampen the pad connector.

DANGER: Do not immerse the pad or wiring in water or place under running water. Failure to comply may result in product failure and/or personal injury.

NOTE: The electrical pad connector must be thoroughly dry before establishing electrical connection.



WASHING INSTRUCTIONS

DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH!

DO NOT USE WRINGER FOR DETACHABLE PAD!

1. Disconnect pad from outlet.
2. Detach Pad Connector from the Control Connector.
3. Wash by hand or as follows in an automatic washer using slow agitation and normal spin speed: Fill washer with warm water. Add minimum amount of all-purpose detergent, agitate to dissolve, measure heating pad before washing. Add heating pad and soak five minutes. Agitate two minutes. Spin. Fill for cool rinse, agitate one minute then spin. Dry in automatic dryer on high heat, five minutes only, or line dry. Remove damp heating pad from dryer, block to original size, and drape to finish drying. Do not iron your heating pad. Do not plug in pad and pad connector until they are completely dry.

3 YEAR LIMITED WARRANTY

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 3 years of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment.

This 3 Year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2021 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

LEGEND

120 V ~	Corriente alterna
	aislamiento clase II
	Leer instrucciones
	No utilizar por niños muy pequeños (0-3 años)
	La almohadilla se puede lavar a máquina y se puede secar en secadora. Debe quitar el tapón antes de lavar / secar.
	No insertar alfileres

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - NO DESTRUIR

PELIGRO- para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica e incendio, este producto debe utilizarse conforme a las siguientes instrucciones:

1. Lea todas las instrucciones.
2. **SIEMPRE DESCONECTE LA UNIDAD DE LA TOMA DE CORRIENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.**
3. No la utilice mientras duerme.
4. No la utilice con un niño.
5. Esta almohadilla no debe utilizarse en o por cualquier persona con alguna discapacidad, en una persona dormida o inconsciente, o en una persona con mala circulación sanguínea a menos que sea atendido cuidadosamente.
6. No la use en áreas sensibles de la piel.
7. Pueden presentarse quemaduras independientemente de la configuración de control, así que revise con frecuencia la piel debajo de la almohadilla.
8. No utilice alfileres u otros medios metálicos para fijar la almohadilla en su lugar.
9. No se siente sobre o aplaste la almohadilla - evite dobleces pronunciados.
10. Nunca tire de la almohadilla por el cable de suministro.
11. No utilice el cable como agarradera.
12. Use esta almohadilla solamente en un circuito de ca de 110-120 voltios. Desconecte cuando no esté en uso.
13. No altere esta almohadilla de ninguna forma. No incluye refacciones.
14. No use la almohadilla con preparaciones de linimento, pomadas o ungüentos que contengan ingredientes que producen calor ya que pueden provocar quemaduras en la piel. Utilícela donde requiera aplicaciones calientes para la comodidad personal y siempre que sea recomendado por su médico o dentista para aliviar el dolor.
15. No la use en una atmósfera de oxígeno.
16. Enrolle el cable holgadamente al guardarla, si se aprieta mucho puede dañar el cable y las partes internas.
17. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
18. Almacénese en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
19. No se almacene hasta que la almohadilla este completamente fría.
20. No colocar objetos pesados o punzantes sobre la almohadilla.
21. Use un paño seco para limpiar el control remoto digital.
22. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
23. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA

- Almohadilla lavable con conector de almohadilla
- Conector de control



PRECAUCIONES

- Esta almohadilla térmica no debe utilizarse en los siguientes casos: si usted tiene diabetes, tuberculosis, tumores benignos o malignos, flebitis y trombosis, hemorragias, inflamaciones de la piel, dolor de pantorrilla o dolor en las articulaciones indeterminado, o si padece de mala circulación. Consulte con un médico antes de utilizarla si usted tiene cualquier tipo de infección micótica, hinchazón, fractura o dolor persistente.
- **Consulte con su médico si tiene preguntas terapéuticas relacionadas con el uso de esta almohadilla térmica.**
- No la utilice en cualquier caso inexplicable o en músculos inflamados o después de una lesión muscular grave antes de consultar a un médico.
- Manténgala alejada de los niños.
- Discontinúe el uso del producto si el dolor aumenta o si se presenta inflamación después de su aplicación.
- No la utilice mientras se baña o se ducha. Utilícela sólo en un área seca.
- Consulte a su médico antes de usarla en caso de enfermedad o padecimiento médico, incluyendo más no limitándose al uso de marcapasos, embarazo o cáncer.
- Si tiene dolor en un músculo o articulación durante un período prolongado de tiempo, suspenda el uso y consulte a su médico. El dolor persistente puede ser un síntoma de una afección más grave.
- Nunca utilice productos térmicos en heridas abiertas, áreas descoloridas o cualquier zona del cuerpo que está hinchada, quemada, amoratada, inflamada o donde estén presentes erupciones de la piel, llagas ulceradas o venas varicosas.
- Este producto nunca debe usarse por cualquier individuo que padezca de cualquier dolencia que limite o inhiba la capacidad del usuario para sentir o tener cualquier sensación en la parte del cuerpo en donde se utiliza este producto.
- El uso de este producto debe ser agradable y cómodo. Si resulta en dolor o malestar, suspenda su uso y consulte a su médico.
- Asegurarse de que sus manos estén secas al operar los controles o al quitar el tapón.


RECAUCIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

CÓMO MONTAR


El conector de control debe estar firmemente conectado al conector de almohadilla. Empuje ambas partes juntas para un ajuste perfecto.

NOTA: el control debe estar conectado a la almohadilla térmica antes de enchufar la unidad al tomacorriente.



PARA OPERAR

- Una vez que el control esté conectado a la almohadilla, conéctelo a un tomacorriente de 120 VCA. La pantalla LCD se iluminará y luego se apagará inmediatamente.
- Para encender la almohadilla, presione el botón de encendido. La pantalla LCD se iluminará. La configuración de temperatura predeterminada es la configuración más baja (113 F) y la configuración predeterminada del temporizador es de 1h. Esta almohadilla térmica cuenta con calor rápido. Con esta exclusiva tecnología de calentamiento rápido, sentirá calor en 30 segundos y podrá ver la temperatura en tiempo real en la pantalla LCD.
- Presione el botón Temp para seleccionar los ajustes de temperatura. La cuadrícula de configuración aumenta una a una cada vez que presiona el botón. La cifra de temperatura cambia en consecuencia (113; 122; 131; 140; 149; 158F). La almohadilla comienza a calentarse inmediatamente cuando suelta el botón. Cuando la almohadilla alcanza la temperatura deseada, permanecerá constante durante el tiempo.
- Presione el botón del temporizador para seleccionar el tiempo de apagado automático. La configuración predeterminada es 1 hora. Las 6 secuencias de tiempo son: 1:00; 1:30; 2:00; 00:15; 00:30; 00:45. Cuando suelta el botón, la cuenta atrás comienza automáticamente.
- Presione el botón Temp durante 2 a 3 segundos para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.
- La almohadilla y la pantalla LCD se apagarán automáticamente cuando alcance el límite de tiempo deseado.
- DURANTE EL USO, NUNCA COLOQUE EL CONTROLADOR DEBAJO DE LA ALMOHADILLA.**



TRATAMIENTO DE CALOR HÚMEDO

Humedezca ambos lados de la almohadilla térmica con agua dando palmaditas en la superficie con una esponja o paño húmedo o use una botella rociadora para aplicar una fina niebla. No empape completamente la almohadilla.

Cuando use calor húmedo, debe proteger los muebles y la ropa para que no se humedezcan.

No rocíe ni humedezca el conector de la almohadilla.

PELIGRO: No sumerja la almohadilla o el cableado en agua ni lo coloque debajo del agua corriente. El incumplimiento puede resultar en fallas del producto y / o lesiones personales.

NOTA: El conector de la almohadilla eléctrica debe estar completamente seco antes de establecer la conexión eléctrica.



INSTRUCCIONES DE LAVADO

¡NO LAVAR EN SECO! ¡NO USA BLANQUEADOR!

¡NO USE EL ESTRIBO PARA ALMOHADILLAS DESMONTABLES!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente.
2. Separe el conector de almohadilla del conector de control.
3. Lave a mano o de la siguiente manera en una lavadora automática con agitación lenta y velocidad de centrifugado normal: Llene la lavadora con agua tibia. Agregue una cantidad mínima de detergente para todo uso, agite para disolver, mida la almohadilla térmica antes de lavar. Agregue una almohadilla térmica y remoje cinco minutos. Agite dos minutos. Vuelta. Llene para enjuague frío, agite un minuto y luego centrifugue. Seque en secadora automática a fuego alto, solo cinco minutos, o secar al aire libre. Retire la almohadilla térmica húmeda de la secadora, bloquee al tamaño original y cúbrala para terminar de secar. No plances tu almohadilla térmica. No enchufe la almohadilla y el conector de la almohadilla hasta que estén completamente secos.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Su producto de marca Drive está garantizado contra defectos en materiales y fabricación por 3 años para comprador original.

Este dispositivo fue elaborado a estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de 3 años es una expresión de nuestra confianza en los materiales y fabricación de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del aparato debido al uso incorrecto o negligencia del propietario, o por el desgaste normal. La garantía no se aplica a los componentes no durables, como accesorios de goma, ruedas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene una pregunta acerca de su dispositivo Drive o esta garantía, por favor póngase en contacto con un distribuidor autorizado Drive.



© 2021 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

LEGEND

120 V ~	Courant alternatif
	Isolation Classe II
	Veuillez lire le guide d'utilisation ou les instructions
	Ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants (0 à 3 ans)
	Le coussin est lavable en machine et peut être séché en machine. Doit retirer le bouchon avant le lavage / séchage.
	No pas utiliser d'épingles

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ - NE PAS DÉTRUIRE

DANGER- afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. TOUJOURS DÉBRANCHER L'UNITÉ AVANT EMPLOI.
3. Ne pas utiliser lorsque vous dormez.
4. Ne pas utiliser sur un nourrisson.
5. Ce coussin ne doit pas être utilisé sur ou par des personnes souffrant de certains handicaps, des personnes en train de dormir ou sans connaissance, ou une personne souffrant d'une mauvaise circulation du sang sauf si elle est sous étroite surveillance.
6. Ne pas utiliser sur des zones de peau sensible.
7. Des brûlures peuvent se produire à tous les degrés de réglage de la température, vérifiez l'aspect de la peau en dessous du coussin.
8. Ne pas utiliser des aiguilles ou d'autres attaches métalliques pour maintenir ce coussin en place.
9. Ne pas s'asseoir ou s'appuyer sur le coussin et éviter les plis cassants.
10. Ne jamais tirer ce coussin par son cordon d'alimentation.
11. Ne pas utiliser le cordon comme poignée.
12. Utilisez Ce Pad Uniquement Sur Un Circuit Ca 110-120 Volts. Débranchez Quand Non Utilisé.
13. Ne pas altérer ce coussin d'aucune manière. Il n'y a pas de pièces de remplacement que l'utilisateur peut remplacer.
14. Ne pas utiliser le coussin lorsque la personne qui l'utilise met des pommades, des baumes ou des onguents qui contiennent des ingrédients qui produisent de la chaleur ce qui pourrait entraîner des brûlures de la peau. Utilisez le coussin chauffant dans tous les cas où l'application de la chaleur est souhaitable pour le confort personnel et dans ceux qui sont recommandés par un médecin ou un dentiste pour soulager la douleur.
15. Ne pas utiliser dans une atmosphère d'oxygène.
16. Enroulez le cordon sans trop serrer, car un bouclage trop serré peut endommager le cordon et les pièces internes.
17. Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
18. Ranger cet appareil dans un endroit sec hors de la portée des enfants.
19. Attendre que l'appareil soit revenu à la température ambiante avant de le ranger.
20. Ne pas placer d'objet lourd ou coupant sur l'appareil.
21. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer la télécommande numérique
22. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant un déficit sensoriel, physique ou intellectuel, ni par des personnes qui n'ont pas les compétences ou les connaissances requises, sauf si elles ont reçu une formation adéquate et qu'elles sont supervisées.
23. Si le cordon d'alimentation est ou semble endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un centre de service autorisé ou par un technicien qualifié qui peut s'assurer que les risques de blessure sont éliminés.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

COMPOSANTES DU COUSSIN CHAUFFANT

- Coussin lavable avec connecteur de coussin
- Connecteur de contrôle



MISES EN GARDE

- Ce coussin chauffant ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : lorsque vous avez le diabète, la tuberculose, des tumeurs bénignes ou malignes, des phlébites et des thromboses, des hémorragies, des inflammations de la peau, des douleurs indéterminées aux mollets ou aux articulations, ou si vous avez une mauvaise circulation. Consultez un médecin avant utilisation si vous présentez tout symptôme d'infection fongique, d'enflure, une fracture ou des douleurs persistantes.
- **Consultez un médecin pour toute question relative à des traitements thérapeutiques liés à l'utilisation de ce coussin chauffant.**
- Ne pas utiliser sur les muscles endoloris ou enflés avant d'avoir consulté un médecin lorsque vous ressentez des douleurs d'origine inconnue, que vos muscles sont enflés où que vous ayez subi de graves blessures musculaires.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Arrêtez d'utiliser ce produit si les douleurs augmentent ou qu'une enflure se produit après application.
- Ne pas utiliser en prenant son bain ou sa douche. Utiliser toujours dans un endroit sec.
- Consultez un médecin avant emploi en cas de maladie ou de trouble de santé, entre autres si vous portez un stimulateur cardiaque, atteint du cancer ou si vous êtes enceinte.
- Si vous éprouvez des douleurs dans un muscle ou une articulation depuis une période de temps prolongée, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Des douleurs persistantes pourraient être un symptôme d'un trouble de santé plus grave.
- Ne jamais utiliser de produits chauffants sur des blessures ouvertes, des zones décolorées, ou toute partie du corps présentant des signes d'enflure, de brûlure, d'inflammation, d'éruptions cutanées, de plaies ulcérées ou de varices.
- Ce produit ne doit jamais être utilisé par des personnes souffrant de toute maladie qui limiterait ou empêcherait complètement leur capacité de sentir ou d'avoir toute sensation dans la partie du corps sur laquelle ce coussin chauffant est utilisé.
- L'utilisation de ce coussin chauffant doit être agréable et confortable. Au moindre signe de malaise, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.
- Veillez à ne pas avoir les mains mouillées lorsque vous utilisez les réglages ou débranchez le coussin.


ATTENTION FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

COMMENT ASSEMBLER


Le connecteur de contrôle doit être solidement attaché au connecteur de pad. Poussez les deux pièces ensemble pour un ajustement serré.

REMARQUE: la commande doit être connectée au coussin chauffant avant de brancher l'unité dans la prise.



OPÉRER

1. Une fois la commande connectée au pad, branchez-la dans une prise électrique de 120 V CA. L'écran LCD s'allumera puis s'éteindra immédiatement.
2. Pour allumer le pad, appuyez sur le bouton d'alimentation. L'écran LCD s'allumera. Le réglage de température par défaut est le réglage le plus bas (113F) et le réglage par défaut de la minuterie est 1h. Ce coussin chauffant offre une chaleur rapide. Grâce à cette technologie unique de chaleur rapide, vous ressentirez la chaleur en 30 secondes et pourrez voir la température en temps réel sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton Temp pour sélectionner les paramètres de température. La grille de réglage augmente un par un chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Le chiffre de température change en conséquence (113; 122; 131; 140; 149; 158F). Le coussin commence à chauffer immédiatement lorsque vous relâchez le bouton. Lorsque le tampon atteint la température désirée, il restera constant pendant toute la durée du temps.
4. Appuyez sur le bouton Minuterie pour sélectionner la minuterie d'arrêt automatique. Le paramètre par défaut est 1 heure. Les 6 séquences de chronométrage sont: 1h00; 1h30; 2h00; 00:15; 00:30; 00:45. Lorsque vous relâchez le bouton, le compte à rebours commence automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton Temp pendant 2 à 3 secondes pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.
6. Le clavier et l'écran LCD s'éteignent automatiquement lorsque vous atteignez la limite de temps souhaitée.
7. PENDANT L'UTILISATION, NE PLACEZ JAMAIS LE CONTRÔLEUR SOUS LE PAD.



TRAITEMENT THERMIQUE HUMIDE

Humidifiez chaque côté du coussin chauffant avec de l'eau en tapotant la surface avec une éponge ou un chiffon humide ou utilisez un vaporisateur pour appliquer une fine brume. Ne trempez pas complètement le tampon.

Lorsque vous utilisez une chaleur humide, vous devez protéger les meubles et les vêtements de l'humidité.

Ne vaporisez pas et n'humidifiez pas le connecteur du tampon.

DANGER: ne plongez pas le coussinet ou le câblage dans l'eau ou ne les placez pas sous l'eau courante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance du produit et / ou des blessures.

REMARQUE: Le connecteur du coussinet électrique doit être parfaitement sec avant d'établir la connexion électrique.



INSTRUCTIONS DE LAVAGE

NE PAS NETTOYER À SEC! NE PAS JAVELLISER!

N'UTILISEZ PAS DE TAMPON POUR PAD AMOVIBLE!

1. Débranchez le pad de la prise.
2. Détachez le connecteur de coussin du connecteur de commande.
3. Lavez à la main ou comme suit dans une laveuse automatique en utilisant une agitation lente et une vitesse d'essorage normale: Remplissez la laveuse d'eau tiède. Ajouter une quantité minimale de détergent tout usage, agiter pour dissoudre, mesurer le coussin chauffant avant le lavage. Ajouter un coussin chauffant et laisser tremper cinq minutes. Agitez deux minutes. Tournoyer. Remplissez pour un rinçage froid, agitez une minute puis essorez. Sécher dans une sècheuse automatique à feu vif, cinq minutes seulement, ou sécher à la ligne. Retirer le coussin chauffant humide de la sècheuse, le bloquer à sa taille d'origine et le drapé pour terminer le séchage. Ne repassez pas votre coussin chauffant. Ne branchez pas le tampon et le connecteur de tampon tant qu'ils ne sont pas complètement secs.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Votre produit de marque Drive est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication pendant 3 ans après la date d'achat du premier acheteur.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes rigoureuses et inspectées avec soin avant expédition. Cette garantie limitée de 3 ans est une expression de la confiance que nous avons de la qualité des matériaux et de la fabrication de nos produits ainsi que de notre assurance envers les clients de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement de l'appareil causés par une utilisation non conforme ou par négligence de son utilisateur, ou par une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants non durables, tels que les accessoires de caoutchouc, les roulettes et tiges de fixation qui sont sujettes à l'usure normale et qui nécessitent un remplacement périodique.

Pour toute question relative à votre appareil Drive ou à cette garantie, entrez en contact avec un détaillant attitré des produits Drive.



© 2021 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine



Intertek

4007169

driveTM

99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050

Phone: 516-998-4600

Fax: 516-998-4601

www.drivemedical.com

VER.A.2.21