

**Sick Day Survival Kit**

IH509

Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.

**BoogEase (Nasal Aspirator)**

**Parts:**

- (A) Reservoir cap
- (B) Reservoir
- (C) Nose tips
- (D) Mouth piece

**To Assemble:**


**1 Select Nose Tip:** Choose the nose tip that best fits slightly inside your child's nose and creates a seal.

**NOTE:** Aspirator tip is not meant to go deep inside nose, it sits comfortably in nostril opening to create seal.

**2 Tube and Mouth Piece:** Twist and push the tube and mouth piece together and onto to the reservoir of the BoogEase if detached.



**To Use:**  
**1 Position Mouth Piece:** Put the mouth piece in between your lips to prepare for use. Close mouth around mouth-piece and gently hold with front teeth.



**2 Position Child:** Hold your baby facing forward or sit them upright in your lap facing outwards in the crook of one arm.



**3 Position Aspirator:** With your free hand, position the nose piece against their nostril, creating a seal. NOTE: For a more secure grip, it may help to place your index finger between the nose piece and the tube while remaining fingers hold the BoogEase reservoir.

**4 Adult Creates Suction:** Suck air in to create suction in child's nostril. You will be able to see the first chamber begin to fill.

**5 Stopping:** Once the child is decongested or mucus enters the second chamber of the BoogEase, stop inhaling and remove the nose tip from your child's nose.

**To Clean:**

Disassemble as described below to clean parts. Wash with warm, soapy water before first use and after each use. Rinse thoroughly. **DO NOT** microwave.

**Empty:** Separate top and bottom of BoogEase reservoir and empty chambers.

**Aspirator Tube:** Grab the mouth piece at the end of the tube and twist and pull to separate. Repeat action with opposite end of tube. Wet tube brush, then insert into tube to clean inside. Rinse tube in warm soapy water.

NOTE: The cleaning brush is used for both the Aspirator and Fuss Free Medicine Spoon.

**Nose Tip and Reservoir:** Pull nose piece off top of BoogEase reservoir. Wash each piece with warm soapy water.

NOTE: Use provided brush to clean small openings.

**Drying:** Dry with a towel or lay out separated pieces to air dry. Once completely dry reassemble parts.

**⚠ WARNING: CHOKING HAZARD –** Product contains small parts. Keep small parts away from children.

- **NEVER** push tip too far into the nostril and always clean thoroughly after use.
- **NEVER** use in baby's mouth or ears.
- When storing, keep away from heat and bright light.

**Medicine Tracker**

**Purpose:** Hook the top of the medicine tracker around the neck of a medicine bottle and use the bubbles to keep track of when doses are administered. The left column indicates morning and the right columns indicates evening. There are 4 rows, each indicating a new day.

**To Use:**

**Attach:** Hook the top of the medicine tracker around the neck of a medicine bottle. Keep medicine and medicine tracker out of reach of children.

**Mark First Dose:** When you have given your child their first dose, depress bubble correlating with the time of day (morning, or evening).

**Continue Dosage:** For each following dose given that day depress the corresponding bubble.

**New Day:** For each first dose of a day, start on a new row.

**Day 5:** Once you have reached day 5 of doses either:

Pop each bubble back outwards and start on the top row or take tracker off bottle, flip to opposite side, reattach to bottle and start on the top row.



**To Clean:** Wash in warm, soapy water. Product is also top rack dishwasher safe in a basket.

**Fuss Free Medicine Spoon with Syringe and Cleaning Brush**

Makes giving medicine easier by masking its yucky taste with baby's favorite food.

**To Use:**

- 1 Remove syringe from medicine spoon.
- 2 Fill to desired dosage.
- 3 Snap syringe onto medicine spoon.
- 4 Place baby's favorite food on spoon and push plunger slowly to release medicine. Repeat as needed until syringe is empty.



**To Clean:** Wash all parts separately in warm soapy water and rinse thoroughly before first use and after each use. Use provided brush to clean small openings. Product is also top rack dishwasher safe in a basket.

**⚠ WARNING:** Keep all medications out of children's reach. We recommend that you use a child resistant top to seal the medicine bottle and store in a locked cabinet or other location. **MADE WITHOUT BPA.**

**Mesh Bag**

Use mesh bag to keep kit components in. Surface wash only.



**Natural Boogie Wipes**

The moist wipes are provided to help keep baby clean. Lift one end of the cover, take one wipe from the packet and press the cover to seal it, so that the wipes stay moist. Discard wipe after use.



**FOR EXTERNAL USE ONLY.**

**⚠ WARNING:** These products are not toys. **DO NOT** allow children to play with them. To prevent accidental injury, your child should **NEVER** be left unattended. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** We recommend that you store this kit in a locked cabinet or other location that is not accessible to a child. **FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

**3-in-1 Digital Thermometer**

The Safety 1st Digital Thermometer takes a clear and accurate temperature without the worries of a glass/mercury device. Effective for oral, rectal or underarm use.

TH093

**Fahrenheit / Celsius**

While thermometer is off, press and hold the ON/OFF button until the unit of measure in the display screen switches. This will take approximately 5 seconds.

**How to Measure Temperature**

Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.

- Press and release ON/OFF button. All segments display briefly as the thermometer powers on.
- The last temperature measured displays with the **M** icon on screen for a few seconds. Then the thermometer will show an average temperature (37.0.9°C or 98.5.9°F) for 0.5 seconds before entering ready mode.
- **Lo** displays and °F flashes when the thermometer is ready to take measurement.

**Specifics for each Temperature Mode**

**ORAL**—For children 4 years and older.

1. Ensure that °F is still flashing, then place probe tip under the tongue in locations indicated by ✓. Instruct children not to bite down on the probe.

**RECTAL**—Highly accurate for measuring core body temperature. Pediatrician recommended mode from birth to age 1, and beyond as tolerated by child.

1. Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. For easier insertion, position baby so that the back and legs form a 90-degree angle (L-shape).
2. Ensure that °F is still flashing, then insert thermometer tip gently into the rectum, taking care not to insert past the insertion gauge (ring on the probe tip). Do not force the tip into rectum if resistance is encountered.

- When °F stops flashing, the measuring is complete. Approximate measurement times are: 60 seconds for oral and rectal temps, 90 seconds or longer for underarm temp.
- Remove probe tip from measurement site. Read and record the temperature and time for reference.
- Press button to shut off or thermometer will shut off automatically after 8-9 minutes.

NOTE: High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician. Fever chart included. **DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.

**Normal Body Temperature**

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is measured. For example: Oral temperatures tend to be comparable to ear temperatures and approximately 1° lower than rectal temperatures for the same individual. Temperature readings are affected by many factors, including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while healthy. You may want to measure and record your child's temperature a few times when he or she is well, so that you will know what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +
Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +

**One (1) Year Limited Warranty**

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

**⚠ WARNING:** Before using digital thermometer, please read carefully.

- This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear.
- Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally.
- **ALWAYS** supervise your child when using thermometer and thermometer covers.
- **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.
- **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.
- **DO NOT** expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock. Avoid sudden impact and dust.
- Keep battery out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Used batteries should be disposed of properly.

**Technical Specifications**

**Measurement Range:** 90° F to 109.9° F

**Measurement Accuracy:** +/- 0.2° F for temps 96° F to 107.6° F  
+/- 0.4° F for temps below 96° F or above 107.6° F.

**Operation Environment:** 60.8° F to 104° F

**Storage Environment:** -13° F to 144° F

**Test Protocol:**

- 1 Put the tip of thermometer into water bath, approximately 2 cm below the surface.
- 2 Wait for 10 seconds, then turn on the thermometer by pressing the ON/OFF button. The thermometer is now in standard mode.
- 3 When the measurement is completed (approximately 60 seconds) record the temperature reading.

**UNDERARM**—For child under age 4 who will not cooperate with rectal temperature measurement.

1. Wipe underarm with a dry towel.
2. Ensure that °F is still flashing, then place probe tip at center of underarm. Bring arm down against the body. Probe must touch skin.

**How to Replace the Batteries**

**Dead Battery Indicator:**

- When the "□" icon appears, the battery is exhausted and needs to be replaced.
- Battery is to be inserted with the correct polarity.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing battery.

**To Replace Battery:**

- 1 Use a Phillips head screwdriver to loosen battery cover screw. Remove cover.
- 2 Use a toothpick to push the battery out of the metal housing.
- 3 Insert a new battery (LR41 or equivalent), correctly positioned with the positive "+" side facing up as shown in illustration.
- 4 Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.

**Care and Maintenance**

**Cleaning Probe Tip:**

- Clean before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

**Cleaning Thermometer Body:**

- Use a soft, dry cloth to clean thermometer body.

**Notes:**

- **DO** remove battery if stored for a long period of time.
- **DO** store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place.
- **DO** take special care not to scratch the display window.
- **DO NOT** allow electronics to get wet.
- **DO NOT** use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning.
- **DO NOT** drop thermometer.
- Install new battery and retry function before calling Consumer Relations on electronics.





**Kit de supervivencia para días de enfermedad IH509**

*Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.*

**BoogEase (aspirador nasal)**

**Piezas:**

- (A) Copa de reservorio
- (B) Reservorio
- (C) Puntas nasales
- (D) Pieza buc




**Cómo armar:**

**1 Seleccione la punta nasal:** elija la punta nasal que mejor se adapte a la nariz del niño y colóquela cuidadosamente en el orificio nasal hasta bloquearlo. **NOTA:** La punta del aspirador no está diseñada para meterla en la nariz, simplemente se apoya sobre el orificio nasal bloqueándolo.

**2 Tubo y pieza bucal:** Gire y presione el tubo y la pieza bucal en el reservorio del BoogEase si está separado.

**Cómo usar:**

**1 Ubique la pieza bucal:** Coloque la pieza bucal entre sus labios para usarla. Cierre la boca alrededor de la pieza bucal y sosténgala suavemente con los dientes de adelante.



**2 Ubique al niño:** Sostenga a su bebé mirando hacia adelante o o siéntelo erguido sobre su falda mirando hacia adelante sobre el pliegue de su brazo.

**3 Ubique el aspirador:** Con su mano libre, coloque la pieza nasal sobre el orificio nasal hasta bloquearlo. **NOTA:** Para lograr un agarre más seguro, puede ayudar colocar su dedo índice entre la pieza nasal y el tubo mientras el resto de los dedos sostiene el reservorio del BoogEase.

**4 Inicie la succión:** Aspire para iniciar la succión en el orificio nasal del niño. Verá cómo la primera cámara comienza a llenarse.

**5 Deténgase:** Una vez que el niño está des congestionado o la mucosidad entra en la segunda cámara del BoogEase, deje de inhalar y quite la punta nasal del orificio nasal del niño.

**Cómo limpiar:**

Desarme como se describe a continuación para limpiar las piezas. Lave con agua tibia y jabonosa antes de usar por primera vez y después de cada uso. Enjuague bien. **NO** microondas.

**Vaciar:** Separe la parte superior e inferior del reservorio del BoogEase y vacíe las cámaras.

**Tubo del aspirador:** Tome la pieza bucal al final del tubo y gire mientras tira para separarlos. Repita la acción con el otro extremo del tubo. Humedezca el cepillo para el tubo, luego métalo en el tubo para limpiarlo por dentro. Enjuague el tubo con agua tibia y jabonosa. **NOTA:** El cepillo para limpiar se usa para el aspirador y para la cuchara dosificadora de medicina libre de quejas.

**Punta nasal y reservorio del BoogEase:** Quite la pieza nasal del cuerpo del BoogEase. Lave cada pieza con el cepillo y agua tibia y jabonosa.

**NOTA:** Use el cepillo provisto para limpiar pequeñas aberturas.

**Secar:** Seque con una toalla o deje secar al aire las piezas separadas. Una vez secas las piezas, vuelva a armarlo.

**⚠ AVISO: RIESGO DE SUFFOCATION** – El producto contiene piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.  
 • **NUNCA** empuje la punta demasiado adentro del orificio nasal y siempre limpie bien después de cada uso.  
 • **NUNCA** lo utilice en la boca o las orejas del bebé.  
 • Cuando lo guarde, manténgalo alejado del calor y la luz directa.

**Dispositivo de control de medicina**

**Objetivo:** Enganche la parte superior del dispositivo de control de medicina alrededor del cuello de la botella y use las burbujas para hacer un seguimiento de la administración de dosis. La columna de la izquierda indica la mañana y la de la derecha indica la tarde. Hay 4 filas, cada una indica un nuevo día.



**Cómo usar:**

**Enganchar:** Enganche la parte superior del dispositivo de control de medicina alrededor del cuello de la botella. Mantenga la medicina y el dispositivo de control de medicina fuera del alcance de los niños.

**Marcar la primera dosis:** Cuando le haya dado la primera dosis al niño, sione la burbuja en correlación con el momento del día (mañana o tarde).

**Continuar con las dosificaciones:** Por cada dosis siguiente, que se corresponda con ese mismo día, presione la burbuja correspondiente.

**Nuevo día:** Por cada primera dosis de un día, comience en una nueva fila.

**Día 5:** Una vez que haya llegado al día 5 de la dosificación tiene dos opciones: Infle cada burbuja nuevamente y comience desde la primera fila o quite el dispositivo de control de medicina, delo vuelta, vuélvalo a enganchar de la botella y comience en la fila de arriba.

**Cómo limpiar:** Lave con agua tibia y jabonosa. El producto también se puede lavar en la rejilla superior del lavavajillas en una canasta.

**Cuchara dosificadora de medicina libre de quejas con jeringa y cepillo para limpiar**

Hace que sea más fácil darle la medicina al niño ya que enmascara el sabor feo con el sabor de su alimento favorito.

**Cómo usar:**

- 1 Quite la jeringa de la cuchara dosificadora de medicina.
- 2 Complete hasta la dosis deseada.
- 3 Encaje la jeringa en la cuchara dosificadora de medicina.
- 4 Coloque el alimento favorito del bebé en la cuchara y presione el émbolo suavemente para que salga la medicina. Repita las veces que sea necesario hasta que la jeringa quede vacía.



**Cómo limpiar:** Lave todas las piezas por separado en agua tibia y jabonosa y enjuague bien antes de usarla por primera vez y después de cada uso. Use el cepillo incluido para limpiar los orificios pequeños. El producto también se puede lavar en la rejilla superior del lavavajillas en una canasta.

**⚠ AVISO:** Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Recomendamos que use una tapa a prueba de niños y que guarde todo en un armario cerrado con llave u otro lugar que no sea accesible para los niños. **HECHO SIN BPA.**

**Bolsa de red**

Use la bolsa de red para guardar los componentes. Solo la superficie se puede lavar.



**Toallitas naturales Boogie**

Las toallitas húmedas se incluyen para mantener limpio al bebé. Levante un extremo de la tapa, agarre una toallita del paquete y presione la tapa para cerrarla, para que las toallitas se mantengan húmedas. Descarte la toallita después de usarla.



**SOLO PARA USO EXTERNO.**

**⚠ AVISO:** Estos productos no son juguetes. **NO** permita que los niños jueguen con ellos. Para evitar lesiones accidentales, **NUNCA** se debe dejar a su hijo sin supervisión. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Le recomendamos que almacene este kit en un armario cerrado con llave o en otro lugar que no es accesible a un niño. **SÓLO PARA UTILIZAR EN EL HOGAR PARA INTERIOR.**

**Termómetro digital 3 en 1**

El termómetro digital Safety 1st es muy claro y preciso a la hora de tomar la temperatura sin tener que preocuparse por aquellos dispositivos de vidrio/mercurio. Es efectivo para los métodos oral, rectal o debajo del brazo.

TH093

**Fahrenheit / Centígrado**

Con el termómetro apagado, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad de medida que aparece en pantalla cambie. Esto tarda aproximadamente 5 segundos.

**Cómo Tomar la Temperatura**

*Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.*

- Presione y libere el botón ON/OFF. Todos los segmentos aparecen en pantalla durante 1 segundo.
- Durante unos segundos, aparece en pantalla la última temperatura tomada con el icono **M**. El termómetro mostrará la temperatura media (37.0.9°C o 98.5.9°F) durante 0,5 segundos antes de pasar al modo listo.
- **Lo** aparece en pantalla y °C comienza a brillar intermitentemente cuando el termómetro está listo para tomar la temperatura.

**Detalles para cada Modo de tomar**

**ORAL**—Para niños de 4 años de edad en adelante.

1. Asegúrese de que intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda debajo de la lengua en las ubicaciones marcadas por ✓. Indique al niño que no muerda la sonda.

**RECTAL**—Altamente preciso para medir la temperatura corporal central. Es el modo que recomiendan los pediatras desde el nacimiento hasta el primer año o hasta que el niño lo tolere.

1. Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina. Para una inserción más sencilla, coloque al bebé de manera que la espalda y las piernas formen un ángulo de 90 grados (forma de L).
2. Asegúrese que °C esté brillando intermitentemente, después coloque la punta del termómetro en el recto, con cuidado de no pasar el regulador de inserción (anillo sobre la punta de la sonda). En caso de encontrar resistencia a la inserción del termómetro, no fuerce la punta dentro del recto.

• Cuando °C deja de brillar intermitentemente, significa que el termómetro ya registró la temperatura. Los tiempos aproximados son: 60 segundos para los modos oral y rectal y 90 segundos como mínimo para el modo debajo del brazo.  
 • Quite la punta de la sonda y verifique la temperatura.  
 • Presione el botón para apagarlo o el termómetro se apagará automáticamente después de 8-9 minutos sin usar.  
**NOTA:** Fiebre alta y prolongada requiere atención médica, en especial cuando se trata de niños pequeños. No deje de consultar a un médico. Tabla de medición incluida.  
**NO** permita que el niño camine o corra mientras le toma la temperatura. La sonda podría presentar un riesgo.

**Temperatura Corporal Normal**

Las mediciones de temperatura varían de persona a persona y también varían según la parte del cuerpo en la cual se tome la temperatura. Por ejemplo: Las temperaturas orales tienden a ser comparable a la temperatura del oído, y aproximadamente 0.5 °C menos que las temperaturas rectales para una misma persona. Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.

La temperatura "normal" se refiere a la temperatura media de cada persona en buen estado de salud. Tal vez le convenga tomar y anotar la temperatura de su hijo cuando esté en buen estado de salud unas cuantas veces, para saber cuál es su temperatura normal. En promedio, los límites de temperatura son los siguientes:

MÉTODO	LÍMITES NORMALES	LÍMITES DE FIEBRE
Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C+
Rectal	36.3° - 38°C	38°C +
Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C +

**Cómo Reemplazar las Baterías**

**Indicador de Bateria Descargada:**

- Si el icono "☐" aparece, es porque la batería se agotó y debe reemplazarse.
- Las baterías deben colocarse de acuerdo con la polaridad correspondiente.
- Verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de colocar las baterías.

**Cómo cambiar la batería:**

- 1 Use un destornillador Phillips para aflojar el tornillo de la tapa. Retire la tapa.
- 2 Use un palillo para quitar la batería de la caja metálica.
- 3 Coloque una batería nueva (LR41 o equivalente) en la ubicación correcta, con el lado positivo "+" hacia arriba, como se muestra en la ilustración.
- 4 Ponga la tapa en el termómetro y asegúrela.

**Tornillo**

**Cuidado y Mantenimiento**

**Cómo Limpiar la Sonda y la Punta:**

- Limpie antes y después de cada uso.
- Use un hisopo con alcohol para limpiar.

**Cómo Limpiar el Cuerpo del Termómetro:**

- Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro.

**Notas:**

- Quite las baterías si va a guardar el producto durante un largo período de tiempo.
- **GUARDE** el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente con la tapa protectora colocada.
- **TENGA** cuidado especial de no rayar la superficie de los sensores o la pantalla.
- **NO** permita que la electrónica se mojen.
- **NO UTILICE** productos de limpieza abrasivos, solventes o bencina.
- **NO DEJE** caer el termómetro.
- Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque batería nueva y trate de hacerlo funcionar otra vez.

**Garantía Limitada Durante un (1) Año**

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún está dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

**EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.**