

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

*DEALER: These instructions MUST be given to the user of this product.*

*NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.*

**⚠ WARNING**

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner’s manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
- The Rollator is designed to provide support, increased stability and assistance to the end user while walking. The Rollator is **NOT** designed to support the total weight of an individual and has a weight limitation of 285 lbs (130 kg).
- The Rollator can provide ambulatory assistance for an individual weighing up to 285 lbs (130 kg), including the weight of the contents of the basket and tray. The seat can support an individual weighing up to 285 lbs (130 kg).
- **DO NOT** use the rollator as a wheelchair or transport device. The Rollator is **NOT** intended for propelling while seated.
- The brakes **MUST** be locked before using the seat. When using the rollator in a stationary standing position, the hand brakes **MUST** be locked.
- **DO NOT** use the rollator on an escalator.
- A physical/occupational therapist should assist in the height adjustment for maximum support and correct brake activation.
- Care should be taken to ensure that all hand and height adjustments are secure, and that casters and moving objects are in good working order before using this or any mobility aid.
- All casters **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the rollator is properly balanced.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your product. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- The basket, tray and shelf have a weight limitation of 11 lbs (5 kg). Items placed in or on the basket, tray or shelf should **NOT** protrude from the basket, tray or shelf.
- If push handles are exposed to extreme temperature (above 100°F or below 32°F), high humidity and/or becomes wet, prior to use, ensure hand grips **DO NOT** twist on rollator handle - otherwise damage or injury may occur.
- After installation and before use, ensure that all attaching hardware is tightened securely.
- **DO NOT** hang anything from the frame of the rollator. Items should be placed in the basket or on the tray.

**⚠ ACCESSORIES WARNING**

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

**Assembling the Rollator**

*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.*

1. Remove plastic caps from the side frame tubes.
2. Unfold the rollator.

*NOTE: Make sure that the red locking mechanism fully engages. An audible “click” will be heard.*

*NOTE: The locking lever and washer are installed on the outside of the frame tubes.*

3. From the inside of the frame, put a bolt through the locking lever mounting holes.
4. Put a washer onto the bolt.
5. Thread the locking lever onto the bolt. **DO NOT** tighten the locking lever.
6. Repeat STEPS 3-5 to install the opposite locking lever.
7. On both sides of the rollator, insert and adjust the handle to the appropriate height. Tighten the locking lever onto the bolt.

**⚠ WARNING**


The handles **MUST NOT** be angled outside the marked position as this reduces the rollators lateral stability. Refer to Detail “B”.

**Removing the Handles**

1. On each side of the rollator, loosen but **DO NOT** remove the locking lever.
2. Remove the handles from the frame tubes.

**Adjusting Handle Height**

1. On both sides of the rollator, loosen, but **DO NOT** remove, the locking levers.
2. Adjust each handle to the appropriate height and tighten the locking lever. Make sure both handles are adjusted to the same height.



**FIGURE 1** Assembling the Rollator

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

## Installing the Shelf, Basket and Tray

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

NOTE: To remove the shelf, basket, and tray reverse these procedures.

### Shelf

Snap the shelf onto the bottom rollator frame tubes.

### Basket

Install the basket onto the hooks on the rollator frame.

### Tray

Put the tray in place on top of the seat.

## Using the Hand Brakes

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 3.

1. Perform one of the following:
  - To Stop - Squeeze the brake handles up towards the rollator handles.
  - To Continue Mobility - Release the brake handle.
2. To lock, push down on the bottom portion of the brake handle.
3. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.

## Folding the Rollator

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 4.

1. Remove the tray and basket. Refer to [Installing the Shelf, Basket and Tray](#).

NOTE: It is NOT necessary to remove the shelf to fold the rollator.

### **⚠ WARNING**

**Pinch points exist between the rollator frame tubes. Make sure hands and body are clear of all pinch points before folding the rollator.**

2. Pull up on the tab to release the locking mechanism.
3. To fold the rollator, lift up on the cross tube.

### **CAUTION**

**Lay the rollator down on a flat stable surface. DO NOT lean the rollator against a wall or other vertical surface.**

## Care and Maintenance

1. Verify brake operation. Contact your Invacare dealer if brake adjustment is required.
2. If hand grips are loose, DO NOT use the rollator. Contact your Invacare dealer.
3. Periodically inspect the casters tightness, wear and damage.
4. Make sure that the wheels are free of hair, lint and other debris.




FIGURE 2 Installing the Shelf, Basket and Tray





FIGURE 3 Using the Hand Brakes



**Be aware of pinch points when folding the rollator**




FIGURE 4 Folding the Rollator

---

# NOTES

---

# LIMITED WARRANTY

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants the brakes to be free from defects in materials and workmanship for five years, and all other components for one year for the original purchaser (excluding tires and wheels). If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. **C.O.D.** shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**DISTRIBUTEUR:** Ce guide doit être remis à l'utilisateur du fauteuil roulant.

**REMARQUE:** vérifier TOUTES les pièces pour détecter tout endommagement survenu lors du transport. Si un dommage est constaté, NE PAS utiliser le produit. Contacter le distributeur/transporteur pour obtenir d'autres instructions.

#### ⚠ MISE EN GARDE

- **NE PAS** utiliser ce produit ou tout autre équipement optionnel disponible avant d'avoir entièrement lu et compris ces instructions, ainsi que toute autre notice d'instructions supplémentaire, comme le manuel du fabricant, les manuels d'entretien ou les feuilles d'instructions fournies avec ce produit ou avec l'équipement optionnel. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les mises en garde, avertissements ou instructions, contacter un professionnel de la santé, le distributeur ou le personnel technique avant d'utiliser cet équipement - sous peine de risquer de causer des blessures ou dommages.
- Tout utilisateur doit **TOUJOURS** demander l'avis d'un médecin ou physiothérapeute pour déterminer l'ajustement et l'utilisation adéquate.
- Le déambulateur a été conçu pour fournir un support, augmenter la stabilité et assister la marche de l'utilisateur. Il n'a **PAS** été conçu pour supporter le poids total d'une personne et sa limite de charge est de 130 kg).
- Le déambulateur peut offrir une aide à la marche pour les personnes pesant jusqu'à 130 kg, poids du panier et du plateau compris. Le siège peut supporter une personne pesant jusqu'à 130 kg.
- **NE PAS** utiliser le déambulateur comme fauteuil roulant ou appareil de transport. Le déambulateur n'est **PAS** destiné à se déplacer avec une personne assise dessus.
- Les freins **DOIVENT** être bloqués avant de s'asseoir. Lorsque l'on utilise le déambulateur en position debout et stationnaire, il **FAUT** enclencher les freins à main.
- **NE PAS** utiliser le déambulateur sur un escalier roulant.
- Faire appel à un physiothérapeute/ergothérapeute pour régler la hauteur et obtenir un maximum de support, ainsi que pour apprendre à activer les freins correctement.
- S'assurer que tous les réglages à main et de hauteur sont solidement fixés, et que les roulettes ainsi que les objets en mouvement sont en bon état de marche avant d'utiliser le présent dispositif d'aide à la locomotion ou tout autre appareil similaire.
- Toutes les roulettes **DOIVENT** être en contact avec le sol, à tout moment, pendant l'utilisation pour garantir le bon équilibre du déambulateur.
- **TOUJOURS** respecter la limite de charge indiquée sur l'étiquetage du produit. Vérifier que chaque étiquette est présente et lisible. La remplacer le cas échéant.
- Panier, plateau et étagère ont une limite de charge de 5 kg. Les objets placés dans le panier, sur le plateau ou l'étagère ne doivent **PAS** dépasser de ceux-ci.
- Si les poignées de poussée sont soumises à des températures extrêmes (plus de 38 °C ou moins de 0 °C), à une forte humidité et/ou sont mouillées avant l'utilisation, s'assurer que les capuchons de poignées ne glissent **PAS** sur les poignées du déambulateur - sous peine d'entraîner dégâts ou blessures.
- Après l'installation et avant l'utilisation, s'assurer que toutes les pièces de fixation sont solidement serrées.
- **NE RIEN** accrocher au châssis du déambulateur. Tout objet doit être placé dans le panier ou sur le plateau.

#### ⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour une utilisation conjointe avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et ne sont pas recommandés pour utilisation avec les produits Invacare.

### Montage du déambulateur

**REMARQUE:** Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

1. Enlever les capuchons plastique des tubes latéraux du châssis.
2. Déplier le déambulateur.

**REMARQUE:** s'assurer que le mécanisme de blocage rouge est complètement enclenché. Un " clic " audible se fera entendre.

**REMARQUE:** le levier de blocage et la rondelle s'installent côté extérieur des tubes du châssis.

3. De l'intérieur du châssis, insérer un boulon dans le trou de fixation du levier de blocage.
4. Fixer une rondelle au boulon.
5. Visser le levier de blocage dans le boulon. **NE PAS** serrer le levier de blocage.
6. Répéter les étapes 3 à 5 pour installer le levier de blocage de l'autre côté.
7. Des deux côtés du déambulateur, insérer et régler la poignée à la hauteur adéquate. Fixer solidement le levier de blocage au boulon.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Les poignées **NE DOIVENT PAS** être orientées en dehors de la position indiquée car cela réduirait la stabilité latérale du déambulateur. Se référer au Détail « B ».




FIGURE 1 Montage du déambulateur

Pour plus d'informations concernant les produits, pièces et services Invacare, se rendre sur [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

## Retirer les poignées

1. De chaque côté du déambulateur, desserrer mais NE PAS retirer le levier de blocage.
2. Retirer les poignées des tubes du châssis.

## Régler la hauteur des poignées

1. De chaque côté du déambulateur, desserrer mais NE PAS retirer les leviers de blocage.
2. Régler chaque poignée à la hauteur adéquate et serrer le levier de blocage. S'assurer que les deux poignées sont réglées à la même hauteur.

## Installation de l'étagère, du panier et du plateau

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 2.

REMARQUE: pour retirer l'étagère, le panier et le plateau, suivre ces procédures dans l'ordre inverse.

### Étagère

Presser l'étagère sur les traverses tubulaires inférieures du déambulateur.

### Panier

Accrocher le panier sur les crochets du châssis du déambulateur.

### Plateau

Installer le plateau sur le siège.

## Utilisation des freins à main

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 3.

1. Effectuer l'une des étapes suivantes:
  - Pour s'arrêter - Presser les poignées de frein vers le haut, en direction des poignées du déambulateur.
  - Pour continuer à avancer - Relâcher les poignées de frein.
2. Pour bloquer, presser vers le bas sur la partie inférieure de la poignée de frein.
3. Pour débloquer, tirer vers le haut la partie supérieure de la poignée de frein.

## Plier le déambulateur

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 4.

1. Enlever plateau et panier. Refer to Installation de l'étagère, du panier et du plateau.

REMARQUE: il n'est PAS nécessaire de retirer l'étagère pour plier le déambulateur.




FIGURE 2 Installation de l'étagère, du panier et du plateau




FIGURE 3 Utilisation des freins à main

## ⚠ AVERTISSEMENT

Il y a des points de pincement entre les tubes du châssis du déambulateur. S'assurer que les mains et autres parties du corps ne sont pas à proximité des points de pincement avant de plier celui-ci.


2. Tirer vers le haut pour relâcher le mécanisme de blocage.
3. Pour plier le déambulateur, soulever la traverse tubulaire.

## ATTENTION

Allonger le déambulateur sur une surface plane et stable. NE PAS appuyer le déambulateur contre un mur ou toute autre surface verticale.

## Entretien

1. Vérifier la bonne marche des freins. Contacter votre distributeur Invacare si un réglage des freins est nécessaire.
2. Si les capuchons de poignées glissent, NE PAS utiliser le déambulateur. Contacter votre distributeur Invacare.
3. Inspecter régulièrement les rondelles pour détecter tout relâchement, usure ou endommagement.
4. S'assurer que cheveux, peluches ou autre débris ne bloquent pas les roues.



Attention aux points de pincement au moment de plier le déambulateur




FIGURE 4 Plier le déambulateur

---

# GARANTIE LIMITÉE

**REMARQUE IMPORTANTE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ ÉLABORÉE CONFORMÉMENT AUX LOIS FÉDÉRALES AMÉRICAINES APPLICABLES POUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.**

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur/utilisateur initial de nos produits.

La présente garantie confère certains droits : la législation du pays ou de la juridiction de l'acheteur initial/utilisateur final peut vous en accorder d'autres.

Invacare garantit les freins contre les vices de fabrication et de main d'œuvre pendant cinq ans et tous les autres composants pendant un an à partir de l'achat initial (pneus et roues non compris). Si pendant cette période de garantie, ledit produit se révèle défectueux, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre ou de livraison résultant de l'installation des pièces de rechange ou de la réparation dudit produit. La seule obligation exclusive d'Invacare et le seul recours exclusif du bénéficiaire de la garantie se limitera auxdites réparations et/ou remplacement.

Pour un service au titre de la garantie, l'acheteur doit contacter le distributeur auprès duquel il a acheté le produit Invacare. Si l'acheteur ne juge pas le service de garantie satisfaisant, il doit écrire directement à Invacare à l'adresse figurant au dos. Fournir le nom du distributeur, l'adresse, le numéro du modèle, la date d'achat, indiquer la nature du défaut et le numéro du produit s'il est numéroté en série

Invacare Corporation enverra à l'acheteur une autorisation de renvoi. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être renvoyées pour l'inspection de garantie en utilisant le numéro de série, si applicable, pour identification dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de renvoi. **NE PAS** renvoyer les produits à notre usine avant notre accord préalable. Les livraisons contre remboursement seront refusées ; les livraisons doivent être franco de port.

**LIMITATIONS ET EXCLUSIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PROBLÈMES RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE OU DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. DE PLUS, LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS NUMÉROTÉS EN SÉRIE SI LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ SUPPRIMÉ OU OBLITÉRÉ ; LES PRODUITS SOUMIS À UNE NÉGLIGENCE, À DES ACCIDENTS, À UNE UTILISATION, MAINTENANCE OU ENTREPOSAGE IMPROPRE ; OU LES PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER : LES MODIFICATIONS IMPLIQUANT L'UTILISATION DE PIÈCES OU D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS SUITE À DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR UN COMPOSANT QUELCONQUE SANS LE CONSENTEMENT FORMEL D'INVACARE ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE D'INVACARE ; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE AUTRE PERSONNE QU'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ PAR INVACARE, DONT L'ÉVALUATION SERA EXCLUSIVEMENT DÉTERMINÉE PAR INVACARE.**

**LA GARANTIE EXPRESSE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, ET LE SEUL RECOURS AUX VIOLATIONS D'UNE GARANTIE SERA LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS DÉFECTUEUX, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE SERA PAS PROROGÉE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS QUELCONQUES. CETTE GARANTIE SERA CONSENTIE EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS PROVINCIALES OU DES ÉTATS ET LEURS EXIGENCES.**



*Yes, you can.*

**Invacare Corporation**

[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**  
570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols <sup>™</sup> and <sup>®</sup>. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

© 2009 Invacare Corporation

Part No 1163185

Rev A - 08/09

