

boon[®]

TROVE[™]

+ Passive Silicone Pump
Bandeja de polos y congelador



B11531A1-02-INT-01

3 fl oz / 88 ml

IMPORTANT:

- This product is not a toy.
- Use the included plug only with Boon Trove™.
- Inspect frequently for tears or cracks. If any are found, discontinue use immediately.

PUMPING WITH TROVE™

1. Place TROVE onto your breast so that your nipple is centered in the hole. It should feel comfortable and not be pushing against any part of TROVE.
2. Press firmly on the Boon logo to create suction. Confirm that your nipple is still centered.
3. Pull your nursing bra over TROVE. Make sure it is still firmly in place with no gaps around the edges.
4. If you feel TROVE loosening, push firmly to increase the suction. This suction keeps the milk flowing and may need to be repeated several times while pumping. Be cautious of your milk level before pressing on the pump.
5. Watch the milk level and remove TROVE when it reaches the 3 oz line.

REMOVING TROVE & STORING MILK

1. When finished, gently use your finger to break the seal. Be sure to hold it securely so that it won't slip off of your breast when the suction is released.
2. TROVE is designed to stand easily on the tabletop while you get ready to pour.
3. Slowly tilt TROVE in the direction of the arrow and pour it directly into a bottle or your preferred milk storage container.

NOTE: Always remove TROVE when finished. We recommend wearing for no longer than two hours at a time. It is NOT intended for milk storage. Milk collected or stored at room temperature for too long should be discarded and not fed to your baby.

CLEANING & CARE

To ensure hygiene before first use, place into boiling water for 5 minutes. To ensure hygiene, wash thoroughly after each use or before each subsequent use. Top rack dishwasher-safe or hand wash in warm, soapy water. Rinse with clear water. Store in a dry clean place away from direct sunlight and heat. Can be sterilized in microwave or using sterilizing equipment. Do not leave the product in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended. Hand wash bag in warm, soapy water and hang to dry.

ES

IMPORTANTE:

- Este producto no es un juguete.
- Utilice el tapón incluido únicamente con Boon Trove™.
- No permita que los niños jueguen con él.

BOMBEO CON TROVE™

1. Coloca TROVE sobre tu seno de modo que el pezón quede centrado en el orificio. Tienes que sentirte cómoda y no empujar contra ninguna parte de TROVE.
2. Presiona con firmeza el logotipo de Boon™ para succionar. Asegúrate de que el pezón aún esté centrado.
3. Pon el sostén de lactancia sobre TROVE. Comprueba que todavía esté firmemente en su lugar sin huecos alrededor de los bordes.
4. Si sientes que TROVE se afloja, presiona firmemente para aumentar la succión. Esta mantiene el flujo de leche y es posible que tenga que repetirse varias veces durante la extracción. Ten cuidado con tu nivel de leche antes de presionar el extractor.
5. Observa el nivel de leche y quítate TROVE cuando llegue a la línea de 88 ml.

EXTRACCIÓN DE TROVE™ Y ALMACENAMIENTO DE LECHE

1. Cuando hayas terminado, rompe el sello suavemente con un dedo. Asegúrate de sostenerlo con seguridad para que no se salga del seno cuando se libere la succión.
2. TROVE está diseñado para colocarse fácilmente sobre la mesa mientras te preparas para verter.
3. Inclina lentamente TROVE en la dirección de la flecha y viértelo directamente en una botella o en tu recipiente de almacenamiento de leche preferido.

NOTA: Quitate siempre TROVE cuando hayas terminado. Recomendamos usarlo un máximo de dos horas cada vez. NO está destinado para el almacenamiento de leche. La leche recolectada o almacenada a temperatura ambiente durante demasiado tiempo tiene que desecharse y no dársele nunca al bebé.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para garantizar la higiene antes del primer uso, coloque en agua hirviendo durante 5 minutos. Para garantizar la higiene debe lavarse concienzudamente después de cada uso o antes de cada uso posterior. Apto para colocar en la rejilla superior del lavavajillas o lavado a mano con agua templada y jabón. Limpiar con agua. Guárdelas en un lugar limpio y seco, evitando la incidencia directa de radiación solar o fuentes de calor. Se pueden esterilizar en el microondas o utilizando un equipo de esterilización. No las deje en soluciones esterilizadoras o de limpieza por más tiempo del recomendado. Lavar a mano bolsa de almacenaje con agua tibia y jabón.

© 2024 TOMY
45 SHAWMUT RD,
CANTON, MA 02021, USA
US: 800-704-8697
WWW.TOMY.COM

MADE IN VIETNAM
FABRICADO EN VIETNAM

Please retain all product information for future reference. Color and contents may vary. Trademarks and copyrights are exclusively owned by TOMY. 240725

Guarde toda la información del producto para futuras consultas. El color y el contenido pueden variar de las ilustraciones. Las marcas comerciales y los derechos de autor y los diseños son propiedad exclusiva de TOMY.