





Easy Read 4-in-1 Thermometer

User's Guide TH053

Thank you for purchasing this Advanced Solutions™ thermometer. We're proud to be your choice to help you keep your child healthy and safe. Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product.

Basics of Your Thermometer



Normal Body Temperature

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is measured. For example: Oral temperatures tend to be comparable to ear temperatures and approximately 1° lower than rectal temperatures for the same individual. Temperature readings can also be affected by other factors, including exercise, consuming hot or cold food/beverages prior to taking a reading, and technique.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while healthy. You may want to measure and record your child's temperature a few times when he or she is well, so that you will know what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +
Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +

Fever Light™

The backlight illuminates red and thermometer beeps when:

- body temperature is in the fever range (varies by measurement site, see chart above)
- bath water temperature is too hot (exceeding 100.0°F)

High or prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Contact your physician. A fever chart is included on the product.

WARNING

- This is **NOT** an ear thermometer. Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally.
- NEVER** allow a child to play with this thermometer. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.
- ALWAYS** supervise your child when using thermometer. **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.
- Avoid sudden impact and dust.
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock.
- Replace only with CR2032 or equivalent lithium battery. Use of other types of batteries may present a risk of fire or rupture.

BATTERY CAUTION

- Keep batteries out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal.
- Used batteries should be disposed of properly.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.


IMPORTANT INFORMATION

- Read these instructions carefully to ensure accurate temperature readings. Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
- Rectal temperatures vary by approximately 0.9°F/0.5°C.
- DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.

How to Measure Temperature

Please read this section carefully and all the way through before using the thermometer. Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.


- Remove probe tip cap. Press and release ON/OFF button. All segments display for 1 second (Figure A) as the thermometer powers on.
- Thermometer beeps once, and the last temperature measured displays on screen (Figure B) for a few seconds.
- The current selected mode flashes and then °F (or °C) flashes. Confirm that the desired temperature mode is selected. (See "Select Mode" to change temperature mode.)



Specifics for each Temperature Mode

ORAL—For children 4 years and older.

- Confirm that oral mode is selected **ori**.
- Ensure that **L** displays and that °F (or °C) is still flashing, then place probe tip under the tongue in locations indicated by ✓. Instruct children not to bite down on the probe.



RECTAL—Highly accurate for measuring core body temperature. Pediatrician recommended mode from birth to age 1, and beyond as tolerated by child.

- Confirm that rectal mode is selected **rct**.
- Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. For easier insertion, position baby so that the back and legs form a 90-degree angle (L-shape).
- Ensure that **L** displays and that °F (or °C) is still flashing, then insert probe tip no more than 1/2 inch (1.3 cm) into rectum. Do not force the tip into rectum if resistance is encountered.



UNDERARM—For child under age 4 who will not cooperate with rectal temperature measurement.

- Confirm that underarm mode is selected **udr**.
- Wipe underarm with a dry towel. Probe must touch skin.
- Ensure that **L** displays and that °F (or °C) is still flashing, then place probe tip at center of underarm. Bring arm down against the body.



BATH WATER—Ideal bath water temp is between 90° F and 100° F.

- Confirm that bath water mode is selected **bth**.
- Ensure that **L** displays and that °F (or °C) is still flashing, then place probe tip into bath water, up to the insertion gauge. **DO NOT** allow electronics to get wet.


- When °F (or °C) stops flashing, the measuring is complete. Approximate measurement times are: 5 seconds for oral and rectal temps, 8 seconds for underarm temp and 8-15 seconds for bath water temp.
- Remove probe tip from body location or bath water and check temperature.
- Thermometer beeps and the display glows with red backlight to indicate that fever has been detected or that bath water is too hot. (See Fever Light™ section for details.)
- Thermometer will shut off automatically after one minute, or press button to shut off.

Trouble Shooting

Display	Recommended Action	Display	Recommended Action
L	<ul style="list-style-type: none"> Probe may not have been positioned correctly. Proper probe placement is essential for an accurate reading. Review probe placement instructions and try again. If thermometer has been stored in a cold environment, wait 15 minutes to allow thermometer to reach room temperature, then try again. If you are measuring bath water temp, confirm that thermometer is in bath temperature mode (bth). A reading below 89.6°F will cause the L display. If thermometer has been mishandled, you may have irreversibly damaged product. Confirm other possible solutions (above) before discarding. 	U	<ul style="list-style-type: none"> Battery icon displays when battery is getting low. A few more readings may be possible, but it is time to purchase a new battery. Battery icon flashes when battery is completely exhausted and needs to be replaced.
H	<ul style="list-style-type: none"> Turn thermometer off, wait one minute, then re-take temp. If thermometer has been stored in a hot environment, wait 15 minutes to allow thermometer to reach room temperature, then try again. If you are measuring bath water temp, confirm that thermometer is in bath temperature mode (bth). A reading above 111.1°F will cause the H display. If thermometer has been mishandled, you may have irreversibly damaged Product. Confirm other possible solutions (above) before discarding. 	Red backlight is illuminated	<ul style="list-style-type: none"> Measured body temperature is in fever range or bath water temperature is too hot. (See Fever Light™ section for details).
			<ul style="list-style-type: none"> Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800)544-1108, or fax at (800)207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have ready the model number (TH053) and date code (manufacture date located on package). Install new batteries and re-try function before calling Consumer Relations on electronics.
		Err	<ul style="list-style-type: none"> If thermometer has been mishandled, you may have irreversibly damaged it. Shut off and restart before discarding.

Select Mode

- While the thermometer is off, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds.
- Press the button again to cycle through the four mode options (Figure C).
- When the desired mode displays on screen, wait for auto shut-off to select it.



Memory Recall

Thermometer stores the last temperature reading with the site from which it was measured. As a reference for parents, that temperature reading displays automatically when the thermometer is powered on.

Fahrenheit / Celsius

- Power on the thermometer.
- During the first 5 seconds, press and hold the ON/OFF button until °F or °C flashes.
- Quickly press ON/OFF button to switch between °F and °C modes.
- When the desired unit of measure (°F or °C) displays on screen, wait for auto shut-off to select it.

Care and Maintenance

Cleaning Probe Tip:

- Clean before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

Cleaning Thermometer Body:


- Use a soft, dry cloth to clean thermometer body.

Notes:

- DO** store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place.
- DO** take special care not to scratch the display window.
- DO NOT** use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning.
- DO NOT** expose thermometer to extreme temperatures, humidity or direct sunlight.
- DO NOT** drop thermometer.

How to Replace the Battery

- When the "U" icon appears while the unit is ON, (Figure D), the battery is nearly exhausted, but a few measurements may still be taken.
- When the "U" icon flashes, (Figure E), the battery is exhausted and need to be replaced.



To Replace Battery:

- Use a coin to loosen battery cover. Remove cover (Figure F).
- Pry battery from compartment and discard properly.
- Insert a new 3-volt battery (CR2032 or equivalent), correctly positioned with the positive "+" side facing up as shown in illustration (Figure G).
- Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.

Technical Specifications

- Measurement Range:** 89.6° F to 111.1° F
- Measurement Accuracy:**
 - +/- 0.2° F for temps 98.6° F to 102.2° F
 - +/- 0.3° F for temps 96.4° F to <98.6° F or >102.2° F to 105.8° F
 - +/- 0.5° F for temps <96.4° F or >105.8° F
- Operation Environment:** 60.8° F to 104° F
- Storage Environment:** -4° F to 120° F
- Test Protocol:** Unit must be tested using water bath.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

©2012 Cosco Management, Inc.
 All Rights Reserved. Todos derechos reservados. www.djgusa.com
 (800) 544-1108 www.safety1st.com
 Made in CHINA. Hecho en CHINA.
 Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
 Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,
 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
 Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
 11/07/12 4358-6048A





Termómetro 4 en 1 fácil de leer

Guía para el Usuario TH053

Gracias por comprar este termómetro Advanced Solutions™. Estamos orgullosos de ser su elección para ayudarlo a mantener a su hijo sano y seguro. Asegúrese de leer todas las advertencias, instrucciones y notas antes de utilizar este producto.

Conceptos Básicos de su Termómetro



Temperatura Corporal Normal

Las mediciones de temperatura varían de persona a persona y también varían según la parte del cuerpo en la cual se tome la temperatura. Por ejemplo: Las temperaturas orales tienden a ser comparable a la temperatura del oído, y aproximadamente 1 °F (0.5 °C) menos que las temperaturas rectales para una misma persona. Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.

La temperatura "normal" se refiere a la temperatura media de cada persona en buen estado de salud. Tal vez le convenga tomar y anotar la temperatura de su hijo cuando esté en buen estado de salud unas cuantas veces, para saber cuál es su temperatura normal. En promedio, los límites de temperatura son los siguientes:

MÉTODO	LÍMITES NORMALES	LÍMITES DE FIEBRE
Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C +
Rectal	36.3° - 38°C	38°C +
Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C +

Fever Light™

La luz de fondo se pone roja y el termómetro comienza a emitir pitidos cuando:

- la temperatura corporal está dentro de los límites de fiebre (varía según el método que se utilice; controle la tabla anterior)
- la temperatura del agua para el baño es demasiado alta (supera los 37.8°C (100.0°F))

La presencia de fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de niños pequeños. Consulte a su médico. El producto incluye una tabla de valores de fiebre.

AVISO

- Este **NO** es un termómetro de oído. Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal.
- NUNCA** permita que los niños jueguen con este termómetro. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que se puede dañar si no se utiliza correctamente bajo supervisión de los padres.
- SIEMPRE** supervise al niño cuando use el termómetro. **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres.
- Evite las sacudidas bruscas y el polvo.
- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol ni golpes.
- Sólo utilice baterías de litio de CR2032 o equivalente. El uso de otros tipos de baterías puede presentar riesgo de incendio o rotura.

BATERÍA PRECAUCIÓN

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal.
- Las baterías usadas se deben desechar correctamente.
- La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar.
- Retire las baterías cuando desee guardar el producto por un largo período sin uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones adjuntas para asegurar lecturas de temperatura precisas. Las lecturas de temperatura son afectadas por muchos factores, tales como el ejercicio físico o el beber bebidas calientes o frías, si se los realiza antes de tomar la temperatura. Los resultados también dependen de la técnica empleada.
- Las temperaturas rectales difieren en aproximadamente 0.9 °F/0.5 °C.
- NO** permita que el niño camine o corra mientras se le toma la temperatura. La sonda podría causarle daño.

Cómo Tomar la Temperatura

- Quite la tapa de la punta de la sonda. Presione y libere el botón ON/OFF. Cuando el termómetro se enciende, todos los segmentos aparecen en pantalla durante 1 segundo (Figura A).
- El termómetro emite un pitido y, durante unos segundos, aparece en pantalla la última temperatura tomada (Figura B).
- El modo seleccionado en el momento comienza a brillar intermitentemente, al igual que °C (o °F). Confirme que el modo de tomar la temperatura sea el deseado. (Consulte "Seleccionar Modo" para cambiar el modo de tomar la temperatura.)

Antes de usar el termómetro, lea atentamente esta sección en su totalidad. Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.

ori °C

ORAL—Para niños de 4 años de edad en adelante.

- Confirme que el modo oral esté seleccionado **ori**.
- Asegúrese de que **L** aparezca en pantalla y que intermitentemente cuando coloque la punta de la sonda debajo de la lengua en las ubicaciones marcadas por ✓. Pídale al niño que no muerda la sonda.

rct °C

RECTAL—Altamente preciso para medir la temperatura corporal central. Es el modo que recomiendan los pediatras desde el nacimiento hasta el primer año o hasta que el niño lo tolere.

- Confirme que el modo rectal esté seleccionado **rct**.
- Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina. Para una inserción más sencilla, coloque al bebé de manera que la espalda y las piernas formen un ángulo de 90 grados (forma de L).
- Asegúrese de que **L** aparezca en pantalla y que °C (o °F) esté brillando intermitentemente cuando coloque la punta de la sonda en el recto, a no más de 1,3 cm (1/2 pulgada) de profundidad. No intente colocar la punta más adentro en el recto si encuentra resistencia.

udr °C

DEBAJO DEL BRAZO—Para un niño menor de 4 años que no tolerará el modo rectal de tomar la temperatura.

- Confirme que el modo debajo del brazo esté seleccionado **udr**.
- Limpie debajo del brazo con una toalla seca. La sonda debe tocar la piel.
- Asegúrese de que **L** aparezca en pantalla y que °C (o °F) esté brillando intermitentemente cuando coloque la punta de la sonda en la parte central debajo del brazo. Baje el brazo contra el cuerpo.

bth °C

AGUA PARA EL BAÑO—La temperatura ideal para el agua del baño es entre 32°C y 38°C (90°F y 100°F).

- Confirme que el modo agua para el baño esté seleccionado **bth**.
- Asegúrese de que **L** aparezca en pantalla y que °C (o °F) esté brillando intermitentemente cuando coloque la punta de la sonda en el agua para el baño, hasta el regulador de inserción. **NO** permita que la electrónica se moje.


- Cuando °C (o °F) deja de brillar intermitentemente, significa que el termómetro ya registró la temperatura. Los tiempos aproximados son: 5 segundos para los modos oral y rectal, 8 segundos para el modo debajo del brazo y 8-15 segundos para el modo agua para el baño.
- Quite la punta de la sonda de la ubicación en el cuerpo o del agua para el baño y verifique la temperatura.
- El termómetro emite pitidos y la pantalla se ilumina con una luz de fondo roja para indicar que se ha detectado fiebre o que el agua para el baño está demasiado caliente. (Consulte la sección Fever Light™ para obtener más información).
- El termómetro se apagará automáticamente después de un minuto sin usar o, de lo contrario, presione el botón OFF.

Solución de Problemas

Pantalla	Acción Recomendada	Pantalla	Acción Recomendada
L	<ul style="list-style-type: none"> La sonda puede estar ubicada en forma incorrecta. La correcta ubicación de la sonda es fundamental para una lectura precisa. Revise las instrucciones de ubicación de la sonda y vuelva a intentarlo. Si el termómetro estuvo guardado en un ambiente frío, espere 15 minutos para que alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo. Si intenta medir la temperatura del agua para el baño, confirme que el termómetro esté en el modo correspondiente (bth). Una lectura menor a 32°C (89.6°F) hará que L aparezca en pantalla. Si el termómetro sufrió un mal uso, es posible que tenga daños irreversibles. Considere otras soluciones posibles (vea arriba) antes de descartarlo. 		<ul style="list-style-type: none"> El icono de batería aparece en pantalla cuando las baterías se están agotando. Es posible que el termómetro funcione durante un par de lecturas más, pero es momento de comprar baterías nuevas. El icono de batería comienza a brillar intermitentemente cuando las baterías están completamente agotadas y necesitan cambiarse.
H	<ul style="list-style-type: none"> Apague el termómetro, espere un minuto y volver a tomar la temperatura. Si el termómetro estuvo guardado en un ambiente caluroso, espere 15 minutos para que alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo. Si intenta medir la temperatura del agua para el baño, confirme que el termómetro esté en el modo correspondiente (bth). Una lectura mayor a 43.9°C (111.1°F) hará que H aparezca en pantalla. Si el termómetro sufrió un mal uso, es posible que tenga daños irreversibles. Considere otras soluciones posibles (vea arriba) antes de descartarlo. 	La luz de fondo se pone roja	<ul style="list-style-type: none"> La medida de temperatura corporal está dentro de los límites de fiebre o la temperatura del agua para el baño es demasiado alta. (Consulte la sección Fever Light™ para obtener más información).
Err	<ul style="list-style-type: none"> No devuelva este producto al lugar donde lo adquirió. Si falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico a aconsumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (TH053) y el código de fecha (fecha de fabricación) indicado en el paquete. Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque baterías nuevas y trate de hacer funcionar el producto otra vez. 		<ul style="list-style-type: none"> Si el termómetro sufrió un mal uso, es posible que tenga daños irreversibles. Apáguelo y vuelva a encenderlo antes de descartarlo.

Seleccione el Modo

- Con el termómetro apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos. Vuelva a presionar el botón para recorrer las cuatro opciones de modo (Figura D).
- Cuando el modo deseado aparece en pantalla, espere a que se detenga automáticamente y el modo quedará seleccionado.
- Cuando la unidad de medida deseada (°F o °C) aparece en pantalla, espere a que se detenga automáticamente y quedará seleccionada.



Memoria

El termómetro guarda la última lectura de temperatura con la ubicación donde se tomó. Como referencia para los padres, dicha lectura aparece en pantalla automáticamente cuando se enciende el termómetro.

Fahrenheit / Celsius

- Encienda el termómetro.
- Durante los primeros 5 segundos, mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que °F o °C comience a brillar intermitentemente.
- Rápidamente presione el botón ON/OFF para alternar entre los modos °F y °C.
- Cuando el modo deseado aparece en pantalla, espere a que se detenga automáticamente y el modo quedará seleccionado.

Cuidado y Mantenimiento

Cómo Limpiar la Sonda y la Punta:

- Limpie antes y después de cada uso.
- Use un hisopo con alcohol para limpiar.

Cómo Limpiar el Cuerpo del Termómetro:


- Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro.

Notas:

- GUARDE** el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente con la tapa protectora colocada.
- TENGA** cuidado especial de no rayar la superficie de los sensores o la pantalla.
- NO UTILICE** productos de limpieza abrasivos, solventes o bencina.
- NO EXPONGA** el termómetro a temperaturas extremas, humedad o luz directa del sol.
- NO DEJE** caer el termómetro.

Cómo Reemplazar las Baterías

- Si el símbolo "⚡" aparece cuando la unidad está ENCENDIDA (Figura D), la batería está a punto de agotarse, pero aún permiten tomar varias mediciones adicionales.
- Si el símbolo "⚡" aparece al encender la unidad (Figura E), la batería está agotada y deben ser reemplazada.



Cómo reemplazar la batería:

- Use una moneda para aflojar la tapa de la batería. Quite la tapa (Figure F).
- Saque la batería del compartimiento y deseche correctamente.
- Coloque una batería nueva de 3 voltios (CR2032 o equivalente) en la ubicación correcta, con el lado positivo "+" hacia arriba, como se muestra en la ilustración (Figura G).
- Coloque la tapa de la batería sobre el termómetro y ajústela.

Especificaciones Técnicas

Límites de medición: 32.0° C a 43.9° C
Precisión de la medición:
 +/- 0.1° C para temps de 37.0° C a 39.0° C
 +/- 0.2° C para temps de 35.8° C a <37.0° C or >39.0° C a 41.0° C
 +/- 0.3° C para temps de <35.8° C o >41.0° C
Entorno de operación: 16° C a 40° C
Entorno de almacenamiento: -20° C a 50° C
Protocolo de prueba: La unidad debe ser probada utilizando baño de agua.

Garantía Limitada Durante un (1) Año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costos relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costos de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costos de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.

©2012 Cosco Management, Inc.
 All Rights Reserved. Todos derechos reservados. www.djgusa.com
 (800) 544-1108 www.safety1st.com
 Made in CHINA. Hecho en CHINA.
 Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
 Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,
 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
 Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
 11/07/12 4358-6048A