

Ready! Growing Baby Nursery Kit

IH340, IH362

Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.

Fabric Storage Box

To assemble box, straighten all four sides of the box and put rigid base board into bottom, fabric side up. Surface wash only.



Bottle Medicine Dispenser

The Bottle Medicine Dispenser has easy-to-read dosage markings and measures up to 3 tsp. (15 ml).



To Use:

- 1 Remove top from measuring cup and fill cup to the prescribed dosage.
- 2 Snap top securely onto the measuring cup.
- 3 Bottle-feed child as normal, pausing as necessary so that child may swallow comfortably.

To Clean: Wash before first use and after every use. Disassemble top ring, nipple and measuring cup. Wash with warm, soapy water and rinse thoroughly. Alternatively, it is dishwasher safe. TOP RACK ONLY.

CAUTION: Inspect bottle nipple regularly for tears, cracks or other sign of wear and discontinue use if any are noted. Made without BPA.

Gentle Care Brush & Comb Set

The Gentle Care Brush & Comb Set features large, Soft Touch handles so parents and kids get a secure and comfortable grip. The hairbrush's soft bristles are extra gentle on baby's sensitive scalp while the comb's dual-teeth design lets you adjust for the thickness and dampness of your child's hair.



To Clean: Wash in hot, soapy water. Rinse with warm clear water and let drip dry.

Cradle Cap Brush & Comb

A cradle cap brush & comb will help you gently remove flaking skin from your baby's scalp. Cradle cap (also known as Seborrheic dermatitis) occurs on the scalp and is a common condition that affects infants; in most cases it is not serious or long-lasting.



To Use:

- 1 Apply a small amount of olive oil, baby oil, or shampoo to baby's head.
- 2 Slide brush onto your hand and place bristles on scalp. Apply gentle pressure, using a circular motion to massage the scalp and loosen the flakes.
- 3 With the fine-toothed comb, remove flakes and gently loosen tough flakes.
- 4 Shampoo and continue to use comb to help remove flakes. Rinse and repeat as needed. **Note:** If condition persists contact your pediatrician.

To Clean:

Wash in hot, soapy water after each use. Rinse with warm water and let drip dry.

Newborn Nasal Aspirator

A Our Newborn Nasal Aspirator quickly and conveniently removes excess mucus so your baby can breathe comfortably again.

To Use:

- 1 Place fingers as shown and thumb at bottom of aspirator (see photo), and squeeze air out of aspirator.
- 2 Hold baby upright and gently place tip into baby's nose so that it points partially up or down, but not directly toward the center of the nostril.
- 3 Slowly release pressure on the bulb and the suction will draw excess mucus from baby's nasal passage. Repeat in other nostril.



To Clean: Aspirator is top-rack dishwasher safe or can be washed in warm soapy water and rinsed. Clean thoroughly before first use and after each use. Make certain that all water is drained during drying. Avoid using abrasive pads or cleaners. **DO NOT** place in microwave.

CAUTION: NEVER push the aspirator too far into the nostril and always wash and dry thoroughly after each use. NEVER use in baby's mouth or ears. When storing, keep away from heat and bright light.

5 Digital Thermometer Probe Covers

NOTE: Use thermometer probe covers when taking temperature rectally; not for oral use (see Warning section).

- 1 Hold edge of cover and slip over end of thermometer. Pull the outside protective cover off. Make sure no air remains between the probe and the probe cover.
- 2 **Rectal Use:** Lubricate the thermometer probe cover with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. Follow instructions under "Rectal Use." Discard thermometer probe cover after use. Do not reuse probe covers.

NOTE: To purchase thermometer probe covers call Consumer Relations at (800) 544-1108, and ask for part number 49520.

Fingertip Toothbrush/Gum Massager

To Use:

- 1 Place on adult's fingertip.
- 2 Use the gum massager (nubby side) to help soothe baby's sensitive gums and the infant toothbrush side to clean emerging teeth and soothe tender gums.



Use and Care: Rinse thoroughly before first use and after each use.

CAUTION: Do not allow children to play with it. When not in use, keep out of reach of children. **ADULT SUPERVISION REQUIRED.**

Fold-Up Nail Clipper & 5 Emery Boards

These clippers have been specially designed with an easy-grip extension for convenient adult use. Lift arm from hand grip and rotate it 180°. Position nail between cutting edges and squeeze handle to cut nail. The curved cutting edges are perfect for trimming little nails closely. Emery board use is recommended to smooth any remaining sharp nails after clipping and also to smooth minor rough or jagged fingernail edges at other times.



To Clean: Wipe clippers with a damp cloth and dry after each use. Clippers may be sterilized by wiping with rubbing alcohol.

Note: It is best to trim nails after a bath when they are soft, or while baby is sleeping.

CAUTION: BE CAREFUL NOT TO TRIM TOO CLOSE TO BABY'S SENSITIVE SKIN!

4 Alcohol Wipes

The Alcohol Wipes are provided to help keep thermometer clean and disinfected. Unwrap one alcohol swab from the packet and wipe thermometer clean after use, so that it is always ready to be used again. Discard swab after use.




FOR EXTERNAL USE ONLY.

CAUTION: These products are not toys. **DO NOT** allow children to play with them. When not in use, keep out of reach of children. **ALWAYS** supervise your child when using this kit. **NEVER** allow your child to use these products alone or without close adult supervision. We recommend that you store this kit in a locked cabinet or other location that is not accessible to a child. **FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

Digital Thermometer with Protective Case

WARNING: Before using digital thermometer, please read carefully. • This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear. • Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally. • **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision. • **DO NOT** expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock, and/or dust. • Keep battery out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode. • Used batteries should be disposed of properly. • **POTENTIAL CHOKING HAZARD.** Do not leave child unattended when a thermometer probe cover is in use. • Probe covers are not recommended for oral use. • Keep probe covers out of reach of children. • Probe covers are intended for single use only. • **ALWAYS** supervise your child when using thermometer and thermometer probe covers. **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.




To Set Up Thermometer Before Use

Note: Ensure that thermometer is at room temperature, wait 15 minutes if needed.

- 1 **Set to Fahrenheit/ Celsius:** While Thermometer is off, press and hold the ON/OFF button until the unit of measure in the display screen switches. This should take approximately 5 seconds.
- 2 **Prepare for Use:** Press ON/OFF button. The last temperature measured will display with an M icon on the screen for a few seconds. When the L icon and measure of temperature appear, thermometer is ready to take temperature.

Battery Replacement

- 1 Indicator: When the "⏏" icon appears, the battery needs to be replaced.
 - 2 Use a Phillips head screwdriver to loosen battery cover screw. Remove cover.
 - 3 Use a toothpick to remove battery.
 - 4 Insert a new battery (LR41 or equivalent), correctly positioned with the positive "+" side facing up as shown in illustration.
 - 5 Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.
- CAUTION:** Battery is to be inserted with the correct polarity. Check that all contact surfaces are clean and bright before installing battery.






Important Information

• Read these instructions carefully to ensure accurate temperature readings. Temperature readings are affected by many factors, including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading, and technique.

To Take Temperature

Please read instructions for each mode of taking temperature. **Note:** Ensure °F/°C is still flashing before taking temperature.

1. Choose Temperature Mode based on child's age:

Rectal-Birth & up	Underarm-under 4 years	Oral-4 years & up												
<p>Note: Highly accurate for measuring core body temp. Approximately 60 seconds to measure.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. 2. Position baby so that the back and legs form a 90° angle or L-shape (Figure 1a). 3. Insert tip gently into the rectum, until you reach insertion gauge (ring on probe tip). Do not force the tip into the rectum if there is resistance. 	<p>Note: Ensure underarm is dry, wipe if needed. Approximately 90 seconds to measure.</p>  <p>Place probe tip at center of underarm (Figure 1b). Bring arm down against the body and ensure probe is touching skin.</p>	<p>Note: Approximately 60 seconds to measure.</p>  <p>Place probe tip under the tongue as indicated by ✓ (Figure 1c). Instruct child not to bite down on probe.</p>												
<p>2. Record Measurement: When °F/°C stops flashing, measuring is complete. Remove probe tip, read and record temperature and time. Thermometer will shut off automatically after 9 minutes if not shut off manually. NOTE: High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician. Fever chart included below. DO NOT allow child to walk or run during temperature taking, probe could present a hazard.</p>	<p>3. Review Temperature: Temperature readings vary from person to person and depending upon the body location from which the temperature is measured. Temperature readings are affected by many factors, including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique. Figure 3 shows temperature ranges on average.</p>	<p>3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPERATURE METHOD</th> <th>NORMAL TEMPERATURE</th> <th>FEVER RANGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oral</td> <td>97.0° - 99.6°F</td> <td>99.6°F +</td> </tr> <tr> <td>Rectal</td> <td>97.3° - 100.4°F</td> <td>100.4°F +</td> </tr> <tr> <td>Underarm</td> <td>95.4° - 98.6°F</td> <td>98.6°F +</td> </tr> </tbody> </table>	TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE	Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +	Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +	Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +
TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE												
Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +												
Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +												
Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +												
<p>4. What is "Normal": "Normal" temperature refers to an individual's average temperature while healthy. You should measure and record your child's temperature a few times when he or she is well, so that you will know what is normal for your child.</p>	<p>Care & Maintenance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clean probe tip before and after each use. • Use an alcohol swab to wipe clean. • Use a soft, dry cloth to clean thermometer body. • DO remove battery if stored for a long period of time. • DO store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place. • DO take special care not to scratch the display window. • DO NOT allow electronics to get wet. • DO NOT use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning. • DO NOT drop thermometer. • Install new battery and retry function before calling Consumer Relations on electronics. 	<p>Technical Specifications</p> <p>Measurement Range: 90° F to 109.9° F</p> <p>Measurement Accuracy: +/- 0.2° F for temps below 96° F or above 107.6° F +/- 0.4° F for temps 60.8° F to 104° F</p> <p>Operation Environment: 60.8° F to 104° F</p> <p>Storage Environment: -13° F to 144° F</p> <p>Test Protocol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Put the tip of thermometer into water bath, approximately 2 cm below the surface. 2 Wait for 10 seconds, then turn on the thermometer by pressing the ON/OFF button. The thermometer is now in standard mode. 3 When the measurement is completed (approximately 60 seconds) record the temperature reading. 												

Care & Maintenance

- Clean probe tip before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

• Use a soft, dry cloth to clean thermometer body. • **DO** remove battery if stored for a long period of time. • **DO** store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place. • **DO** take special care not to scratch the display window. • **DO NOT** allow electronics to get wet. • **DO NOT** use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning. • **DO NOT** drop thermometer. • Install new battery and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Ecuador Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

iListo! Kit para bebés en crecimiento

IH340, IH362

Por favor, asegúrese de leer bien todas las advertencias, instrucciones e indicaciones antes de usar este producto. Siga las instrucciones, ya que contienen información importante.

Caja para guardar de tela

Para armar la caja, estire los cuatro laterales de la caja y coloque la base rígida en el fondo con la parte de tela hacia arriba. Solo la superficie se puede lavar.



Biberón dosificador de remedios

El dosificador de la botella de medicina tiene marcas de dosificación fáciles de leer y puede medir hasta cucharaditas. (15 ml).

- 1 Retire la tapa del vaso medidor y llene el vaso hasta la dosis indicada.
- 2 Coloque correctamente la tapa en el vaso medidor.
- 3 Dé el biberón a su hijo de manera normal, haciendo pausas para que el niño pueda tragar cómodamente.



Para limpiar: Lávelo antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso. Desarme el aro superior, la tetilla y el vaso medidor. Lávelos con agua jabonosa tibia y enjuáguelos completamente. Alternativamente, puede lavarlos en un lavavajillas, SÓLO EN LA CANASTA SUPERIOR.

PRECAUCIÓN: Inspeccione la tetilla del biberón regularmente para identificar roturas, o fisuras o otros indicios de desgaste, e interrumpa su uso si presenta alguna falla. Hecho sin BPA.

Peine para costra láctea

El juego de cepillo y el peine suaves poseen mangos grandes y blandos, para que tanto los padres como sus niños puedan sujetarlos con más seguridad y comodidad. Las cerdas suaves del cepillo son extremadamente delicadas con el sensible cuero cabelludo del bebé, y el diseño de dientes dobles del peine se adapta al pelo grueso y mojado del niño.



Para limpiar: Lávelo en agua jabonosa caliente. Enjuáguelo con agua tibia y limpia y déjelo secar.

Cepillo y peine para dermatitis seborreica

El cepillo y el peine para dermatitis seborreica ayudará a remover suavemente la piel descascarada del cuero cabelludo del bebé. La dermatitis seborreica se da en el cuero cabelludo y es una afección común en los más pequeños; generalmente, no es grave ni perdura mucho.



- Para utilizar:**
- 1 Aplique una pequeña cantidad de aceite de oliva, aceite para bebé o shampoo en la cabeza del bebé.
 - 2 Deslice el cepillo en su mano y apoye las cerdas sobre el cuero cabelludo. No ejerza mucha presión y haga un movimiento circular para masajear el cuero cabelludo y despegar la piel descascarada.
 - 3 Con el peine de dientes finos, quite la piel descascarada y despegue la piel descascarada más firme.
 - 4 Lave con shampoo y siga usando el peine para quitar la piel descascarada. Enjuague y repita las veces que fuera necesario. **NOTA:** Si la afección persiste, póngase en contacto con un pediatra.

Para limpiar: Lávelo en agua jabonosa caliente. Enjuáguelo con agua tibia y limpia, y déjelo secar.

Aspirador nasal para recién nacidos

Nuestro aspirador nasal para recién nacidos retira rápida y convenientemente todo exceso de mucosidad, para que el bebé pueda respirar otra vez sin dificultad.

Para utilizar:

- 1 Coloque los dedos como se muestra y apoye el pulgar en la parte inferior del aspirador (vea la foto). Apriete el aspirador para eliminar el aire en su interior.

- 2 Sostenga al bebé en posición erguida y coloque suavemente la punta dentro de la nariz, de modo que apunte parcialmente hacia arriba o hacia abajo, pero no directamente hacia el centro de la fosa nasal.

- 3 Presione la pera y libere suavemente la presión. La succión retirará el exceso de mucosidad de la fosa nasal del bebé. Repita en el otro orificio nasal.

Para limpiar: Aspirador es apto para lavavajillas top-rack o se puede lavar en agua tibia y jabón y enjuagar. Enjuagar en agua caliente con jabón antes del primer uso y después de cada uso. Permitir que se seque completamente asegurándose que todo el agua antes de usar de nuevo. **NO** lo seque en un horno de microondas.

PRECAUCIÓN: **NUNCA** presione demasiado el aspirador en la fosa nasal y siempre lavar y secar bien después de cada uso. No lo utilice **NUNCA** en la boca o en el oído del bebé. Guárdelo en un lugar alejado del calor y la luz brillante.

5 Fundas de la sonda de termómetro digital

NOTA: Utilice las fundas de la sonda de termómetro para medir la temperatura rectal y no para el uso oral (vea la sección “Advertencias”).

- 1 Sostenga el extremo de la funda de la sonda y deslice sobre el extremo final del termómetro. Quite la protección externa. Asegúrese de que no quede aire entre la sonda y la funda de la sonda.
 - 2 **Uso rectal:** Lubrique la funda de la sonda del termómetro con lubricante soluble en agua o con vaselina. Vea la sección “Uso rectal”.
- NOTA:** Para comprar fundas de la sonda de termómetros, comuníquese con el Departamento de Relaciones con el Consumidor llamando al (800) 544-1108 y solicite la pieza número 49520.

Estimulador de encías para dedos

Para utilizar:

- 1 Coloque el estimulador de encías en la punta del dedo de un adulto.
- 2 Utilice el estimulador de encías (lado con protuberancias) para ayudar a aliviar y masajear las encías sensibles del bebé, y el lado del cepillo de dientes pequeño para limpiar dientes emergentes y calmar encías sensibles.



Uso y cuidado: Enjuáguelo completamente antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños jueguen con él. Cuando no lo utilice, manténgalo fuera del alcance de los niños. **SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**

Cortaúñas plegable con 5 limas

Este cortaúñas ha sido especialmente diseñado con una extensión de fácil sujeción para un uso conveniente por parte de un adulto. Levante el brazo de la empuñadura y gírelo 180°. Coloque la uña entre los bordes de corte y apriete el mango para cortarla. Los bordes de corte curvados son perfectos para cortar las uñas con precisión. Se recomienda utilizar las limas para alisar los bordes de las uñas después de cortarlas, y también para alisar los bordes ásperos o irregulares en cualquier otro momento.



Para Limpiar: Limpie el cortaúñas con un paño húmedo y seco luego de cada uso. El cortaúñas puede esterilizarse frotándolo con alcohol desnaturalizado.

Nota: Es preferible cortar las uñitas mientras su bebé duerme.

ADVERTENCIA: MANTENER ESTAS THERAS FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS. TENGA CUIDADO DE NO CORTAR DEMASIADO CERCA DE LA PIEL SENSIBLE DE SU BEBÉ.

4 toallitas de alcohol

Las toallitas de alcohol se proveen para ayudar a mantener el termómetro limpio y desinfectado. Tome un paño embebido en alcohol del paquete y limpie el termómetro después del uso para que quede listo para ser utilizado nuevamente. Deseche el paño después de utilizarlo.

SOLO PARA USO EXTERNO.



⚠️ PRECAUCIÓN: Estos productos no son juguetes. **NO** permita que los niños jueguen con ellos. Cuando no los utilice, manténgalos fuera del alcance de los niños. **SIEMPRE** supervise a su hijo cuando se utiliza este kit. **NUNCA** permita que su hijo use estos productos solos o sin supervisión de un adulto. Le recomendamos que almacene este kit en un armario cerrado con llave o en otro lugar que no es accesible a un niño. **SÓLO PARA UTILIZAR EN EL HOGAR PARA INTERIOR.**

Termómetro digital con estuche protector

⚠️ AVISO: Lea atentamente antes de utilizar el termómetro digital. • Este **NO** es un termómetro de oído. **NUNCA** coloque la sonda en el oído. • Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal. • **NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que puede dañarse si no se usa de la manera apropiada bajo la supervisión de los padres. • Evite los golpes bruscos y el polvo. • **NO** exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol o descargas y/o polvo. • Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal. • La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar. • Las baterías usadas se deben desechar correctamente. • **POSIBLE RIESGO DE ASFIXIA.** Nunca deje a un niño solo cuando utilice una funda de la sonda de termómetro. • Las fundas de la sonda no se recomiendan para uso oral. • Mantenga las fundas de la sonda fuera del alcance de los niños. • Las fundas de la sonda de termómetro están diseñadas para ser usadas una sola vez. • **SIEMPRE** supervise a los niños cuando use un termómetro y una funda de la sonda de termómetro. **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres.



Estuche protector



Botón ON/OFF

Cómo fijar el termómetro antes de usar

Nota: Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.

- 1 **Fije en Fahrenheit/Celsius:** Con el termómetro apagado, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad de medida que aparece en pantalla cambie. Esto tarda aproximadamente 5 segundos.
- 2 **Preparar para usar:** Presione el botón ON/OFF. La última temperatura guardada aparecerá con el icono **M** en la pantalla durante algunos segundos. Cuando aparece el icono **L** y la medida de la temperatura, el termómetro está listo para usarse.

Información importante

• Lea atentamente estas instrucciones para asegurar lecturas de temperatura precisas. Las lecturas de temperatura son afectadas por muchos factores, tales como el ejercicio físico o el beber bebidas calientes o frías, si se los realiza antes de medir la temperatura. Los resultados también dependen de la técnica empleada.

Cómo tomar la temperatura

Lea las instrucciones para cada modo de tomar la temperatura. **Nota:** Asegúrese de que °F/°C esté brillando intermitentemente antes de tomar la temperatura.

1. **Elija el modo de tomar la temperatura de acuerdo a la edad del niño:**

Rectal–Nacimiento y mayor	Debajo del brazo–menor de 4 años	Oral–4 años y mayor									
<p>Nota: Altamente preciso para medir la temperatura corporal central. Tarda aproximadamente 60 segundos en tomar la temperatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina. 2. Coloque al bebé de manera que la espalda y las piernas formen un ángulo de 90 grados (forma de L) (Figura 1). 3. Coloque la punta suavemente en el recto hasta llegar al regulador de inserción (anillo sobre la punta de la sonda). No intente colocar la punta más adentro en el recto si encuentra resistencia. 	<p>Nota: Asegúrese de que la axila esté seca; límpiela si fuera necesario. Tarda aproximadamente 90 segundos en tomar la temperatura.</p> <p>Coloque la punta de la sonda en la parte central debajo del brazo (Figura 1b). Baje el brazo contra el cuerpo y asegúrese de que la sonda esté tocando la piel.</p>	<p>Nota: Tarda aproximadamente 60 segundos en tomar la temperatura.</p> <p>Coloque la punta de la sonda debajo de la lengua en las ubicaciones marcadas por (Figura 1c). Indique al niño que no muerda la sonda.</p>									
<p>3 MÉTODO LÍMITES NORMALES LÍMITES DE FIEBRE</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Oral</td> <td>36.1° - 37.6°C</td> <td>37.6°C+</td> </tr> <tr> <td>Rectal</td> <td>36.3° - 38°C</td> <td>38°C +</td> </tr> <tr> <td>Debajo del brazo</td> <td>35.2° - 37°C</td> <td>37°C +</td> </tr> </tbody> </table>			Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C+	Rectal	36.3° - 38°C	38°C +	Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C +
Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C+									
Rectal	36.3° - 38°C	38°C +									
Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C +									

Cuidado y Mantenimiento

- Limpie antes y después de cada uso.
- Use un hisopo con alcohol para limpiar.

- Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro. • **QUITE** las baterías si va a guardar el producto durante un largo período de tiempo. • **GUARDE** el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente con la tapa protectora colocada. • **TENGA** cuidado especial de no rayar la superficie de los sensores o la pantalla. • **NO** permita que la electrónica se mojen. • **NO UTILICE** productos de limpieza abrasivos, solventes o bencina. • **NO DEJE** caer el termómetro. • Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque batería nueva y trate de hacerlo funcionar otra vez.

Especificaciones Técnicas

Rango de medición: 32.0° C a 43.9° C

Precisión de medición: +/- 0.1° C para temps
+/- 0.2° C para temps
menores a 35.5° C o mayores a 42° C.

Ambiente de operación: 16° C a 40° C

Ambiente de almacenamiento: -25° C a 62.2° C

Protocolo de prueba:

- 1 Coloque la punta del termómetro en el agua para el baño, aproximadamente 2 cm debajo de la superficie.
- 2 Espere 10 segundos, luego encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF. El termómetro se encuentra en modo estándar.
- 3 Una vez que termina de tomar la temperatura (approximately 60 seconds), registre la lectura.

Garantía Limitada Durante un (1) Año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún está dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto. Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otros los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.