



ADVANCED SOLUTIONS™


Electronic Nasal Aspirator

User's Guide IH252, IH368




Thank you for purchasing this Safety1st® Advanced Solutions Electronic Nasal Aspirator. We're proud to be your choice to help you keep your child healthy and safe. Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product.


Basics of Your Nasal Aspirator



How to Replace the Batteries



- Use a small screwdriver to loosen screw. Remove battery cover.
- Use care when removing batteries to avoid damage to the battery contact surfaces.
- Insert 2 AA batteries (included). Position batteries correctly with the positive "+" side facing, as shown, in the battery compartment. Tilt negative side of the battery in first then the positive side as shown. This will help keep battery contacts in proper alignment.
- Place the battery cover on the unit and secure the screw.



WARNING

- **NEVER** push the aspirator too far into the nostril.
- **ALWAYS** wash and dry tips and receptacle thoroughly before each use and after each use.
- **NEVER** use in baby's mouth or ears.
- This product is not a toy - do not allow children to play with it. When not in use, keep out of reach of children. This product contains probes which are small parts.
- When storing, keep away from heat and bright light.
- **DO NOT** submerge base unit containing electronics in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.


BEFORE USING THIS NASAL ASPIRATOR, PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY.

BATTERY WARNING


- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

How to Use Your Nasal Aspirator

Please read this section carefully and all the way through before using this product.




1. Press clean silicone tip onto Nasal Aspirator.




2. Have both child and aspirator in an upright position, and gently insert the aspirator tip until the tip seals the nostril. Ensure that the tip is properly positioned. If needed, allow the child to recline back and tilt the aspirator slightly. Ensure the ON button is facing upwards at all times to prevent mucus from blocking the air intake.

Helpful Hints:


- Block the opposite nostril for more effective suctioning.
- A bit of saline may help to loosen mucus.
- Opening baby's mouth can help reduce ear pressure.
- **DO NOT** use with ON button facing downward to prevent mucus leakage.



3. Press the ON button and hold for a few seconds to suction mucus into the reservoir. Just a few seconds of suctioning are necessary. Release ON button and remove tip from nostril.



4. Remove tip and receptacle from Nasal Aspirator. Clean Nasal Aspirator as described in Care and Maintenance section.




Care and Maintenance

Cleaning Silicone Tips:

- Wash in warm soapy water and rinse well.
- Dishwasher safe in a dishwasher basket on the top rack only.
- Optional: Microwave 90 seconds on high (tip must cool completely before use).

Cleaning Receptacle:

- Clean out receptacle using an ear swab dipped in rubbing alcohol.
- When receptacle is dry, reinstall it into base unit. You should hear a click when it is properly in place and the red line on the receptacle should line up with the yellow ring (Figure A).
- **DO NOT** place in microwave.



Cleaning Base Unit:

- **DO NOT** submerge base unit with electronics in water. Wipe base unit clean only.
- **DO NOT** place in microwave.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Low Suction	Tip is blocked	Clean tip
	Exhausted batteries	Replace batteries
Liquid Leaking	Air intake is blocked	Hold aspirator upright or tilted slightly with ON button facing upwards

Thank you again for purchasing a Safety 1st product. We are not only about safety, we're also about your satisfaction. If you have any questions or comments, please call our Consumer Relations department at 1-800-544-1108 or e-mail us at consumer@safety1st.com.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Advanced Solutions Electronic Nasal Aspirator) is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship, Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

©2016 Dorel Juvenile. (800) 544-1108 www.safety1st.com
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6
Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Cornexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/03/16 4358-6067A




Aspirador Nasal Electrónico

Guía de Usuario IH252, IH368





Gracias por comprar este aspirador nasal electrónico Safety 1st® de Advanced Solutions. Estamos orgullosos de ser su opción para ayudarle a mantener a sus hijos saludables y seguros. Asegúrese por favor de leer toda las advertencias, instrucciones y anotaciones antes de usar este producto.

Principios Básicos de su Aspirador Nasal



Reemplazo de Baterías



- Use un destornillador pequeño para aflojar el tornillo. Saque la tapa de la batería.
- Tener cuidado al sacar las baterías para no dañar las superficies de contacto de las baterías.
- Insertar 2 baterías AA (incluidas). Colocar correctamente las baterías con el extremo del positivo “+” tal como se muestra, en el compartimiento de la batería. Introduzca primero el extremo del negativo y luego el del negativo, tal y como se muestra. Esto ayudará a mantener los contactos de la batería debidamente alineados.
- Colocar la tapa de la batería sobre la unidad e introduzca el tornillo.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** introduzca el aspirador demasiado profundo en las fosas nasales.
- **SIEMPRE** lavar y secar muy bien las puntas y el receptáculo antes y después de usar.
- **NUNCA** usar en boca u oídos de infantes.
- Este producto no es un juguete - no permite que los niños jueguen con él. Cuando no lo esté usando, manténgalo fuera del alcance de los niños. Este producto incluye sondas que son partes pequeñas.
- Cuando se almacena, manténgalo lejos del calor y de la luz brillante.
- **NO** sumergir en agua la unidad base con los componentes eléctricos.
- Deseche las baterías de manera segura.
- Saque las baterías cuando lo vaya a almacenar sin uso por periodos largos de tiempo.



POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE ANTES DE USAR ESTE ASPIRADOR NASAL.

ADVERTENCIA DE LA BATERÍA

- Conserve estas instrucciones ya que contienen información importante.
- **NO** mezclar baterías nuevas con usadas.
- **NO** mezclar baterías alcalinas, estándar (carbón zinc), o recargables (níquel cadmio).
- Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben sacarse de la unidad antes de ponerse a cargar.
- Las baterías recargables deben ponerse a cargar solamente bajo supervisión de una persona adulta.
- Se recomienda usar solamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Las baterías deben instalarse con la polaridad correcta.
- Las baterías descargadas deben sacarse de la unidad.
- Las terminales de suministro de voltaje no deben ponerse en corto circuito.

Cómo Usar su Aspirador Nasal




Por favor lea cuidadosamente toda esta sección antes de usar este producto.



1. Introduzca la punta limpia de silicona sobre el Aspirador Nasal.
2. Mantenga al niño y al aspirador en posición vertical, e introduzca suavemente la punta del aspirador hasta que la punta selle alrededor de la fosa nasal. Asegurarse de que la punta esté correctamente colocada. En caso de ser necesario, permita que el niño se recline hacia atrás e incline levemente el aspirador. Asegúrese de que el botón de encendido esté mirando hacia arriba en todo momento mucosidad bloquee la entrada de aire.

Consejos Útiles:

- Para una succión más efectiva, tape la otra fosa nasal.
- Un poco de solución salina puede ayudar a aflojar la mucosidad.
- El abrir la boca del niño puede ayudar a reducir la presión sobre el oído.
- **NO** usar con el botón de encendido mirando hacia abajo para evitar la pérdida de mucosidad.



3. Presionar el botón de encender (ON) y mantener presionado por unos pocos segundos para succionar la mucosidad hacia el depósito. Solamente son necesarios unos pocos segundos de sección. Soltar el botón de encender (ON) y sacar la punta de la fosa nasal.
4. Sacar la punta y el receptáculo del Aspirador Nasal. Limpiar el Aspirador Nasal tal como se describe en la sección de Cuidado y Mantenimiento.

Garantía Limitada de un (1) Año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este monitor de audio no tiene defectos materiales y de mano de obra si se utiliza en condiciones normales durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto llega a tener defectos materiales o de mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc., repondrá o reparará el producto, a su criterio, sin cargo alguno. El comprador será responsable de todos los costos relacionados con el empaque y el envío del producto al departamento de Relaciones con los consumidores de Dorel Juvenile Group a la dirección que se indica a continuación, así como todos los costos de flete o seguro relacionados con la devolución. Dorel Juvenile asumirá el costo de envío del producto que se ha reparado o repuesto al comprador. El producto se deberá entregar en su paquete original, junto con una prueba de compra, ya sea un comprobante de ventas o de otra evidencia que demuestre que el producto está cubierto por el período de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o bien, si el producto se ha dañado a consecuencia del mal uso.

Esta garantía se exime de toda responsabilidad que no sea la que se expresó con antelación, incluyendo sin limitaciones, cualquier daño incidental o indirecto.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITE LA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXENCIÓN ANTES CITADA PODRÍA NO PROCEDER EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza de las Puntas de Silicona

- Lavar en agua tibia jabonosa y enjuagar muy bien.
- Es seguro para lavarse en una canasta de lavaplatos, pero solamente en la bandeja superior.
- Opcional: Poner en microondas por 90 segundos en temperatura alta (la punta debe estar completamente fría antes de usarse).

Limpieza del Receptáculo:

- Limpiar el receptáculo usando un hisopo de algodón para limpieza de oídos impregnado de alcohol para frotar.
- Cuando el receptáculo esté seco, reinstalarlo en su base. Usted debe escuchar un chasquido cuando se haya colocado correctamente en su lugar y la línea roja en el receptáculo debe alinearse con el anillo amarillo (Figura A).
- **NO** colocar en el microondas.



Limpieza de la Unidad Base:

- **NO** sumergir en agua la unidad base con los componentes eléctricos. La unidad base solamente se limpia.
- **NO** colocar en el microondas.

Resolución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
Baja Succión	Punta bloqueada o tapada	Limpiar la punta
	Baterías descargadas	Reemplazar baterías
Pérdida de líquido	La entrada de are está tapada	Sostenga el aspirador en posición vertical o inclinado levemente con el botón de encendido mirando hacia arriba

Gracias nuevamente por comprar un producto Safety 1st. No sólo nos preocupa su seguridad, sino también su satisfacción. Si tiene cualquier pregunta o comentario, llame a nuestro departamento de Relaciones con los consumidores al 1-800-544-1108 o envíe un mensaje de correo electrónico a consumer@safety1st.com