

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more info.



Drive PreserveTech™ products are manufactured with an antimicrobial* agent that helps to minimize the growth of stain and odor-causing bacteria and mold on treated surfaces.

*Antimicrobial properties are built in to protect the products. These products do not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2020 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

PreserveTech™ Transfer Bench

PreserveTech™ Banqueta de transferencia

PreserveTech™ Banc de transfert

item #
12011KD-1A



EU Authorized Representative
Y Sung Handelsvertretung
Duesselhader Str. 24 40211
Duesseldorf, Germany

www.drivemedical.com

VER.A.12.20.

assembly instructions

1. Remove contents from carton.
2. Lay transfer bench upside down on a flat surface.
3. Attach leg with the large suction cup (marked "A") by depressing the brass push pin and inserting into the receptacle with the matching "A". Repeat for second leg (Figure 1).



figure 1

4. Attach leg with small rubber tip (marked "B") by depressing brass push pin and inserting into the receptacle with matching "B". Repeat for second leg (Figure 2).



figure 2

5. Turn transfer bench right-side-up. Attach armrest by depressing brass push pins and sliding into the arm receptacle on the side of the bench. Make sure the arm arcs outward, not inward (Figure 3).



figure 3

6. To assemble backrest, insert pole into backrest support by depressing push pin and sliding into receptacle. Repeat for second pole (Figure 4).




figure 4

7. To assemble backrest, insert pole into backrest support by depressing push pin and sliding into receptacle. Repeat for second pole (Figure 5).



figure 5

NOTE: Back support is reversible to accommodate left or right tub entry. You can also change the seat depth of your transfer bench by pushing the pins under the seat and sliding the tubes forward until the pins lock into place.

8. Place legs with suction cups into bath tub.



precautions

Weight Capacity: 400 lbs / 181 kg

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Ensure ALL screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
5. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

adjusting leg height

1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.

NOTE: Make sure all legs are set to the same height.

2. To be sure legs are locked into place, push down or pull up on legs.

instrucciones para el armado

1. Retire el contenido de la caja de cartón.
2. Apoye la banqueta de transferencia en posición invertida sobre una superficie plana.
3. Instale la pata con la ventosa grande (marcada "A") presionando hacia abajo la clavija de presión de latón e introduciéndola en el receptáculo con la "A" coincidente. Repita lo mismo con la segunda pata (Figura 1).



figure 1

4. Instale la pata con el regatón de goma pequeño (marcado "B") presionando hacia abajo la clavija de presión de latón e introduciéndola en el receptáculo con la "B" coincidente. Repita lo mismo con la segunda pata (Figura 2).



figure 2

5. Coloque la banqueta de transferencia al derecho. Instale el apoyabrazos presionando hacia abajo las clavijas de presión de latón y deslizándolo en el receptáculo para los brazos ubicado al costado de la banqueta. Asegúrese de que el arco de los brazos esté orientado hacia fuera, no hacia dentro (Figura 3).



figure 3

6. Para instalar el respaldo, introduzca la vara en el soporte del respaldo presionando hacia abajo la clavija de presión y deslizándola dentro del receptáculo. Repita lo mismo con la segunda vara (Figura 4).




figure 4

7. Para instalar el respaldo, introduzca la vara en el soporte del respaldo presionando hacia abajo la clavija de presión y deslizándola dentro del receptáculo. Repita lo mismo con la segunda vara (Figura 5).



figure 5

NOTA: El respaldo es reversible para que se pueda adaptar para ingresar a la bañera del lado izquierdo o del lado derecho. También puede modificar la profundidad del asiento de su banqueta de transferencia presionando las clavijas que están debajo del asiento y deslizando los tubos hacia delante hasta que las clavijas queden fijas en la posición deseada.

8. Coloque las patas que tienen ventosa dentro de la bañera.



precauciones

Capacidad de peso: 400 lbs / 181 kg

1. Antes de armar, revise todas las partes para verificar si hubo algún daño durante el envío. Si se produjo algún daño en el producto durante el envío, NO LO USE. Comuníquese con el concesionario/transportista para recibir instrucciones.
2. Asegúrese de que los botones a presión para regular la altura sobresalgan totalmente por el mismo orificio de cada pata. De este modo se asegurará de que la extensión de las patas esté fija y de haber logrado una altura pareja.
3. Asegúrese de que TODOS los tornillos, tuercas y/o pernos estén bien ajustados.
4. Revise los regatones de goma de las extensiones de las patas para ver si tienen roturas o desgarros o si faltan. Reemplace inmediatamente cualquiera de ellos o todos si tienen alguna de estas imperfecciones.
5. Las cuatro extensiones de las patas con los regatones de goma DEBEN siempre tocar el piso simultáneamente.
6. NO se ponga de pie sobre la silla.

NOTA: Para mantener la belleza del acabado original, lave con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

regulación de la altura de la pata

1. Antes del uso, ajuste la altura de cada pata a sus necesidades específicas, verificando que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, fije las patas en su lugar alineando los botones con los orificios correspondientes.

NOTA: Asegúrese de que todas las patas estén fijadas a la misma altura.

2. Para asegurarse de que las patas estén fijadas en su lugar, empuje hacia abajo o tire hacia arriba de las patas.

mode d'assemblage

1. Retirer le contenu de la boîte.
2. Déposer le banc à l'envers sur une surface plane.
3. Fixer la grosse ventouse (marquée « A ») à la patte en enfonçant la goupille-poussoir en laiton et en l'insérant dans l'orifice « A » correspondant. Répéter cette étape pour la deuxième patte (figure 1).



figure 1

4. Fixer le petit embout de caoutchouc (marquée « B ») à la patte en enfonçant la goupille-poussoir en laiton et en l'insérant dans l'orifice « B » correspondant. Répéter cette étape pour la deuxième patte (figure 2).



figure 2

5. Retourner le banc de transfert à l'endroit. Fixer les accoudoirs en appuyant sur les goupilles-poussoirs en laiton et en les glissant dans les orifices des accoudoirs sur le côté du banc. Vérifier que les arcs des accoudoirs sont orientés vers l'extérieur et non vers l'intérieur (figure 3).



figure 3

6. Pour assembler le dossier, insérer le poteau dans le support du dossier en enfonçant la goupille-poussoir et en la glissant dans l'orifice. Répéter cette étape pour le deuxième poteau (figure 4).




figure 4

7. Pour assembler le dossier, insérer le poteau dans le support du dossier en enfonçant la goupille-poussoir et en la glissant dans l'orifice. Répéter cette étape pour le deuxième poteau (figure 5).



figure 5

REMARQUE : Le support arrière est réversible pour s'adapter à l'entrée à gauche ou à droite dans la baignoire. Il est également possible de changer la profondeur du siège du banc de transfert en poussant les goupilles sous le siège et en glissant les tubes vers l'avant jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.

8. Placer les pattes munies des ventouses dans la baignoire.



précautions

Capacité de poids : 181 kg / 400 lb

1. Inspecter toutes les pièces avant l'assemblage pour détecter les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des dommages sont constatés, NE PAS UTILISER le produit. Communiquer avec le détaillant/transporteur pour des instructions supplémentaires.
2. Vérifier que les boutons de réglage de la hauteur ressortent exactement par les mêmes trous pour chaque patte télescopique. Cela garantira que les pattes télescopiques sont toutes verrouillées à la même hauteur.
3. Vérifier que TOUTES les vis et TOUS les écrous et/ou boulons sont serrés.
4. Vérifier que les embouts en caoutchouc sont en place sur les pattes télescopiques et qu'ils ne présentent pas de déchirure ni d'usure. Remplacer immédiatement tout embout qui présente des imperfections.
5. Les quatre pattes télescopiques dotées d'un embout en caoutchouc DOIVENT toujours toucher le sol simultanément.
6. NE PAS monter sur la chaise.

REMARQUE: Pour préserver la beauté du fini original, nettoyer avec un savon doux et rincer avec de l'eau tiède. Essuyer complètement le siège de bain après chaque utilisation.

réglage de la hauteur des pattes

1. Avant usage, régler la hauteur de chaque patte selon vos besoins particuliers, en vous assurant que les pattes sont toutes à la même hauteur. Après avoir atteint la hauteur désirée, bloquer les pattes en place en alignant les boutons dans les bons orifices.

REMARQUE: Vérifier que toutes les pattes sont réglées à la même hauteur.

2. Pour vérifier que les pattes sont bien verrouillées, pousser ou tirer dessus.

mantenimiento

Drive recomienda una inspección visual periódica de este producto por parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no, haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad, operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.



Los productos Drive PreserveTech™ están fabricados con un agente antimicrobiano* que ayuda a minimizar el desarrollo de bacterias que causan manchas y olores, y la aparición de hongos sobre las superficies tratadas.

*Las propiedades antimicrobianas están incorporadas en la fabricación para proteger los productos. Estos agentes no protegen al usuario contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

entretien

Drive recommande une inspection visuelle périodique de ce produit par l'utilisateur afin de s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou desserrés et qu'il n'y a aucune obstruction, fonctionnement sûr. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez www.drivemedical.com/help pour plus d'informations.



Les produits Drive PreserveTech™ sont fabriqués avec un agent antimicrobien* qui aide à minimiser l'apparition de taches, de bactéries causant de mauvaises odeurs et de moisissure sur les surfaces traitées.

*Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées à nos produits pour les protéger. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs contre les bactéries, virus, microbes et autres organismes pathogènes.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inappropriate de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine