

## Nail Clippers IH2770500

### To Use:

1. Lift arm from hand grip and rotate 180°.
2. Position nail between cutting edges and squeeze handle to cut.

**To Clean:** Wipe with a damp cloth and dry after each use. Sterilize by wiping with rubbing alcohol.

## Nasal Aspirator

### To Use:

1. Squeeze air out of aspirator.
2. Hold baby upright and place tip into baby's nose so that it points partially up or down, but not directly toward the center of the nostril.
3. Slowly release pressure on the bulb for optimum suction.

### To Clean:

1. Clean thoroughly before first use and after each use.
2. Top-rack dishwasher safe or wash in warm soapy water and rinse thoroughly. Make certain that all of the water is drained during drying.
3. Avoid using abrasive pads or cleaners.
4. **DO NOT** place in microwave.

**CAUTION:** These products are not toys. Do not allow children to play with them. To avoid accidental injury, your child should never be left unattended. These products should only be used with adult supervision. When not in use, keep out of reach of children. **Nail clippers:** Be careful not to trim too close to baby's sensitive skin. **Nasal aspirator:** Never push the aspirator too far into the nostril and always wash and dry thoroughly after each use.

**NEVER** use in baby's mouth or ears. When storing, keep away from heat and bright light.

**FOR INDOOR HOME USE ONLY. MADE WITHOUT BPA.**

## Nail Clippers

### Instrucciones de Uso:

1. Levante la palanca y rótelea en 180°.
2. Para cortar la uña, póngala entre los bordes cortantes y presione la palanca.

**Para Limpiar:** Limpie con un trapo húmedo y deje secar después de cada utilización. Se puede esterilizar el cortaúñas limpiando los bordes con alcohol.

## Aspirador

### Instrucciones de Uso:

1. Sacar el aire del aspirador.
2. Sostener a su bebé recto y colocar la punta dentro de la nariz de su bebé, parcialmente apuntando hacia arriba o hacia abajo pero no directamente hacia el centro de la ventana de la nariz.
3. Libere suavemente la presión para obtener succión óptima.

### Para Limpiar:

1. Lávelo bien antes de usarlo por primera vez y después de cada utilización.
2. Puede ponerlo en la bandeja superior del lavavajillas, o lávelo con agua tibia jabonosa y enjuáguelo bien. Cerciérese de que se escurra toda el agua en el proceso de secado.
3. No use paños o limpiadores abrasivos.
4. **NO** lo ponga en el microondas.

**PRECAUCIÓN:** Estos productos no son juguetes. No permita que el niño los use para jugar. Para evitar lesiones accidentales, el niño siempre debe estar bajo el cuidado de un adulto. Estos productos sólo se deben usar bajo supervisión adulta. Cuando no los esté usando, manténgalos lejos del alcance de los niños. **Cortaúñas:** Cerciérese de no cortar demasiado cerca de la sensible piel del bebé. **Aspirador:** Nunca empuje el aspirador demasiado dentro de la ventana de la nariz y deje que se seque bien después de cada uso. **NUNCA** use el aspirador en la boca o en los oídos de su bebé. Cuando lo guarde manténgalo lejos del calor y de la luz brillante.

**EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO INTERIOR. HECHO SIN BPA.**