



## Car Adapter for the Evenflo Advanced Double Electric Breast Pump

### INSTRUCTIONS FOR USE

Connect the car adapter to the power receptacle located on the back of your pump. Plug the other end into your vehicle's lighter receptacle or 12V power receptacle.

**WARNING:** DO NOT use this product with any pump other than the Evenflo Advanced Double Electric Pump.

### FUSE REPLACEMENT INSTRUCTIONS

See Figure 1 in instructions.

1. Rotate threaded fastener, near the tip, counterclockwise to remove and expose the fuse.
2. Pull out the fuse.
3. Visually inspect fuse, if blown, replace with equivalent type.
4. Insert fuse into the adapter.
5. Place tip and threaded fastener onto fuse and turn clockwise while gently pushing towards the adapter body to secure.

Replacement Fuse Characteristics:

S	3.0A	250V
Slow Acting	Rated Current	Voltage Rating

**CAUTION:** For continued protection against risk of fire, replace only with same type and rating of fuse.

### Adaptateur pour automobile pour utilisation avec le tire-lait électrique double à la fine pointe de la technologie d'Evenflo

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Branchez l'adaptateur pour automobile dans la prise d'alimentation électrique à l'arrière de votre tire-lait. Branchez l'autre extrémité dans l'allume-cigare de l'automobile ou dans une prise d'alimentation électrique de 12V.

**AVERTISSEMENT:** N'UTILISEZ PAS ce produit avec aucun autre tire-lait que le tire-lait électrique double à la fine pointe de la technologie Evenflo.

### DIRECTIVES POUR LE REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Voir la figure 1 pour les directives.

1. Tournez la fixation fileté, près de la pointe, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour enlever et découvrir le fusible.
2. Retirez le fusible.
3. Inspectez visuellement le fusible. S'il est grillé, remplacez-le par un fusible équivalent.
4. Insérez le fusible dans l'adaptateur.
5. Placez la pointe et la fixation fileté sur le fusible et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en poussant doucement vers le boîtier de l'adaptateur pour les sécuriser.

Caractéristiques du fusible de remplacement:

S	3.0A	250V
Action lente	Courant nominal	Tension nominale

**MISE EN GARDE:** Pour une protection continue contre le risque d'incendie, veuillez remplacer le fusible uniquement par un fusible de même type et de même calibre.

### Adaptador para el automóvil para usar con el extractor de leche eléctrico doble avanzado de Evenflo

### INSTRUCCIONES DE USO

Conecte el adaptador para el automóvil en la toma de corriente ubicada en la parte trasera del extractor. Enchufe el otro extremo en el receptáculo del encendedor o en la toma de corriente de 12 V del vehículo.

**ADVERTENCIAS:** NO USE este producto con ningún otro extractor que no sea el extractor de leche eléctrico doble avanzado de Evenflo.

### INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE

Vea la Figura 1 en las instrucciones.


1. Gire el sujetador roscado, cerca de la punta, hacia la izquierda para retirar y exponer el fusible.
2. Saque el fusible.
3. Inspeccione visualmente el fusible; si está fundido, reemplácelo con otro del tipo equivalente.
4. Inserte el fusible en el adaptador.
5. Coloque la punta y el sujetador roscado sobre el fusible y gire hacia la derecha mientras empuja suavemente hacia el cuerpo del adaptador para asegurarlos.

Características del fusible de repuesto:

S	3.0A	250V
Actuación lenta	Corriente nominal	Clasificación de voltaje

**PRECAUCIÓN:** Para una protección continua contra el riesgo de incendio, reemplace solo con un fusible del mismo tipo y clasificación

FIGURE 1 | Figure 1 | Figura 1



Parent's Ally™

USA / Canada 1-855-334-2229  
www.evenflofeeding.com  
EVENFLO FEEDING, INC.  
WEST CHESTER, OH 45069

©2019 EVENFLO FEEDING, INC.  
2951-460 29MAY2019