



SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact Carrier/Invacare for further instructions.

Safety Summary

To ensure the safe and proper installation of the elevating legrests, these instructions **MUST** be followed:

⚠ WARNING

DO NOT install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

DO NOT use footplates as a platform. When getting in or out of the wheelchair, make sure that the footplates are in the upward position or swing footrests towards the outside of the chair.

When lowering legrest always support legrest assembly and the user's leg with one (1) hand and activate the release lever with the other hand. Legrest can then be safely positioned to the desired height setting. Failure to observe this warning will result in sudden loss of leg support and dropping of legrest assembly.

⚠ INSTALLATION WARNING

After any adjustments, repair or service and before use, make sure that all attaching component parts are secure.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

Installing/Removing Elevating Legrests

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

Installing


1. Place elevating legrest on the outside of the wheelchair and insert mounting pin into the mounting tube.
2. Rotate elevating legrest toward the inside of the wheelchair until it locks in place.

NOTE: The calfpad of the legrest will be on the inside of the wheelchair when locked in place.

3. Repeat STEPS 1-3 for the other elevating legrest assembly.

Removing

1. Push the legrest release handle inward while rotating the elevating legrest outward.
2. Lift the legrest assembly out of the mounting tube of the wheelchair frame.
3. Repeat STEPS 1-2 for opposite side, if necessary.



NOTE: The mounting tube will be part of the seat frame or wheelchair front frame depending on wheelchair model.

FIGURE 1 Installing/Removing Elevating Legrests

Raising/Lowering the Elevating Legrest

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

1. Perform one of the following:
 - Raising: Lift legrest assembly up to desired height.
 - Lowering: Lift elevating legrest assembly up with one (1) hand. While supporting the elevating legrest assembly (and user's leg), pull release lever up with other hand and lower legrest assembly to desired height.




FIGURE 2 Raising/Lowering the Elevating Legrest

Adjusting Footplate Height and Calfpad Height/Depth

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 3.

Adjusting the Footplate Height

1. Loosen locknut and washer securing the slide tube to the elevating legrest.
2. Reposition footplate to desired height securely tighten locknut and washer.
3. If necessary, repeat STEPS 1-2 to adjust remaining footplate height.

Adjusting Calfpad Height

1. Loosen the mounting bolt and washer that secure the calfpad bracket to the elevating legrest assembly.
2. Slide the calfpad bracket up or down until the desired calfpad height is obtained.
3. Tighten the mounting bolt and washer securing the calfpad bracket to the elevating legrest assembly.
4. If necessary, repeat STEPS 1-3 to adjust remaining calfpad bracket.

Adjusting Calfpad Depth

1. Remove the mounting screw, spacer and locknut that secure the calfpad to the calfpad bracket.
2. Insert mounting screw through one (1) of four (4) calfpad bracket mounting holes.
3. Using the mounting screw spacer and locknut, secure the calfpad to the calfpad bracket.
4. If necessary, repeat STEPS 1-3 to adjust remaining calfpad assembly.




FIGURE 3 Adjusting Footplate Height and Calfpad Height/Depth

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUE : S'assurer qu'aucune pièce n'a été endommagée en cours d'expédition. NE PAS utiliser un composant endommagé. Communiquer avec le transporteur ou Invacare pour obtenir d'autres instructions.

Résumé des mesures de sécurité

Pour s'assurer d'installer les repose-jambes élévateurs correctement et en toute sécurité, il FAUT suivre les instructions ci-dessous :

⚠ MISE EN GARDE

NE PAS installer ce matériel sans d'abord lire et comprendre la présente feuille d'instructions. Si l'utilisateur ne comprend pas les mises en garde, avertissements ou directives, communiquer avec un professionnel de la santé, un distributeur ou un technicien qualifié avant d'installer ce matériel, sinon des blessures ou des dommages pourraient s'ensuivre.

Les produits Invacare sont conçus et fabriqués expressément pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et il n'est pas recommandé de les utiliser avec des produits Invacare.

NE PAS utiliser les plaques des pieds comme plate-forme. Avant de s'asseoir dans le fauteuil ou de le quitter, s'assurer que les plaques des pieds sont relevées ou basculer les repose-pieds vers l'extérieur du fauteuil.

Lors de la descente des repose-jambes, soutenir l'ensemble du repose-jambe et la jambe de l'utilisateur d'une (1) main, puis activer le levier de dégagement de l'autre main. Le repose-jambe peut être placé en toute sécurité au réglage de hauteur voulu. Le non-respect de cet avertissement cause le dégagement soudain du soutien de la jambe et la chute de l'ensemble du repose-jambe.

⚠ AVERTISSEMENTS AU SUJET DE L'INSTALLATION

Après tout réglage, toute réparation ou toute tâche d'entretien, et avant d'utiliser le fauteuil, s'assurer que toutes les pièces de fixation sont bien serrées.

Pour de plus amples renseignements sur les produits, les pièces et les services d'Invacare, visitez le site Web www.invacare.com.

Pose et dépose des repose-jambes élévateurs

REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 1.

Pose


1. Placer le repose-jambe élévateur sur l'extérieur du fauteuil roulant et insérer la goupille de montage dans le tube de montage.
2. Tourner le repose-jambe élévateur vers l'intérieur du fauteuil jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

REMARQUE : Le repose-mollet du repose-jambe se trouve à l'intérieur du fauteuil lorsqu'il est verrouillé en place.

3. Répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour l'autre ensemble du repose-jambe élévateur.

Dépose

1. Pousser le levier de dégagement du repose-jambe en tournant le repose-jambe vers l'extérieur.
2. Lever l'ensemble du repose-jambe hors du tube de montage du cadre du fauteuil roulant.
3. Répéter les ÉTAPES 1 et 2 du côté opposé au besoin.



REMARQUE : Le tube de montage fait partie du cadre du siège ou du cadre avant du fauteuil roulant en fonction du modèle de fauteuil roulant.

FIGURE 1 Pose et dépose des repose-jambes élévateurs

Montée et descente des repose-jambes élévateurs

REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 2.

1. Exécuter une des manœuvres suivantes :
 - Montée : Lever l'ensemble du repose-jambe élévateur à la hauteur voulue.
 - Descente : Lever l'ensemble du repose-jambe élévateur d'une (1) main. En soutenant l'ensemble du repose-jambe élévateur (et la jambe de l'utilisateur), tirer le levier de dégagement de l'autre main et abaisser l'ensemble du repose-jambe élévateur à la hauteur voulue.




FIGURE 2 Montée et descente des repose-jambes élévateurs

Réglage de la position du repose-pied et du repose-mollet

REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 3.

Réglage de la hauteur du repose-pied

1. Desserrer l'écrou de blocage et la rondelle qui fixent le tube coulissant au repose-jambe élévateur.
2. Replacer le repose-pied à la hauteur voulue et serrer fermement l'écrou de blocage et la rondelle.
3. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 et 2 pour régler la hauteur du repose-pied.

Réglage de la hauteur du repose-mollet

1. Desserrer le boulon de montage et la rondelle qui fixent le support du repose-mollet à l'ensemble du repose-jambe élévateur.
2. Glisser le repose-mollet vers le haut et le bas jusqu'à la hauteur voulue.
3. Serrer le boulon de montage et la rondelle qui fixent le support du repose-mollet à l'ensemble du repose-jambe élévateur.
4. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour régler l'autre support de repose-mollet.

Réglage de la profondeur du repose-mollet

1. Retirer la vis de montage, la bague d'espacement et l'écrou de blocage qui fixent le repose-mollet au support du repose-mollet.
2. Insérer la vis de montage dans un (1) des quatre (4) orifices de montage du support du repose-mollet.
3. Au moyen de vis de montage, de la bague d'espacement et de l'écrou de blocage, fixer le repose-mollet au support du repose-mollet.
4. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour régler l'autre ensemble du repose-mollet.




FIGURE 3 Réglage de l'ensemble du repose-jambe élévateur et du repose-mollet

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable uniquement pour l'utilisateur ou l'acheteur original de nos produits. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (province) à l'autre peuvent s'ajouter.

Invacare garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défaut de matériau et de fabrication pendant la durée utile du produit. Si au cours de la période de garantie, un produit est reconnu comme défectueux, ce produit sera soit réparé, soit remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ni les frais d'expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule et unique obligation d'Invacare et le seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement des pièces et/ou à la réparation du produit.

Pour le service au titre de la garantie, communiquer avec le distributeur où le produit Invacare a été acheté. En cas d'insatisfaction à l'égard du service au titre de la garantie, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du distributeur, son adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série du produit, le cas échéant.

Invacare Corporation renvoie une autorisation de retour. Les composants ou les pièces défectueuses doivent être renvoyés en vue d'une inspection au titre de la garantie, et, le cas échéant, en utilisant le numéro de série comme moyen d'identification dans les trente (30) jours de la date d'autorisation de retour. **NE PAS** retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation. Les envois contre remboursement seront refusés - veuillez prépayer les frais d'expédition.

LIMITES ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À DES PROBLÈMES QUI DÉCOULENT DE L'USURE NORMALE OU DU NON-RESPECT DES DIRECTIVES. DE PLUS, LA SUSDITE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE, LORSQU'IL EXISTE, A ÉTÉ ENLEVÉ OU DÉGRADÉ ; AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE NÉGLIGENCE, D'UN ACCIDENT, D'UNE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN OU D'UN STOCKAGE INAPPROPRIÉS ; AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT EXPRESSE PAR ÉCRIT D'INVACARE, COMPRENANT MAIS NON LIMITÉ À TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATION DE PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS SUITE À UNE RÉPARATION EFFECTUÉE SUR L'UN DES COMPOSANTS SANS LE CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE D'INVACARE ; AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES D'INVACARE ; OU AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE NE TRAVAILLANT PAS POUR INVACARE OU EN DEHORS D'UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ PAR INVACARE.

LA GARANTIE EXPRESSE SUSDITE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, ET LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE L'UNE DES GARANTIES, EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES MODALITÉS CONTENUS DANS LA PRÉSENTE. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE TACITE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT NE S'ÉTEND PAS AU DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE FOURNIE ICI. INVACARE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES QUELS QU'ILS SOIENT.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ADAPTÉE POUR SE CONFORMER AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation www.invacare.com



Yes, you can:

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44035
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E
Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

INVAMEX S.DE R.L. DE C.V.
Avenida Industrial el Puente s/n
Parque Industrial el Puente Manimex
Reynosa, Tamaulipas MEXICO
C.P. 88783



© 2017 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by [™] and [®]. Making Life's Experiences Possible is a registered trademark in the U.S.A. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Making Life's Experiences Possible[®]



Part No 1130220

Rev B- 1/30/17

