

Compact Folding Rollator Déambulateur Pliable Compact Andador Plegable Compacto

item #:

RTL10288BK

The logo for Drive Medical, featuring the word "drive" in a bold, white, lowercase sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "e". A small orange square is positioned between the letters "i" and "v".

www.drivemedical.com

parts list



WEIGHT CAPACITY: 300 LBS (136 KG)


- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Hand Grip | 8. Rear Caster |
| 2. Handle Reflector | 9. Curb Assist |
| 3. Height Adjust Handle | 10. Front Caster |
| 4. Hand Brake Lever | 11. Wheel Reflectors |
| 5. Height Adjustment Push Button | 12. Storage Bag |
| 6. Seat | 13. Backrest |
| 7. Seat Handle | |

Compact Folding Rollator includes:


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Removable Storage Bag | 3. Cane Holder |
| 2. Backrest | 4. Operating Instructions |

unfolding the Compact Folding Rollator

The rollator is delivered folded (figure 1). To unfold, position the rollator on a flat surface. Unscrew the knobs turning counterclockwise, 2 on each side (figure 2), then undo the Velcro straps.



Lower the front and rear wheels, and rotate the castors to unfold the base frame (figure 3). Fix in place by reinserting the knobs and tightening the 2 knobs on each side, turning clockwise (figure 4). Position the rollator on the ground on its wheels.



unfolding the Compact Folding Rollator (continued)

Hold each hand grip and pull outward until the rollator unlocks and opens fully. Gently push down on each side of the seat rails near the vertical frame to ensure the unit is fully opened (figure 5). An audible 'click' confirms that the latches are secure, and the seat is fully engaged in a locked position.



backrest assembly

Attach the backrest by sliding it down over the backrest holders on each side near the handles. Check that the backrest is properly fixed in place (figure 6).



DO NOT HANG ANYTHING ON THE BACKREST

height adjustment

To adjust the handle height, push the push-button and slide the tube upward or downward. Release once at the required position making sure that it is properly locked in place (figure 7). An audible 'click' confirms the handle tube is secure in the locked position. Repeat this process until the desired height is reached for both handles. Refer to the numbering system (figure 8) to ensure both handles are adjusted to the same height.



adjusting the brakes

If braking is poor or too hard, the brake can be adjusted either at the brake housing above or using the adjusting screw on the Bowden cable below (figure 9) to achieve the desired braking effect. The brake is correctly adjusted when the brake lever as well as the brake wires are free of play and the wheels can be rotated without grinding noises when the brake is released.



braking / locking

Pull both brake levers upward to apply the brakes while the rollator is in motion (figure 10). Always brake slowly and steadily. While the rollator is stationary, push the brake lever down to engage the parking brake (figure 11). To disengage the locked brake, grip the brake lever and lift it upward until it audibly clicks into place, indicating it is now released. Releasing the locking brake may be easier with the use of both hands. Hold the handle with one hand while using the other hand to raise the brake lever.



DO NOT SQUEEZE BRAKE CONTINUOUSLY WHILE WALKING AS THIS WILL CAUSE PREMATURE WEAR TO THE TIRE AND BRAKE.

sitting

While facing the rollator, position the open and locked rollator on a flat, even, solid surface on all four wheels. Ensure the brakes are in the locked position. The rollator must remain upright and must not move. Once the brakes are securely engaged, utilize the handles for support, to turn completely around. With both hands on the handles slowly sit, ensuring you sit straight up and do not lean backwards (figure 12).



DO NOT MOVE ROLLATOR WHILE SEATED.

DO NOT USE THE ROLLATOR AS A WHEELCHAIR/TRANSPORT CHAIR.

THE ROLLATOR IS NOT DESIGNED FOR THIS PURPOSE.

curb assist

The Rollator features a curb assist for terrain transitions. The curb assist allows the user to move over curbs and small steps with ease. The curb assist is visibly located on the inside of the rear wheels (figure 13).

HOW TO USE THE CURB ASSIST:

1. When approaching a curb, step or transition firmly grasp both hand grips and place your foot on the curb assist.
2. While securely grasping both hand grips, gently apply pressure to the curb assist with your foot.
3. Bring the front wheels of the rollator to a slight angled position just above the curb or step pushing forward if necessary.
4. Once in a stable position, gently release your foot from the curb assist to allow the front wheels to rest on the curb, step or transition.



removing / attaching the storage bag

To attach the storage bag to the rollator, affix the bag mounting loops (located on either side of the storage bag) to the ends of the frame tubing. (figure 14).

WEIGHT CAPACITY OF THE BAG IS 11 LB.

DO NOT OVERLOAD AS IT WILL EFFECT PERFORMANCE.



cane holder

Attach the upper cane holder with the pins into the 2 holes at the height adjust handles below the backrest and close the clip. The lower cane holder part must be fixed with the pin in the fixation whole. The cane holder can be mounted left or right.




folding / transport / storage

Side Fold: To fold, pull the seat upward by the seat handle (figure 16). The rollator can now be folded completely and secured by pushing the hand grips together.



Compact Fold: After the rollator is in the side fold position, ensure the rollator is on a flat surface. Unscrew the knobs by turning them counterclockwise and remove, 2 on each side, then flip up the front casters and the back casters. Replace the knobs by inserting them in turning clockwise to tighten (figure 17). Collapse height adjust handles to the lowest setting, using the height adjust directions listed above. Use Velcro straps to wrap around the frame and secure in the folded position (figure 18).



cleaning

Clean regularly by hand with a damp cloth and mild detergent only.

Do not use aggressive detergents such as chlorine, bleach or abrasive cleaners.

maintenance

Drive DeVilbiss Healthcare recommends periodic visual inspection of this product by the user to ensure that all parts and hardware are secure, and all components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose. There should be no obstructions or impediments to normal and safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience any problems or issues, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/contact-us for more information.

safety instructions

- This is a walking aid only and is not to be used as a transportation device.
- Use only on even and solid surfaces.
- Maximum user weight: 300 lb.
- Regularly check the screws and fasteners on rollator and retighten if necessary.
- Use bag only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 11 lb.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for an extended period as this can cause parts to overheat and burn the user.
- Please make sure the rollator is fully opened, seat is down and the folding bar under the seat is locked in the down position before using or sitting in the rollator.
- Be sure both hand grips are at equal heights. Test rollator for stability before applying full weight to hand grips.
- Test the brake lever before operating the rollator. When wheels are locked, the brake pad should prevent the wheels from turning. When the brakes are released, the wheels should turn freely.
- Always lock the brake lever before sitting and do not use seat when unit is on an incline or uneven ground.
- Replace tires when significantly worn or damaged.
- **DO NOT MOVE ROLLATOR WHILE SEATED.**

lifetime limited warranty

Your Drive® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive® device or this warranty, please contact an authorized Drive® dealer.

liste des pièces



CAPACITÉ DE POIDS : 300 LB (136 KG)


- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Poignée | 7. Poignée de siège |
| 2. Réflecteur de poignée | 8. Roulette arrière |
| 3. Poignée à hauteur réglable | 9. Assistant de trottoir |
| 4. Levier de frein à main | 10. Roulette avant |
| 5. Bouton poussoir de réglage de la hauteur | 11. Réflecteurs de roue |
| 6. Siège | 12. Sac de rangement |
| | 13. Dossier |

le déambulateur pliable compact comprend :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sac de rangement amovible | 3. Porte-canne |
| 2. Dossier | 4. Instructions d'utilisation |

dépliage du déambulateur pliable compact

Le déambulateur est livré plié (Figure 1). Pour le déplier, placez le déambulateur sur une surface plane. Dévissez les boutons en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 2 de chaque côté (Figure 2), puis détachez les bandes velcro.



Abaissez les roues avant et arrière et faites pivoter les roulettes pour déplier le châssis de base (Figure 3). Fixez en place en réinsérant les boutons et en serrant les 2 boutons de chaque côté, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 4). Placez le déambulateur au sol sur ses roues.



dépliage du déambulateur pliable compact (suite)

Tenez chaque poignée et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce que le déambulateur se déverrouille et s'ouvre complètement. Appuyez doucement sur chaque côté des rails du siège près du cadre vertical pour vous assurer que l'unité est complètement ouverte (Figure 5). Un « clic » audible confirme que les loquets sont bien fixés et que le siège est complètement engagé dans une position verrouillée.



assemblage du dossier

Fixez le dossier en le faisant glisser vers le bas sur les supports de dossier de chaque côté près des poignées. Vérifiez que le dossier est bien fixé en place (Figure 6).



NE RIEN ACCROCHER AU DOSSIER

réglage de la hauteur

Pour régler la hauteur de la poignée, appuyez sur le bouton-poussoir et faites glisser le tube vers le haut ou vers le bas. Relâchez une fois à la position souhaitée en vous assurant que la poignée est correctement verrouillée en place (Figure 7). Un « clic » audible confirme que le tube de la poignée est bien fixé en position verrouillée. Répétez ce processus jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte pour les deux poignées. Reportez-vous au système de numérotation (Figure 8) pour vous assurer que les deux poignées sont réglées à la même hauteur.



réglage des freins

Si le freinage est faible ou trop dur, le frein peut être réglé soit au niveau du boîtier de frein situé au-dessus, soit à l'aide de la vis de réglage située sur le câble Bowden situé en dessous (Figure 9) pour obtenir l'effet de freinage souhaité. Le frein est correctement réglé lorsque le levier de frein ainsi que les câbles de frein sont libres de jeu et que les roues peuvent tourner sans bruit de grincement lorsque le frein est relâché.



freinage/blocage

Tirez les deux leviers de frein vers le haut pour appliquer les freins pendant que le déambulateur est en mouvement (Figure 10). Freinez toujours lentement et de façon constante. Pendant que le déambulateur est immobile, poussez le levier de frein vers le bas pour engager le frein de stationnement (Figure 11). Pour désengager le frein verrouillé, saisissez le levier de frein et soulevez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible, indiquant qu'il est maintenant relâché. Il peut être plus facile de desserrer le frein de blocage en utilisant les deux mains. Tenez la poignée d'une main tout en utilisant l'autre main pour soulever le levier de frein.



N'APPUYEZ PAS EN CONTINU SUR LE FREIN PENDANT QUE VOUS MARCHEZ, CAR CELA PROVOQUERAIT UNE USURE PRÉMATURÉE DU PNEU ET DU FREIN.

pour s'asseoir

Face au déambulateur, placez celui-ci, ouvert et verrouillé, sur une surface plane, uniforme et solide sur les quatre roues. Assurez-vous que les freins sont en position verrouillée. Le déambulateur doit rester droit et ne doit pas bouger. Une fois les freins bien serrés, utilisez les poignées comme support pour faire demi-tour. Les deux mains sur les poignées, asseyez-vous lentement, en vous assurant de vous asseoir droit et de ne pas vous pencher vers l'arrière (Figure 12).

NE DÉPLACEZ PAS LE DÉAMBULATEUR LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS.

N'UTILISEZ PAS LE DÉAMBULATEUR COMME FAUTEUIL ROULANT/FAUTEUIL DE TRANSPORT. LE DÉAMBULATEUR N'EST PAS CONÇU À CETTE FIN.



assistant de trottoir

Le déambulateur est doté d'un assistant de trottoir pour les transitions de terrain. L'assistant de trottoir permet à l'utilisateur de franchir les trottoirs et les petites marches en toute simplicité. L'assistant de trottoir est situé de manière visible à l'intérieur des roues arrière (Figure 13).

COMMENT UTILISER L'ASSISTANT DE TROTTOIR :

1. À l'approche d'un trottoir, d'une marche ou d'une transition, saisissez fermement les deux poignées et placez votre pied sur l'assistant de trottoir.
2. Tout en saisissant fermement les deux poignées, appliquez doucement une pression sur l'assistant de trottoir avec votre pied.
3. Amenez les roues avant du déambulateur dans une position légèrement inclinée juste au-dessus du trottoir ou avancez en poussant si nécessaire.
4. Une fois dans une position stable, relâchez doucement votre pied de l'assistant de trottoir pour permettre aux roues avant de reposer sur le trottoir, la marche ou la transition.



retrait/fixation du sac de rangement

Pour fixer le sac de rangement au déambulateur, fixez les boucles de montage du sac (situées de chaque côté du sac de rangement) aux extrémités du tube du cadre (Figure 14).

LA CAPACITÉ DE POIDS DU SAC EST DE 11 LB (5 KG). NE DÉPASSEZ PAS CETTE CAPACITÉ, CAR CELA AFFECTERA LES PERFORMANCES.



porte-canne

Fixez le support de canne supérieur avec les broches dans les 2 trous situés au niveau des poignées de réglage de la hauteur sous le dossier et fermez le clip. La partie inférieure du porte-canne doit être fixée avec la goupille dans l'ensemble de fixation. Le porte-canne peut être installé à gauche ou à droite.




pliage/transport/rangement

Pliage latéral : Pour plier, tirez le siège vers le haut à l'aide de la poignée du siège (Figure 16). Le déambulateur peut maintenant être complètement plié et fixé en poussant les poignées ensemble.



Pliage compact : Une fois le déambulateur en position plié latéralement, assurez-vous qu'il est sur une surface plane. Dévissez les boutons en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les, 2 de chaque côté, puis retournez les roulettes avant et les roulettes arrière. Remettez les boutons en les insérant en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer (Figure 17). Réduisez les poignées de réglage de la hauteur au réglage le plus bas, en suivant les instructions de réglage de la hauteur indiquées ci-dessus. Utilisez des sangles Velcro pour enrouler autour du cadre et fixer en position plié (Figure 18).



nettoyage

Nettoyez le déambulateur régulièrement à la main avec un chiffon humide et un détergent doux uniquement.

N'utilisez pas de détergents agressifs tels que le chlore, l'eau de Javel ou les nettoyeurs abrasifs.

entretien

Drive DeVilbiss Healthcare recommande à l'utilisateur une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés et que tous les composants sont en bon état de fonctionnement et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou desserrés. Il ne doit y avoir aucun empêchement ni obstacle au fonctionnement normal et sûr du produit. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous éprouvez des problèmes, veuillez contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez www.drivemedical.com/contact-us pour plus d'informations.

consignes de sécurité

- Ce produit constitue uniquement une aide à la marche et ne doit pas être utilisé comme dispositif de transport.
- Utilisez ce produit uniquement sur des surfaces planes et solides.
- Poids maximal de l'utilisateur : 300 lb (136 kg).
- Vérifiez régulièrement les vis et les fixations du déambulateur et resserrez-les si nécessaire.
- Utilisez le sac uniquement pour le transport d'objets et ne le surchargez pas. Charge maximale : 11 lb (5 kg).
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 104 °F (40 °C) pendant une période prolongée, car cela peut provoquer une surchauffe des pièces et des brûlures pour l'utilisateur.
- Assurez-vous que le déambulateur est complètement ouvert, que le siège est abaissé et que la barre de pliage sous le siège est verrouillée en position abaissée avant d'utiliser le déambulateur ou de vous asseoir dans celui-ci.
- Assurez-vous que les deux poignées sont à la même hauteur. Testez la stabilité du déambulateur avant d'appliquer tout votre poids sur les poignées.
- Testez le levier de frein avant d'utiliser le déambulateur. Lorsque les roues sont bloquées, la plaquette de frein doit empêcher les roues de tourner. Lorsque les freins sont relâchés, les roues doivent tourner librement.
- Verrouillez toujours le levier de frein avant de vous asseoir et n'utilisez pas le siège lorsque le déambulateur est sur une pente ou un sol irrégulier.
- Remplacez les pneus lorsqu'ils sont considérablement usés ou endommagés.
- **NE DÉPLACEZ PAS LE DÉAMBULATEUR LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS.**

garantie limitée à vie

Votre produit de marque Drive® est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant toute la durée de vie de l'acheteur initial.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant expédition. Cette garantie limitée à vie est l'expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et de notre assurance au consommateur d'années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de la mauvaise utilisation, de la négligence ou de l'usure normale du produit. Cette garantie ne s'étend pas aux éléments non durables comme, entre autres, les accessoires, roulettes et poignées de caoutchouc qui sont sujets à l'usure normale et à un remplacement périodique.

Si vous avez une question sur votre appareil Drive® ou sur cette garantie, veuillez contacter un revendeur Drive® agréé.

Lista de piezas



CAPACIDAD DE PESO: 136 KG (300 LB)


- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Agarre de mano | 7. Manija del asiento |
| 2. Reflector de la manija | 8. Rueda giratoria trasera |
| 3. Manija con altura ajustable | 9. Asistencia en acera |
| 4. Palanca del freno de mano | 10. Rueda giratoria delantera |
| 5. Botón de empuje de altura ajustable | 11. Reflectores de ruedas |
| 6. Asiento | 12. Bolso de almacenamiento |
| | 13. Respaldo |

El andador plegable compacto incluye lo siguiente:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bolso de almacenamiento extraíble | 3. Soporte para bastón |
| 2. Respaldo | 4. Instrucciones de funcionamiento |

Cómo desplegar el andador plegable compacto

El andador se entrega plegado (figura 1). Para desplegarlo, coloque el andador sobre una superficie plana. Gire las perillas (2 en cada lado) hacia la izquierda para desajustarlas (figura 2); luego, desabroche las correas de velcro.



Baje las ruedas delanteras y traseras, y gire las ruedas para desplegar el armazón de la base (figura 3). Para fijarlo en su lugar, vuelva a insertar las 2 perillas en cada lado y gírelas hacia la derecha para ajustarlas (figura 4). Coloque el andador en el suelo sobre las ruedas.



Cómo desplegar el andador plegable compacto (continuación)

Sostenga cada agarre y tire hacia afuera hasta que el andador se destrabe y se abra por completo. Empuje suavemente hacia abajo cada lado de los rieles del asiento cerca del armazón vertical para asegurarse de que la unidad esté completamente abierta (figura 5). Escuchará un “clic” cuando los pestillos estén seguros y el asiento quede fijo en su posición.



Conjunto de respaldo

Para colocar el respaldo, deslícelo hacia abajo sobre los soportes del respaldo situados a cada lado cerca de las manijas. Compruebe que el respaldo esté bien fijado en su lugar (figura 6).



NO CUELQUE NADA EN EL RESPALDO

Ajuste de la altura

Para ajustar la altura de la manija, presione el botón y mueva el tubo hacia arriba o hacia abajo. Suéltelo en la posición que desee y asegúrese de que esté bien bloqueado (figura 7). Escuchará un “clic” cuando el tubo de la manija quede fijo en la posición bloqueada. Repita este proceso hasta alcanzar la altura deseada para ambas manijas. Verifique los números (figura 8) para asegurarse de que ambas manijas están ajustadas a la misma altura.



Ajuste de los frenos

Si el frenado es deficiente o demasiado fuerte, el freno se puede ajustar en la carcasa del freno superior o mediante el tornillo de ajuste en el cable Bowden inferior (figura 9) para lograr el efecto de frenado deseado. El freno está bien ajustado cuando la palanca y los cables del freno no cuelgan, y las ruedas pueden girar sin rechinar al soltar el freno.



Frenado/bloqueo

Tire ambas palancas del freno hacia arriba para frenar mientras el andador esté en movimiento (figura 10). Siempre frene lenta y constantemente. Con el andador detenido, empuje la palanca del freno hacia abajo para accionar el freno de estacionamiento (figura 11). Para desbloquear el freno bloqueado, tome la palanca del freno y levántela hasta que escuche un “clic”, que indica que está liberada. Puede ser más fácil soltar el freno de bloqueo con las dos manos. Sujete la manija con una mano mientras usa la otra para levantar la palanca del freno.



NO APRIETE EL FRENO CONTINUAMENTE MIENTRAS CAMINA, YA QUE ESTO CAUSARÁ UN DESGASTE PREMATURO DEL NEUMÁTICO Y DEL FRENO.

Cómo sentarse

Ubíquese de frente al andador, ábralo y, sin desbloquearlo, colóquelo sobre las cuatro ruedas en una superficie plana, uniforme y sólida. Asegúrese de que los frenos estén bloqueados. El andador debe permanecer en posición vertical y sin moverse. Una vez que los frenos estén bien accionados, utilice las manijas como apoyo para girar por completo. Con ambas manos en las manijas, siéntese lentamente, y asegúrese de hacerlo derecho y de no inclinarse hacia atrás (figura 12).

NO MUEVA EL ANDADOR MIENTRAS ESTÁ SENTADO.

NO UTILICE EL ANDADOR COMO UNA SILLA DE RUEDAS/SILLA DE TRANSPORTE. EL ANDADOR NO ESTÁ DISEÑADO PARA ESTE PROPÓSITO.



Asistencia en acera

El andador cuenta con una función de asistencia en acera muy útil para las transiciones entre diferentes terrenos. La asistencia en acera permite que el usuario se desplace por aceras y suba pequeños escalones con facilidad. La asistencia en acera se encuentra en el interior de las ruedas traseras (figura 13).

CÓMO UTILIZAR LA ASISTENCIA EN ACERA:

1. Cuando se acerque a una acera, un escalón o una transición, sujete ambos agarres con firmeza y coloque un pie en el asistente de acera.
2. Sujétese con firmeza de ambos agarres y aplique presión leve en la asistencia en acera con el pie.
3. Coloque las ruedas delanteras del andador en una posición ligeramente inclinada justo encima de la acera o escalón empujando hacia delante, si es necesario.
4. Una vez que esté en una posición estable, retire el pie lentamente de la asistencia en acera para que las ruedas delanteras se apoyen sobre la acera, el escalón o la transición.

13



Extracción/colocación del bolso de almacenamiento

Para fijar el bolso de almacenamiento al andador, fije los ganchos del bolso (ubicados a ambos lados del bolso de almacenamiento) a los extremos de los tubos del armazón (figura 14).

LA CAPACIDAD DE PESO DEL BOLSO ES DE 5 kg (11 lb).

NO LO CARGUE DE MÁS, YA QUE AFECTARÁ EL FUNCIONAMIENTO.

14



Soporte para bastón

Coloque el soporte superior para el bastón con los pasadores en los 2 orificios de las manijas de ajuste de la altura, que están debajo del respaldo, y cierre el clip. La parte inferior del soporte para el bastón debe fijarse con el pasador en el orificio de fijación. El soporte para el bastón se puede colocar a la izquierda o a la derecha.




Plegado, transporte y almacenamiento

Plegado lateral: para plegar, tire del asiento hacia arriba mediante la manija (figura 16). Junte los agarres para plegar el andador por completo.



Plegado compacto: una vez que el andador esté en la posición de plegado lateral, asegúrese de que esté sobre una superficie plana. Gire las perillas (2 en cada lado) hacia la izquierda para desajustarlas y retirarlas; luego, levante las ruedas delanteras y traseras. Vuelva a colocar las perillas; para ello, insértelas y gírelas hacia la derecha para apretarlas (figura 17). Siga las instrucciones de ajuste de la altura que se indican más arriba para colocar las manijas de ajuste de la altura en la posición más baja. Utilice correas de velcro para envolver el armazón y asegurarlo en la posición plegada (figura 18).



Limpieza

Limpie periódicamente a mano solo con un paño húmedo y detergente suave.

No utilice detergentes agresivos, como cloro, blanqueadores o limpiadores abrasivos.

Mantenimiento

Drive DeVilbiss Healthcare recomienda al usuario hacer inspecciones visuales periódicas de este producto para garantizar que todas las piezas y accesorios sean seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, dañados ni sueltos. No debe haber obstrucciones ni impedimentos para el funcionamiento normal y seguro. No utilice el producto si alguna pieza o mecanismo parece poco seguro o comprometido. Si tiene problemas o dificultades, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/contact-us para obtener más información.

Instrucciones de seguridad

- El producto es solo un medio de ayuda para caminar y no debe usarse como dispositivo de transporte.
- Utilizar solo en superficies uniformes y sólidas.
- Peso máximo del usuario: 136 kg (300 lb).
- Revise los tornillos y sujetadores del andador con frecuencia, y vuelva a apretarlos si es necesario.
- Utilice el bolso solo para transportar objetos y no lo sobrecargue. Carga máxima: 136 kg (11 lb).
- No exponga el producto a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) durante un período prolongado, ya que esto puede provocar que las piezas del andador se sobrecalienten y quemen al usuario.
- Asegúrese de que el andador quede bien abierto, que el asiento esté abajo y que la barra plegable debajo del asiento esté bloqueada en la posición baja antes de usar el andador o antes de sentarse en él.
- Asegúrese de que ambos agarres estén a la misma altura. Pruebe la estabilidad del andador antes de descargar todo el peso sobre los agarres.
- Pruebe la palanca del freno antes de usar el andador. Cuando las ruedas están bloqueadas, la pastilla de freno evita que las ruedas giren. Cuando se liberan los frenos, las ruedas giran libremente.
- Siempre bloquee la palanca del freno antes de sentarse, y no use el asiento cuando la unidad esté en un terreno inclinado o irregular.
- Reemplace las ruedas cuando tengan signos evidentes de desgaste o daño.
- **NO MUEVA EL ANDADOR MIENTRAS ESTÁ SENTADO.**

Garantía limitada de por vida

Se garantiza que su producto marca Drive® carecerá de defectos de materiales y fabricación durante la vida del comprador original.

Este dispositivo fue fabricado de acuerdo con las normas más estrictas y cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y en la fabricación de nuestros productos, y es una prueba de nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del dispositivo ocasionadas por el mal uso o negligencia del propietario, o por el uso y desgaste normales. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, como accesorios de caucho, ruedas y mangos propensos al desgaste normal y que necesitan un reemplazo periódico.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive® o sobre esta garantía, comuníquese con su distribuidor autorizado de Drive®.



© 2024 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China