


Ear Otoscope


User's Guide IH481

Thank you for purchasing this Safety 1st product. We're proud to be your choice to help you keep your child healthy and safe. Please read these instructions completely before using this product.

Basics of Your Ear Otoscope



How to Replace Batteries



- Use a small screwdriver to loosen screw. Remove battery cover.
- Insert 2 AAA alkaline batteries (included). Position batteries correctly with the positive "+" side facing as shown on the battery cover.
- Place the battery cover on the unit and secure the screw.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Ear Otoscope), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages. **SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

How to Use Your Ear Otoscope

Please read this section carefully and all the way through before using this product.



- Position ear canal for viewing** (Figures A and B).
 - 0 - 12 months:** Gently pull the ear straight back.
 - 1 year and older:** Gently pull the ear up and back to straighten the ear canal.




- Gently insert probe tip into ear canal.**
If pain occurs, remove probe tip immediately and consult physician.


- Press the light button and look through the viewing lens.**
Review "Reference Images" in the package (or scan this QR code) to see examples of what a healthy and infected ear looks like.



- Contact your physician if:**
 - Signs of ear infection are detected. Not all ear infections will be immediately visible. You may want to check again later or contact your physician if symptoms persist.
 - Your child has ear tubes that are no longer visible on the eardrum.



- Remove probe tip for cleaning** (Figures C and D).
 - To unlock, rotate tip to align notch on base unit and remove. See "Cleaning Probe Tip" section.
 - To lock, align tab on tip with notch on base unit.
 - Insert tip and rotate to align triangle indicators.



NOTES: We recommend taking a "baseline" viewing of your child's ear when all is well. You will see what his or her eardrum looks like normally and where the ear tubes are located.

This device should not be used as a substitute for a medical diagnosis. Only a medical professional can make a diagnosis of a medical condition. It is important that you always seek medical treatment from a qualified medical professional.

DO NOT use any replacement parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group. **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.

WARNING:

- Keep these instructions as they contain important information.
- NEVER** push the probe tip too far into the ear.
- Always wash and dry tip thoroughly before and after each use.
- NEVER** use in baby's mouth or nose
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it. When not in use, keep out of reach of children.
- This product contains small parts. Keep away from children at all times.

BATTERY CAUTION:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life. **DO NOT** mix old and new batteries. **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. **Non-rechargeable batteries are not to be recharged.** **Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.** **Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.** **Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.** **Batteries are to be inserted with the correct polarity.** **Exhausted batteries are to be removed from the unit.** **The supply terminals are not to be short-circuited.** **Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.** **Used batteries should be disposed of properly.** **Remove batteries when stored for long periods of non-use.**

Care and Maintenance

Cleaning Lens:

- Breathe onto lens surface, then wipe gently with lens tissue, soft cotton T-shirt type fabric or micro-fiber cloth.
- If that doesn't work, apply a small amount of lens-cleaning solution to the lens-cleaning tissue or soft cloth and gently wipe lens.
- Use of facial tissue, paper towels or polyester-based fabric may scratch lens and is not recommended.

Cleaning Probe Tip:

- Remove tip from unit to clean.
- Wash in warm soapy water and rinse well.
- Air dry thoroughly before storing.

Cleaning Base Unit:

- DO NOT** submerge base unit with electronics in water.
- DO NOT** place in microwave.
- Wipe with damp cloth.

Troubleshooting


- Install new batteries and retry function before calling Consumer Care on electronics.
- To address any issues, please visit us at www.safety1st.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108.

Otoscopio


Guía para el usuario IH481

Gracias por comprar este producto Safety 1st. Es un orgullo estar dentro de su elección para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de su hijo. Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Elementos de su Otoscopio



Para reemplazar las pilas



1. Utilice un destornillador pequeño para aflojar el tornillo. Retire la tapa de las baterías.
2. Coloque 2 baterías alcalinas tipo AAA (incluye). Póngalas correctamente, con el lado positivo (“+”) tal como lo indica el compartimento de las baterías.
3. Ponga la tapa en la unidad y ajuste el tornillo.

Información de FCC

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquéllas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

INTERFERENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y utilizado conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa alguna interferencia en la recepción de las señales de radio y televisión, se ruega al usuario que trate de corregirla tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la salida de un circuito diferente de aquél al que esté conectado el circuito.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Los cambios y modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante o registrante de este equipo pueden invalidar su autoridad para operar el mismo, conforme a las reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Garantía limitada durante un (1) año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc., asegura al comprador original que este producto (Otoscopio), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto. Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes. **EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.**

NO use ninguna pieza de repuesto que no sea proporcionada ni aprobada por Dorel Juvenile Group. **NO** reemplace partes ni intente modificar el producto de ninguna manera. El uso de piezas no proporcionadas o aprobadas por Dorel Juvenile Group puede resultar en un producto poco seguro.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- **NUNCA** introduzca la punta de la sonda excesivamente en el oído.
- Siempre lave y seque la punta completamente antes y después de cada uso.
- **NUNCA** lo utilice en la boca o en la nariz del bebé.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. Cuando no esté en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El producto contiene piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

⚠️ PRECAUCIÓN PARA LAS BATERÍAS:

- Recomendamos usar baterías alcalinas para prolongar su vida útil. • **NO** mezcle baterías viejas y nuevas. • **NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). • Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga. • Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga. • Sólo se deben utilizar baterías del mismo tipo o de tipo similar, tal como se recomienda. • Las baterías deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- Las pilas usadas deben desecharse adecuadamente.
- Retire las pilas cuando se almacena el aparato durante largos períodos de inactividad.

Instrucciones de uso de su Otoscopio

Por favor lea con atención y conserve las instrucciones de esta sección antes de usar este producto.

1. Posicione el canal auditivo para su visualización (Figuras A and B).



0-12 meses



A partir de 1 año

- **0 - 12 meses:** Tire suavemente de la oreja hacia atrás.
- **A partir de 1 año:** Tire suavemente de la oreja hacia arriba y atrás para enderezar el canal del oído.

2. Introduzca el cabezal en el canal auditivo.

Si se siente dolor, retire el cabezal inmediatamente y consulte a un médico.

3. Pulse el botón de luz y mire por el visor.

Revise las “Imágenes de referencia” en el paquete (o escanee este código QR) para ver ejemplos de cómo se ve un oído sano e infectado.



4. Comuníquese con su médico si:

- Se detectan signos de infección en el oído. No todas las infecciones del oído son visibles inmediatamente. Sería aconsejable comprobar de nuevo más tarde o si los síntomas persisten consulte a su médico.
- Su hijo tiene diábolos que ya no son visibles en el tímpano.



5. Quite la punta de la sonda para limpiar (Figuras C y D).

- Para desmontarla , gire la punta y alíneela con la muesca en la base de la unidad. Luego, quítela. Consulte la sesión “Limpiar punta de la sonda”.
- Para trazarla , alinee la lengüeta en la punta con la muesca en la base de la unidad.
- Coloque la punta y gírela hasta alinearla con los indicadores triangulares .

NOTAS: Se recomienda tener una visión con un “punto de referencia” del oído de su niño cuando todo va bien. Usted verá como es el tímpano de su hijo normalmente y donde se encuentran los diábolos.

Este dispositivo no debería usarse en sustitución de un diagnóstico médico. Solo un profesional médico puede realizar un diagnóstico sobre una enfermedad. Es importante solicitar tratamiento médico a un profesional médico calificado.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la lente:

- Respire sobre la superficie de la lente y luego limpie suavemente con un papel para lentes, algodón suave tipo tela de camiseta o un paño de microfibra.
- Si eso no funciona, aplique una pequeña cantidad de producto de limpieza de lentes en el tejido o en un paño suave y limpie suavemente la lente.
- El uso de pañuelos faciales, papel higiénico o tela a base de poliéster puede rayar la lente y no se recomienda.

Consejos de limpieza del cabezal:

- Retire el cabezal de la unidad que hay que limpiar.
- Lave con agua tibia y jabón y enjuague muy bien.
- Deje secar al aire completamente antes de guardarlo.

Limpieza del mango:

- **NO** sumerja el mango electrónico en el agua.
- **NO** lo ponga en el microondas.
- Essuyer avec un linge humide.

Solución de problemas

- Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos electrónicos, coloque pilas nuevas e intente hacerlo funcionar otra vez.
- Para abordar cualquier problema, visítenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108.