

Invacare® Court-Side Glides™

EN Assembly, Installation and Operating Instructions

User Manual 1


FR-CA Instructions pour l'assemblage, l'installation et le fonctionnement

Manuel d'utilisation 3

EN

I General

I.1 Figures



I.2 Symbols

Signal words are used in this manual and apply to hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property damage. See the information below for definitions of the signal words.



WARNING! Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION! Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage or minor injury or both.



Gives useful tips, recommendations and information for efficient, trouble-free use.

This manual **MUST** be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.®

2 Safety

2.1 General Guidelines



WARNING!

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Court-Side Glides are to be used ONLY on Invacare Walkers that are equipped with 3 inch or 5 inch fixed wheeled front leg extensions.
- Court-Side Glides are not for use on Rollites™ or Walkers with 3 inch or 5 inch swivel casters.



WARNING! STABILITY

- Check to make sure that rubber tips and/or tennis balls are not ripped, worn or missing. Replace them before using the walker.
- Court-Side Glides are used on rear legs only and should be positioned toward the interior of the walker.
- Extra caution should be taken when using Court-Side Glides as they are not intended to grip the floor.
- All four legs must be placed on the floor for stability and support. Short steps should be taken to ensure that weight is directly over the walker.
- After installation and before use, make sure that the walker and accessories are properly and securely locked in place and hardware is tight.



WARNING! ACCESSORIES

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

3 Usage

3.1 Installing the Court-Side Glides (CSG)



WARNING!

- Make sure all snap buttons fully protrude through adjustment holes of each leg extension and are securely locked in place.
- Make sure tennis ball is secure inside housing and will not fall out.

1. Press the snap buttons **A** on the rear legs to remove the two existing rear leg extensions. Keep for future use.
2. Press the snap buttons and install the CSG leg extensions **B** onto the rear legs.
3. Adjust the CSG leg extensions to one of the adjustment holes. Refer to 3.2 Height Adjustment, page 2.

3.2 Height Adjustment



All client height ranges are approximate.

MODEL NO.	NEW APPROX. CLIENT HEIGHT
629I, 6240, 628I with 5 inch wheels	5 ft 6 in to 6 ft 4 in 168 cm to 193 cm
629I, 6240, 628I with 3 inch wheels	5 ft 4 in to 6 ft 4 in 163 cm to 193 cm
629IJR, 6240JR, 628IJR with 5 inch wheels	4 ft 8 in to 5 ft 6 in 142 cm to 168 cm
629IJR, 6240JR, 628IJR with 3 inch wheels	4 ft 6 in to 5 ft 6 in 137 cm to 168 cm
6300-JRA WalkLite	4 ft 11 in to 5 ft 6 in 150 cm to 168 cm
6300-ATA WalkLite	5 ft 4 in to 6 ft 163 cm to 183 cm



WARNING!

- The leg extensions should be adjusted so the walker is level. If an even height cannot be achieved, adjust the leg extensions so that the rear of the walker is no more than one inch lower than the front.

Press the snap button and adjust CSG leg extensions to proper height adjustment hole.



Different hole positions may be used on front and rear leg extensions to level the walker. Make sure all four legs are in contact with the floor.

If the rear of the walker is 1 inch lower than the front of the walker, less pressure is required to engage the rubber tip.

3.3 Rotating/Replacing Tennis Ball



The degree of free rotation depends on the pressure applied to the rear legs of the walker and on the surface the tennis ball contacts.

Perform one of the following:

- If the tennis ball **C** is worn, rotate it in the housing **D** so that the desired surface of the ball contacts the ground when in use.
- Replace the tennis ball:
 1. Push the tennis ball out of the housing.
 2. Press a new tennis ball into the housing.

3.4 Installing/Removing Locking Clip

1. Remove tennis ball from housing **D**. Refer to 3.3 Rotating/Replacing Tennis Ball, page 2.
2. Lift up the loose side of the metal clip **E**.



WARNING!

- DO NOT force the metal clip as it may result in injury or damage to the CSG leg extension

3. Perform one of the following:
 - **To Install:** Slide new locking clip **F** through top opening in housing and onto the metal clip. Position the clip to the center of the housing.
 - **To Remove:** Slide locking clip out from underneath metal clip and out top opening in the housing.

4. Press the metal clip into original position and replace tennis ball. Refer to 3.3 Rotating/Replacing Tennis Ball, page 2
5. Repeat steps 1-4 on remaining rear leg extension as necessary.

4 Warranty

4.1 Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants the Court-Side Glides (excluding tennis balls) to be free from defects in materials and workmanship for five years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. DO NOT return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

I Généralités

I.1 Symboles

Les mentions d'avertissement utilisées dans le présent manuel s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour la définition des mots d'avertissement.



AVERTISSEMENT ! Avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

ATTENTION ! Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels et/ou des blessures légères.



Donne des conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans souci.

2 Sécurité

2.1 Directives Générales



AVERTISSEMENT !

- NE PAS installer ou utiliser cet équipement sans avoir d'abord lu et compris ces instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention ou les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un technicien ou un fournisseur avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Utiliser les Court-Side Glides SEULEMENT sur des marchettes Invacare munies de rallonges de pattes avant avec roues fixes de trois pouces ou de cinq pouces.
- Ne pas utiliser les Court-Side Glides sur les Rollites™ ou les marchettes munies de roues pivotantes de trois ou cinq pouces.



AVERTISSEMENT !

La Stabilité

- S'assurer que les embouts de caoutchouc et/ou les balles de tennis ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Les remplacer AVANT d'utiliser la marchette.
- Les Court-Side Glides sont utilisés sur les pattes arrière SEULEMENT et doivent être placés vers l'intérieur de la marchette.
- Faire très attention lorsque vous utilisez les Court-Side Glides, car ils ne sont pas conçus pour adhérer au sol.
- Les quatre pattes doivent reposer au sol pour assurer la stabilité et le support. Faire de petits pas pour s'assurer que le poids repose directement sur la marchette.
- Une fois installés, s'assurer que la marchette et les accessoires sont bien installés et bloqués en place, et que la quincaillerie est bien serrée, avant d'utiliser la marchette.



AVERTISSEMENT !

Les Accessoires

- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et ne doivent pas être utilisés avec les produits Invacare.

3 Utilisation

3.1 Installer les Court-Side Glides (CSG)



AVERTISSEMENT !

- S'assurer que tous les poussoirs ressortent complètement des orifices de réglage de chaque rallonge de patte.
- S'assurer que la balle de tennis est bien fixée dans le logement et qu'elle ne tombera pas.

1. Enfoncer les poussoirs (A) sur les pattes arrière et enlever les deux rallonges de pattes arrière. Les conserver pour un usage ultérieur.
2. Enfoncer les poussoirs et installer les rallonges de pattes CSG (B) sur les pattes arrière.
3. Régler les rallonges de pattes CSG à l'un des orifices de réglage. Se référer à 3.2 Régler la Hauteur, page 4.

3.2 Régler la Hauteur



Toutes les grandeurs des utilisateurs sont approximatives.

Modèle No.	NOUVELLES GRANDEURS APPROXIMATIVES
629I, 6240, 628I avec roues de 5 pouces	5 pieds et 6 pouces à 6 pieds 4 pouces 168 cm à 193 cm
629I, 6240, 628I avec roues de 3 pouces	5 pieds et 4 pouces à 6 pieds 4 pouces 163 cm à 193 cm
629IJR, 6240JR, 628IJR avec roues de 5 pouces	4 pieds et 8 pouces à 5 pieds et 6 pouces. 142 cm à 168 cm
629IJR, 6240JR, 628IJR avec roues de 3 pouces	4 pieds et 6 pouces à 5 pieds et 6 pouces. 137 cm à 168 cm
6300-JRA WalkLite	4 pieds et 11 pouces à 5 pieds et 6 pouces 150 cm à 168 cm
6300-ATA WalkLite	5 pieds et 4 pouces à 6 pieds 163 cm à 183 cm



AVERTISSEMENT !

- Les rallonges devraient être réglées pour que la marchette soit de niveau. Si la marchette ne peut être mise de niveau, régler les rallonges de façon à ce que l'arrière de la marchette n'ait pas plus qu'un pouce plus bas que l'avant de la marchette.

Enfoncer les poussoirs et régler les rallonges de pattes CSG au bon orifice de réglage de la hauteur.



Différents orifices peuvent être utilisés sur les rallonges de pattes avant et arrière pour mettre la marchette de niveau. S'assurer que les quatre pattes sont en contact avec le sol.

Si l'arrière de la marchette est un pouce plus bas que l'avant, moins de pression sera nécessaire pour enclencher les embouts de caoutchouc.

3.3 Tourner/Remplacer les Balles de Tennis



le degré de liberté de la rotation dépend de la pression appliquée sur les pattes de derrière de la marchette et de la surface qui est en contact avec les balles de tennis.

Exécuter une des étapes suivantes:

- Si la balle de tennis (C) est portée, tournez-la dans le logement (D) jusqu'à ce que les marques extérieures désirées entrent en contact avec la terre.
- Remplacer la balle de tennis :
 1. Appuyer fermement et tourner la balle de tennis tout en la sortant doucement du logement.
 2. Insérer la nouvelle balle de tennis et s'assurer qu'elle ne tombera pas.

3.4 Installer/Enlever la Pince de Blocage

1. Enlever la balle de tennis du logement (D). Se référer à 3.3 Tourner/Remplacer les Balles de Tennis, page 4.
2. Soulever le côté libre de la pince de métal (E).



AVERTISSEMENT !

- NE PAS forcer la pince de métal, sans quoi des dommages à la rallonge de patte CSG ou des blessures peuvent survenir.

3. Exécuter une des étapes suivantes:

- **Pour Installer:** insérer la nouvelle pince de blocage (F) dans l'ouverture supérieure du logement et sur la pince de métal. Placer la pince au centre du logement.
- **Pour Enlever :** Sortir la pince de blocage d'en dessous de la pince de métal par l'ouverture supérieure du logement.

4. Enfoncer la pince de métal dans la position initiale et replacer la balle de tennis. Se référer à 3.3 Tourner/Remplacer les Balles de Tennis, page 4
5. Répéter les ÉTAPES 1-4 sur les autres rallonges de patte.

4 Garantie

4.1 Garantie Limitée

Invacare garantit que ce produit est exempt de vice de matière ou de fabrication.

REMARQUE : LA GARANTIE PRÉSENTÉE CI-DESSOUS A ÉTÉ MISE AU POINT EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur/utilisateur initial de notre produit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux droits applicables dans votre état.

Invacare justifie les glissements de Cour-Côté (à l'exclusion des boules de tennis) pour être exempt des défauts en matériaux et de l'exécution pendant cinq années pour l'acheteur original. Si durant cette période couverte par la garantie un produit s'avère avoir des défauts, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend ni les frais de main-d'œuvre ni les frais d'expédition qui seraient dus à l'installation de la pièce de rechange ou à la réparation de cette pièce sur un tel produit. L'obligation d'Invacare et votre recours exclusif sous cette garantie sont limités à une telle réparation ou à un tel remplacement.

Pour tout service couvert par la garantie, veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté votre produit Invacare. Dans le cas où vous n'obtenez pas satisfaction avec votre service de garantie, écrivez directement à Invacare à l'adresse qui se trouve sur la couverture finale de cette brochure. Indiquez-nous le nom et l'adresse de votre distributeur, le numéro du modèle, la date d'achat et indiquez la nature du défaut. Si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

Invacare Corporation travaille avec autorisation de retour. Les pièces ou produits défectueux doivent être retournés pour inspection dans le cadre de la garantie, identifiés avec leur numéro de série, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la date de l'autorisation de retour de produit. Ne retournez PAS de produit à notre usine sans avoir obtenu notre accord. Les envois C.R. seront refusés. Merci de régler les frais de port.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS : AUX PROBLÈMES QUI SURVIENNENT SUITE À UNE USURE NORMALE DU PRODUIT OU AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS JOINTES. EN OUTRE LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PORTANT DES NUMÉROS DE SÉRIE SI CES NUMÉROS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS OU EFFACÉS DU PRODUIT, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ SUJETS À LA NÉGLIGENCE, QUI ONT SUBI DES ACCIDENTS, QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS, ENTRETENUS OU STOCKÉS DE MANIÈRE INCORRECTE, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'INVACARE, ENTRE AUTRES, MODIFICATION DE L'APPAREIL AVEC DES PIÈCES OU DES AJOUTS NON AUTORISÉS, DOMMAGES OCCASIONNÉS DURANT DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR L'UNE DES PIÈCES DE L'APPAREIL SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE PRÉALABLE D'INVACARE OU DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CONDITIONS QUI ÉCHAPPENT AU CONTRÔLE D'INVACARE, PRODUITS RÉPARÉS PAR UN TIERS QUI N'EST PAS DISTRIBUTEUR INVACARE, UNE TELLE ÉVALUATION ÉTANT À LA DISCRÉTION D'INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU POUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. LES GARANTIES IMPLICITES, SI ELLES EXISTENT, ENTRE AUTRES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI DONNÉ NE SE PROLONGENT PAS AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE ; LES RECOURS AUX VIOLATIONS DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX DANS LES LIMITES DES DISPOSITIONS DE CE PRÉSENT DOCUMENT. INVACARE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

CETTE GARANTIE S'ÉTEND POUR SE CONFORMER AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE GARANTIE QUI SONT PROPRES À VOTRE ÉTAT OU À VOTRE PROVINCE.

Invacare Corporation

USA

One Invacare Way

Elyria, Ohio USA

44036-2125

800-333-6900

www.invacare.com

Canada

570 Matheson Blvd E Unit 8

Mississauga Ontario

L4Z 4G4 Canada

800-668-5324

1125099-E 2014-3-25



Making Life's Experiences Possible™



Yes, you can.®