

Homedics

body analyser scale



✓ Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

SCL-BC145-BK3R

PRODUCT FEATURES:



PREPARING YOUR SCALE:

1. Open the battery compartment on the scale underside.
2. Insert the supplied batteries observing the polarity signs (+ and -) inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment.
4. Position scale on a firm flat surface.
5. Set up the scale by briefly stepping on and then off the platform, allowing the display to set to zero.
6. With the display showing zero, select KG, ST/LB or LB weight units by pressing either arrow key until your preferred units are displayed.

Your scale is now ready to use.

If you move the scale between weighings, repeat the setup process in step 5 before next use.

SETTING UP YOUR USER PROFILE:

For the scale to calculate your body composition, you need to enter some basic details which the scale will store in your user profile. The scale can store details for up to 9 users:

1. Activate the scale by pressing firmly on the centre of the platform. The display will show zero.
2. Press the 'SET' button and the user number will be displayed (flashing).
3. Use the arrow keys to select your preferred user number, then press 'SET'
4. Use the arrow keys to select male or female, then press 'SET'
5. Use the arrow keys to enter your age, then press 'SET'
6. Use the arrow keys to enter your height, then press 'SET'
7. Now step on the scale to weigh yourself for the first time and to complete the user setup.

USING YOUR SCALE:

1. Step on the scale and stand still.
2. The scale will show your weight reading. It will lock on to your weight reading and then compute for a few seconds before sequencing twice through your readings of weight, body fat %, body water %, bone mass, muscle %, BMI and BMR readings before switching off.

NOTE: If the scale is unsure which user you are, it will display two or more options for you to select from. Simply use the arrow key to select the correct user number.

For more information about your readings please scan the QR code:



WARNING INDICATORS:

- 'Lo' is displayed when batteries are low
- 'Err' is displayed when the weight limit is exceeded
- 'Err2' is displayed if the scale is unable to take a body fat reading. This may happen if you have not set up a user profile or if you are not in bare feet

ADVICE FOR USE AND CARE:

- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Do not compare weight readings from one scale to another as some differences will exist due to manufacturing tolerances.
- Placing your scale on a hard, even floor will ensure the greatest accuracy and repeatability.
- Weigh yourself at the same time each day, before meals and without footwear. First thing in the morning is a good time.
- Your scale rounds up or down to the nearest increment. If you weigh yourself twice and get two different readings, your weight lies between the two.
- Clean your scale with a damp cloth. Do not use chemical cleaning agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics.

TROUBLESHOOTING GUIDE:

If you experience any difficulty in the use of your scale:

- Check the battery is correctly fitted.
- Check that you have selected your preference of stones/pounds, kilograms or pounds.
- Check that the scale is on a flat, level floor and not touching against a wall.
- If when you use the scale there is no display at all, replace the batteries.
- Avoid use on carpeted or uneven surfaces.
- If you have particularly dry skin, you may need to moisturize your feet to get a reading through the metal contacts. Alternatively, use after a bath or shower, but always dry feet first to avoid a slip hazard.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- DO NOT use if you have either implanted or external medical devices such as a cardiac pacemaker, artificial lung, or wearable electrocardiograph.
- DO NOT use while pregnant.
- Keep batteries away from children.
- Keep scale dry and away from water. Do not step onto the glass with wet feet as it will be a slip hazard.
- DO NOT jump on the scale, or stand on the outer edge of the platform which could cause it to tip.
- DO NOT use the scale if the glass appears cracked or broken.
- DO NOT overload the scale beyond its stated capacity.
- This product is intended for personal monitoring only and should not be used for treating or diagnosing any medical conditions.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive



This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

CAUTION

- Replacement of the battery with an incorrect type can defeat a safeguard.
- Do not dispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Do not expose the battery to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

This product is intended for domestic use.

ADVICE TO THE USER

This product is a sensitive electronic instrument and as such may temporarily be affected by Radio Transmitting Devices being used in close proximity to it (such as Mobile Phones, Walkie Talkies, CB Radios, Radio Model Controllers, and some Microwave Ovens, etc.) Additionally, extreme levels of Electrostatic Interference may cause this product to temporarily malfunction. In such case it may be necessary to remove and re-install the battery to re-establish normal working. If the problem persists then contact your local agent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :



1. ÉCRAN LED
2. BOUTON DE CHANGEMENT D'UNITÉS
3. BOUTON SET
4. COMPARTIMENT À PILES

PRÉPARATION DE L'APPAREIL :

1. Ouvrir le compartiment batterie situé au dos de l'appareil.
2. Insérez les piles fournies en respectant les polarités (+ et -) à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Fermer le compartiment batterie.
4. Placer le pese-personne sur une surface plane et stable.
5. Configurez le pese-personne en montant dessus et en descendant du plateau afin qu'il affiche zéro.
6. Lorsqu'un zéro s'affiche, sélectionnez les unités de poids KG, ST/LB ou LB en appuyant sur l'une des flèches jusqu'à ce que l'unité de votre choix apparaisse à l'écran.

Votre pese-personne est maintenant prêt à l'utilisation.

Si vous déplacez le pese-personne entre les pesées, renouvelez le processus de configuration à l'étape 5 avant votre prochaine utilisation.

CONFIGURATION DE VOTRE PROFIL UTILISATEUR :

Pour que votre balance puisse calculer votre composition corporelle, vous devez saisir des informations qui seront sauvegardées dans votre profil utilisateur. La balance peut stocker des informations pour 9 utilisateurs maximum :

1. Activez la balance en appuyant fermement sur le centre du plateau. Zéro s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton « SET » et le numéro utilisateur apparaîtra (en clignotant).
3. Utilisez les flèches pour sélectionner le numéro utilisateur que vous souhaitez, puis appuyez sur « SET »
4. Utilisez les flèches pour sélectionner Homme ou Femme, puis appuyez sur « SET »
5. Utilisez les flèches pour saisir votre âge, puis appuyez sur « SET »
6. Utilisez les flèches pour saisir votre taille, puis appuyez sur « SET »
7. Montez sur la balance pour votre première pesée et pour terminer la configuration utilisateur.

UTILISATION DE VOTRE BALANCE :

1. Montez sur la balance et restez immobile.
2. La balance affichera une lecture de poids. Elle continuera d'afficher votre poids et, après quelques secondes de calcul, affichera deux fois, tour à tour, vos lectures de poids, de % de masse grasseuse, de % de masse hydrique, de masse osseuse, de % de masse musculaire, d'IMC et de métabolisme de base, avant de s'éteindre.

REMARQUE : si la balance ne vous reconnaît pas, elle affichera plusieurs options à sélectionner. Utilisez la flèche pour choisir le bon numéro utilisateur.

Pour plus d'informations sur vos lectures, veuillez scanner le code QR :



INDICATEURS D'AVERTISSEMENT :

- « Lo » s'affiche lorsque les piles sont faibles
- « Err » s'affiche lorsque la limite de poids est dépassée
- « Err2 » s'affiche si la balance n'est pas en mesure de procéder à une lecture de masse grasseuse. Ceci peut survenir si vous n'avez pas configuré de profil utilisateur ou si vous n'êtes pas pieds nus

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

- Toujours vous peser sur le même pese-personne et le même revêtement de sol. Ne pas comparer les mesures de poids d'un pese-personne à un autre car il existe certains écarts en raison de tolérances de fabrication.
- Positionner votre pese-personne sur une surface plane et dure assure la meilleure mesure et précision possible.
- Pesez-vous chaque jour à la même heure, avant les repas et sans chaussures. L'idéal est de se peser dès le lever.
- Votre pese-personne arrondit à la valeur inférieure ou supérieure la plus proche. Si vous vous pesez deux fois et que vous obtenez deux lectures différentes, votre poids se situe entre les deux.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents chimiques.
- Eviter de mettre l'appareil en contact avec l'eau ; ce qui risquerait d'endommager les composants électroniques.

GUIDE DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES :

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de votre appareil:

- Vérifier que la pile est correctement insérée.
- Vérifier que vous avez sélectionné le calcul stones/livres, kilogrammes ou livres approprié.
- Vérifier que l'appareil est placé sur une surface plane et sans contact avec un mur.
- Si, lorsque vous utilisez le pèse-personne, rien ne s'affiche, remplacez les piles.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur une moquette ou une surface non plane.
- Si vous avez la peau particulièrement sèche, il vous faudra peut-être vous hydrater les pieds afin d'obtenir une mesure aux points de contact métalliques. Sinon, vous pouvez l'utiliser après avoir pris un bain ou une douche, mais assurez-vous de bien vous sécher les pieds d'abord afin de ne pas glisser.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.



- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des appareils médicaux implantés ou externes, comme un pacemaker, un poumon artificiel ou un électrocardiographe portable.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte.
- Tenez les batteries hors de portée des enfants.
- Maintenez le pèse-personne au sec et éloigné de toute source d'eau. Ne montez pas sur le plateau de verre avec les pieds mouillés afin de ne pas glisser.
- NE sautez PAS sur le pèse-personne, ne vous tenez pas debout sur le bord extérieur du plateau, car l'appareil pourrait basculer.
- N'utilisez PAS le pèse-personne si le verre semble fêlé ou brisé.
- NE surchargez PAS le pèse-personne au-delà de la capacité indiquée.
- Cet appareil est prévu pour un suivi personnel uniquement et ne doit pas être utilisé pour traiter ou diagnostiquer de troubles médicaux.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre


son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets  pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



Directive relative aux piles et aux accumulateurs

 Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés. **Avertissement :** Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

ATTENTION

- Remplacer la batterie par un type incorrect peut annuler une protection.
- Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ni ne l'écrasez ou coupez mécaniquement, cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne laissez pas une batterie dans un environnement de température extrêmement élevée car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Ne pas exposer la batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Cet appareil est destiné à un usage domestique.

CONSEILS AUX UTILISATEURS

Cet appareil est un instrument électronique sensible et en tant que tel, peut être temporairement affecté par des appareils de transmission radio utilisés à proximité (comme des téléphones portables, des talkies-walkies, des radios CB, des maquettes radioguidées et certains fours à micro-ondes, etc.). De plus, les interférences électromagnétiques puissantes peuvent temporairement perturber le fonctionnement normal de cet appareil. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de retirer et de réinstaller la batterie pour rétablir le fonctionnement normal. Si le problème persiste, contactez votre agent local.

PRODUKTMERKMALE:



1. LED-DISPLAY
2. EINHEITEN-TASTE
3. SET-TASTE
4. BATTERIEFACH

VORBEREITUNG IHRER WAAGE:

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage.
2. Die mitgelieferten Batterien nach den mit + und - gekennzeichneten Polen richtig in das Batteriefach einsetzen.
3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Stellen Sie die Waage auf einer festen, ebenen Fläche auf.
5. Aktivieren Sie die Waage, indem Sie kurz darauf und wieder runtersteigen, so dass das Display auf null gesetzt wird.
6. Wenn das Display Null anzeigt, wählen Sie mit einer der Pfeiltasten zwischen den Gewichtseinheiten KG, ST/LB und LB, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.

Die Waage ist nun einsatzbereit.

Wenn Sie die Waage zwischen zwei Verwendungen bewegen, wiederholen Sie den Aktivierungsprozess aus Schritt 5 vor dem nächsten Gebrauch.

EINRICHTUNG IHRES BENUTZERPROFILS:

Damit die Waage Ihre Körperzusammensetzung berechnen kann, müssen Sie einige Grunddaten eingeben, die im Benutzerprofil auf der Waage gespeichert werden. Die Waage bietet die Möglichkeit, 9 verschiedene Benutzerprofile anzulegen:

1. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie fest auf die Mitte der Trittfläche drücken oder treten. Das Display zeigt Null an.
2. Wählen Sie die SET-Taste, um die Nummer des Benutzerprofils anzuzeigen (diese blinkt).
3. Wählen Sie die Benutzernummer mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie diese mit der SET-Taste
4. Wählen Sie das Geschlecht mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie dieses mit der SET-Taste
5. Wählen Sie das Alter mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie dieses mit der SET-Taste
6. Wählen Sie die Körpergröße mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie diese mit der SET-Taste
7. Treten Sie jetzt auf die Waage, um sich zum ersten Mal zu wiegen und so die Einstellung des Benutzerprofils abzuschließen.

BEDIENUNG IHRER WAAGE:

1. Treten Sie auf die Waage und stehen Sie still.
2. Die Waage zeigt Ihnen das Gewicht an. Das Gewicht wird gespeichert, dann rechnet die Waage kurz und zeigt Ihnen dann zweimal hintereinander Ihre Ergebnisse für Gewicht, Körperfett %, Körperwasser %, Knochenmasse, Muskel %, BMI und Grundumsatz (BMR) an, ehe sie sich wieder ausschaltet.

HINWEIS: Wenn die Waage sich nicht sicher ist, welcher Benutzer Sie sind, zeigt sie zwei oder mehr Optionen zur Auswahl an. Drücken Sie einfach auf eine Pfeiltaste, um die richtige Benutzernummer auszuwählen.

Für weitere Informationen zu Ihren Messwerten scannen Sie bitte den QR-Code:



FEHLERMELDUNG:

- „Lo“ bedeutet einen niedrigen Batteriestand.
- „Err“ bedeutet eine Überschreitung der Gewichtsgrenze.
- „Err2“ wird angezeigt, wenn die Waage keine Körperfettmessung vornehmen kann. Dies kann passieren, wenn Sie kein Benutzerprofil eingestellt haben oder wenn Sie nicht barfuß sind

HINWEISE ZU GEBRAUCH UND PFLEGE:

- Wiegen Sie sich immer mit derselben Waage und stellen Sie diese immer am selben Ort auf. Vergleichen Sie keine Gewichtsablesungen, die von verschiedenen Waagen stammen, da aufgrund von Fertigungstoleranzen gewisse Unterschiede vorhanden sein werden.
- Durch Verwendung Ihrer Waage auf einem harten, ebenen Boden werden beste Genauigkeit und Wiederholpräzision sichergestellt.
- Wiegen Sie sich jeden Tag zur selben Zeit vor einer Mahlzeit und ohne Schuhe. Gleich morgens ist am besten.
- Ihre Waage wird den Gewichtswert bei der Anzeige automatisch auf das nächste Inkrement auf- oder abrunden. Wenn Sie sich zweimal wiegen und zwei verschiedene Ablesungen erhalten, liegt Ihr tatsächliches Gewicht zwischen den beiden Werten.

- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Ihre Waage darf nicht vollkommen nass werden, da dies die Elektronikkomponenten beschädigen könnte.

FEHLERSUCHE:

Bitte beachten Sie Folgendes, falls bei Verwendung Ihrer Waage irgendwelche Probleme auftreten sollten:

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.
- Prüfen Sie, ob Sie die gewünschte Gewichtseinheit – st/lb, kg oder lb – ausgewählt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem flachen, ebenen Boden steht und keine Wand berührt.
- Falls sich die Anzeige bei Verwendung der Waage nicht einschaltet, ersetzen Sie die Batterien.
- Gebrauch auf Teppich oder unebenem Untergrund vermeiden.
- Wenn Sie besonders trockene Haut haben, kann es sein, dass Sie sich zunächst die Füße eincremen müssen, ehe die Metallkontakte eine Messung vornehmen können. Alternativ können Sie sich auch nach dem Baden oder Duschen wiegen. Trocknen Sie aber immer zuerst Ihre Füße ab, um nicht auszurutschen.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- NICHT verwenden, wenn Sie implantierte oder äußere medizinische Produkte tragen, wie beispielsweise einen Herzschrittmacher, eine künstliche Lunge oder ein tragbares EKG.
- NICHT in der Schwangerschaft verwenden.
- Batterien von Kindern fernhalten.
- Waage trocken und vor Wasser geschützt aufbewahren. Nicht mit nassen Füßen auf das Glas treten – es besteht Rutschgefahr!
- NICHT auf die Waage springen oder am äußeren Rand der Waage stehen, sonst könnte die Waage kippen.
- Die Waage NICHT verwenden, wenn das Glas beschädigt oder gebrochen aussieht.
- Die Waage NICHT über die Gewichtsobergrenze hinaus belasten.
- Dieses Produkt ist nur für die persönliche Gewichtsüberwachung gedacht und darf nicht zur Behandlung oder Diagnose medizinischer Probleme verwendet werden.

3 JAHRE GARANTIE



FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.

Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.

Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung


-  Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.
-  Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

Batterie - Richtlinie

-  Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu-ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelnstellen.

VORSICHT

- Der Austausch der Batterie gegen einen falschen Typ kann die Schutzvorrichtung unwirksam machen.
- Werfen Sie keine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen und zerdrücken oder schneiden Sie sie nicht mechanisch, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, da dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Setzen Sie die Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch gedacht.

TIPPS FÜR DEN ANWENDER

Dieses Produkt ist ein empfindliches elektronisches Instrument und kann daher vorübergehend durch funkübertragende Geräte gestört werden, die in nächster Nähe verwendet werden (wie z. B. Mobiltelefone, Walkie-Talkies, CB-Funkgeräte, Fernbedienungen oder manche Mikrowellengeräte usw.). Außerdem können starke elektrostatische Interferenzen zu vorübergehenden Fehlfunktionen des Produkts führen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, die Batterie kurz zu entfernen und neu einzulegen, um die normale Funktion wiederherzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:



1. DISPLAY A LED
2. PULSANTE PER LA SELEZIONE DELL'UNITÀ DI MISURA
3. PULSANTE DI IMPOSTAZIONE
4. VANO DELLE BATTERIE

PREPARAZIONE DELLA BILANCIA:

1. Aprire il vano portapila posto nella parte inferiore della bilancia.
2. Inserire le batterie in dotazione seguendo le indicazioni di polarità (+ e -) all'interno del vano batteria.
3. Chiudere il vano portapila.
4. Sistemare la bilancia su una superficie piana e rigida
5. Per consentire alla bilancia di impostarsi sullo zero, salirci sopra brevemente.
6. Selezionare l'unità di misura desiderata tra libbre, chilogrammi e stone premendo il pulsante apposito sotto la bilancia.

La bilancia è quindi pronta per l'uso.

Se la bilancia viene spostata dopo una pesatura, ripetere la procedura di impostazione nel passo 5 prima del successivo utilizzo.

IMPOSTAZIONE DEL PROPRIO PROFILO UTENTE:

Per consentire alla bilancia di calcolare la composizione corporea, è necessario inserire alcune informazioni di base che vengono memorizzate nel profilo utente. La bilancia può archiviare i dati per un massimo di 9 utenti:

1. Attivare la bilancia applicando una pressione decisa sul centro della piattaforma. Il display visualizza il valore zero.
2. Premere il pulsante di impostazione: il numero dell'utente lampeggia sullo schermo.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il numero dell'utente desiderato, quindi premere il pulsante di impostazione
4. Utilizzare i tasti freccia per selezionare se l'utente è uomo o donna, quindi premere il pulsante di impostazione
5. Utilizzare i tasti freccia per inserire l'età, quindi premere il pulsante di impostazione
6. Utilizzare i tasti freccia per inserire l'altezza, quindi premere il pulsante di impostazione
7. È poi possibile salire sulla bilancia per la prima lettura del peso e completare la configurazione dell'utente.

COME UTILIZZARE LA BILANCIA:

1. Salire sulla bilancia e rimanere fermi.
2. La bilancia visualizza la lettura del peso. Si bloccherà sulla lettura del peso e poi effettuerà dei calcoli per alcuni secondi prima di mostrare due volte la sequenza delle letture di peso, % di grasso corporeo, % di acqua corporea, massa ossea, % di massa muscolare, IMC e MB prima di spegnersi.

NOTA: se la bilancia non rileva direttamente l'utente, visualizzerà due o più opzioni tra cui scegliere. Utilizzare il tasto freccia per selezionare il numero utente corretto.

Per maggiori informazioni sulle tue letture scansiona il codice QR:



INDICATORI DI ATTENZIONE:

- **'Lo'** viene visualizzato quando le batterie si stanno esaurendo
- **'Err'** viene visualizzato quando viene superato il limite di peso.
- Quando la bilancia non è in grado di acquisire la lettura del grasso corporeo, visualizza il valore **"Err2"**. Questo potrebbe accadere se non è stato configurato il profilo utente o quando l'utente non è salito sulla bilancia a piedi nudi

CONSIGLI PER L'USO E LA MANUTENZIONE:

- Pesarsi sempre sulla stessa bilancia e sulla stessa pavimentazione. Non è possibile confrontare letture del peso ottenute da bilance diverse in ragione delle differenze di tolleranza tra bilance di marche diverse.
- Per garantire la massima affidabilità e ripetibilità della pesatura si raccomanda di posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida.
- Pesarsi sempre alla stessa ora del giorno, prima dei pasti e a piedi nudi. Il momento ideale per la pesatura è al mattino appena alzati.
- La bilancia arrotonda il peso aumentandolo o diminuendolo in base all'incremento più prossimo. Se ci si pesa due volte ottenendo due letture diverse, il proprio peso corrisponde al valore intermedio tra le due pesature.
- Pulire la bilancia con un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici.
- Per prevenire danni ai componenti elettronici interni, si raccomanda di evitare di saturare d'acqua la bilancia.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

In caso di difficoltà nell'utilizzo della bilancia::

- Controllare che la pila sia inserita correttamente.
- Controllare di avere selezionato la modalità preferita tra stone/libbre, chilogrammi o libbre.
- Controllare che la bilancia poggi su una superficie piana e regolare e accertarsi che non poggi contro il muro.
- Se lo schermo non si accende durante l'uso, sostituire le batterie.
- Non utilizzare la bilancia su superfici irregolari o rivestite di moquette o tappeti.
- Se si ha una pelle particolarmente secca, potrebbe essere necessario idratare i piedi per ottenere una lettura attraverso i contatti di metallo. In alternativa, utilizzare la bilancia dopo il bagno o la doccia, asciugando sempre prima i piedi per non scivolare.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

- NON utilizzare se si è portatori di dispositivi medici impiantati o esterni, come pacemaker cardiaco, polmone artificiale o elettrocardiografo indossabile.
- NON utilizzare durante la gravidanza.
- Tenere le batterie lontano dai bambini.
- Tenere la bilancia all'asciutto e lontana dall'acqua. Non appoggiare i piedi bagnati sul vetro perché si potrebbe scivolare.
- NON saltare sulla bilancia né posizionarsi sul bordo esterno della piattaforma per evitare che si ribalti.
- NON utilizzare la bilancia se il vetro risulta incrinato o rotto.
- NON caricare la bilancia oltre la capacità indicata.
- Questo prodotto è esclusivamente destinato al monitoraggio personale e non deve servire per trattare o diagnosticare condizioni mediche.


3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.


Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie

 Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

ATTENZIONE

- La sostituzione della batteria con un tipo non corretto può compromettere una protezione.
- Non gettare una batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non lasciare una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non esporre la batteria a una pressione atmosferica estremamente bassa, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Questo prodotto è destinato all'uso domestico.

CONSIGLIO PER L'UTENTE

Questo prodotto è un apparecchio elettronico sensibile e, come tale, può subire provvisorie interferenze da dispositivi che trasmettono onde radio presenti nelle vicinanze (come telefoni cellulari, walky talky, radio CB, controller di modelli radio, alcuni forni a microonde, ecc.). Inoltre, un'interferenza elettrostatica eccessiva può causare il temporaneo malfunzionamento del prodotto. In questo caso, potrebbe essere necessario rimuovere e reinserire la batteria per ripristinare il normale funzionamento. Se il problema persiste, contattare l'agente di zona.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:



1. PANTALLA LED
2. BOTÓN DE UNIDADES
3. BOTÓN DE AJUSTE
4. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

PREPARACIÓN DE LA BALANZA:

1. Abra el compartimiento en la parte inferior de la balanza.
2. Coloque las pilas incluidas siguiendo los signos de los polos (+ y -) que hay dentro del compartimento.
3. Cierre el compartimiento de la pila.
4. Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.
5. Para configurar la báscula, súbase a ella y baje rápidamente para que la pantalla se ponga en cero.
6. Con la pantalla en cero, seleccione peso en kg, ST/LB o LB con las flechas hasta que aparezca la unidad de su elección.

La báscula ya está lista para usarse.

Si mueve la báscula entre pesajes, repita el proceso de configuración del paso 5 antes de volver a usarla.

CREACIÓN DEL PERFIL DE USUARIO:

Para que la báscula calcule su composición corporal, deberá introducir algunos datos básicos que se almacenarán en su perfil de usuario en la báscula. La báscula puede almacenar un máximo de 9 usuarios:

1. Para activar la báscula, pulse con firmeza en el centro de la plataforma. En la pantalla se mostrará cero.
2. Pulse el botón «SET» y aparecerá el número de usuario (intermitente).
3. Con las flechas, seleccione el número de usuario que desee y pulse «SET»
4. Con las flechas, seleccione hombre o mujer y pulse «SET»
5. Con las flechas, introduzca su edad y pulse «SET»
6. Con las flechas, introduzca su estatura y pulse «SET»
7. Súbase a la báscula para pesarse por primera vez y finalizar la creación del usuario.

USO DE LA BÁSCULA:

1. Súbase a la báscula y no se mueva.
2. La báscula mostrará su peso. Bloqueará la medición del peso y hará cálculos durante unos segundos antes de pasar dos veces de forma secuencial por las mediciones peso, % de grasa corporal, % de agua corporal, masa ósea, % de masa muscular, IMC e IMB, antes de apagarse.

NOTA: Si la báscula no tiene claro qué usuario es, le mostrará al menos dos opciones entre las que elegir. Seleccione la opción correcta con las flechas.

Para obtener más información sobre sus lecturas, escanee el código QR:



INDICADORES DE AVISO:

- Cuando se estén acabando las pilas, aparecerá el aviso «Lo».
- Cuando se supere el límite de peso, aparecerá «Err».
- Se mostrará «Err2» si la báscula no puede medir la grasa corporal. Esto puede ocurrir si no ha creado un perfil de usuario o si lleva calzado o calcetines.

CONSEJO DE USO Y CUIDADO:

- Siempre se deberá pesar en la misma balanza colocada en la misma superficie. No compare las lecturas de peso de una balanza a otra ya que pueden existir algunas diferencias debido a las tolerancias de fabricación.
- Coloque la balanza sobre un piso duro y nivelado que le asegure la mayor exactitud y repetición.
- Se debe pesar cada día a la misma hora, antes de las comidas y sin calzado. A primera hora de la mañana es un buen momento.
- La balanza redondea al alza o baja al próximo incremento. Si se pesa dos veces y tiene dos lecturas diferentes, su peso está entre las dos.
- Limpie la balanza con un paño húmedo. No use productos químicos de limpieza.
- No deje que la balanza se sature de agua ya que podría dañar el equipo electrónico.

GUÍA SOBRE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si tiene cualquier dificultad en el uso de su balanza:

- Compruebe que la pila está instalada correctamente.
- Compruebe que ha seleccionado su peso en kilogramos o en libras.
- Compruebe que la balanza está sobre un piso liso y nivelado y no toca contra la pared.
- Si la pantalla no se enciende al usar la báscula, cambie las pilas.
- Evite usar la báscula sobre alfombras o superficies irregulares.
- Si tiene la piel especialmente seca, quizá necesite hidratar los pies para que la lectura se pueda realizar a través de los contactos metálicos. También se puede dar un baño o una ducha, pero séquese bien los pies para evitar resbalarse.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- NO la use si lleva dispositivos médicos implantados o externos, como un marcapasos, un pulmón artificial o un electrocardiógrafo portátil.
- NO la use si está embarazada.
- Tenere le batterie lontano dai bambini.
- Tenere la bilancia all'asciutto e lontana dall'acqua. Non appoggiare i piedi bagnati sul vetro perché si potrebbe scivolare.
- NON saltare sulla bilancia né posizionarsi sul bordo esterno della piattaforma per evitare che si ribalti.
- NON utilizzare la bilancia se il vetro risulta incrinato o rotto.
- NON caricare la bilancia oltre la capacità indicata.
- Questo prodotto è esclusivamente destinato al monitoraggio personale e non deve servire per trattare o diagnosticare condizioni mediche.

3 AÑOS DE GARANTÍA


FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.


Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:

www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas

 Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

PRECAUCIÓN

- La sustitución de la batería por un tipo incorrecto puede anular una medida de protección.
- No arroje una batería al fuego o a un horno caliente, ni la aplaste o corte mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.
- No deje una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta, ya que esto puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- No exponga la batería a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Este aparato está diseñado para uso doméstico.

CONSEJO PARA EL USUARIO

Este producto es un aparato electrónico sensible y, como tal, se puede ver afectado temporalmente por los dispositivos que transmitan ondas de radio que se usen cerca (como teléfonos móviles, walkie-talkies, radios de BC, controladores de radio, hornos microondas, etc.). Los niveles extremos de interferencias electrostáticas también pueden hacer que el aparato funcione incorrectamente de forma temporal. En ese caso, podría tener que retirar y volver a colocar las pilas para recuperar el funcionamiento normal. Si el problema persiste, contacte con el vendedor local.

PRODUCTKENMERKEN:



1. LED-SCHERM
2. EENHEDENKNOP
3. INSTELKNOP 'SET'
4. BATTERIJVAKJE

DE WEEGSCHAAL KLAARMAKEN:

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal.
2. Plaats meegeleverde batterijen volgens de aangeduide polariteit (+ en -) in het batterijvakje.
3. Sluit het batterijvak.
4. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.
5. Stel de weegschaal in door kort op het platform te stappen en er weer af te stappen zodat het scherm op nul wordt ingesteld.
6. Als er op het display een nul verschijnt, selecteer dan de gewichtsmodus KG, ST/LB of LB door een willekeurige pijltoets in te drukken totdat de gewenste eenheden worden weergegeven.

Uw weegschaal is nu gereed voor gebruik.

Herhaal voor gebruik de instellingen uit stap 5 als u de schaal tijdens het meten hebt verplaatst.

EEN GEBRUIKERSPROFIEL INSTELLEN:

Om te zorgen dat de weegschaal uw lichaamssamenstelling kan berekenen, moet u enkele basisgegevens invoeren die door de weegschaal worden opgeslagen in uw gebruikersprofiel. De weegschaal biedt ruimte voor het opslaan van gegevens van maximaal 9 gebruikers:

1. Activeer de weegschaal door het midden van het platform stevig in te drukken. Er verschijnt een nul op het display.
2. Druk de knop 'SET' in en het nummer van de gebruiker wordt (knipperend) weergegeven.
3. Gebruik de pijltoetsen om het gewenste gebruikersnummer te selecteren en druk vervolgens op 'SET'
4. Gebruik de pijltoetsen om 'man' of 'vrouw' te selecteren en druk vervolgens op 'SET'
5. Gebruik de pijltoetsen om uw leeftijd in te voeren en druk vervolgens op 'SET'
6. Gebruik de pijltoetsen om uw lengte in te voeren en druk vervolgens op 'SET'
7. Stap daarna op de weegschaal om uzelf voor het eerst te wegen en de gebruikersinstellingen te voltooien.

DE WEEGSCHAAL GEBRUIKEN:

1. Stap op de weegschaal en blijf stilstaan.
2. De weegschaal toont het gemeten gewicht. Uw gewicht wordt geregistreerd en er worden gedurende enkele seconden berekeningen uitgevoerd. De berekeningen van uw gewicht, lichaamsvet en -water in procenten, botmassa, spiermassa in procenten, BMI en stofwisselingspercentage (BMR) worden tweemaal uitgevoerd voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Als het voor de weegschaal niet duidelijk is welke gebruiker u bent dan worden er twee of meer opties weergegeven waaruit u een keuze kunt maken. Gebruik de pijltoets om heel eenvoudig het juiste gebruikersnummer te selecteren.

Voor meer informatie over uw metingen scant u de QR-code:



WAARSCHUWINGS-SIGNAAL:

- 'Lo' wordt weergegeven als de batterijen bijna leeg zijn
- 'Err' wordt weergegeven als het maximale gewicht wordt overschreden
- De melding 'Err2' verschijnt als de weegschaal geen berekening van het lichaamsvet kan maken. Dit kan het geval zijn als u geen gebruikersprofiel hebt ingesteld of als u geen blote voeten heeft

ADVIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD:

- Zet bij het wegen dezelfde weegschaal altijd op dezelfde plaats op de vloer. Vergelijk geen meetwaarden van verschillende weegschalen, aangezien er door productietoleranties verschillen zullen bestaan.
- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer voor de grootste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de meting.
- Weeg uzelf iedere dag op hetzelfde tijdstip, voor maaltijden en zonder schoenen. Direct na het opstaan is een goede tijd.
- De weegschaal rondt naar de eerstvolgende stap naar boven of beneden af. Als u zich twee keer weegt en er twee keer een ander gewicht wordt aangegeven, dan ligt uw gewicht tussen deze beide waarden in.

- Reinig de weegschaal met een vochtige doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Er mag geen water in de weegschaal dringen, omdat hierdoor de electronica beschadigd kan raken.

PROBLEMEN OPLOSSEN:

Indien u problemen met het gebruik van de weegschaal ondervindt:

- Controleer of de batterij correct is aangebracht.
- Controleer of u de gewenste weergave hebt geselecteerd (kilo, st/lb, lb).
- Controleer of de weegschaal op een platte ondergrond staat en geen muren raakt.
- Vervang de batterijen als de weegschaal bij gebruik helemaal niets weergeeft.
- Gebruik het apparaat niet op tapijt of op oneffen ondergronden.
- Als de huid erg droog is, dan kan het nodig zijn om eerst uw voeten te bevochtigen zodat de metalen contactpunten een meting kunnen uitvoeren. Of gebruik het apparaat na een bad of douche. Droog wel eerst uw voeten om uitglijden te voorkomen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Gebruik het apparaat NIET als u een geïmplanteed of extern medisch hulpmiddel hebt, zoals een pacemaker, kunstmatige long of draagbare elektrocardiograaf.
- Gebruik het apparaat NIET tijdens zwangerschap.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Zorg dat de weegschaal droog en uit de buurt van water wordt gehouden. Betreed het glas niet met natte voeten om uitglijden te voorkomen.
- Spring NIET op de weegschaal en ga niet op de uiteinden van het platform staan om kantelen te voorkomen.
- Gebruik de weegschaal NIET als het glas gebarsten of gebroken lijkt te zijn.
- Overbelast de weegschaal NIET met meer gewicht dan toegestaan.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en dient niet te worden gebruikt voor het behandelen of diagnosticeren van medische aandoeningen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.


Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.

Richtlijn inzake batterijen

 Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

LET OP

- Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging tenietdoen.
- Gooi een batterij niet in vuur of een hete oven en verpletter of snijd deze niet mechanisch, wat kan leiden tot een explosie.
- Laat een batterij niet in een omgeving met extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Stel de batterij niet bloot aan een extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

ADVIES AAN DE GEBRUIKER

Dit product is een gevoelig elektronisch instrument dat daardoor tijdelijk kan worden beïnvloed door radiografische zendapparatuur die in de nabijheid wordt gebruikt (zoals mobiele telefoons, portofoons, CB-radio's, radiografische besturingen, en sommige magnetrons, enz.). Extreme niveaus van elektrostatische interferentie kunnen er daarnaast voor zorgen dat dit product tijdelijk niet naar behoren functioneert. Het kan in dat geval noodzakelijk zijn om de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen om de normale werking te hervatten. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger als het probleem zich blijft voordoen.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:



1. ECRÃ LED
2. BOTÃO DE UNIDADES
3. BOTÃO SET (DEFINIR)
4. COMPARTIMENTO DAS PILHAS

PREPARAÇÃO DA BALANÇA:

1. Abra o compartimento da bateria existente na parte de baixo da balança.
2. Insira as pilhas fornecidas respeitando os sinais de polaridade (+ e -) dentro do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento da bateria.
4. Coloque a balança numa superfície firme e plana.
5. Para configurar a balança, suba para a plataforma por breves instantes e, em seguida, desça da mesma, para permitir que o ecrã se fixe em zero.
6. Com o visor a mostrar zero, selecione as unidades de peso KG, ST/LB ou LB, pressionando os botões de seta até aparecerem as unidades de preferência.

A sua balança está, agora, pronta a ser utilizada.

Se deslocar a balança entre leituras, repita o processo de configuração descrito no passo 5 antes da utilização seguinte.

CONFIGURAÇÃO DO SEU PERFIL DE UTILIZADOR:

Para que a balança calcule a sua composição corporal, é necessário introduzir alguns dados básicos que a balança guardará no seu perfil de utilizador. A balança pode armazenar dados de até nove utilizadores:

1. Ative a balança ao pressionar firmemente o centro da plataforma. O visor mostrará zero.
2. Pressione o botão "SET" (DEFINIR) e será apresentado o número de utilizador (a piscar).
3. Utilize os botões de seta para selecionar o número de utilizador preferencial e, em seguida, pressione "SET" (DEFINIR)
4. Utilize os botões de seta para selecionar masculino ou feminino e, em seguida, pressione "SET" (DEFINIR)
5. Utilize os botões de seta para introduzir a sua idade e, em seguida, pressione "SET" (DEFINIR)
6. Utilize os botões de seta para introduzir a sua altura e, em seguida, pressione "SET" (DEFINIR)
7. Suba para a balança para se pesar pela primeira vez e para concluir a configuração do utilizador.

UTILIZAÇÃO DA BALANÇA:

1. Suba para a balança e permaneça imóvel.
2. A balança mostrará a leitura do peso. A balança bloqueará a leitura do peso e calculará durante alguns segundos antes de efetuar duas sequências de leituras de peso, percentagem de gordura corporal, percentagem de água corporal, massa óssea, percentagem de músculo, IMC e TMR antes de se desligar.

NOTA: se a balança não tiver a certeza de quem é o utilizador, mostrará duas ou mais opções para o utilizador selecionar. Basta utilizar o botão de seta para selecionar o número de utilizador correto.

Para mais informações sobre as suas leituras, digitalize o código QR:



INDICADORES DE AVISO:

- A indicação "Lo" aparece quando as pilhas estão fracas
- A indicação "Err" aparece quando o limite de peso é ultrapassado
- Se a balança não conseguir efetuar uma leitura da gordura corporal, será apresentado "Err2" no visor. Tal poderá acontecer se não tiver configurado um perfil de utilizador ou se não estiver descalço

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

- Pese-se sempre na mesma balança posicionada na mesma superfície. Não compare os pesos obtidos em diferentes balanças, já que se verificarão algumas diferenças devido às tolerâncias de fabrico.
- Ao colocar a balança numa superfície firme e plana garantirá o melhor rigor e repetibilidade.
- Pese-se sempre à mesma hora do dia, antes das refeições e descalço. Uma boa altura para se pesar é logo de manhã cedo.
- A balança faz arredondamentos para o valor mais aproximado. Caso se pese duas vezes e obtenha dois valores diferentes, o seu peso situa-se entre esses dois valores.

- Limpe a balança com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza químicos.
- Não encharque a balança com água pois pode danificar os componentes electrónicos.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Caso surja alguma dificuldade de utilização da balança:

- Verifique se a bateria está devidamente inserida.
- Verifique se seleccionou a sua unidade preferida (stones/libras, quilogramas ou libras).
- Verifique se a balança se encontra numa superfície plana e desencostada da parede.
- Se, ao utilizar a balança, a mesma não apresentar qualquer visualização, substitua as pilhas.
- Evite a sua utilização em superfícies alcatifadas ou irregulares.
- Se tiver pele particularmente seca, poderá ser necessário hidratar os pés para obter uma leitura através dos contactos metálicos. Em alternativa, utilize a balança após o banho ou o duche, mas seque sempre os pés primeiro para evitar escorregar.


LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- **NÃO** a utilize se tiver implantes ou dispositivos médicos externos, tais como estimulador cardíaco, pulmão artificial ou eletrocardiógrafo portátil.
- **NÃO** a utilize durante a gravidez.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Mantenha a balança seca e longe da água. Não suba para a plataforma de vidro com os pés molhados, pois pode escorregar.
- **NÃO** salte em cima da balança nem se posicione na borda exterior da plataforma, pois pode cair.
- **NÃO** utilize a balança se o vidro estiver rachado ou partido.
- **NÃO** sobrecarregue a balança para além da capacidade indicada.
- Este produto destina-se apenas a monitorização pessoal e não deve ser utilizado para tratar ou diagnosticar problemas de saúde.


GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais. Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei. Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, acesse a www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE

 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas

 Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

CUIDADO

- A substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção.
- Não descarte a bateria no fogo ou em um forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente a bateria, pois isso pode resultar em uma explosão.
- Não deixe uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta, pois isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não exponha a bateria a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Este produto destina-se a uma utilização doméstica.

CONSELHO PARA O UTILIZADOR

Este produto é um instrumento eletrónico sensível e, como tal, pode ser temporariamente afetado por dispositivos de transmissão de rádio nas proximidades (telemóveis, *walkie-talkies*, rádios CB, comandos de radiomodelismo e alguns microondas, etc.). Além disso, níveis extremos de interferência eletrostática podem provocar o mau funcionamento temporário deste produto. Nesse caso, pode ser necessário retirar e reinstalar a pilha para restabelecer o funcionamento normal. Se o problema persistir, contacte o seu agente local.

PRODUKTEGENSKAPER:



1. LED-SKÄRM
2. KNAPP FÖR ENHETER
3. INSTÄLLNINGSKNAPP
4. BATTERIFACK

FÖRBEREDELSE AV DIN VÅG:

1. Öppna batterifacket på vågens undersida.
2. Sätt i de medföljande batterierna på rätt håll enligt polaritetsmärkena (+ och -) i batterifacket.
3. Stäng batterifacket.
4. Placera vågen på en stadig platt yta.
5. Förbered vågen genom att ställa dig på den och kliva av den så att displayen visar noll.
6. När displayen visar noll väljer du en viktenhet, KG, ST/LB eller LB, genom att trycka på en av pilknapparna tills enheten du vill använda visas.

Din våg är nu klar för användning.

Om du flyttar vågen mellan vägningar ska du upprepa förberedelsen i steg 5 innan vågen används igen.

INSTÄLLNING AV DIN ANVÄNDARPROFIL:

För att vågen ska kunna beräkna din kroppssammansättning måste du ange några basuppgifter som vågen sparar i din användarprofil. Vågen kan lagra information för upp till 9 användare:

1. Aktivera vågen genom att trycka bestämt mitt på plattformen. Displayen visar då noll.
2. Tryck på knappen "SET" och användarnumret visas då (blinkande).
3. Använd pilknapparna för att välja önskat användarnummer och tryck sedan på "SET"
4. Använd pilknapparna för att välja kön och tryck sedan på "SET"
5. Använd pilknapparna för att ange din ålder och tryck sedan på "SET"
6. Använd pilknapparna för att ange din längd och tryck sedan på "SET"
7. Ställ dig nu på vågen för att väga dig för första gången och för att slutföra inställningen av användare.

ANVÄNDA DIN VÅG:

1. Ställ dig på vågen och stå stilla.
2. Vågen kommer att visa din vikt. Den kommer att använda din uppmätta vikt och sedan utföra en beräkning under några få sekunder och därefter visa din vikt, kroppsfettprocent, kroppsvattenprocent, benmassa, muskelprocent, BMI och BMR två gånger innan den stängs av.

OBS: Om vågen kan avgöra vilken användare du är kommer den att visa två eller flera alternativ som du kan välja. Använd då pilknappen för att välja rätt användarnummer.

För mer information om dina avläsningar, vänligen skanna QR-koden:



VARNINGSIKATOR:

- 'Lo' visas om batteriet är lågt.
- 'Err' visas när viktgränsen överskrids.
- 'Err2' visas om vågen inte kan utföra en kroppsfettavläsning. Detta kan hända om du inte har ställt in någon användarprofil eller om du inte är barfota

DRIFT- OCH UNDERHÅLLNINGSRÅD:

- Väg dig alltid på samma våg placerad på samma golvyta. Jämför inte viktavläsningar från en våg till en annan eftersom olikheter kommer att existera på grund av tillverkningsavvikelser.
- Placering av din våg på ett hårt, jämt golv ger bästa precision igen och igen.
- Väg dig vid samma tidpunkt varje dag, innan måltider och utan skor. Med en gång på morgonen är en bra tidpunkt.
- Din våg rundar upp eller ner till närmaste enheten. Om du väger dig två gånger och får två olika avläsningar ligger din vikt emellan de två.
- Rengör din våg med en fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel.
- Låt inte din våg bli indränkt med vatten eftersom detta kan skada elektroniken.

FELSÖKNINGSGUIDE:

Om du upplever några problem i användandet av din våg:

- Kolla att batteriet sitter som det ska.
- Kolla att du har valt den måttenhet du föredrar, stones/pund, kilograms eller pund.
- Kolla att vågen står på ett platt, jämnt golv och att den inte nuddar en vägg.
- Om ingenting visas, byt ut batterierna.
- Undvik användning på mattor eller ojämna ytor.
- Om du har väldigt torr hud kan du behöva fukta fötterna för att få en avläsning via metallkontaktarna. Du kan alternativt väga dig efter ett bad eller en dusch, men torka alltid fötterna först för att undvika halkrisken.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Använd INTE om du har antingen implanterade eller externa medicinska enheter såsom en pacemaker, artificiell lunga eller bärbar elektrokardiograf.
- Använd INTE under graviditet.
- Håll batterierna utom räckhåll för barn.
- Håll vågen torr och borta från vatten. Stå inte på glaset med våta fötter eftersom det utgör en halkrisk.
- Hoppa INTE på vågen och stå inte på plattformens ytterkant eftersom vågen då kan tippa över.
- Använd INTE vågen om glaset verkar sprucket eller trasigt.
- Överbelasta INTE vågen över den angivna kapaciteten.
- Denna produkt är endast avsedd för enskild vägning och får inte användas för behandling eller diagnostisering av medicinska tillstånd.



3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan.

Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvärd, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador. För att få garantiservice på din produkt, returnera du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via HoMedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än HoMedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala HoMedics Servicecenter, kan du gå till www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring

 Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från  okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift

 Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljö och hälsa. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

FÖRSIKTIGHET

- Ersättning av batteriet med en felaktig typ kan upphäva en säkerhetsspår.
- Kasserar inte ett batteri i eld eller het ugn och krossa eller skär det inte mekaniskt, då detta kan resultera i en explosion.
- Lämnar inte ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur, då detta kan orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Utsätter inte batteriet för extremt lågt lufttryck, vilket kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Denna produkt är avsedd för hushållsbruk.

RÅD TILL ANVÄNDAREN

Denna produkt är ett känsligt elektroniskt instrument och kan påverkas tillfälligt av enheter med radiosändare som används i dess närhet (t.ex. mobiltelefoner, walkie-talkies, kommunikationsradior, radiostyringsenheter, vissa mikrovågsugnar m.m.). Dessutom kan starka elektrostatiska störningar orsaka att produkten tillfälligt slutar fungera. Det kan i detta fall vara nödvändigt att ta ut och sätta i batteriet igen för att återupprätta normal funktion. Kontakta din lokala återförsäljare om problemet kvarstår.

PRODUKTEGENSKABER:



1. LED-SKÆRM
2. ENHEDSKNAP
3. KNAPPEN SET (INDSTIL)
4. BATTERIRUM

KLARGØR VÆGTEN:

1. Åbn batterirummet på undersiden af vægten.
2. Sæt de medfølgende batterier i, og overhold polaritetstegnene (+ og -) i batterirummet.
3. Luk batterirummet.
4. Sæt vægten på en fast, plan flade.
5. Sæt vægten op ved kortvarigt at træde på platformen og derefter flytte foden igen, så displayet nulstilles.
6. Når displayet viser nul, skal du vælge vægtenhederne KG, ST/LB eller LB ved at trykke på én af piletasterne, indtil dine foretrukne enheder vises.

Din vægt er nu klar til brug.

Hvis du flytter vægten mellem vejninger, skal du gentage opsætningsprocessen i trin 5., før du benytter den næste gang.

OPSÆTNING AF DIN BRUGERPROFIL:

For at vægten kan beregne din kropssammensætning, skal du indtaste nogle grundlæggende oplysninger, som vægten lagrer i din brugerprofil. Vægten kan lagre oplysninger for op til 9 brugere:

1. Aktivér vægten ved at give midten af platformen et fast tryk. Displayet viser nul.
2. Tryk på knappen 'SET' (INDSTIL), hvorefter brugernummeret vises (blinker).
3. Anvend piletasterne til at vælge dit foretrukne brugernummer, og tryk derefter på 'SET' (INDSTIL)
4. Anvend piletasterne til at vælge mand eller kvinde, og tryk derefter på 'SET' (INDSTIL)
5. Anvend piletasterne til at indtaste din alder, og tryk derefter på 'SET' (INDSTIL)
6. Anvend piletasterne til at indtaste din højde, og tryk derefter på 'SET' (INDSTIL)
7. Træd nu op på vægten for at veje dig selv for første gang og for at fuldføre brugeropsætningen.

BRUG AF DIN VÆGT:

1. Træd op på vægten, og stå stille.
2. Vægten viser aflæsningen af din vægt. Den låser sig på din vægt og foretager beregning i nogle få sekunder, før den gennemgår aflæsningerne af din vægt, fedt-%, væske-%, knoglemasse, muskelmasse-%, BMI og BMR-aflæsningerne to gange, før den slukker.

BEMÆRK: Hvis vægten ikke er sikker på, hvilken bruger du er, viser den to eller flere valgmuligheder, som du kan vælge mellem. Anvend blot piletasten til at vælge det korrekte brugernummer.

For mere information om dine aflæsninger, scan venligst QR-koden:



ADVARSLER, DER VISES:

- 'Lo' vises, når batterierne er flade
- 'Err' vises, når vægtgrænsen er overskredet.
- 'Err2' (Fejl2) vises, hvis vægten ikke kan foretage en måling af kropsfedt. Dette kan ske, hvis du ikke har sat en brugerprofil op eller ikke har bare fødder

BRUGS- OG PLEJEVEJLEDNING:

- Du skal altid veje dig selv på den samme vægt, der er placeret på den samme gulvflade. Du må ikke sammenligne vægtaflæsninger fra en vægt til en anden, da der vil være forskelle på grund af fremstillingstolerancer.
- Placér din vægt på en hård, jævn gulvflade, det vil sikre den største præcision og gentagelsesnøjagtighed.
- Vej dig selv på det samme tidspunkt hver dag, før måltider og uden fodtøj. Når du står op om morgenen er et godt tidspunkt.
- Vægten runder op eller ned til det nærmeste vægttrin. Hvis du vejer dig selv to gange og får to forskellige aflæsninger, vil din vægt ligge mellem de to aflæsninger.
- Rengør vægten med en fugtig klud. Der må ikke bruges kemiske rengøringsmidler.
- Vægten må ikke blive gennemvædet med vand, da det kan beskadige elektronikken.

PROBLEMLØSNINGSGUIDE:

Hvis du har problemer med at bruge vægten:

- at batteriet er monteret korrekt.
- Tjek at du har valgt din præference for stones/pounds, kilogram eller pund.
- Tjek at vægten står på en fast, plan flade og ikke er i berøring med en væg.
- Hvis der slet ikke vises noget på displayet, når du bruger vægten, skal du udskifte batterierne.
- Undgå brug på tæppebelagte eller ujævne overflader.
- Hvis du har særligt tør hud, kan det være nødvendigt at fugte dine fødder for at opnå en måling gennem metalcontacterne. Alternativt kan du anvende vægten efter et bad eller brusebad, men tør altid fødderne først, så du undgår at glide.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Må IKKE anvendes, hvis du har implanteret eller eksternt medicinsk udstyr, såsom pacemaker, kunstig lunge eller bærbar elektrokardiograf.
- Må IKKE anvendes under graviditet.
- Hold batterierne væk fra børn.
- Hold vægten tør og væk fra vand. Træd ikke på glasset med våde fødder, idet der ellers er risiko for at glide.
- **UNDGÅ** at hoppe op på vægten eller stå på platformens yderkant, idet vægten ellers kan vælte.
- Anvend IKKE vægten, hvis glasset er revnet eller i stykker.
- Overbelast IKKE vægten ud over dens angivne kapacitet.
- Dette produkt er kun beregnet til personlig kontrolvejning og må ikke anvendes til behandling eller diagnosticering af nogen medicinske tilstande.

3 ÅRS GARANTI


FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.

For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af HoMedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end HoMedics Service Centre. ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Find dit lokale HoMedics Service Centre på

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videregende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Batteridirektiv

 Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbreds skadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

FORSIGTIGHED

- Udskiftning af batteriet med en forkert type kan opheve en sikkerhedsfunktion.
- Smid ikke et batteri i ild eller en varm ovn, og knus eller skær det ikke mekanisk, da dette kan resultere i en eksplosion.
- Efterlad ikke et batteri i et miljø med ekstremt høj temperatur, da dette kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udsæt ikke batterier for ekstremt lavt lufttryk, da dette kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug.

RÅD TIL BRUGEREN

Dette produkt er et følsomt elektronisk instrument, og kan som sådan påvirkes midlertidigt af, at radiosendere, der anvendes i nærheden af det (såsom mobiltelefoner, Walkie-talkies, CB-radioer, radiomodelkontroleheder og visse mikrobølgeovne osv.). Desuden kan meget høje niveauer af elektrostatiske interferens kan medføre midlertidig funktionsfejl i dette produkt. I så fald kan det være nødvendigt at fjerne batteriet og installere det igen for at genetablere normal drift. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din lokale forhandler.

PRODUKTEGENSKAPER:



1. LED-SKJERM
2. MÅLEENHET
3. SET-KNAPP
4. BATTERIER

KLARGJØRE VEKTEN:

1. Åpne batterirommet på undersiden av vekten.
2. Sett inn de medfølgende batteriene ved å følge polaritetstegnene (+ og -) inne i batterirommet.
3. Lukk batterirommet.
4. Plasser vekten på et fast, flatt underlag.
5. Still inn vekten ved å gå kort på og deretter av plattformen, slik at skjermen nullstilles.
6. Når skjermen viser null, velger du vektenhetene KG, ST/LB eller LB ved å trykke på piltastene til den foretrukne enheten vises.

Vekten er nå klar til bruk.

Hvis du flytter vekten mellom veiinger, må du gjenta innstillingsprosessen i trinn 5 før du bruker den igjen.

INNSTILLING AV BRUKERPROFIL:

For at vekten skal kunne beregne kroppssammensetningen din, må du oppgi noen grunnleggende opplysninger som vekten vil lagre i brukerprofilen din. Vekten kan lagre opplysninger for opptil 9 brukere.

1. Aktiver vekten ved å trykke hardt på midten av plattformen. Skjermen vil vise null.
2. Trykk på 'SET'-knappen, og brukernummeret vises (blinker).
3. Bruk piltastene til å velge ønsket brukernummer, og trykk deretter på 'SET'.
4. Bruk piltastene til å velge mann eller kvinne, og trykk deretter på 'SET'.
5. Bruk piltastene til å angi alderen din, og trykk deretter på 'SET'.
6. Bruk piltastene til å angi høyden din, og trykk deretter på 'SET'.
7. Still deg på vekten for å veie deg første gang og fullføre oppsettet av brukerprofilen.

BRUKE VEKTEN:

1. Still deg på vekten og stå i ro.
2. Vekten viser målingen av kroppsvekten din. Den låser målingen av kroppsvekten din og beregner i noen sekunder, før den viser målingene dine to ganger i rekkefølgen vekt, kroppsfettprosent, kroppsvæskeprosent, beinmasse, muskelprosent, BMI og BMR. Deretter slår den seg av.

MERK: Hvis vekten er usikker på hvilken bruker du er, vil den vise to eller flere alternativer for deg å velge mellom. Bruk piltasten for å velge riktig brukernummer.

For mer informasjon om avlesningene dine, vennligst skann QR-koden:



VARSEL INDIKATOR:

- 'Lo' vises når batteriene er svake
- 'Err' vises når vektgrensen overskrides
- 'Err2' vises hvis vekten ikke kan måle kroppsfett. Dette kan skyldes at du ikke har opprettet en brukerprofil, eller hvis du ikke er barbeint

BRUK OG VEDLIKEHOLD:

- Vei deg alltid på samme vekt og samme underlag. Ikke sammenlign tall fra flere vekter, ettersom det på grunn av konstruksjonen alltid vil være små forskjeller fra vekt til vekt.
- Plasser vekten på et hardt, flatt gulv for å få en så nøyaktig avlesning som mulig.
- Vei deg alltid til samme tid på dagen, før måltider og uten fottey. For eksempel når du står opp om morgenen.
- Vekten runder opp eller ned til nærmeste vektrinn. Hvis du veier deg to ganger og får to forskjellige avlesninger, ligger vekten din mellom disse avlesningene.
- Tørk av vekten med en fuktig klut. Bruk ikke kjemikalier.
- La ikke vekten komme i kontakt med vann, da dette kan ødelegge elektronikken i vekten.

FEILSØKING:

Hvis du har problemer med å bruke vekten:

- Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
- Kontroller at du har valgt ønsket vektenhet: stone/pund, kilo eller pund.
- Kontroller at vekten er plassert på en plan overflate og at den ikke berører veggen.
- Hvis skjermen forblir svart når du bruker vekten, må du bytte batterier.
- Unngå bruk på teppebelagte eller ujevne overflater.
- Hvis du har spesielt tørr hud, kan det hende du må smøre føttene med fuktighetskrem for å få en måling gjennom metallkontaktene. Alternativt kan du bruke den etter et bad eller en dusj, men tørk alltid føttene først for å unngå sklifare.

FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.


- **MÅ IKKE brukes** hvis du har implantert eller eksternt medisinsk utstyr som pacemaker, kunstig lunge eller bærbar elektrokardiograf.
- **Må IKKE brukes** under graviditet.
- Hold batteriene borte fra barn.
- Hold vekten tørr og borte fra vannet. Ikke tråkk på glasset med våte føtter, da det er fare for å skli.
- **IKKE hopp opp** på vekten eller stå på ytterkanten av plattformen, da dette kan føre til at den velter.
- **IKKE bruk** vekten hvis glasset er sprukket eller knust.
- **IKKE overbelast** vekten utover den oppgitte kapasiteten.
- Dette produktet er kun beregnet for personlig oppfølging, og skal ikke brukes til behandling eller diagnostisering av medisinske tilstander.

3 ÅRS GARANTI


FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.

For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom HoMedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn HoMedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. For å finne ditt lokale HoMedics servicesenter, se www.homedics.co.uk/servicesentres

WEEE forklaring

 Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

Batteridirektiv

 Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

ADVARSEL

- Utskifting av batteriet med en feil type kan oppheve en sikkerhetsbeskyttelse.
- Ikke kast et batteri i ild eller en varm ovn, og ikke knus eller skjær det mekanisk, da dette kan føre til en eksplosjon.
- Ikke la et batteri ligge i et miljø med ekstremt høy temperatur, da dette kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Ikke utsett batteriet for ekstremt lavt lufttrykk, da dette kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Dette produktet er beregnet for husholdningsbruk.

RÅD TIL BRUKEREN

Dette produktet er et følsomt elektronisk instrument og kan derfor midlertidig påvirkes av radiosendere i nærheten (slik som mobiltelefoner, walkie-talkier, CB-radioer, fjernkontroller for radiostyrte modeller og enkelte mikrobølgeovner). I tillegg kan svært høy elektrostatisk forstyrrelse føre til midlertidig produktsvikt. I slike tilfeller kan det være nødvendig å ta ut og sette inn batteriet på nytt for å gjenopprette normal funksjon. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis problemet vedvarer.

TUOTTEEN OMINAISUUDET:



1. LED-NÄYTTÖ
2. YKSIKÖPAINIKE
3. ASETUSPAINIKE
4. PARISTOLOKERO

VAA'AN VALMISTELU:

1. Avaa vaa'an alapuolella oleva paristolokero.
2. Aseta mukana toimitetut paristot paristolokon sisälle napaisuusmerkkien (+ ja -) mukaisesti.
3. Sulje paristolokero.
4. Sijoita vaaka vakaalle tasaiselle pinnalle.
5. Aseta vaaka valmiiksi astumalla hetkeksi alustalle ja sitten pois alustalta, jolloin näyttö asetuu nollaan.
6. Kun näytössä näytetään nolla, valitse KG-, ST/LB- tai LB-painoyksiköt painamalla jompaakumpaa nuolinäppäintä, kunnes haluamasi yksiköt näytetään.

Vaaka on nyt käyttövalmis.

Jos siirrä vaakaa punnitusten välillä, toista vaiheessa 5. oleva asetus ennen seuraavaa käyttöä.

KÄYTTÄJÄPROFIILIN ASETTAMINEN:

Jotta vaaka voi laskea kehosi koostumuksen, sinun on annettava perustietoja, jotka vaaka tallentaa käyttäjäprofiiliisi. Vaaka voi tallentaa enintään 9 käyttäjän tiedot:

1. Aktivoi vaaka painamalla voimakkaasti alustan keskiosaa. Näytössä näytetään nolla.
2. Saat käyttäjänumeron näkyviin (vilkkuu) painamalla "SET"-painiketta.
3. Valitse haluamasi käyttäjännumero nuolinäppäimillä ja paina sitten "SET"-painiketta
4. Valitse mies tai nainen nuolinäppäimillä ja paina sitten "SET"-painiketta
5. Valitse ikä nuolinäppäimillä ja paina sitten "SET"-painiketta
6. Valitse pituus nuolinäppäimillä ja paina sitten "SET"-painiketta
7. Astu nyt vaa'alle itsesi ensimmäistä punnituskertaa varten ja käyttäjäasetusten viimeistelemiseksi.

VAA'AN KÄYTTÖ:

1. Astu vaa'alle ja seiso aloillasi.
2. Vaaka näyttää painolukeman. Se lukittuu painolukemaan ja laskee sitten muutaman sekunnin ajan ennen jaksotusta kahdesti painolukemien, kehon rasvaprosentin, kehon vesiprosentin, luumassan, lihasprosentin, BMI- ja BMR-lukemien läpi ennen sammumista.

HUOMAUTUS: Jos vaaka ei ole varma siitä, kuka käyttäjä olet, se näyttää kaksi tai useampia vaihtoehtoja, joista voit valita. Valitse oikea käyttäjännumero nuolinäppäimellä.

Saat lisätietoja lukemistasi skannaamalla QR-koodin:



VAROITUSMERKKIVALOT:

- "Lo" näkyy näytössä, kun paristojen varaus on vähissä
- Näyttöön tulee "Err", kun painoraja on ylitetty
- "Err2" näytetään, jos vaaka ei voi ottaa kehon rasvalukemaa. Näin voi tapahtua, jos käyttäjäprofiilia ei ole määritetty tai jos et ole paljain jaloin

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET:

- Punnitse itsesi aina samalla vaa'alla, joka on sijoitettu samalle lattiapinnalle. Älä vertaa painolukemia vaa'asta toiseen, sillä valmistustoleransseista johtuen niissä on eroja.
- Vaa'an asettaminen kovalle, tasaiselle lattialle takaa parhaan tarkkuuden ja toistettavuuden.
- Punnitse itsesi joka päivä samaan aikaan, ennen syömistä ja ilman jalkineita. Heti aamulla on hyvä aika punnita itsesi.
- Vaaka pyöristää ylös- tai alaspäin lähimpään lukuun. Jos punnitset itsesi kahdesti ja saat kaksi eri lukemaa, painosi on näiden kahden lukeman välissä.
- Puhdista vaaka kostealla liinalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- Älä anna vaa'an kastua vedellä, sillä se voi vahingoittaa elektroniikkaa.

VIANMÄÄRITYSOPAS:

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää vaakaa:

- Tarkista, että paristo on asetettu paikalleen oikein.
- Tarkista, että olet valinnut haluamasi yksikön, eli kivet/paunat, kilogrammat tai paunat.
- Tarkista, että vaaka on tasaisella lattialla ja ettei se kosketa seinää.
- Jos vaakaa käytettäessä näyttö ei näy lainkaan, vaihda paristot.
- Vältä käyttöä matolla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Jos sinulla on erityisen kuiva iho, saatat joutua kosteuttamaan jalkojasi, jotta saat lukeman metallikoskettimien kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitetta kylvyn tai suihkun jälkeen, mutta kuivaa jalat aina ensin, jotta vältät liukastumisvaaran.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- **ÄLÄ KÄYTÄ**, jos sinulla on implantoituja tai ulkoisia lääkinnällisiä laitteita, kuten sydämentahdistin, tekokeuhko tai puettava EKG-laite.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** raskauden aikana.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä vaaka kuivana ja poissa kosketuksista veden kanssa. Älä astu lasille märillä jaloilla, sillä se aiheuttaa liukastumisvaaran.
- **ÄLÄ HYPI** vaa'an päällä äläkä seiso vaa'an ulkoreunalla, sillä se voi kaatua.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** vaakaa, jos lasi on säröillä tai rikki.
- **ÄLÄ YLIKUORMITA** vaakaa yli sen ilmoitetun kapasiteetin.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen seurantaan, eikä sitä saa käyttää minkään sairauden hoitoon tai diagnosointiin.


3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.


Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan HoMedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin HoMedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.

Etsi HoMedicsin huoltoliike osoitteesta
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palautta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

Akkuja koskeva direktiivi

 Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

VAROITUS

- Jos käytät vääränlaista akkua, voi tuloksena olla laitteen sisäänrakennettujen turvatoimintojen ohittaminen tai käytöstä poistaminen.
- Älä hävitä akkua polttamalla tai kuumassa uunissa äläkä murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti, sillä näistä voi seurata räjähdys;
- Älä jätä akkua erittäin korkeisiin lämpötiloihin, joista voi seurata räjähdys tai syttyvän nesteen tai kaasun vuoto
- Älä altista akkua erittäin matalalle ilmanpaineelle, josta voi seurata räjähdys tai syttyvän nesteen tai kaasun vuoto

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.

OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE

Tämä tuote on herkkä elektroniikkalaite, joten sen läheisyydessä käytettävät radiolähettimet (kuten matkapuhelimet, radiopuhelimet, CB-radiot, radiomalliohjaimet, jotkut mikroaaltouunit jne.) voivat tilapäisesti vaikuttaa tähän tuotteeseen. Lisäksi erittäin voimakkaat sähköstaattiset häiriöt voivat aiheuttaa tilapäisen toimintahäiriön. Tällaisissa tapauksessa voi olla tarpeen irrottaa ja asentaa paristo uudelleen normaalin toiminnan palauttamiseksi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen edustajaan.

EGINLEIKAR VÖRUNNAR:



1. LED-SKJÁR
2. EININGAHNAPPUR
3. STILLINGAHNAPPUR
4. RAFHLÖÐUHÓLF

UNDIRBÚÐU VOGINA ÞÍNA:

1. Opnaðu rafhlöðuhólfð neðan á voginni.
2. Settu meðfylgjandi rafhlöður inn í rafhlöðuhólfð með hliðsjón af pólunarmerkjunum (+ og -).
3. Lokið rafhlöðuhólfinu.
4. Settu vogina á slétt yfirborð.
5. Stilltu vogina með því að stíga stuttlega á og síðan af pallinum og leyfa skjánun að stillast á núll.
6. Þegar skjáinn sýnir núll skaltu velja þyngdareiningarnar KG, ST/LB eða LB með því að ýta á annan hvorn örvatakkann þar til æskilegar einingarnar þínar birtast.

Vogin þín er nú tilbúin til notkunar.

Ef þú færir vogina á milli vigtana skaltu endurtaka uppsetningarferlið í skrefi 5 fyrir næstu notkun.

AÐ SETJA UPP NOTENDASNIÐIÐ ÞITT:

Til þess að vogin geti reiknað út líkamsamsetningu þína þarftu að slá inn nokkrar grunnupplýsingar sem vogin mun geyma í notandasniði þínu. Vogin getur geymt upplýsingar fyrir allt að 9 notendur:

1. Virkjaðu vogina með því að þrýsta fast á miðju pallsins. Skjáinn mun sýna núll.
2. Ýttu á „SET“ hnappinn og notandanúmerið birtist (blikkar).
3. Notaðu örvatakkana til að velja notandanúmerið sem þú vilt nota og ýttu síðan á „SET“
4. Notaðu örvatakkana til að velja karl eða kona og ýttu síðan á „SET“
5. Notaðu örvatakkana til að slá inn aldur þinn og ýttu síðan á „SET“
6. Notaðu örvatakkana til að slá inn hæð þína og ýttu síðan á „SET“
7. Stíggðu nú á vogina til að vigta þig í fyrsta skipti og ljúka uppsetningu notanda.

NOTKUN VOGARINNAR ÞINNAR:

1. Stíggðu á vogina og stattu kyrr.
2. Vogin mun sýna þyngdarmælinguna þína. Hún mun læsa sig á þyngdarmælingunni og reikna síðan út í nokkrar sekúndur áður en hún fer tvisvar í gegnum mælingarnar á þyngd, líkamsfíthlutfalli, líkamsvökvahlutfalli, beinmassa, vöðvahlutfalli, líkamsþyngdarstuðli (BMI) og grunnnefnasamsetningu (BMR) áður en hún slekkur á sér.

ATHUGAÐU: Ef vogin er óviss um hvaða notandi þú ert mun hún birta tvo eða fleiri valkosti fyrir þig til að velja úr. Notið einfaldlega örvatakkana til að velja rétta notandanúmerið.

Til að fá frekari upplýsingar um mælingarnar þínar, vinsamlegast skannaðu QR kóðann:



VIÐVÖRUNARVÍSAR:

- „Lo“ birtist þegar staða rafhlaða er lág
- „Err“ birtist þegar farið er yfir þyngdarmörk
- „Err2“ birtist ef vogin getur ekki mælt líkamsfítu. Þetta getur gerst ef þú hefur ekki sett upp notendasniði eða ef þú ert ekki berfætt/ur

RÁÐ UM NOTKUN OG UMHIRÐU:

- Vigtaðu þig alltaf á sömu vog sem er staðsett á sama gólfleti. Ekki bera saman þyngdaraflestur frá einni vog til annarrar þar sem einhver munur mun vera til staðar vegna framleiðsluvmarkna.
- Að setja vogina þína á hart, jafnt gólf tryggir mesta nákvæmni og endurtekningarhæfni.
- Vigtaðu þig á sama tíma á hverjum degi, fyrir máltíð og án skófatnaðar. Fyrst á morgnana er góður tími.
- Vogin þín námundar upp eða niður í næsta þrep. Ef þú vigtar þig tvisvar og færð tver mismunandi mælingar, liggur þyngdin á milli þeirra tveggja.
- Hreinsaðu vogina þína með rökum klút. Ekki nota kemísk hreinsiefni.
- Ekki leyfa voginni að mettast af vatni þar sem það getur skemmt rafeindabúnaðinn.

LEIÐBEININGAR UM BILANALET:

Ef þú átt í erfiðleikum með að nota vogina þína:

- Athugaðu hvort að rafhláðan sé rétt sett í.
- Athugaðu hvort þú hafir valið steina/pund, kíló eða pund.
- Athugaðu hvort að vogin sé á sléttu, jöfnu gólfi og snerti ekki vegg.
- Ef ekkert sést þegar þú notar vogina skaltu skipta um rafhlöður.
- Forðist notkun á teppalögðum eða ójöfnu yfirborði.
- Ef þú ert með sérstaklega þurra húð gættir þú þurft að gefa fótunum raka til að ná aflestri í gegnum málmsturnar. Að öðrum kosti skaltu nota eftir það eða sturtu, en þurrkaðu fæturna fyrst til að forðast það að renna til.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- **EKKI nota ef þú ert með annaðhvort ígrædd eða ytri lækningatæki eins og gangráð, gervilunga eða hjartalínurit.**
- **EKKI nota á meðgöngu.**
- **Haldið rafhlöðum frá börnum.**
- **Haldið vog þurri of fjarri vatni. Ekki stíga á glerið með blautum fótum þar sem hætta er á að renna til.**
- **EKKI hoppa á vogina eða standa á ytri brún pallsins sem gæti valdið því að hún velti.**
- **EKKI nota vogina ef glerið virkar sprungið eða brotið.**
- **EKKI yfirhlaða vogina umfram uppgefna getu.**
- Þessi vara er eingöngu ætluð til persónulegs eftirlits og ætti ekki að nota til að meðhöndla eða greina sjúkdóma

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörinni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem reikja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörinni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimilðu fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmt hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörinni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörinni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila HoMedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila HoMedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögbodin réttindi þín.

Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila HoMedics á hverjum stað á www.homedics.co.uk/servicecentres

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)

Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilissorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinnna vöruna til að yta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörinni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Rafhlöðutílskipun

Þetta tákn gefur til kynna að ekki má fleygja rafhlöðum í heimilissorp þar sem þær innihalda efni sem geta skaðað umhverfið og heilsuna. Vinsamlegast fargið rafhlöðum á þar til gerðum söfnunarstöðum.

VARUÐ

- Skipti á rafhlöðu með röngri gerð getur ógilt öryggisráðstöfun.
- Ekki farga rafhlöðu í eld eða heitan ofn né kremja eða skera hana vélrænt, þar sem það getur valdið sprengingu.
- Ekki láta rafhlöðu vera í umhverfi með mjög háum hita, þar sem það getur valdið sprengingu eða leki á eldfimfum vökvu eða gasi.
- Ekki láta rafhlöðuna verða fyrir mjög lögum loftþrýstingi, sem gæti valdið sprengingu eða leka á eldfimfum vökvu eða gasi.

RAFSEGULSAMHÆFNI

Þetta tæki er eingöngu ætlað til notkunar innan heimilisins.

RÁÐ HANDA NOTANDANUM

Þessi vara er viðkvæmt rafeindatæki og getur því tímabundið orðið fyrir áhrifum af fjarskiptabúnaði sem er notaður í nálægð við það (svo sem farsimar, talstöðvar, CB útvarpstæki, útvarpsfjarstýringar og sumir örbylgjuofnar o.s.frv.) Að auki getur mikil rafstöðutrúflun valdið því að þessi vara bili tímabundið. Í slíkum tilfellum getur verið nauðsynlegt að fjarlægja og setja rafhlöðuna í aftur til að koma á edlilegri virkni á ný. Ef vandamálið er viðvarandi skal hafa samband við staðbundinn umboðsmann.

FUNKCJE PRODUKTU:



1. WYŚWIETLACZ LED
2. PRZYCISK ZMIANY JEDNOSTEK
3. PRZYCISK SET (USTAW)
4. KOMORA BATERII

PRZYGOTOWANIE WAGI:

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się w spodzie wagi.
2. Włóż dostarczone baterie zgodnie z oznaczeniami polaryzacji (+ i -) do komory na baterie.
3. Zamknij komorę baterii.
4. Ustaw wagę na stabilnej równej powierzchni.
5. Aby ustawić wagę, należy na krótko wejść na platformę i z niej zejść, co umożliwi wyzerowanie wyświetlacza.
6. Gdy na wyświetlaczu widoczna będzie wartość zerowa, wybierz jednostkę wagi KG, ST/LB lub LB, naciskając jeden z klawiszy ze strzałkami aż do wyświetlenia preferowanej jednostki.

Waga jest teraz gotowa do użycia.

Jeżeli pomiędzy ważeniami przeniesiesz wagę, przed następnym użyciem powtórz proces ustawienia opisany w kroku 5.

KONFIGUROWANIE PROFILU UŻYTKOWNIKA:

Aby waga obliczała skład ciała, należy wprowadzić kilka podstawowych danych, które zostaną zapisane w profilu użytkownika w wadze. W wadze można zapisać dane maksymalnie 9 użytkowników:

1. Aktywuj wagę, naciskając mocno na środek platformy. Na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa.
2. Naciśnij przycisk „SET” („USTAW”), po czym wyświetlony zostanie numer użytkownika (migający).
3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz preferowany numer użytkownika, a następnie naciśnij przycisk „SET” („USTAW”).
4. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz płeć męską lub damską, a następnie naciśnij przycisk „SET” („USTAW”).
5. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wprowadź swój wiek, a następnie naciśnij przycisk „SET” („USTAW”).
6. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wprowadź swój wzrost, a następnie naciśnij przycisk „SET” („USTAW”).
7. Teraz wejdź na wagę, aby zważyć się po raz pierwszy i dokończyć konfigurację profilu użytkownika.

KORZYSTANIE Z WAGI:

1. Wejdź na wagę i stań nieruchomo.
2. Na wadze pojawi się odczyt wskazujący Twoją masę ciała. Odczyt ten zostanie zablokowany, a następnie waga przeprowadzi obliczenia i po kilku sekundach wyświetli dwa razy po kolei odczyty dotyczące Twojej masy ciała, procentowej zawartości tłuszczu w ciele, procentowej zawartości wody w ciele, masy kości, procentowej zawartości mięśni, BMI i BMR, po czym wyłączy się.

UWAGA: jeśli waga nie będzie pewna, którym użytkownikiem jesteś, wyświetli co najmniej dwie opcje do wyboru. Wystarczy użyć klawisza ze strzałką i wybrać poprawny numer użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odczytów, zeskanuj kod QR:



KOMUNIKATY BŁĘDÓW:

- W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii wyświetli się symbol „Lo”
- W przypadku przekroczenia limitu wagi wyświetli się symbol „Err”
- Jeśli waga nie będzie w stanie odczytać zawartości tłuszczu w ciele, wyświetli błąd „Err2”. Może do tego dojść, jeśli nie będziesz posiadać skonfigurowanego profilu użytkownika lub nie wejdziesz na wagę boso

ZASTOSOWANIE I UTRZYMANIE:

- Zawsze waż się na tej samej wadze, umieszczonej w tym samym miejscu. Nie porównuj odczytów z różnych urządzeń, ponieważ mogą występować pewne różnice wynikające z różnych tolerancji produkcyjnych.
- Aby uzyskać dokładny i powtarzalny odczyt, należy umieścić wagę na stabilnym i równym podłożu.
- Sprawdzaj swoją wagę każdego dnia o tej samej porze, przed posiłkiem i bez obuwia. Najlepiej ważyć się rano, po wstaniu z łóżka.
- Waga zaokrągliła wynik w dół lub w górę do najbliższej wartości. Jeśli ważysz się dwukrotnie i otrzymujesz dwa różne wyniki, oznacza to, że Twoja waga znajduje się pomiędzy tymi dwoma odczytami.

- Czyść wagę wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia wagi, ponieważ może doprowadzić to do uszkodzenia elektroniki urządzenia.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:

W przypadku wystąpienia problemów związanych z eksploatacją wagi:

- Sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo.
- Sprawdź, czy wybrałeś prawidłowe jednostki wagi, np. kilogramy.
- Sprawdź, czy waga jest ustawiona na płaskiej i stabilnej powierzchni i nie dotyka ściany.
- W przypadku braku wskazania wagi należy wymienić baterie.
- Unikaj używania na dywanach lub nierównych powierzchniach.
- Jeśli masz bardzo suchą skórę, może być konieczne nawilżenie stóp, aby uzyskać odczyt przez metalowe styki. Możesz również użyć wagi po kąpieli lub prysznicu, ale zawsze najpierw musisz osuszyć stopy, aby uniknąć poślizgnięcia.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- **NIE UŻYWAJ** urządzenia, jeśli masz wszczepione lub zewnętrzne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca, sztuczne płuco lub przenośny elektrokardiograf.
- **NIE NALEŻY** używać w czasie ciąży.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wagę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wody. Nie stawaj na szklanej powierzchni mokrymi stopami, ponieważ stwarza to ryzyko poślizgnięcia.
- **NIE WOLNO** wskakiwać na wagę ani stawać na zewnętrznej krawędzi platformy, gdyż może to spowodować przewrócenie urządzenia.
- **NIE WOLNO** używać wagi, jeśli szkło wydaje się pęknięte lub uszkodzone.
- **NIE WOLNO** przeciążać wagi powyżej podanej nośności.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do osobistego monitorowania i nie należy go stosować w celu leczenia lub diagnozowania jakichkolwiek schorzeń.

3 LATA GWARANCJI


FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie tego produktu przez jakiegokolwiek inny podmiot poza centrum napraw HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.


Lokalne centrum napraw HoMedics można znaleźć na stronie internetowej

www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii

 Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

OSTRZEŻENIE

- Zastąpienie baterii nieprawidłowym typem może unieważnić zabezpieczenia.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia ani do gorącego piekarnika, ani nie miazdź czynnik mechanicznie baterii, ponieważ może to spowodować eksplozję.
- Nie pozostawiaj baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
- Nie wystawiaj baterii na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

ADVIES AAN DE GEBRUIKER

Dit product is een gevoelig elektronisch instrument dat daardoor tijdelijk kan worden beïnvloed door radiografische zendapparatuur die in de nabijheid wordt gebruikt (zoals mobiele telefoons, portofoons, CB-radio's, radiografische besturingen, en sommige magnetrons, enz.). Extreme niveaus van elektrostatische interferentie kunnen er daarnaast voor zorgen dat dit product tijdelijk niet naar behoren functioneert. Het kan in dat geval noodzakelijk zijn om de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen om de normale werking te hervatten. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger als het probleem zich blijft voordoen.

A TERMÉK RÉSZEI:



1. LED KIJELZŐ
2. AZ EGYSÉGEK GOMBJA
3. BEÁLLÍTÁS GOMB
4. ELEMTARTÓ

A MÉRLEG ELŐKÉSZÍTÉSE:

1. Nyissa fel a mérleg alatt található elemtartó nyílásának fedelét.
2. Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartó polaritás jelzéseinek (+ és -) megfelelően.
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét.
4. Helyezze a mérleget kemény és sík felszínre.
5. Állítsa be a mérleget úgy, hogy röviden rálép a platformra, majd lép el onnan, lehetővé téve a kijelző nullára állítását.
6. Amikor a kijelzőn a nulla jelenik meg, válassza ki a KG, ST/LB vagy LB súlyegységeket bármelyik nyílbillentyű megnyomásával, amíg a kívánt egység meg nem jelenik

A mérleg most már készen áll a használatra.

Ha a mérleget a mérések között mozgatja, a következő használat előtt ismétlje meg a 5. lépés beállítási eljárását.

A FELHASZNÁLÓI PROFIL BEÁLLÍTÁSA:

Ahhoz, hogy a mérleg kiszámítsa a testösszetételét, meg kell adnia néhány alapvető adatot, amelyeket a mérleg az Ön felhasználói profiljában tárol. A mérleg akár 9 felhasználó adatait képes eltárolni:

1. Aktiválja a mérleget a platform közepének erős megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a nulla.
2. Nyomja meg a „SET” (BEÁLLÍTÁS) gombot, és megjelenik a felhasználó száma (villogva).
3. A nyílbillentyűkkel válassza ki a kívánt felhasználói számot, majd nyomja meg a „SET” (BEÁLLÍTÁS) gombot
4. A nyílbillentyűkkel válassza ki, hogy férfi vagy nő-e, majd nyomja meg a „SET” (BEÁLLÍTÁS) gombot
5. A nyílbillentyűkkel adja meg az életkorát, majd nyomja meg a „SET” (BEÁLLÍTÁS) gombot
6. A nyílbillentyűkkel adja meg a magasságát, majd nyomja meg a „SET” (BEÁLLÍTÁS) gombot
7. Most lépjen a mérlegre, hogy első alkalommal megmérje magát, és befejezze a felhasználó beállítását.

A MÉRLEG HASZNÁLATA:

1. Lépjen a mérlegre, és maradjon mozdulatlan.
2. A mérlegen megjelenik a testsúly. A készülék rögzíti a súlyértéket, majd néhány másodpercig számol, mielőtt kétszer végigmegy a súly, testszír %, testvíz %, csonttömeg, izom %, BMI és BMR értékeken, mielőtt kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha a mérleg bizonytalan abban, hogy Ön melyik felhasználó, kettő vagy több lehetőséget jelenít meg, amiből választhat. A nyílbillentyűkkel válassza ki a helyes felhasználói számot.

A mérési eredményeivel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa be a QR-kódot:



FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK:

- A 'Lo' akkor jelenik meg, ha az elemek lemerültek
- Az 'Err' akkor jelenik meg, ha a súly meghaladja a határértéket
- Az „Err2” felirat jelenik meg, ha a mérleg nem tudja megmérni a testszírt. Ez akkor fordulhat elő, ha nem állított be felhasználói profilt, vagy ha nem mézítábl van

HASZNÁLAT ÉS GONDOZÁS:

- Mindig ugyanarra a felületre helyezett ugyanazon mérlegen méretkezzen. Ne hasonlítsa össze a mért eredményt más mérlegeken mért eredménynel, mert a gyártói tűréshatárok miatt az értékek eltérők lehetnek.
- A legnagyobb pontosság és ismételtetés elérése érdekében a mérleget helyezze kemény, vízszintes felületre.
- Naponta mindig ugyanakkor méretkezzen, ruha és lábbeli nélkül. Például kiváló időpont a reggeli méretkezés.
- A mérleg felfele vagy lefele kerekít a legközelebbi értékre. Ha kétszer méretkezik és két különböző értéket kap, az Ön súlya a két érték között van.
- A mérleget nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztítószeret.
- A mérlegbe nem kerülhet víz, mert az károsíthatja az elektronikát.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ:

Amennyiben a mérleg használata során probléma lép fel:

- Ellenőrizze le, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő métegegységet (stone (6,35 kg)/font, kilogramm vagy font) választott-e ki.
- Ellenőrizze, hogy a mérleg egyenes, vízszintes felületen van-e, és nem ér-e hozzá a falhoz.
- Ha a mérleg használata közben nincs kijelzés, cserélje ki az elemeket.
- Kerülje a használatát szőnyeggel borított vagy egyenetlen felületeken.
- Ha különösen száraz a bőre, akkor lehet, hogy nedvesítenie kell a lábát, hogy megkapja a leolvasási értékeket a fém érintkezőkön keresztül. Vagy használhatja fürdés vagy zuhanyozás után is, de előbb mindig szárítsa meg a lábát a csúszásveszély elkerülése érdekében.


HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- NE használja, ha beültetett vagy külső orvostechnikai eszközökkel, például szívritmus-szabályozóval, műtűdóval vagy viselhető elektrokardiográfval rendelkezik.
- NE használja terhes állapotban.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Tartsa a mérleget szárazon és víztől távol. Ne lépjen az üvegre nedves lábbal, mert az csúszásveszélyes.
- NE ugorjon a mérlegre, és ne álljon rá a platform külső szélére, mert az felborulhat.
- NE használja a mérleget, ha az üveg megrepedt vagy eltört.
- NE terhelje túl a mérleget a megadott kapacitáson túl.
- Ez a termék kizárólag személyes megfigyelésre szolgál, és semmilyen egészségügyi állapot kezelésére vagy diagnosztizálására nem használható.


3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garántálja annak anyag- és megmunkálási hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjének, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért. Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékeként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a HoMedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a HoMedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait. A helyi HoMedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg: www.homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

 Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékéltelvezéséből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átvesszik a készüléket a környezetbarát újrafelhasználás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

FIGYELEM

- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje veszélyeztetheti a biztonságot.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, és ne zúzza össze vagy vágja fel mechanikusan, mert ez robbanást okozhat.
- Ne hagyja az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű környezetben, mert ez robbanást vagy éghető folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Ne tegye ki az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak, mert ez robbanást vagy éghető folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

Ez a termék otthoni használatra készült.

TANÁCSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Ez a termék érzékeny elektronikus eszköz, és ezért ideiglenesen befolyásolhatja a közelében használt rádiófrekvenciás eszközök (például mobiltelefonok, adóvevők, CB-rádiók, rádiómodell-vezérlők és bizonyos mikrohullámú sütők stb.). Ezenkívül, az elektrosztatikus interferencia extrém magas szintje a termék átmeneti üzemszavarát okozhatja. Ilyen esetben a normál működés helyreállításához szükség lehet az elem eltávolítására és visszahelyezésére. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval.

VLASTNOSTI VÝROBKU:



1. LED DISPLEJ
2. TLAČÍTKO JEDNOTEK
3. TLAČÍTKO NASTAVENÍ
4. PŘIHRÁDKA NA BATERIE

PŘÍPRAVA VÁHY:

1. Otevřete přihrádku na baterie na dolní straně váhy.
2. Vložte dodané baterie podle značek polarit (+ a -) uvedených uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.
4. Položte váhu na pevný, rovný povrch.
5. Váhu nastavte krátkým stoupenutím na plošinu a následným sestoupením, displej poté ukáže nulu.
6. Je-li na displeji zobrazena nula, vyberte několika stisky jedné z kláves se šipkou jednotku hmotnosti – KG, ST/LB nebo LB – dokud se nezobrazí vámi požadovaná jednotka.

Váha je tím připravena k použití.

Pokud váhu mezi jednotlivými váženími přemístíte, zopakujte před dalším použitím postup nastavení v kroku 5.

NASTAVENÍ VAŠEHO UŽIVATELSKÉHO PROFILU:

Aby váha mohla vypočítat složení vašeho těla, musíte zadat několik základních údajů, které váha uloží do vašeho uživatelského profilu. Váha může pojmout údaje až 9 uživatelů:

1. Váhu aktivujete silným zatlačením na střed její plošiny. Na displeji se zobrazí nula.
2. Stiskněte tlačítko „SET“ (nastavit) a na displeji se zobrazí (blikající) číslo uživatele.
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadované číslo uživatele a stiskněte tlačítko „SET“
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte pohlaví – male (muž) nebo female (žena) – a stiskněte tlačítko „SET“
5. Pomocí kláves se šipkami zadejte svůj věk a stiskněte tlačítko „SET“
6. Pomocí kláves se šipkami zadejte svou výšku a stiskněte tlačítko „SET“
7. Nyní si stoupněte na váhu, abyste se poprvé zvažili a dokončili nastavení uživatele.

POUŽÍVÁNÍ VÁHY:

1. Stoupněte si na váhu a zůstaňte klidně stát.
2. Váha zobrazí údaj o vaší hmotnosti. Váha se nejprve zaměří na vaši hmotnost. Následně bude několik sekund počítat a pak dvakrát postupně zobrazí vaše údaje: hmotnost, % tělesného tuku, % vody v těle, hmotnost kostí, % svalů, BMI a BMR a poté se vypne.

POZNÁMKA: Pokud váha nedokáže určit, který z uživatelů ji právě používá, zobrazí dvě nebo více možností, ze kterých si můžete vybrat. Pomocí tlačítka se šipkou vyberte správné číslo uživatele.

Pro více informací o vašich naměřených hodnotách naskenujte prosím QR kód:



VÝSTRAŽNÉ UKAZATELE:

- Když jsou baterie téměř vybité, zobrazí se na displeji „Lo“.
- Když dojde k překročení hmotnostního limitu, zobrazí se na displeji „Err“.
- Pokud váha nedokáže zjistit hodnotu tělesného tuku, zobrazí se chybová zpráva „Err2“. K takové situaci může dojít, pokud uživatel nemá nastaven uživatelský profil nebo není bosý

RADY K POUŽÍVÁNÍ A PÉČI:

- Vždy se važe na téže váze umístěné na tomtéž podlahovém povrchu. Neporovnávejte hodnoty hmotnosti mezi různými váhami, protože u nich budou kvůli výrobním tolerancím existovat určité rozdíly.
- Umístěním váhy na tvrdou, rovnou podlahu zajistíte nejvyšší přesnost a opakovatelnost vážení.
- Važte se každý den ve stejnou dobu, před jídlem a bez obuvi. Vhodná doba je například hned po ránu.
- Váha zaokrouhluje hodnotu nahoru a dolů na nejbližší desetinné místo. Pokud se zvažíte dvakrát a získáte dvě různé hodnoty, vaše hmotnost leží někde mezi nimi.
- Váhu otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte na ni chemické čisticí prostředky.
- Nedovoľte, aby do váhy natekla voda, protože by to mohlo poškodit elektroniku.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:

Pokud budete mít při používání váhy jakékoli potíže:

- Zkontrolujte, zda byla baterie správně vložena.
- Ověřte si, že jste vybrali kameny/libry, kilogramy nebo libry, tak jak jste chtěli.
- Ověřte si, že váha spočívá na plochem, vodorovném povrchu a nedotýká se zdi.
- Pokud se při použití váhy na displeji vůbec nic nezobrazuje, vyměňte baterie.
- Nepoužívejte váhu na kobercích nebo nerovných površích.
- Nepoužívejte váhu na kobercích nebo nerovných površích.
- Pokud máte obzvláště suchou pokožku, možná si budete muset hydratovat chodidla, aby bylo možné pomocí kovových kontaktů zjistit hodnotu. Případně se zvažte po koupeli nebo sprše, avšak vždy si nejprve osušte nohy, abyste předešli riziku uklouznutí.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud máte voperované nebo externí zdravotnické přístroje, jako jsou kardiostimulátory, umělé plíce nebo nositelné elektrokardiografy.
- **NEPOUŽÍVEJTE** během těhotenství.
- Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
- Váhu udržujte v suchu a mimo dosah vody. Nestoupejte na sklo s mokřými chodidly, abyste předešli riziku uklouznutí.
- **NESKÁKEJTE** na váhu, ani nestůjte na vnějším okraji plošiny, protože by se váha mohla převrátit.
- Váhu **NEPOUŽÍVEJTE**, jestliže je sklo prasklé nebo rozbité.
- **NEPŘETĚŽUJTE** váhu nad její uvedenou kapacitu.
- Tento výrobek je určen pouze pro osobní sledování hmotnosti a neměl by se používat k léčbě nebo diagnostice jakýchkoliv zdravotních stavů.


3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.


Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti HoMedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti HoMedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Nejbližší servisní středisko společnosti HoMedics najdete na webu www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

 Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace produktu recyklujte. Podpořte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

Pokyny k baterii

 Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

UPOZORNĚNÍ

- Výměnou baterie za nesprávný typ můžete potlačit funkci zabezpečení.
- Nevhazujte baterii do ohně či horké trouby, ani ji mechanicky nedrtejte či neřežte, mohlo by dojít k výbuchu.
- Nenechávejte baterii v prostředí s mimořádně vysokou teplotou, neboť by to mohlo vést k výbuchu nebo k úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevystavujte baterii prostředí s mimořádně nízkým tlakem, neboť by to mohlo vést k výbuchu nebo k úniku hořlavé kapaliny či plynu.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Tento výrobek je určen k domácímu použití.

RADA PRO UŽIVATELE

Tento výrobek je citlivým elektronickým přístrojem, který tím pádem může být dočasně ovlivněn používáním rádiových vysílačů v jeho těsné blízkosti (například mobilních telefonů, vysílaček, CB radiostanic, rádiových ovladačů modelů, některých mikrovlnných trub atd.). Dále mohou mimořádně vysoké úrovně elektrostatického rušení způsobit dočasnou poruchu tohoto výrobku. V takovém případě se může ukázat nutným vyjmutí a opětovné osazení baterii, aby se normální činnost obnovila. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého místního zástupce.

FUNKCIE PRODUKTU:



1. DISPLEJ LED
2. TLAČIDLO JEDNOTIEK
3. TLAČIDLO SET (NASTAVENIE)
4. PRIESTOR NA BATÉRIE

PRÍPRAVA VÁHY:

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej časti váhy.
2. Vložte dodané batérie, pričom dodržte polaritu (+ a -) vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.
4. Váhu umiestnite na pevný a rovný povrch.
5. Váhu nastavíte krátkym ťiapačím na plošinu a následným zostúpením, čím umožníte vynulovanie displeja.
6. Keď sa na displeji zobrazuje nula, môžete si zvoliť preferovanú jednotku hmotnosti KG, ST/LB alebo LB tak, že budete stláčať ľubovoľné tlačidlo so šípkou, kým sa na displeji nezobrazí vaša preferovaná jednotka.

Váha je teraz pripravená na použitie.

Ak medzi váženiami presúvate váhu, pred ďalším použitím zopakujte proces nastavenia v kroku 5.

NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU:

Aby váha vypočítala kompozíciu vášho tela, musíte zadať niektoré základné údaje, ktoré váha uloží do vášho používateľského profilu. Váha môže uložiť podrobnosti až pre 9 používateľov:

1. Váhu aktivujte zatlačením na stred plochy. Na displeji sa zobrazí nula.
2. Stlačte tlačidlo „SET“ a zobrazí sa číslo používateľa (blika).
3. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte preferované číslo používateľa a potom stlačte „SET“
4. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte mužské alebo ženské pohlavie a potom stlačte tlačidlo „SET“
5. Pomocou tlačidiel so šípkami zadajte svoj vek a potom stlačte „SET“
6. Pomocou tlačidiel so šípkami zadajte svoju výšku a potom stlačte „SET“
7. Teraz sa postavte na váhu, aby ste sa prvýkrát odvážili a dokončili nastavenie používateľa.

POUŽÍVANIE VÁHY:

1. Postavte sa na váhu a zostaňte stáť.
2. Váha zobrazí vašu váhu. Zobrazí vašu hmotnosť a potom niekoľko sekúnd počíta, než dvakrát prejde cez vaše namerané hodnoty: hmotnosť, percento telesného tuku, percento telesnej vody, hmotnosť kostí, percento svalovej hmoty, BMI a BMR, a potom sa vypne.

POZNÁMKA: Ak si váha nie je istá, ktorý používateľ ste, zobrazí dve alebo viac možností, z ktorých si môžete vybrať. Na výber správneho čísla používateľa jednoducho použite tlačidlo so šípkou.

Pre viac informácií o vašich údajoch naskenujte QR kód:



INDIKÁTORY PRI UPOZORNENÍ:

- Keď sú batérie vybité, zobrazí sa „Lo“.
- Po prekročení hmotnostného limitu sa zobrazí „Err“.
- „Err2“ sa zobrazí, ak váha nedokáže zmerať telesný tuk. Môže sa to stať, keď ste si nenastavili používateľský profil alebo keď na váhe nestojíte naboso

RADY PRI POUŽITÍ A ÚDRŽBE:

- Svoju hmotnosť merajte na rovnakej váhe a na rovnakom povrchu. Neporovnávajte hodnoty namerané na rozličných váhach. Určité rozdielnosti sú možné kvôli odchýlke pri výrobe.
- Pri umiestnení váhy na tvrdý a rovný povrch dosiahnete najvyššiu presnosť a opakovateľnosť.
- Svoju hmotnosť si merajte vždy v rovnakom čase, pred jedlom a naboso. Najvhodnejší čas je hneď ráno.
- Váha zaokrúhľuje hore alebo dolu k najbližšej prírastku. Ak sa odvážite dvakrát za sebou s dostanete dve rôzne hodnoty, vaša reálna hmotnosť je hodnota, ktorá je medzi týmito dvoma hodnotami.
- Váhu čistite vlhkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie.
- Dbajte na to, aby váha nezvlhla, voda môže poškodiť elektronické časti.

POSTUP PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV:

Ak máte problémy s použitím váhy:

- Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.
- Skontrolujte, či ste zvolili hmotnostnú jednotku kamene/libry, kilogramy alebo libry.
- Skontrolujte, či je váha položená na rovnom povrchu a či sa nedotýka steny.
- Ak sa pri používaní váhy vôbec nezobrazuje displej, vymeňte batérie.
- Vyhnite sa používaniu na kobercoch alebo nerovných povrchoch.
- Ak máte obzvlášť suchú pokožku, možno si budete musieť navlhčiť chodidlá, aby ste získali namerané hodnoty cez kovové kontakty. Prípadne váhu použite po kúpeľi alebo sprche, ale vždy si najprv vysušte chodidlá, aby ste predišli riziku pošmyknutia.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- **NEPOUŽÍVAJTE**, ak máte implantované alebo externé zdravotnícke pomôcky, ako je kardiostimulátor, umelé pľúca alebo prenosný elektrokardiograf.
- **NEPOUŽÍVAJTE** počas tehotenstva.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Váhu udržiavajte v suchu a mimo dosahu vody. Nestúpajte na sklo mokрыmi nohami, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- **NEŠKÁČTE** na váhu alebo nestojte na vonkajšom okraji plošiny, pretože by sa mohla prevrátiť.
- **NEPOUŽÍVAJTE** váhu, ak je sklo prasknuté alebo zlomené.
- **NEPREŤAŽUJTE** váhu nad uvedenú kapacitu.
- Tento produkt je určený len na osobné sledovanie hmotnosti a nemá by sa používať na liečbu alebo diagnostiku akýchkoľvek zdravotných problémov.

3 ROČNÁ ZÁRUKA


Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmkoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôbenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti HoMedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti HoMedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.


Lokálne servisné stredisko HoMedics nájdete na stránke

www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

 Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odnesie do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajcu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Pokyny ohľadne batérie

 Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

UPOZORNENIE

- Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť bezpečnostné opatrenie.
- Nehádzte batérie do ohňa alebo horúcej rúry a nepremačkávajte ani nerezte ju mechanicky, pretože to môže spôsobiť explóziu.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu.
- Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, pretože to môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Tento výrobok je určený na domáce použitie.

RADY PRE POUŽÍVATEĽA

Tento výrobok je citlivý elektronický prístroj a ako taký môže byť dočasne ovplyvnený zariadeniami na rádiový prenos používanými v tesnej blízkosti (ako sú mobilné telefóny, reproduktory Walkie Talkies, CB rádiá, rádiové ovládače modelov a niektoré mikrovlnné rúry atď.) Navyše extrémna úroveň elektrostatického rušenia môže spôsobiť dočasnú poruchu tohto výrobku. V takomto prípade môže byť potrebné vybrať a znova vložiť batériu, aby sa obnovila normálna prevádzka. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho miestneho zástupcu.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:



1. LED EKRAN
2. BİRİM DÜĞMESİ
3. AYAR DÜĞMESİ
4. PİL BÖLMESİ

TARTININ HAZIRLANMASI:

1. Tartının alt tarafındaki pil bölümünü açın.
2. Tedarik edilen pilleri pil bölümünün içindeki kutup işaretlerine (+ ve -) göre yerleştirin.
3. Pil bölümünü kapatın.
4. Baskülü, düz, sert bir zemin üzerine koyun.
5. Baskülü platforma hafifçe ağırlık vererek ve ardından ağırlığı çekerek, ekranı sıfırlayarak ayarlayın.
6. Ekranda sıfır değeri görüntülenirken, tercih ettiğiniz birim ekranda görüntülenene kadar ok tuşlarından birine basarak KG, ST/LB veya LB ağırlık birimlerinden birini seçin.

Artık baskülünüz kullanıma hazırdır.

Baskülü tartımlar arasında hareket ettirseniz, bir sonraki kullanım öncesinde 5. adımdaki kurulum işlemini tekrarlayın.

KULLANICI PROFİLİNİZİ AYARLAMA:

Baskülün vücut kompozisyonunuzu hesaplayabilmesi için baskülün kullanıcı profilinizde saklayacağı bazı temel bilgileri girmeniz gerekir. Baskül, en fazla 4 kullanıcının bilgilerini saklayabilir:

1. Platformun ortasına sıkıca bastırarak baskülü etkinleştirin. Ekranda sıfır değeri görüntülenecektir.
2. "AYAR" düğmesine basın, kullanıcı numarası görüntülenecektir (yanıp söner).
3. Tercih ettiğiniz kullanıcı numarasını seçmek için ok tuşlarını kullanın, ardından "AYAR" düğmesine basın
4. Erkek veya kadın seçimini yapmak için ok tuşlarını kullanın, ardından "AYAR" düğmesine basın
5. Yaşınızı girmek için ok tuşlarını kullanın, ardından "AYAR" düğmesine basın
6. Boyunuzu girmek için ok tuşlarını kullanın, ardından "AYAR" düğmesine basın
7. Şimdi ilk kez tartılmak ve kullanıcı kurulumunu tamamlamak için basküle çıkın.

BASKÜLÜNÜZÜN KULLANIMI:

1. Baskülün üzerine çıkın ve hareketsiz durun.
2. Baskülün kilonuzu gösterecektir. Kilonuza kilitlenecek ve birkaç saniye boyunca hesaplama yapacaktır. Ardından kilo, vücut yağ oranı (%), vücut su oranı (%), kemik kütlesi, kas oranı (%), vücut kitle indeksi (BMI) ve bazal metabolizma hızı (BMR) değerlerinizi iki kez gösterdikten sonra kapanacaktır.

NOT: Baskül hangi kullanıcı olduğunuzdan emin değilseniz aralarından seçim yapabileceğiniz iki veya daha fazla profil seçeneği gösterecektir. Doğru kullanıcı numarasını seçmek için ok tuşlarını kullanmanız yeterlidir.

Okumalarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen QR kodunu tarayın:



UYARI GÖSTERGELERİ:

- Pil seviyesi düşüklüğe 'Lo' uyarısı belirir
- Ağırlık sınırı aşırsa 'Err' uyarısı belirir
- Baskül bir vücut yağ ölçümü yapamazsa "Err2" yazısı görüntülenir. Bu durum, bir kullanıcı profili ayarlamadıysanız veya basküle çıplak ayakla çıkmadıysanız yaşanabilir

KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ:

- Her zaman aynı zemine yerleştirilen aynı tartıda tartılın. Üretim toleranslarından dolayı farklılıklar meydana gelebileceğinden, farklı tartılar ile gerçekleştirilen tartım işlemlerini karşılaştırmayın.
- Terazinin sert ve düz bir zeminde kullanılması en yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirliği sağlar.
- Her gün aynı saatte yemek yemeden önce ve çıplak ayakla tartılın. Sabah kalkar kalkmaz tartılmak iyi bir tercihtir.
- Ağırlığınız en yakın değere yukarı veya aşağı yuvarlanır. İki tartımda iki farklı değer elde ederseniz, ağırlığınız bu iki değer arasında olacaktır.
- Tartınızı nemli bir bez ile temizleyin. Kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- Elektronik aksamla zarar verebileceğinden, terazinizin suyla dolmasına izin vermeyin.

SORUN GİDERME KILAVUZU:

Tartınızı kullanırken herhangi bir zorluk yaşarsanız:

- Pilin doğru takıldığından emin olun.
- Stone/libre, kilogram veya libre tercihlerinden birini seçtiğinizi kontrol edin.
- Tartımın düz, eşit seviyeli bir zeminde olduğunu ve duvara değmediğini kontrol edin.
- Tartıyı kullanırken ekranda görüntü yoksa pilleri değiştirin.
- Halı üzerinde veya düz olmayan yüzeylerde kullanmayın.
- Halı üzerinde veya düz olmayan yüzeylerde kullanmayın.
- Cildiniz aşırı kuruyorsa metal temas yüzeylerinden okuma elde edebilmek için ayajınızı nemlendirmeniz gerekebilir. Ya da banyo veya duş sonrası kullanabilirsiniz, ancak kayma riskini önlemek için öncelikle ayaklarınızı kurulaın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. BU TALİMATLARI İLERİDE REFERANS OLARAK KULLANMAK İÇİN SAKLAYIN.


- İmplantınız varsa veya kalp pili, yapay akciğer veya giyilebilir elektrokardiyograf gibi harici tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ürünü KULLANMAYIN.
- Hamileyseniz KULLANMAYIN.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Tartıyı kuru yerde ve sudan uzak tutun. Kayma riski olduğundan cama ıslak ayakla basmayın.
- Tartının üzerine atlamayın veya platformun dış kenarına basmayın, bu platformun devrilmesine neden olabilir.
- Cam çatlak veya kırıkta tartıyı KULLANMAYIN.
- Tartıyı belirtilen kapasitenin üzerindeki yükler için kullanmayın.
- Bu ürün sadece kişisel takip için tasarlanmış olup, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın tedavisi veya teşhisi için kullanılmamalıdır.

3 YIL GARANTİ


FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisini yalnız kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve değiştirilmesi durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede değiştirilmesini için değişiklik veya uyarılama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantisinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.

Ürünüyle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece HoMedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. HoMedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez. Yerel HoMedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE açıklaması

 Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Pil direktifi

 Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. Lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

DİKKAT

- Pil değiştirilirken yanlış pil tipi kullanılması güvenlik önlemlerini devre dışı bırakabilir.
- Pili ateşe ya da sıcak fırına atmayın, mekanik olarak ezmeyin veya kesmeyin, aksi halde patlama meydana gelebilir;
- Pili aşırı sıcak bir ortamda bırakmayın, aksi halde patlamalar veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir
- Pili aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmayın, aksi halde patlamalar veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir

ELEKTROMANYETİK UYGUNLUK

Bu ürün ev içi kullanım içindir.

KULLANIM ÖNERİLERİ

Bu ürün hassas bir elektronik cihaz olduğundan, yakında kullanılan Radyo Verici Cihazlardan (Cep Telefonları, Walkie Talkie'ler, CB Radyolar, Radyo Model Kontrolörleri ve bazı Mikrodalga Fırınlar vb.) geçici olarak etkilenebilirler. Ayrıca, aşırı düzeyde Elektrostatik Girişim bu ürünün geçici olarak arızalanmasına neden olabilir. Bu tür bir durumda, yeniden normal çalışmanın sağlanması için pilin çıkarılıp yeniden takılması gerekebilir. Sorun devam ederse, yerel bayinizle irtibat kurun.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:



1. ΟΘΟΝΗ LED
2. ΚΟΥΜΠΙ ΜΟΝΑΔΩΝ
3. ΠΛΗΚΤΡΟ SET
4. ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ:

1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.
2. Εισαγάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες τερμώντας τα σύμβολα πολικότητας (+ και -) μέσα στη θήκη των μπαταριών.
3. Κλείστε το χώρο μπαταριών.
4. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
5. Ρυθμίστε τη ζυγαριά ανεβαίνοντας στιγμιαία και μετά κατεβαίνοντας από αυτήν, επιτρέποντας στην οθόνη να μηδενίσει.
6. Με την οθόνη να δείχνει μηδέν, επιλέξτε τις μονάδες βάρους KG, ST/LB ή LB πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους μέχρι να εμφανιστούν οι μονάδες που προτιμάτε.

Η ζυγαριά σας είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Εάν μετακινήσετε τη ζυγαριά μεταξύ των ζυγίσεων, επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 5 πριν από την επόμενη χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ:

Για να υπολογίσει η ζυγαριά τη σύνθεση του σώματός σας, χρειάζεται να εισάγετε μερικές βασικές λεπτομέρειες τις οποίες θα αποθηκεύσει η ζυγαριά στο προφίλ χρήστη σας. Η ζυγαριά μπορεί να αποθηκεύσει λεπτομέρειες για έως και 9 χρήστες:

1. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά πατώντας σταθερά στο κέντρο της πλατφόρμας. Η οθόνη θα δείξει μηδέν.
2. Πατήστε το πλήκτρο «SET» και ο αριθμός χρήστη θα εμφανιστεί στην οθόνη (αναβοσβήνοντας).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό χρήστη που προτιμάτε και μετά πατήστε «SET».
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε αρσενικό ή θηλυκό και μετά πατήστε «SET».
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να εισάγετε την ηλικία σας και μετά πατήστε «SET».
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να εισάγετε το ύψος σας και μετά πατήστε «SET».
7. Τώρα πατήστε πάνω στη ζυγαριά για να ζυγιστείτε για πρώτη φορά και για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του χρήστη.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΣΑΣ:

1. Πατήστε πάνω στη ζυγαριά και μείνετε ακίνητος/η.
2. Η ζυγαριά θα δείξει την ένδειξη του βάρους σας. Θα κλειδώσει στην ένδειξη βάρους σας και μετά θα υπολογίσει για μερικά δευτερόλεπτα πριν ταξινομήσει δύο φορές τις ενδείξεις βάρους, % σωματικού λίπους, % νερού σώματος, οστικής μάζας, % μυϊκής μάζας, BMI και BMR πριν σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ζυγαριά δεν είναι σίγουρη ποιος χρήστης είστε, θα εμφανίσει στην οθόνη δύο ή περισσότερες επιλογές για να επιλέξετε. Απλά χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε τον σωστό αριθμό χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις σας, σαρώστε τον κωδικό QR:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Η ένδειξη «Lo» εμφανίζεται όταν οι μπαταρίες είναι χαμηλές
- Η ένδειξη «Err» εμφανίζεται όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου βάρους
- Το μήνυμα «Err2» εμφανίζεται στην οθόνη εάν η ζυγαριά δεν μπορεί να λάβει ένδειξη λίπους σώματος. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν έχετε ρυθμίσει προφίλ χρήστη ή δεν είστε ζυγολήτης/η

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Πάντα να ζυγίζεστε στην ίδια ζυγαριά, η οποία είναι τοποθετημένη στην ίδια επιφάνεια δαπέδου. Μην συγκρίνετε μετρήσεις βάρους μιας ζυγαριάς με μιας άλλης, οι οποίες θα διαφέρουν λόγω κατασκευαστικών ανοχών.
- Αν τοποθετήσετε τη ζυγαριά σας σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο, εξασφαλίστε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων.
- Να ζυγίζεστε την ίδια ώρα κάθε μέρα, πριν γευματίσετε και χωρίς να φοράτε παπούτσια. Μια καλή ώρα είναι πολύ νωρίς το πρωί.
- Η ζυγαριά σας κάνει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, στην πλησιέστερη ένδειξη. Αν ζυγιστείτε δύο φορές και οι μετρήσεις διαφέρουν, το βάρος σας βρίσκεται μεταξύ των δύο μετρήσεων.

- Καθαρίζετε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
- Μην αφήνετε τη ζυγαριά να κορεστεί με νερό, αφού έτσι θα καταστραφούν τα ηλεκτρονικά της κυκλώματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη χρήση της ζυγαριάς σας:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει όποια μονάδα μέτρησης προτιμάτε, μεταξύ στατήρων (st), χιλιόγραμμων (kg) ή λιβρών (lb).
- Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά βρίσκεται σε επίπεδο και ίσιο δάπεδο και ότι δεν ακουμπά σε τοίχο.
- Εάν κατά τη χρήση της ζυγαριάς δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην οθόνη, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Αποφύγετε τη χρήση σε χαλί ή ανώμαλες επιφάνειες.
- Εάν έχετε ιδιαίτερα ξηρό δέρμα, μπορεί να χρειαστεί να ενυδατώσετε τα πόδια σας για να λάβετε ένδειξη από τις μεταλλικές επαφές. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη μετά από μάνιο ή ντους, αλλά πάντα στεγνώνετε πρώτα τα πόδια σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ολίσθησης.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε εάν έχετε εμφυτευμένες ή εξωτερικές ιατρικές συσκευές, όπως καρδιακό βηματοδότη, τεχνητό πνεύμονα ή φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο.
- ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε τη ζυγαριά στεγνή και μακριά από νερό. Μην πατάτε πάνω στη γυάλινη επιφάνεια με βρεγμένα πόδια, καθώς αυτό αποτελεί κίνδυνο ολίσθησης.
- ΜΗΝ πηδάτε στη ζυγαριά και μη στέκεστε στο εξωτερικό άκρο του πλατό, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ανατροπή της.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά αν η γυάλινη επιφάνεια φαίνεται ραγισμένη ή σπασμένη.
- Ν υπερφορτώνετε τη ζυγαριά πέρα από την αναφερόμενη χωρητικότητά της.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική παρακολούθηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ή τη διάγνωση οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης.


ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

Η FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μετρήσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανονών τύπου για περιστασιακές, θητικές ή αποθετικές ζημιές. Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της HoMedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιοδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της HoMedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα. Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της HoMedics, μεταβείτε στη διεύθυνση www.homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

 Αυτή η σύμσηση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημία στο περιβάλλον  ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Οδηγία για τις μπαταρίες

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να ακυρώσει την προστασία.
- Μην απορρίπτετε μια μπαταρία στη φωτιά ή σε ένα ζεστό φούρνο, μην τη συνθλίβετε ή την κόβετε μηχανικά, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτό το προϊόν είναι ένα ευαίσθητο ηλεκτρονικό όργανο και μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά από συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται κοντά σε αυτό (όπως κινητά τηλέφωνα, ασύρματα πομποδέκτες, ασύρματα συστήματα CB, τηλεχειριστήρια μοντέλων ραδιοκυμάτων, ορισμένους φούρνους μικροκυμάτων, κ.λπ.) Επιπλέον, τα ακραία επίπεδα ηλεκτροστατικών παρεμβολών μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε και να σπανοποθετήσετε την μπαταρία για να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-SCLBC145BK3R-0425-01

