

Homedics

Shiatsu Air Pro Foot Massager




Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

FMS-350H-EU

PRODUCT FEATURES



- A / ROTATING MESSAGE NODES** - For tired soles and arches
- B / POWER BUTTON** - For Activates massage and heat functions
- C / AIR INTENSITY BUTTON** - Choose low, medium, or high compression intensity
- D / MODE BUTTON** - Activates air only, knead only, or a combination of both
- E / KNEAD INTENSITY BUTTON** - Choose low, medium, or high kneading intensity
- F / HEAT BUTTON** - Soothes tired soles and arches

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Plug into a 220-240V outlet.
2. It is highly recommended that you wear socks while using this foot massager. Do not use the unit with shoes.
3. Place massager on the floor in front of your chair or seat and place feet in massager.
4. To activate massage, press the **POWER button** once. The button will illuminate white to confirm your selection. The unit will start with both air and knead at low intensity.
5. To switch the unit off, press the **POWER button** once.

Air Intensity Button

1. Pressing the **AIR INTENSITY** button will allow you to adjust the intensity of the air pressure, how firmly it squeezes your feet.
2. Press **MODE** button until **AIR INTENSITY** button is illuminated.
3. When first turned on, **AIR INTENSITY** will begin in the lowest setting with the button illuminated dull blue.
4. Pressing the button again will change the foot pressure to medium, indicated by a brighter blue.
5. Pressing the button a third time will change the pressure to high, indicated by the brightest blue.
6. Pressing the button once more will return the pressure to its lowest setting.

Mode Button

1. Pressing the **MODE** button starts the unit with both air and knead in low intensity. Both sides of the button will be illuminated.
2. Pressing the button again will change the unit to air only. The left side of the **MODE** button will illuminate blue.
3. Pressing the button a third time will change the unit to knead only. The right side of the **MODE** button will illuminate green.
4. Pressing the button once more will return the unit to air and knead. **AIR INTENSITY**, **MODE**, and **KNEAD INTENSITY** buttons will all be illuminated.

Knead Intensity Button

1. Pressing the **KNEAD INTENSITY** button will allow you to adjust the intensity of the massaging mechanism.
2. Press **MODE** button until the **KNEAD INTENSITY** button is illuminated.
3. When first turned on, **KNEAD INTENSITY** will begin in the lowest setting with button illuminated dull green.
4. Pressing the button again will change the massage intensity to medium, indicated by a brighter green.
5. Pressing the button a third time will change the intensity to high, indicated by the brightest green.
6. Pressing the button once more will return the intensity to its lowest setting.

Heat Button

1. To activate soothing heat, first select **AIR** or **KNEAD**. Then simply press the **HEAT** button and it will illuminate red.
 2. To turn heat off, press the button again and the red light will turn off.
- NOTE:** For your safety, heat cannot be turned on unless air and/or knead program is selected.

NOTE:

- DO NOT attempt to stand on this Foot Massager. Use only while seated.
- DO NOT use the massage or heat functions continuously for more than 15 minutes.
- There is a 15 minute auto shut-off on this appliance for your safety. This feature should not be considered as a substitute for 'OFF'. Always remember to switch the appliance off when not in use.

MAINTENANCE:

Cleaning

- Unplug the appliance and allow to cool before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Never allow water or any other liquids to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins or other metallic fasteners into the appliance.

Storage

Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. To avoid breakage, DO NOT wrap the power cord around the appliance. DO NOT hang the unit by the cord.

- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.
- This product requires a 100-240V AC power.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed by authorised HoMedics service personnel only.
- Never block the air openings of the appliance. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massage mechanism or any other moving parts of the product at all times.

- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional appliance, designed for personal use and intended to provide a soothing massage to worn muscles. **DO NOT** use as a substitute for medical attention.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- **DO NOT** use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. **DO NOT** use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should **NEVER** be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- **NEVER** use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- **DO NOT** use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Only gentle force should be exerted against the massage mechanism in order to eliminate risk of injury.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.


For your local HoMedics Service Centre, go to
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FONCTIONS DU PRODUIT



A / PICOTS DE MASSAGE ROTATIFS - Soulage la voûte plantaire

B / BOUTON D'ALIMENTATION « POWER » - Active les fonctions de massage et de chaleur

C / BOUTON « AIR INTENSITY » - Pour choisir entre une intensité de compression de l'air faible, moyen ou élevée

D / BOUTON « MODE » - Active la fonction de compression de l'air uniquement, ou de pétrissage uniquement ou les deux fonctions

E / BOUTON « KNEAD INTENSITY » - Pour choisir entre une intensité de pétrissage faible, moyenne ou élevée

F / BOUTON « HEAT » - Soulage la voûte plantaire

MODE D'EMPLOI :

1. Brancher dans une prise de courant 220-240 V.
2. Il est fortement recommandé de porter des chaussettes lors de l'utilisation du masseur de pieds. Ne pas porter de chaussures lors de l'utilisation de l'appareil.
3. Placer le masseur au sol devant votre siège ou votre chaise et introduire les pieds dans l'appareil.
4. Pour activer le massage, appuyer une fois sur le bouton d'alimentation « POWER » . Le bouton s'allumera en blanc pour confirmer votre choix. L'appareil démarrera en intensité faible pour la compression de l'air et la fonction de pétrissage.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyer une fois sur le bouton d'alimentation « POWER » .

Bouton « Air Intensity »

1. Appuyer sur le bouton « AIR INTENSITY » pour régler l'intensité de la compression de l'air qui détermine le niveau de compression des pieds.
2. Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que le bouton « AIR INTENSITY » s'allume.
3. La fonction « AIR INTENSITY » démarre en intensité faible, le bouton s'allume en bleu obscur.
4. Appuyer sur le bouton une seconde fois pour passer en intensité moyenne, le voyant sera bleu vif.
5. Appuyer sur le bouton une troisième fois pour passer en intensité élevée, le voyant sera bleu très lumineux.
6. Appuyer sur le bouton une quatrième fois pour revenir en intensité faible.

Bouton « Mode »

1. Appuyer sur le bouton « MODE » pour démarrer l'appareil avec l'intensité faible pour la compression de l'air et la fonction de pétrissage. Les deux parties du bouton seront allumées.
2. Appuyer sur le bouton à nouveau pour passer en mode de compression de l'air uniquement. La partie gauche du bouton « MODE » s'allumera en bleu.
3. Appuyer sur le bouton une troisième fois pour passer en mode pétrissage uniquement. La partie droite du bouton « MODE » s'allumera en vert.

4. Appuyer sur le bouton une quatrième fois pour revenir en fonction combinée compression de l'air et pétrissage. Les boutons « AIR INTENSITY », « MODE » et « KNEAD INTENSITY » seront tous allumés.

Bouton « Knead Intensity »

1. Appuyer sur le bouton « KNEAD INTENSITY » pour régler l'intensité du mécanisme de massage.
2. Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que le bouton « KNEAD INTENSITY » s'allume.
3. La fonction « KNEAD INTENSITY » démarre en intensité faible, le bouton s'allume en vert obscur.
4. Appuyer sur le bouton une seconde fois pour passer en intensité moyenne, le voyant sera vert vif.
5. Appuyer sur le bouton une troisième fois pour passer en intensité élevée, le voyant sera vert très lumineux.
6. Appuyer sur le bouton une quatrième fois pour revenir en intensité faible.

Bouton « Heat »

1. Pour activer la fonction de chaleur, sélectionner tout d'abord « AIR INTENSITY » ou « KNEAD INTENSITY ». Puis, il suffit d'appuyer sur le bouton « HEAT » qui s'allumera en rouge.
2. Pour désélectionner, appuyer simplement à nouveau sur le bouton et le voyant rouge s'éteindra.

REMARQUE : Pour votre sécurité, le mode chaleur ne peut pas être activé si les fonctions de compression de l'air et/ou de pétrissage ne sont pas sélectionnées.

REMARQUE :

- NE PAS essayer de tenir en position debout lors de l'utilisation du Masseur de pieds. Utiliser uniquement en position assise.
- NE PAS utiliser les fonctions de massage ou de chaleur pendant plus de 15 minutes consécutives.
- Pour votre sécurité, cet appareil s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes. Cette fonction ne doit pas remplacer la mise hors tension à l'aide du bouton d'alimentation « Power ». Toujours penser à éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN :

Nettoyage

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Utiliser uniquement une éponge souple légèrement humidifiée pour le nettoyage.
- Ne jamais mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas le nettoyer en l'immergeant dans un liquide.
- Ne jamais utiliser de brosses, produits abrasifs, lustrant pour vitre/mobilier, décapant peinture, etc. pour le nettoyage.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- **TOUJOURS** débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur « OFF », puis débrancher le câble d'alimentation.
- **NE JAMAIS** laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentée, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques qu'elle implique. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- **NE PAS** toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper

Rangement

Ranger l'appareil dans son carton d'emballage ou dans un endroit frais, sec et sûr. **NE PAS** enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour éviter tout dégât. **NE PAS** le suspendre par le fil électrique.

le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – **NE PAS** le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.

- Ne **JAMAIS** insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. **NE PAS** utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne **JAMAIS** mettre en marche l'appareil en cas de cordon ou de connecteur endommagé, en cas de fonctionnement incorrect, en cas de chute ou de détérioration ou de chute dans l'eau. Le renvoyer au Service après-vente de HoMedics, qui se chargera du diagnostic et de la réparation.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- **NE PAS** utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- **NE PAS** faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- **NE PAS** tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- **NE PAS** utiliser à l'extérieur.
- **NE PAS** écraser. Éviter les plis aigus.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation 100-240VAC.


- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- S'assurer que les cheveux, vêtements et bijoux sont tenus à l'écart du mécanisme de massage et de toute autre pièce mobile du produit à tout moment.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ceci n'est pas un matériel professionnel, il est conçu uniquement pour un usage personnel et fournir un massage léger afin de relâcher les tensions. NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Seule une légère force doit être exercée contre le mécanisme de massage afin d'éliminer tout risque de blessure.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



A / ROTIERENDE MASSAGENOPPEN - Für müde Fußsohlen und Bögen

B / AUS-/AUS-TASTE (POWER) - Aktiviert die Massage- und Wärmefunktionen

C / TASTE FÜR DIE LUFTINTENSITÄT (AIR INTENSITY) - Wählen Sie niedrige, mittlere oder hohe Kompressionsintensität

D / MODUSTASTE (MODE) - Aktiviert nur die Luft-, oder Knetmassage oder eine Kombination von beidem

E / TASTE FÜR DIE INTENSITÄT DER KNETMASSAGE (KNEAD INTENSITY) - Wählen Sie niedrige, mittlere oder hohe Intensität für die Knetmassage

F / WÄRME-TASTE (HEAT) - Wohltuend für Fußsohlen und Bögen

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Stecken Sie den Stecker in eine 220-240 VAC-Steckdose.
2. Es ist sehr empfehlenswert, bei der Verwendung des Fußmassagegeräts Socken zu tragen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit Schuhen.
3. Stellen Sie das Massagegerät auf den Boden vor Ihrem Stuhl oder Sitz und legen Sie Ihre Füße hinein.
4. Um die Massage zu aktivieren, drücken Sie den NETZSCHALTER (POWER) einmal herunter. Die Taste leuchtet weiß auf, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Gerät startet mit der Luft- und Knetmassage bei geringer Intensität.
5. Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie den NETZSCHALTER einmal herunter.

Taste für die Luftintensität (Air Intensity)

1. Mit der Taste für die LUFTINTENSITÄT können Sie die Intensität des Luftdrucks einstellen und damit bestimmen, wie fest Ihre Füße gedrückt werden.
2. Drücken Sie die MODUS-Taste herunter, bis die Taste für die LUFTINTENSITÄT aufleuchtet.
3. Sobald diese das erste Mal ausgelöst wird, beginnt die LUFTINTENSITÄT mit der niedrigsten Einstellung und die Taste leuchtet dunkelblau auf.
4. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ändert sich der Luftdruck auf dem Fuß auf mittlere Stärke, was durch ein helleres Blau angezeigt wird.
5. Wird die Taste ein drittes Mal heruntergedrückt, ändert sich der Luftdruck auf hoch, was durch ein sehr helles Blau angezeigt wird.
6. Wird die Taste ein weiteres Mal heruntergedrückt, ändert sich der Druck auf die niedrigste Einstellung.

Modustaste (Mode)

1. Durch Drücken der MODUS-Taste startet das Gerät im Luft- und Knetmodus bei geringer Intensität. Beide Seiten der Taste leuchten auf.
2. Durch erneutes Betätigen der Taste ändert sich das Gerät auf nur Luftdruck. Die linke Seite der MODUS-Taste leuchtet blau auf.
3. Wird die Taste ein drittes Mal betätigt, wechselt das Gerät auf nur kneten. Die rechte Seite der MODUS-Taste leuchtet grün.

4. Durch erneutes Betätigen der Taste kehrt das Gerät in den Luft- und Knetmodus zurück. LUFTINTENSITÄT, MODUS UND KNETINTENSITÄT-Tasten leuchten alle auf.

Taste für die Intensität der Knetmassage (Knead Intensity)

1. Durch Betätigen der Taste für die KNETINTENSITÄT können Sie die Intensität der Massagevorrichtung einstellen.
2. Drücken Sie die MODUS-Taste herunter, bis die Taste für die KNETINTENSITÄT aufleuchtet.
3. Sobald diese das erste Mal ausgelöst wird, beginnt die KNETINTENSITÄT mit der niedrigsten Einstellung und die Taste leuchtet dunkelblau auf.
4. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ändert sich die Massageintensität auf Medium, was durch ein helleres Grün angezeigt wird.
5. Wenn die Taste ein drittes Mal betätigt wird, ändert sich die Intensität auf hoch, was durch ein sehr helles Grün angezeigt wird.
6. Wenn die Taste noch einmal gedrückt wird, kehrt die Intensität auf die geringste Einstellung zurück.

Wärme-Taste (Heat)

1. Um wohltuende Wärme zu aktivieren, wählen Sie zunächst LUFT oder KNETEN. Dann drücken Sie einfach die WÄRME-Taste, die daraufhin rot aufleuchtet.
2. Um die Wärme zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut und die rote Anzeige erlischt.

HINWEIS: Zu Ihrer Sicherheit kann die Wärme nicht eingeschaltet werden, bevor das Luft- und/oder Knetprogramm ausgewählt wurde.

HINWEIS:

- Versuchen Sie NICHT, auf dem Fußmassagegerät zu stehen. Verwenden Sie das Gerät nur im Sitzen.
- Verwenden Sie die Massage- oder Wärmefunktion NICHT länger als 15 Minuten am Stück.
- Zu Ihrer Sicherheit schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch aus. Diese Funktion sollte jedoch nicht als Ersatz für das „AUSSCHALTEN“ betrachtet werden. Denken Sie immer daran, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht gebraucht wird.

WARTUNG :

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Säubern Sie es nur mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm.

- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Tauchen Sie es zum Reinigen in keine Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Bürsten, Glasreiniger/Möbelpolitur, Verdünnung o.ä.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung **IMMER** aus der Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie alle Bedienelemente auf „OFF“ (Aus) und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät **AUF KEINEN FALL** unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Aufbewahrung

Setzen Sie das Gerät in seinen Karton und bewahren Sie es sicher, trocken und kühl auf. Zur Vermeidung von Bruchstellen wickeln Sie das Netzkabel **NICHT** um das Gerät herum. Hängen Sie das Gerät **NICHT** am Kabel auf.

- Greifen Sie **NICHT** nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trocken halten – **NICHT** unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie **NIEMALS** Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie **KEINE** Aufsätze, die nicht von HoMedics empfohlen wurden.
- Dieses Gerät darf auf **KEINEN** Fall benutzt werden, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von HoMedics in Ihrer Nähe.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT** an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Tragen Sie das Gerät **NICHT** am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel **NICHT** als Griff.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- NICHT zusammendrücken. Nicht zu stark falten.
- Dieses Produkt benötigt 100-240V Wechselstrom.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von HoMedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung und Schmuck sich jederzeit außerhalb des Massage-Mechanismus oder anderen beweglichen Teilen des Gerätes befinden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dies ist ein Gerät für den ausschließlichen Haushaltsgebrauch, um eine wohltuende Massage für verspannte Muskeln zu erhalten. Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Auf den Massage-Mechanismus sollte nur leichter Druck ausgeübt werden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.

Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:

Telefon: 0049 (0) 69 5170 9480

E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt.

Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.

Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

 Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.


Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



A / CUSCINETTI MASSAGGIANTI ROTANTI - Per piante dei piedi affaticate

B / PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (POWER)  - Attiva le funzioni di massaggio e termomassaggio



C / PULSANTE INTENSITÀ DI MASSAGGIO AD ARIA (AIR INTENSITY)  - È possibile scegliere l'intensità della compressione tra bassa, media o alta

D / PULSANTE SELEZIONE MODALITÀ (MODE)  - Attiva la modalità di solo massaggio ad aria, solo massaggio impastante o una combinazione di entrambi

E / PULSANTE INTENSITÀ DI MASSAGGIO IMPASTANTE (KNEAD INTENSITY)  - È possibile scegliere l'intensità del massaggio impastante tra bassa, media o alta

F / PULSANTE FUNZIONE TERMICA (HEAT)  - Dona sollievo alle piante dei piedi stanche

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Collegare a una presa da 220-240 V.
2. Si raccomanda caldamente di indossare le calze quando si utilizza questo massaggiatore plantare. Non utilizzare l'apparecchio con le scarpe.
3. Collocare l'unità sul pavimento di fronte a una sedia o una seduta e infilare i piedi nel massaggiatore.
4. Per attivare il massaggio, premere una volta il tasto POWER . Il tasto si accende di bianco per confermare la selezione. L'unità attiva il massaggio sia ad aria che impastante a intensità bassa.
5. Per spegnere l'unità, premere nuovamente il pulsante POWER .

Pulsante intensità di massaggio ad aria (Air Intensity)

1. Premendo il tasto AIR INTENSITY è possibile regolare l'intensità della pressione dell'aria, ossia la pressione che comprime i piedi durante il massaggio.
2. Premere il tasto MODE fino a quando il tasto AIR INTENSITY non si accende.
3. Una volta acceso, AIR INTENSITY inizia nell'impostazione più bassa con il tasto illuminato di un blu tenue.
4. Premendo nuovamente il tasto, la pressione sui piedi cambia e passa all'intensità media, indicata da un blu più acceso.
5. Premendo il tasto una terza volta, la pressione passa all'intensità alta, indicata da un blu ancora più intenso.
6. Premendo il tasto ancora una volta, la pressione dell'aria ritorna all'impostazione di intensità più bassa.

Pulsante selezione modalità (Mode)

1. Premendo il tasto MODE l'unità attiva sia il massaggio ad aria che impastante a intensità bassa. Entrambi i lati del tasto si accendono.
2. Premendo nuovamente il pulsante, l'unità passa alla sola modalità di massaggio ad aria. Il lato sinistro del tasto MODE si accende di blu.
3. Premendo una terza volta il pulsante, l'unità passa alla sola modalità di massaggio impastante. Il lato destro del tasto MODE si accende di verde.

4. Premendo ancora una volta il tasto, l'unità ritorna alla modalità di massaggio combinata, ad aria e impastante. I tasti AIR INTENSITY, MODE e KNEAD INTENSITY sono tutti accesi.

Pulsante intensità di massaggio impastante (Knead Intensity)

1. Premendo il tasto KNEAD INTENSITY è possibile regolare l'intensità del meccanismo massaggiante.
2. Premere il tasto MODE fino a quando il tasto KNEAD INTENSITY non si accende.
3. Una volta acceso, KNEAD INTENSITY inizia nell'impostazione più bassa con il tasto illuminato di un verde tenue.
4. Premendo nuovamente il tasto, il massaggio passa all'intensità media, indicata da un verde più acceso.
5. Premendo il tasto una terza volta, il massaggio passa all'intensità alta, indicata da un verde ancora più intenso.
6. Premendo il tasto ancora una volta, l'intensità ritorna all'impostazione più bassa.

Pulsante funzione termica (Heat)

1. Per attivare il calore a effetto distensivo, selezionare prima AIR o KNEAD. Quindi premere semplicemente il tasto HEAT, che si accende di rosso.
2. Per spegnere la funzione termica, premere nuovamente il pulsante e la spia rossa si spegne.

NOTA: Per motivi di sicurezza, la funzione termica può essere attivata solo se viene selezionato il programma di massaggio ad aria e/o impastante.

NOTA:

- NON tentare di mettersi in piedi su questo massaggiatore plantare. Usare il prodotto solo da seduti.
- NON utilizzare la funzione di massaggio o termomassaggio continuamente per più di 15 minuti.
- Per ragioni di sicurezza, il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Questa funzione non sostituisce la procedura di spegnimento manuale del prodotto. Ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio quando non viene utilizzato.

MANUTENZIONE:

Pulizia

Scollegare il prodotto dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia. Pulire solo con una spugna morbida e leggermente umida.

- Evitare sempre che il prodotto entri a contatto con acqua o altri liquidi.
- Non pulire mai il prodotto immergendolo in liquidi.
- Non pulire mai il prodotto con detergenti abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetro/mobilia, solventi per vernici, ecc..

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

- Scollegare SEMPRE l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia. Per scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza a condizione che siano sotto supervisione o abbiano ricevuto le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa.

Conservazione

Riporre il prodotto nella sua confezione originale o conservarlo in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Per evitare danni, si raccomanda di NON avvolgere il cavo attorno al prodotto. NON appendere il prodotto dal cavo elettrico.

Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.

- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- NON azionare MAI il prodotto in caso di danni al cavo o alla presa, malfunzionamenti, cadute accidentali o contatto con acqua. Restituirlo al Centro Assistenza HoMedics per un controllo e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- NON schiacciare. Evitare di piegare in modo netto.
- Questo prodotto richiede una alimentazione 100-240V CA.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi HoMedics autorizzato.

- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- Assicurarsi di tenere costantemente il meccanismo di massaggio e qualsiasi altra parte in movimento del prodotto lontano da capelli, indumenti e gioielli.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Apparecchio non professionale, progettato per l'uso personale e destinato a offrire un massaggio lenitivo ai muscoli indolenziti. **NON** utilizzare in sostituzione di cure mediche.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. **Usa** non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- **NON** usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza. **NON** utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- **NON** usare prima di dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Limitarsi a esercitare una leggera forza contro il meccanismo di massaggio per prevenire il rischio di ferita.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.


3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



A / NODOS DE ROTACIÓN DEL MASAJE - Alivia las plantas y puentes de los pies cansados con masaje rotatorio.

B / BOTÓN POWER - Activa las funciones de masaje y calor.

C / BOTÓN AIR INTENSITY - Se puede elegir entre intensidad de compresión baja, media o alta.

D / BOTÓN MODE - Activa el modo solo aire, solo amasado o ambos.

E / BOTÓN KNEAD INTENSITY - Se puede elegir entre intensidad de amasado baja, media o alta.

F / BOTÓN HEAT - Alivia las plantas y puentes de los pies cansados con masaje con calor.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Enchufe a una toma de corriente de 220-240 V.
2. Se recomienda encarecidamente ponerse calcetines mientras use el masajeador de pies. No lo use con zapatos puestos.
3. Coloque el masajeador en el suelo delante de su silla o asiento e introduzca los pies.
4. Para activar el masaje, presione una vez el botón de encendido (POWER) . Se iluminará el botón en blanco para confirmar su selección. La unidad empezará con aire y amasado en baja intensidad.
5. Para apagar la unidad, pulse el botón POWER una vez.

Botón Air Intensity

1. Al pulsar este botón podrá ajustar la intensidad de la presión del aire, es decir, la firmeza con la que comprime sus pies.
2. Pulse el botón MODE hasta que se ilumine el botón AIR INTENSITY.
3. Cuando se enciende por primera vez, AIR INTENSITY empezará con el ajuste más bajo y el botón se iluminará en azul apagado.
4. Vuelva a pulsarlo y la presión en los pies subirá a media y el tono del botón pasará a un azul más intenso.
5. Si lo pulsa una tercera vez, la presión pasará a alta y el tono azul será mucho más brillante.
6. Al pulsarlo una cuarta vez, la presión volverá a su punto más bajo.

Botón Mode

1. Al pulsar el botón MODE la unidad empieza con las funciones de aire y amasado en baja intensidad. Se iluminarán ambas caras del botón.
2. Si vuelve a pulsarlo, la unidad cambiará a solo aire. El lado izquierdo del botón MODE se iluminará en azul.
3. Si lo pulsa una tercera vez, la unidad pasará a solo amasado. El lado derecho del botón MODE se iluminará en verde.
4. Si vuelve a pulsarlo, la unidad volverá a las funciones de aire y amasado. Se iluminarán los botones AIR INTENSITY, MODE y KNEAD INTENSITY.

Botón Knead Intensity

1. Si pulsa el botón KNEAD INTENSITY podrá ajustar la intensidad del mecanismo del masajeador.
2. Pulse el botón MODE hasta que se ilumine el botón KNEAD INTENSITY.
3. La primera vez que se enciende, KNEAD INTENSITY comienza con la intensidad más baja y el botón se ilumina en verde apagado.
4. Vuelva a pulsarlo y la intensidad del masaje subirá a media, y el tono del botón pasará a un verde más intenso.
5. Si lo pulsa una tercera vez, la intensidad pasará a alta, y el tono verde será mucho más brillante.
6. Al pulsarlo una cuarta vez, la intensidad volverá a su punto más bajo.

Botón Heat

1. Para activar el calor relajante, primero seleccione AIR o KNEAD. Después, pulse el botón HEAT y se iluminará en rojo.
 2. Para apagar el calor, vuelva a pulsar el botón y el piloto rojo se apagará.
- NOTA:** Por su propia seguridad, el calor no puede activarse si no se ha seleccionado primero el programa aire y/o amasado.

NOTA:

- NO intente ponerse de pie encima del masajeador de pies. Úselo únicamente sentado.
- NO use las funciones de masaje o calor durante más de 15 minutos seguidos.
- Por su propia seguridad, este aparato se apaga automáticamente transcurridos 15 minutos de inactividad. No obstante, no debería recurrir a esta función en sustitución del apagado por completo. Recuerde apagar el aparato cuando no vaya a usarlo.

MANTENIMIENTO :

Limpieza

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo únicamente con una esponja suave, apenas húmeda.

- Nunca permita que el aparato entre en contacto con agua u otros líquidos.
- No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos, limpiavidrios/ lustramuebles, diluyente para pintura, etc. para limpiarlo.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición "OFF" (Apagado) antes de sacar el enchufe de la toma de corriente.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- Este dispositivo puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les hayan dado instrucciones y comprendan los riesgos que su uso conlleva, o se supervise su uso del dispositivo de manera segura. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Corte la corriente y desenchúfelo de inmediato. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por HoMedics.
- No opere NUNCA el aparato si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Envíelo al Centro de Servicios HoMedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- NO lo use al aire libre.
- NO lo aplaste. Evite enrollar excesivamente el cable.
- Este producto requiere un suministro de energía de 100-240V CA.

Almacén

Coloque el aparato en su caja, en un lugar fresco, seco y seguro. Para evitar roturas, NO enrolle el cable alrededor del aparato. NO cuelgue la unidad por el cable.

- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de HoMedics.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas alejados del mecanismo de masaje o de cualquier pieza móvil del producto en todo momento.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- No se trata de un dispositivo de uso profesional, sino personal y, como tal, está indicado para proporcionar un masaje relajante a músculos fatigados. NO lo use como sustituto de una atención médica.
- El uso de este producto debería ser placentero y confortable. En caso de que se produzca dolor o molestias, interrumpa el uso y consulte a su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- NO lo use antes de acostarse. El masaje provoca un efecto estimulante y puede hacer que tarde más en dormirse.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Solo se debe ejercer una fuerza moderada en el mecanismo de masaje para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.


3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.


Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:
www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

PRODUCTKENMERKEN



A / ROTERENDE MASSAGEKOPPEN - Voor vermoeide zolen en holtes

B / AAN-UITKNOP (POWER)  - Activeert massage- en warmtefuncties



C / KNOP VOOR LUCHTINTENSITEIT (AIR INTENSITY)  - Kies voor een lage, gemiddelde of hoge compressie-intensiteit

D / MODUS-KNOP (MODE)  - Activeert alleen lucht, alleen kneden, of een combinatie van beide

E / KNOP VOOR KNEEDINTENSITEIT (KNEAD INTENSITY)  - Kies voor een lage, gemiddelde of hoge kneedintensiteit

F / WARMTEKNOP  - Brengt vermoeide zolen en holtes tot rust

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Steek de stekker in een 220-240 V-stopcontact.
2. Het wordt sterk aanbevolen om sokken te dragen tijdens het gebruik van dit voetmassageapparaat. Gebruik het apparaat niet met schoenen.
3. Plaats het massageapparaat vóór uw stoel of zitplaats en plaats uw voeten in het massageapparaat.
4. Druk eenmaal op de AAN-UITKNOP  om de massage te activeren. De knop zal wit oplichten om uw selectie te bevestigen. Het apparaat zal beginnen met zowel de lucht- als de kneedfunctie op een laag intensiteitsniveau.
5. Om het apparaat uit te zetten, drukt u eenmaal op de AAN-UITKNOP .

Knop voor luchtintensiteit (Air Intensity)

1. Door eenmaal op de knop voor LUCHTINTENSITEIT te drukken kunt u de intensiteit van de luchtdruk aanpassen, dus hoe stevig het apparaat druk uitoefent op uw voeten.
2. Druk op de MODUS-knop totdat de knop voor LUCHTINTENSITEIT oplicht.
3. Bij het inschakelen zal de LUCHTINTENSITEIT in de laagste stand beginnen, terwijl de knop dof blauw oplicht.
4. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt de voetdruk gewijzigd naar gemiddeld, wat wordt aangegeven met feller blauw.
5. Door een derde keer op de knop te drukken, wordt de druk gewijzigd naar hoog, wat wordt aangegeven met het felste blauw.
6. Door nog een keer op de knop te drukken, zal de druk weer in de laagste stand worden gezet.

Modus-knop (Mode)

1. Door op de MODUS-knop te drukken, start het apparaat met zowel de lucht- als kneedfunctie op een laag intensiteitsniveau. Beide kanten van de knop zullen oplichten.
2. Door nogmaals op de knop te drukken, zal het apparaat naar lucht alleen overschakelen. De linkerkant van de MODUS-knop zal blauw oplichten.
3. Door de knop een derde keer in te drukken, schakelt het apparaat over naar alleen kneden. De rechterkant van de MODUS-knop zal groen oplichten.

4. Door nog een keer op de knop te drukken, keert het apparaat terug naar de lucht- en kneedfunctie. De knoppen LUCHTINTENSITEIT, MODUS en KNEEDINTENSITEIT zullen allemaal oplichten.

Knop voor kneedintensiteit (Knead Intensity)

1. Door te drukken op de knop voor KNEEDINTENSITEIT kunt u de intensiteit van het massagemechanisme aanpassen.
2. Druk op de MODUS-knop totdat de knop voor KNEEDINTENSITEIT oplicht.
3. Bij het inschakelen zal de KNEEDINTENSITEIT in de laagste stand beginnen, terwijl de knop dof groen oplicht.
4. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt de massage-intensiteit gewijzigd naar gemiddeld, wat wordt aangegeven met feller groen.
5. Door een derde keer op de knop te drukken, wordt de intensiteit gewijzigd naar hoog, wat wordt aangegeven met het felste groen.
6. Door nog een keer op de knop te drukken, wordt de intensiteit weer in de laagste stand gezet.

Warmtekop (Heat)

1. Om de verzachtende warmte te activeren, selecteert u eerst LUCHT of KNEDEN. Druk vervolgens op de knop WARMTE, zodat deze rood oplicht.
2. Om de warmte uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop, zodat het rode licht wordt uitgezet.

OPMERKING: Voor uw veiligheid kan de warmte niet worden ingeschakeld als het lucht- en/of kneedprogramma niet is geselecteerd.

OPMERKING:

- NOOIT proberen om op het voetmassageapparaat te staan. Het apparaat alleen zittend gebruiken.
- De massage- of warmtefuncties NOOIT langer dan 15 minuten onafgebroken gebruiken.
- Voor uw veiligheid is dit apparaat voorzien van een functie die het na 15 minuten automatisch uitschakelt. Deze functie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor het uitschakelen van het apparaat. U dient het apparaat altijd uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt.

ONDERHOUD

Reinigen

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. Het mag alleen met een zachte, enigszins vochtige spons worden gereinigd.

- Nooit water of andere vloeistoffen in contact laten komen met het apparaat.
- Nooit in een vloeistof dompelen om het te reinigen.
- Het apparaat nooit reinigen met schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, verfverduunners enz.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Onmiddellijk na gebruik en alvorens het apparaat te reinigen **ALTIJD** de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Om het apparaat uit te schakelen, alle schakelaars in de 'UIT'-stand zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- Een apparaat **NOOIT** met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat of hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.

Opslag

Stop het apparaat in zijn doos of leg het op een veilige, droge en koele plek. Om defecten te voorkomen, het netsnoer **NOOIT** om het apparaat wikkelen. Het apparaat **NOOIT** aan het netsnoer ophangen.

- **NOOIT** reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden – **NOOIT** in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- **NOOIT** pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. **ALLEEN** door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat **NOOIT** gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- **NOOIT** gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- **NOOIT** onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat **NOOIT** aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- **NIET** buiten gebruiken.
- **NIET** pletten. Scherpe vouwen voorkomen.

- Voor dit product is een vermogen van 100-240V AC vereist.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd HoMedics Service Centre.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Zorg ervoor dat haren, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van het massagemechanisme of andere bewegende onderdelen worden gehouden.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Dit is geen professioneel apparaat, het is bedoeld voor persoonlijk gebruik en om vermoeide spieren een verzachtende massage te geven. NOOIT gebruiken als vervanging van medische zorg.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuigelijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken. NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- NIET voor het naar bed gaan gebruiken. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap uitstellen.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- Om het risico van letsel te voorkomen, mag er alleen lichte druk op het kussen worden uitgeoefend.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.


Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek

www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil  mag worden weggegooid. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



A / NÓS DE MASSAGEM ROTATIVOS - Para solas e arcos cansados

B / BOTÃO POWER  - Ativa a massagem e as funções de calor



C / BOTÃO DE INTENSIDADE DO AR (AIR INTENSITY)  - Escolha intensidade da compressão baixa, média ou alta

D / BOTÃO DE MODO (MODE)  - Ativa apenas o ar, apenas a circulação ou uma combinação de ambos

E / BOTÃO DE INTENSIDADE DE CIRCULAÇÃO (KNEAD INTENSITY)  - Escolha intensidade de circulação baixa, média ou elevada

F / BOTÃO DE CALOR (HEAT)  - Suaviza solas e arcos cansados

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Ligue a uma tomada de 220-240V.
2. Recomenda-se vivamente que use meias enquanto utilize este massajador de pés. Não use esta unidade com sapatos.
3. Coloque o massajador no solo em frente à sua cadeira ou banco e coloque os pés n massajador.
4. Para ativar a massagem, pressione o botão POWER  uma vez. O botão iluminar-se-á a branco para confirmar a sua seleção. A unidade iniciará com ar e circulação a intensidade baixa.
5. Para desligar a unidade, pressione o botão POWER  uma vez.

Botão de Intensidade do Ar (Air Intensity)

1. Pressionar o botão AIR INTENSITY permitir-lhe-á ajustar a intensidade da pressão do ar, a firmeza com que se ajusta aos seus pés.
2. Pressione o botão MODE até o botão AIR INTENSITY.
3. Quando ligar primeiro, a INTENSIDADE DO AR iniciará na configuração mais baixa com o botão iluminado a azul pálido.
4. Pressionar o botão novamente alterará a pressão dos pés para médio, indicado por um azul mais forte.
5. Pressionar o botão uma Terceira vez alterará a pressão para elevada, indicado pelo azul mais brilhante.
6. Pressionar o botão uma vez mais devolverá a pressão à sua configuração mais baixa.

Botão de Modo (Mode)

1. Pressionar o botão MODE inicia a unidade com o ar e a circulação na intensidade baixa. Ambos os lados do botão iluminar-se-ão.
2. Pressionar o botão novamente alterará a unidade apenas para ar. O lado esquerdo do botão MODE iluminar-se-á a azul.
3. Pressionar o botão uma Terceira vez alterará a unidade para apenas para circulação. O lado direito do botão MODE iluminar-se-á a verde.

4. Pressionar o botão uma vez mais devolverá a unidade a ar e circulação. Os botões AIR INTENSITY, MODE e KNEAD INTENSITY estarão todos iluminados.

Botão de Intensidade de Circulação (Knead Intensity)

1. Pressionar o botão KNEAD INTENSITY permitir-lhe-á ajustara intensidade do mecanismo de massagem.
2. Pressione o botão MODE até o botão KNEAD INTENSITY estar iluminado.
3. Quando ligar a primeira vez, INTENSIDADE DE CIRCULAÇÃO iniciará na configuração mais baixa com o botão iluminado a verde pálido.
4. Pressionar o botão novamente alterará a intensidade da massagem para médio, indicado por um verde mais forte.
5. Pressionar o botão uma Terceira vez alterará a intensidade para alto, indicado por um verde mais brilhante.
6. Pressionar o botão uma vez mais devolverá a sua configuração mais baixa.

Botão de Calor (Heat)

1. Para ativar o calor relaxante, selecione primeiro AIR ou KNEAD. Basta pressionar o botão HEAT e iluminar-se-á a vermelho.
2. Para desligar o calor, pressione o botão novamente e a luz vermelha desligar-se-á.

NOTA: Para sua segurança, não é possível ligar o calor a não ser que o ar e/ou programa de circulação esteja selecionado.

NOTA:

- NÃO se coloque em cima deste Massajador de Pés. Use apenas sentado.
- NÃO use as funções de massagem ou calor continuamente durante mais de 15 minutos.
- Este equipamento tem um desligamento automático de 15 minutos para sua segurança. Esta função não deve ser considerada como um substituto para o desligamento (OFF). Lembre-se sempre de desligar o aparelho quando não estiver em utilização.

MANUTENÇÃO:

Limpeza

Desligue o aparelho da tomada e aguarde até que arrefeça antes de o limpar. Limpe-o apenas com uma esponja suave e ligeiramente húmida.

- Nunca permita que água ou quaisquer outros líquidos entrem em contacto com o aparelho.
- Não submerja em qualquer líquido para limpar.
- Nunca utilize soluções de limpeza abrasivas, escovas, abrillantador de vidros ou cera para mobiliário, diluente, etc., para limpar.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Desligue SEMPRE o aparelho da tomada elétrica imediatamente após a utilização e antes de o limpar. Para desligar, rodar todos os controlos para a posição de desligado (“OFF”) e depois retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixe um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, desde que as mesmas estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções relativamente ao uso do aparelho em condições de segurança e compreendido os perigos associados. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a crianças sem supervisão de um adulto.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.

Conservação

Coloque o aparelho na respectiva caixa, num local seguro, seco e fresco. Para evitar quebras, NÃO enrole o cabo de alimentação em torno do aparelho. NÃO pendure a unidade pelo cabo.


- NÃO tente apanhar um aparelho elétrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligue a corrente elétrica e retire a ficha da tomada imediatamente. Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela HoMedics.
- NUNCA utilize o aparelho se algum cabo ou ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar devidamente, se o deixar cair ou danificar, ou se este cair à água. Devolva o aparelho ao Centro de Assistência da HoMedics para ser analisado e reparado.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO ligue o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilize por baixo de um cobertor ou de uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, eletrocussão ou lesões em pessoas.
- NÃO transporte este aparelho puxando pelo cabo ou utilizando o cabo como pega.
- NÃO utilizar no exterior.

- NÃO esmagar. Evite dobrar criando extremidades afiadas.
- Este produto requer alimentação elétrica de 100-240V CA.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da HoMedics.
- Nunca bloqueie as entradas de ar do aparelho. Manter as entradas de ar limpas, sem algodão, cabelos, etc.
- Uma utilização incorreta pode resultar em queimaduras.
- Assegure-se de que o cabelo, roupas e joias estão sempre afastados do mecanismo de massagem e de quaisquer outras peças móveis do produto.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este é um aparelho não profissional, concebido para utilização pessoal e que se destina a proporcionar uma massagem relaxante para aliviar a tensão muscular. NÃO usar como substituto para cuidados médicos.
- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- Mulheres grávidas, diabéticos e pessoas com pacemaker devem consultar um médico antes de utilizar este aparelho. Não se recomenda a utilização por indivíduos com deficiências motoras, incluindo neuropatia diabética.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que estejam a dormir ou inconscientes. NÃO utilizar em pele sensível ou numa pessoa com má circulação.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para acionar os controlos.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- NÃO utilizar antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.
- Deve ser aplicada apenas uma força suave no mecanismo de massagem para eliminar o risco de lesões.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.


GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais. Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei. Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, acesse www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE

 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

PRODUKTFUNKTIONER



A / ROTERANDE MASSAGENODER - För trötta fotsolor och hälffötter

B / AKTIVERINGSKNAPP (POWER)  - Aktiverar massage- och värmefunktionerna



C / LUFTINTENSITETSKNAPP (AIR INTENSITY)  - Välj låg, medium eller hög kompressionsintensitet

D / LÄGE-KNAPP (MODE)  - Aktiverar endast luft, endast knåda, eller en kombination av båda

E / KNÅDNINGSINTENSITETSKNAPP (KNEAD INTENSITY)  - Välj låg, medium eller hög knådningsintensitet

F / VÄRMEKNAPP (HEAT)  - Lindrar trötta fotsolor och hälffötter

BRUKSANVISNING:

1. Anslut kontakten till ett 220-240V uttag.
2. Det rekommenderas att du bär strumpor när du använder denna fotmasserare. Använd inte enheten med skor.
3. Placera masseraren på golvet framför din stol eller sittplats och placera fötterna i masseraren.
4. För att aktivera massagen, tryck på EFFEKT-knappen  en gång. Knappen kommer att lysa vit för att bekräfta ditt val. Enheten kommer starta med både luft och knådning på låg intensitet.
5. För att stänga av enheten, tryck på EFFEKT-knappen  en gång.

Luftintensitetknapp

1. Tryck på LUFTINTENSITET-knappen för att justera intensiteten på lufttrycket, hur hårt den kramar dina fötter.
2. Tryck LÄGE-knappen tills LUFTINTENSITET-knappen lysor.
3. När den först aktiveras, kommer LUFTINTENSITETEN vara på den lägsta inställningen med knappen upplyst i matt blå.
4. Tryck på knappen igen för att ändra fottrycket till medium, indikerat genom en starkare blå.
5. Tryck på knappen en tredje gång för att ändra till hög intensitet, indikerat av den starkaste blå färgen.
6. Tryck på knappen en gång till för att gå tillbaka till dess lägsta inställning.

Läge-knapp (Mode)

1. Tryck på LÄGE-knappen för att starta enheten med både luft och knådning med låg intensitet. Båda sidorna av knappen kommer att lysa.
2. Tryck på knappen igen för att ändra till endast luft. Vänster sida om LÄGE-knappen kommer att lysa blå.
3. Tryck på knappen en tredje gång för att ändra till endast knådning. Höger sida om LÄGE-knappen kommer att lysa grön.

4. Tryck på knappen igen för att gå tillbaka till luft och knådning. Knapparna för LUFTINTENSITET, LÄGE och KNÅDNINGSINTENSITET kommer alla att lysa.

Knådningsintensitetknapp (Knead Intensity)

1. Tryck på KNÅDNINGSINTENSITET-knappen för att justera massagemekanismens intensitet.
2. Tryck LÄGE-knappen tills KNÅDNINGSINTENSITET-knappen lysor.
3. När den först aktiveras, kommer KNÅDNINGSINTENSITETEN vara på den lägsta inställningen med knappen upplyst i matt grön.
4. Tryck på knappen igen för att ändra massageintensiteten till medium, indikerat genom en starkare grön.
5. Tryck på knappen en tredje gång för att ändra till hög intensitet, indikerat av den starkaste gröna färgen.
6. Tryck på knappen en gång till för att gå tillbaka till dess lägsta intensitetsinställning.

Värmeknapp (Heat)

1. För att aktivera lindrande värme, välj först LUFT eller KNÅDNING. Tryck sedan helt enkelt på VÄRME-knappen och den kommer att lysa röd.
2. För att stänga av värmen, tryck på knappen igen och den röda lampan släcks.

OBS! För din säkerhet kan värmen endast aktiveras om luft- och/eller knådningsprogrammet är valt.

OBS!

- Försök INTE att stå i fotmassageenheten. Använd endast då du sitter ner.
- Använd INTE massage- eller värmefunktionerna kontinuerligt under mer än 15 minuter.
- Det finns en 15 minuter automatisk avstängningsfunktion på denna enhet för din säkerhet. Denna funktion bör inte anses som en ersättning för "AV". Kom alltid ihåg att stänga av enheten när den inte används.

UNDERHÅLL:

Rengöring

Stäng av enheten och låt den svalna innan rengöring. Rengör endast med en mjuk, något fuktad svamp.

- Låt aldrig vatten eller någon annan vätska komma i kontakt med enheten.
- Sänk inte ner i någon vätska för att rengöra.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, glas/möbelpolish, förtunningsmedel med mera för att rengöra.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Dra ALLTID ur kontakten ur eluttaget omedelbart efter användning och innan rengöring. För att koppla ur apparaten, sätter du alla kontroller i läge "OFF", och drar sedan ur kontakten.
- LÄMNA aldrig en apparat utan uppsikt när den är inkopplad. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Denna enhet får användas av barn äldre än 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de är under uppsikt eller har fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medvetna om eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har ramlat ner i vatten, eller andra vätskor. Stäng av strömmen och dra omedelbart ur kontakten. Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.

Förvaring

Placera massageenheten i sin låda eller på en säker, torr och sval plats. För att undvika att den går sönder, linda INTE elsladden runt enheten. Låt INTE enheten hänga i elsladden.

- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av HoMedics.
- Använd ALDRIG enheten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, eller om den har tappats, skadats eller tappats i vatten. Returnera den till HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
- Håll sladden borta från varma ytor.
- Använd INTE produkten där någon aerosolprodukt (spray) används, eller där syrgas används.
- Får INTE användas under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd inte sladden som ett handtag.
- Får INTE användas utomhus.
- Pressa INTE samman Undvik skarpa veck
- Produkten kräver 100-240V AC.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat HoMedics servicecenter.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.

- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Se till att allt hår, kläder och smycken alltid hålls borta från produktens massagemekanism eller andra rörliga delar på produkten.
- Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Detta är en icke-professionell apparat, utformad för personligt bruk och avsedd att ge lugnande massage till trötta muskler. Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
- Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.
- Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemakers bör konsultera en läkare innan de använder denna enhet används. Rekommenderas inte för personer med känselnedsättningar, inklusive diabetisk neuropati
- Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer. Använd INTE på känslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Apparaten bör ALDRIG användas av någon individ som lider av något fysiskt problem som begränsar användarens möjlighet att använda kontrollerna
- Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
- Använd INTE apparaten precis innan du går och lägger dig. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömn.
- Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
- Tryck försiktigt mot massagemekanismen för att eliminera risken för skador.
- Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.


3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.


För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via HoMedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än HoMedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inверkar inte på dina lagliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala HoMedics Servicecenter, kan du gå till www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring

 Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

PRODUKTFUNKTIONER



A / ROTERENDE MASSAGEPUNKTER - Til trætte fodsåler og svang

B / STRØMKNAPPEN (POWER)  - Aktiverer massage og varmfunktioner



C / LUFTINTENSITETSKNAP (AIR INTENSITY)  - Vælg lav, mellem eller høj kompressionsintensitet

D / MODE-KNAP (MODE)  - Aktiverer kun luft, kun æltende massage eller en kombination af begge

E / INTENSITETSKNAP FOR ÆLTENDE MASSAGE (KNEAD INTENSITY)  - Vælg lav, mellem eller høj intensitet for den æltende massage

F / VARMEKNAP (HEAT)  - Lindrer trætte fodsåler og svang

BRUGSANVISNING:

1. Sæt i en 220-240V stikkontakt.
2. Vi anbefaler, at du har sokker på, når du benytter dette fodmassageapparat. Benyt ikke apparatet med sko på.
3. Anbring massageapparatet på gulvet foran din stol eller dit sæde og anbring fødderne i massageapparatet.
4. Tryk én gang på STRØMKNAPPEN  for at aktivere massagen. Knappen vil lyse hvidt for at bekræfte dit valg. Apparatet vil starte med både luft og æltende massage med lav intensitet.
5. Tryk én gang på STRØMKNAPPEN  for at slukke for apparatet.

Luftintensitetsknop (Air Intensity)

1. Knappen LUFTINTENSITET gør det muligt for dig at justere intensiteten af lufttrykket, hvor meget det trykker på dine fødder.
2. Tryk på MODE-knappen, indtil knappen LUFTINTENSITET lyser op.
3. Når der først tændes for LUFTINTENSITETEN, vil den starte på laveste indstilling, og knappen vil lyse i en mat blå farve.
4. Et tryk mere på knappen vil ændre trykket til mellem angivet med en mere klar blå farve.
5. Et tredje tryk på knappen vil ændre trykket til højt angivet med den mest klare blå farve.
6. Endnu et tryk på knappen vil få trykket tilbage på laveste indstilling.

Mode-knap (Mode)

1. Et tryk på MODE-knappen vil starte apparatet med både luft og æltende massage ved lav intensitet. Begge sider af knappen vil lyse op.
2. Endnu et tryk på knappen vil ændre enheden til kun luft. Den venstre side af MODE-knappen vil lyse blåt.
3. Et tredje tryk på knappen vil ændre enheden til kun æltende massage. Den højre side af MODE-knappen vil lyse grønt.
4. Endnu et tryk på knappen vil få apparatet til at gå tilbage til luft og æltende massage. Knapperne LUFTINTENSITET, MODE OG ÆLTENDE INTENSITET vil alle lyse op.

Intensitetsknop for Æltende massage (Knead Intensity)

1. Et tryk på knappen ÆLTENDE INTENSITET vil gøre det muligt for dig at justere massagemekanismens intensitet.
2. Tryk på MODE-knappen, indtil knappen ÆLTENDE INTENSITET lyser op.
3. Når der først tændes for ÆLTENDE INTENSITETEN, vil den starte på laveste indstilling, og knappen vil lyse i en mat grøn farve.
4. Et tryk mere på knappen vil ændre massageintensiteten til mellem angivet med en mere klar grøn farve.
5. Et tredje tryk på knappen vil ændre intensiteten til højt angivet med den mest klare grønne farve.
6. Endnu et tryk på knappen vil få intensiteten tilbage på laveste indstilling.

Varmeknap (Heat)

1. For at aktivere lindrende varme skal du først vælge LUFT eller ÆLTENDE massage. Tryk dernæst på VARMEKNAPPEN. Den vil lyse rødt.
2. Der slukkes for varmen med endnu et tryk på knappen. Det røde lys slukkes.

BEMERK: For din sikkerheds skyld kan der ikke tændes for varmen, mindre luft og/eller æltende massage er valgt.

BEMERK:

- Du MÅ IKKE stå oven på dette Fodmassageapparat. Det må kun benyttes, mens du sidder ned.
- Brug IKKE massageapparatet eller varmfunktionerne uafbrudt i mere end 15 minutter.
- Dette apparat slukker automatisk efter 15 minutter for din sikkerheds skyld. Denne funktion bør dog ikke anvendes i stedet for 'OFF'. Husk altid at slukke for apparatet, når det ikke er i brug.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring

Sluk for strømmen til apparatet, og lad det køle af inden rengøring. Rengør kun med en blød, let fugtig svamp.

- Lad aldrig vand eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
- Må ikke nedsænkes i væske for at rengøre.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, poleringsmiddel til glas/møbler, fortynder eller lignende ved rengøring.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Tag **ALTID** stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring. Sluk ved at indstille alle kontrolfunktioner til positionen "OFF" og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
- Efterlad **ALDRIG** et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du påsætter eller fjerner tilbehør.
- Dette apparat må benyttes af børn fra 8 år og op efter og af personer med mindskede fysiske eller mentale færdigheder eller følelsesforstyrrelser samt manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller har fået anvisninger i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet dermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Du må **IKKE** række ud efter et apparat, som er faldet i vand eller i andre væsker. Sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag apparatet ud af stikket. Hold det tørt – du må **IKKE** betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må **ALDRIG** sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.

Opbevaring

Opbevar apparatet i boksen eller på et sikkert, tørt og køligt sted. Rul **IKKE** strømkablet rundt om apparatet, da det kan ødelægge kablet. Hæng **IKKE** apparatet op i ledningen.

- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af HoMedics, må benyttes.
- Du må **ALDRIG** betjene apparatet, hvis stik eller ledning er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Det må heller ikke anvendes, hvis det er blevet tabt på gulvet eller beskadiget, eller hvis det har været i vand. Hvis dette er sket, skal du returnere produktet til HoMedics Servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation deraf.
- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Betjen **ALDRIG** i områder, hvor aerosol (spray) produkter bliver brugt, eller hvor oxygen administreres.
- Betjen **IKKE** under et tæppe eller pude. Det kan producere overdreven varme og forårsage brand, elektriske stød eller personskade.
- Bær **IKKE** apparatet i ledningen og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Må **IKKE** anvendes udendørs.
- Må **IKKE** sammenpresses. Undgå skarpe folder.
- Dette produkt kræver en 100-240V AC strømforsyning.
- Prøv **IKKE** på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret HoMedics Servicecenter.
- Du må aldrig blokere apparatets luftåbninger. Hold ventilationsåbninger fri for fnug, hår osv.

- Forkert brug kan forårsage forbrændinger.
- Sørg for, at alt hår, tøj og smykker til enhver tid holdes væk fra massagemekanismen og produktets andre bevægelige dele.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette er et apparat, som kan benyttes af privatpersoner til lindrende massage af overanstrengte muskler. Apparatet må IKKE benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.
- Gravide, diabetikere og enkeltpersoner med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat. Ikke anbefalet til brug af enkeltpersoner med følelsesproblemer, inkl. diabetisk neuropati.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person. Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, der kan begrænse deres evne til at betjene apparatet.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslæt.
- Apparatet må IKKE benyttes lige før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Der må kun bruges forsigtig kraft, når massagemekanismen berøres for at eliminere risikoen for skader.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.
- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskaade.


3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskudiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd. er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.


For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af HoMedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end HoMedics Service Centre. ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Find dit lokale HoMedics Service Centre på www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingsystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikre genanvendelse.

PRODUKTEGENSKAPER



A / ROTERENDE MASSASJEHODER - For slitne fotsåler og vrister

B / PÅ-KNAPP (POWER)  - Aktiverer massasje- og varmfunksjoner



C / AIR INTENSITY-KNAPP  - Velg intensitet - lavt, medium eller høyt trykk

D / MODE-KNAPP  - Aktiverer bare luft (air) eller bare massasje (knead) eller en kombinasjon av begge

E / KNEAD INTENSITY-KNAPP  - Velg massasjeintensitet - lav, medium eller høy.

F / HEAT-KNAPP  - Lindrer slitne fotsåler og vrister

BRUKERVEILEDNING:

1. Plugg den inn i et 220-240 volts støpsel.
2. Det er sterkt anbefalt å ha på seg sokker når man bruker dette fotmassasjeapparatet. Ikke bruk apparatet mens du har sko på.
3. Plasser fotmassasjeapparatet på gulvet foran stolen eller der du skal sitte, og plasser føttene i apparatet.
4. Trykk en gang på PÅ-knappen  for å aktivere massasje-funksjon. Knappen lyser hvitt for å bekrefte valget ditt. Enheten starter både luft (air) og massasje (knead) på lav intensitet
5. Trykk en gang på PÅ-knappen  for å slå enheten av.

Air Intensity-knapp

1. Du kan justere intensiteten på lufttrykket - hvor stramt det skal være rundt føttene dine - ved å trykke på Air Intensity-knappen.
2. Trykk og hold MODE-knappen inne helt til AIR INTENSITY-knappen lyser.
3. Når den er slått på vil AIR INTENSITY starte på lavest innstilling, og knappen vil lyse i en matt blåfarge.
4. Trykker du på knappen en gang til øker trykket på foten til medium, indikert ved en klarere blåfarge
5. Trykker du en tredje gang øker du til høyt trykk, indikert ved enda klarere blåfarge.
6. Ved å trykke enda en gang vil trykket returnere til den laveste innstillingen.

Mode-knapp

1. Å trykke på MODE-knappen vil starte enheten med både luft (air) og massasje (knead) på lav intensitet. Begge sidene av knappen lyser opp.
2. Trykker du på knappen en gang til vil endre enheten til bare å bruke luft (air). Den venstre siden av MODE-knappen vil lyse blått.
3. Trykker du på knappen en tredje gang vil endre enheten til bare å bruke massasje (knead). Den høyre siden av MODE-knappen vil lyse grønt.
4. Trykker du på knappen enda en gang vil returnere enheten til å bruke både luft (air) og massasje (knead). Knappene AIR INTENSITY, MODE og KNEAD INTENSITY vil alle lyse.

Knead Intensity-knapp

1. Du kan justere intensiteten på massagemekanismen ved å trykke på KNEAD INTENSITY-knappen
2. Trykk og hold MODE-knappen inne helt til KNEAD INTENSITY-knappen lyser.
3. Når den er slått på vil KNEAD INTENSITY starte på lavest innstilling, og knappen vil lyse i en matt grønnfarge.
4. Trykker du på knappen en gang til øker intensiteten på massagen til medium, indikert ved en klarere grønnfarge.
5. Trykker du en tredje gang øker intensiteten på massagen til høy, indikert ved en enda klarere grønnfarge.
6. Ved å trykke enda en gang vil intensiteten returnere til den laveste innstillingen.

Heat-knapp

1. For å aktivere lindrende varme, må du først velge AIR eller KNEAD. Deretter trykker du bare på HEAT-knappen som vil lyse rødt.
 2. Trykk en gang til for å slå varmen av, og det røde lyset vil da slukkes.
- NB:** For å ivareta din sikkerhet kan ikke varmen slås på før en eller begge luft- (air) og massasjeprogrammene (knead) er valgt.

NB:

- IKKE forsøk å stå på fotmassasjeapparatet. Skal kun brukes i sittende stilling.
- Massasje- eller varmfunksjonen må IKKE brukes kontinuerlig i mer enn 15 minutter.
- Av sikkerhetsgrunner slås apparatet automatisk av etter 15 minutter. Denne funksjonen skal ikke brukes som et alternativ for AV. Husk alltid å slå av apparatet når det ikke er i bruk.

VEDLIKEHOLD:

Rengjøring

Trekk ut støpslet og la apparatet nedkjøle for rengjøring. Skal kun rengjøres med en myk og litt fuktig svamp.

- Du må aldri la vann eller annen væske komme i kontakt med apparatet.
- Produktet må ikke senkes ned i noe som helst væske for å rengjøres.
- Det må aldri brukes rengjøringsmiddel med slipeeffekt, pensler, glass-/møbelpolitur, malingstynner osv. til rengjøring.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

- Irrota pistoke AINA pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Kytke pois päältä kääntämällä kaikki säätimet 'POIS PÄÄLTÄ' –asentoon ja irrota sitten pistoke.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta valvomatta, kun pistoke on seinässä. Irrota pistoke viralähteestä, kun se ei ole käytössä ja ennen kuin liität siihen osia tai lisävarusteita tai otat niitä pois.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneet tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Laitetta ei saa upottaa tai pudottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.

Lagring

Legg apparatet i originaleken eller på et trygt, tørt og kjølig sted. For å unngå brekkasje må IKKE strømledningen vikles rundt apparatet. IKKE heng enheten etter strømledningen.


- Det må ALDRI settes stifter eller andre metalliske festeanordninger på apparatet.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole HoMedicsin suosittelemia.
- Apparatet må ALDRI brukes hvis ledningen eller støpslet er ødelagt, eller hvis det ikke fungerer ordentlig, eller hvis det var sluppet i gulvet eller i vann. Returner apparatet til HoMedics Servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Pidä johto pois kuumilta pinoilta.
- ÄLÄ käytä paikoissa, missä käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan happea.
- ÄLÄ käytä peiton tai tyynyn alla. Ylikuumeneminen on mahdollista ja voi aiheuttaa tulipalon, tappavan sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta johdosta tai käyttää johtoa kahvana.
- Må IKKE brukes utendørs.
- ÄLÄ riko. Vältä teräviä taitoksia.
- Tämä laite toimii 100-240 V vaihtovirralla.
- Det må IKKE gjøres forsøk på å reparere apparatet. Det er ingen deler som brukeren kan foreta vedlikehold/service på. All service på dette apparatet skal kun foretas av autorisert HoMedics personell.
- Blokker aldri luftåpningene på apparatet. Hold luftåpningene fri for lo, hår o.l.

- Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa palovammoja.
- Varmista, että hiukset, vaatteet ja korut eivät missään vaiheessa ole lähellä hierontamekanismia ja muita liikkuvia osia.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen eikä ammatilliseen käyttöön väsyneiden lihasten hieronnassa. Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Bruk av dette produktet skal være behagelig og komfortabelt. Dersom smerter eller ubehag oppstår, avslutt bruken og kontakt fastlegen din.
- Gravide, diabetikere og personer med pacemaker må kontakte lege før de bruker dette apparatet. Apparatet er ikke anbefalt for personer med sensoriske svekkelser, inkludert diabetisk nevropati.
- ÄLÄ käyttää vauvalla, nukkuvalla, invalidilla tai tajuttomalla henkilöllä. ÄLÄ käyttää herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysiske lidelser som begrenser brukerens evne til å betjene kontrollene.
- ÄLÄ KOSKAAN käyttää turvonneilla tai tulehtuneilla alueilla tai rikkoontuneilla iholla.
- ÄLÄ käyttää juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Älä käyttää laitetta suositeltua aikaa pidempään.
- Det skal kun brukes lett kraft mot massasjemekanismen for å eliminere faren for personskade.
- Laitteessa on lämpiävä pinta. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumuutta hyvin, tulee olla varovaisia tätä laitetta käytettäessä.
- Edellä mainitun laiminlyöminen saattaa johtaa tulipaloon tai henkilövahinkoihin.


3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader. For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom HoMedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn HoMedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. For å finne ditt lokale HoMedics servicesenter, se www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningsøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



A / PYÖRIVÄT HIERONTANYSTYRÄT - Väsyneille jalkapohjille ja jalkaholville

B / POWER (VIRTA) -PAINIKE  - Aktivoi hieronnan ja lämmityksen



C / AIR INTENSITY (ILMANPAINEN VOIMAKKUUS) -PAINIKE  - Heikko, keskinkertainen tai voimakas ilmanpaine

D / MODE (TILA) -PAINIKE  - Aktivoi vain ilmahieronnan, vain rullaavan hieronnan tai näiden yhdistelmän

E / KNEAD INTENSITY (RULLAAVA HIERONTA) -PAINIKE  - Heikko, keskinkertainen tai voimakas rullaava hieronta

F / HEAT (LÄMPÖ) -PAINIKE  - Rauhoittaa väsyneitä jalkapohjia ja jalkaholvia

KÄYTTÖOHJEET:

1. Kytke 220–240 voltin pistorasiaan.
2. On suositeltavaa käyttää sukkiä jalkahierontalaitetta käytettäessä. Älä käytä kenkiä laitetta käytettäessä.
3. Aseta hierontalaite lattialle istuimesi eteen ja laita jalkasi laitteen sisään.
4. Aktivoi hieronta painamalla POWER (Virta) -painiketta  kerran. Painikkeeseen syttyy valkoinen merkkivalo vahvistukseksi valinnasta. Sekä ilmahieronta että rullaava hieronta käynnistyvät heikolla voimakkuudella.
5. Laite sammuu, kun POWER (Virta) -painiketta  painetaan kerran.

Air Intensity (Ilmanpainen voimakkuus) -painike

1. AIR INTENSITY (Ilmanpainen voimakkuus) -painikkeella voidaan säätää sitä, kuinka voimakkaasti ilmanpaine puristaa jalvoja.
2. Paina MODE (Tila) -painiketta, kunnes AIR INTENSITY (Ilmanpainen voimakkuus) -painikkeen merkkivalo syttyy.
3. Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, ilmanpainen voimakkuus käynnistyy alhaisimmalta tasolta, ja painikkeen merkkivalo palaa vaaleansinisinä.
4. Kun painiketta painetaan uudelleen, ilmanpainen voimakkuus muuttuu keskinkertaiseksi, ja merkkivalo palaa kirrkaamman sinisenä.
5. Kun painiketta painetaan kolmannen kerran, ilmanpainen voimakkuus muuttuu voimakkaaksi, ja merkkivalo palaa kirrkaansinisinä.
6. Kun painiketta painetaan vielä kerran, ilmanpainen voimakkuus palaa heikoimmalle tasolle.

Mode (Tila) -painike

1. Kun MODE (Tila) -painiketta painetaan sekä ilmahieronta että rullaava hieronta käynnistyvät heikolla voimakkuudella. Painikkeen kummankin puolen merkkivalo syttyy.
2. Kun painiketta painetaan uudelleen, vain ilmahieronta toimii. Painikkeen vasemmanpuoleinen merkkivalo palaa sinisenä.
3. Kun painiketta painetaan kolmannen kerran, vain rullaava hieronta toimii. Painikkeen oikeanpuoleinen merkkivalo palaa vihreänä.

4. Kun painiketta painetaan vielä kerran, sekä ilmahieronta että rullaava hieronta toimivat taas yhdessä. AIR INTENSITY (Ilmanpainen voimakkuus)-, MODE (Tila)- ja AIR INTENSITY (Rullaavan hieronnan) -painikkeiden merkkivalot syttyvät.

Knead Intensity (Rullaava hieronta) -painike

1. KNEAD INTENSITY (Rullaava hieronta) -painikkeella voidaan säätää hierontamekanismin hierontavoimakkuutta.
2. Paina MODE (Tila) -painiketta, kunnes KNEAD INTENSITY (Rullaava hieronta) -painikkeen merkkivalo syttyy.
3. Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, rullaava hieronta käynnistyy heikoimmalta tasolta, ja painikkeen merkkivalo palaa vaaleanvihreänä.
4. Kun painiketta painetaan uudelleen, hieronnan voimakkuus muuttuu keskinkertaiseksi, ja merkkivalo palaa kirrkaamman vihreänä.
5. Kun painiketta painetaan kolmannen kerran, hieronnan voimakkuus muuttuu voimakkaaksi, ja merkkivalo palaa kirrkaanvihreänä.
6. Kun painiketta painetaan vielä kerran, hieronnan voimakkuus palaa heikoimmalle tasolle.

Heat (Lämpö) -painike

1. Rauhoittava lämpötoimin käynnistyy painamalla ensin AIR (Ilma)- tai KNEAD (Rullaava) -painiketta. Paina sen jälkeen HEAT (Lämpö) -painiketta, jolloin punainen merkkivalo syttyy.
2. Kun haluat kytkeä lämpötoiminnon pois, paina painiketta uudelleen, jolloin punainen merkkivalo sammuu.

HUOMAUTUS: Oman turvallisuutesi vuoksi lämpöä ei voi kytkeä päälle, ellei ilma- tai hieronta-ohjelmaa ole valittu.

HUOMAUTUS:

- ÄLÄ yritä seistä jalkahierontalaitteen päällä. Käytä laitetta vain istuessasi.
- ÄLÄ käytä hieronta- tai lämpötoimintoa jatkuvasti 15 minuuttia pidempään.
- Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi tämä laite sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen. Tämä ominaisuus ei korvaa laitteen pois päältä kytkemistä. Muista aina sammuttaa laite, kun se ei ole käytössä.

HUOLTO:

Puhdistus

Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Puhdista vain pehmeällä, lievästi kostutetulla sienellä.

- Älä päästä laitetta kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä upota laitetta veteen puhdistaussasi sitä.
- Älä koskaan käytä puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, harjoja, lasin/huonekalujen puhdistusainetta, maalin ohennusainetta tms.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTYÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Kytke AINA laite pois verkkovirrasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen laitteen puhdistamista. Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon, ja irrota sitten töpseli pistorasiasta.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Kytke laite pois verkkovirrasta kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan lisäosia.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneet tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuloja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.

Säilytys

Säilytä laite turvallisesti omassa pakkauksessaan kuivassa ja viileässä paikassa. Suojellaksesi laitetta vaurioilta, ÄLÄ kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. ÄLÄ riiputa laitetta virtajohdosta.

- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole HoMedicin suosittelemia.
- Laitetta EI saa KOSKAAN käyttää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla tai on pudonnut tai vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta se HoMedicin huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.
- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ käytä viltin tai tyynyn alla. Liiallinen kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ruumiillisen vamman.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta virtajohdosta, tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- ÄLÄ murskaa laitetta. Vältä teräviä taitteita
- Tämä tuote tulee kytkeä 100-240V AC verkkovirtaan.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan HoMedicin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- Älä milloinkaan peitä laitteen ilma-aukkoja. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
- Huolimaton käyttö voi aiheuttaa palovammoja.

- Pidä huoli siitä, että hiukset, vaatteet ja korut eivät missään vaiheessa ole lähellä laitteen liikkuvia osia.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen eikä ammatilliseen käyttöön väsyneiden lihasten hieronnassa. Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikoiden ja sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. Käyttöä ei suositella henkilöille, jotka sairastavat diabeettista neuropatiaa.
- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviin/tajuttomiin ihmisiin.
- ÄLÄ käytä herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- Henkilöiden, joilla on tämän laitteen käyttöä rajoittava fyysinen vamma, ei KOSKAAN pitäisi käyttää sitä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- ÄLÄ käytä juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- Vahinkojen estämiseksi hierontamekanismiin ei saa kohdistaa suurta voimaa.
- Laitteen pinta lämpenee.
- Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.


3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta 3 vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittamisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.

Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan HoMedicin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin HoMedicin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.

Etsi HoMedicin huoltoliike osoitteesta
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistäaksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



A / ROTUJĄCE GŁOWICE MASUJĄCE - Na zmęczone stopy i podbicia

B / PRZYCIISK POWER - Włącza funkcje masażu i nagrzewania



C / PRZYCIISK AIR INTENSITY - Służy do wyboru małej, średniej lub dużej intensywności kompresji.

D / PRZYCIISK MODE - Włącza funkcję nadmuchiwania powietrza, uciskania lub obie funkcje w połączeniu

E / PRZYCIISK KNEAD INTENSITY - Służy do wyboru małej, średniej lub dużej intensywności uciskania

F / PRZYCIISK HEAT - Koi zmęczone stopy i podbicia

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Podłącz urządzenie do gniazda o mocy 220-240V.
2. Zaleca się nałożenie skarpet na czas korzystania z urządzenia do masażu stóp. Nie należy korzystać z urządzenia w butach.
3. Połóż urządzenie do masażu na podłodze przed krzesłem lub siedzeniem i włóż do niego stopy.
4. Naciśnij raz przycisk zasilania , aby rozpocząć masaż. Przycisk podświetli się wówczas na biało na potwierdzenie wyboru. Urządzenie zacznie pracować jednocześnie w trybie nadmuchiwania powietrza i uciskania o małej intensywności.
5. Naciśnij kolejny raz przycisk zasilania , aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk Air Intensity

1. Naciśnięcie przycisku AIR INTENSITY umożliwia dostosowanie intensywności ciśnienia powietrza i siły wywierania ucisku na stopy.
2. Przytrzymaj przycisk MODE do chwili podświetlenia przycisku AIR INTENSITY.
3. Początkowo, po włączeniu funkcji intensywności nadmuchiwania powietrza, urządzenie zacznie działać w najniższym ustawieniu, a przycisk podświetli się na kolor jasno niebieski.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę ucisku stóp na średni, co zasygnalizuje jaśniejszy odcień niebieskiego.
5. Naciśnięcie przycisku trzeci raz spowoduje zmianę ucisku stóp na duży, co zasygnalizuje najjaśniejszy odcień niebieskiego.
6. Naciśnięcie przycisku kolejny raz spowoduje, iż ciśnienie powróci do najniższego ustawienia.

Przycisk Mode

1. Po naciśnięciu przycisku MODE urządzenie rozpocznie pracę jednocześnie w trybie nadmuchiwania powietrza i ugniatania o niskiej intensywności. Podświetlą się wówczas obie strony przycisku.

2. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę funkcji urządzenia na nadmuchiwanie powietrza. Podświetli się wówczas lewa strona przycisku MODE.
3. Naciśnięcie przycisku trzeci raz spowoduje zmianę funkcji urządzenia na ugniatanie. Wówczas prawa strona przycisku MODE podświetli się na zielono.
4. Naciśnięcie przycisku kolejny raz spowoduje, iż urządzenie powróci do pracy w trybie nadmuchiwania powietrza i ugniataniem. Podświetlą się wówczas przyciski AIR INTENSITY, MODE i KNEAD INTENSITY.

Przycisk Knead Intensity

1. Naciśnięcie przycisku intensywności ugniatania KNEAD INTENSITY umożliwia dostosowanie intensywności mechanizmu masującego.
2. Przytrzymaj przyciski MODE do chwili podświetlenia przycisku KNEAD INTENSITY.
3. Początkowo po włączeniu funkcji intensywności ugniatania, urządzenie zacznie działać w najniższym ustawieniu, a przycisk podświetli się na kolor jasno zielony.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę intensywności na średnią, co zasygnalizuje jaśniejszy odcień zielonego.
5. Naciśnięcie przycisku trzeci raz spowoduje zmianę intensywności na dużą, co zasygnalizuje najjaśniejszy odcień koloru zielonego.
6. Naciśnięcie przycisku kolejny raz spowoduje, iż urządzenie powróci do pracy o najniższej intensywności.

Przycisk Heat

1. Aby włączyć funkcję kojącego nagrzewania, wybierz wcześniej funkcję nadmuchiwania powietrza AIR lub ugniatania KNEAD. Następnie naciśnij przycisk HEAT. Przycisk podświetli się wówczas na czerwono.
2. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć funkcję nagrzewania. Wyłączy się wówczas czerwone światelko.

UWAGA: Dla celów bezpieczeństwa funkcji nagrzewania nie należy włączać, o ile wcześniej nie została wybrana funkcja nadmuchiwania powietrza i/ lub ugniatania.

UWAGA:

- NIE próbować stawać na urządzeniu do masażu stóp. Z urządzenia należy korzystać tylko w pozycji siedzącej.
- NIE korzystać z funkcji masażu lub nagrzewania bez przerwy dłużej niż 15 minut.
- Dla celów bezpieczeństwa urządzenie zostało wyposażone w funkcję samoczynnego wyłączenia po 15 minutach. Funkcji tej nie należy używać jako zamiennika funkcji „WYŁĄCZANIA”. Należy pamiętać, aby zawsze wyłączać urządzenie w przypadku zakończenia jego użytkowania.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- **ZAWSZE** należy odłączać urządzenie od źródła zasilania niezwłocznie po użyciu lub przed czyszczeniem. Aby odłączyć przewód zasilający, należy ustawić wszystkie przełączniki w pozycji „OFF” (Wył.), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed montażem lub demontażem części lub końcówek.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

KONSERWACJA:

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i poczekać aż ostygnie. Produkt można czyścić tylko miękką, lekko zwilżoną gąbką.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą lub z innymi płynami.
- W celu czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Nie używaj do czyszczenia ostrych myjek, szczotek, środków do polerowania szkła/mebli, rozcieńczalników itp.

Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym pudełku lub w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu. Aby nie uszkodzić przewodu zasilającego, NIE należy owijać go wokół urządzenia. NIE WOLNO wieszać urządzenia za przewód.

- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- NIE chwycić urządzenia, które zostało upuszczone do wody lub innych płynów. Należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej. Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez HoMedics.
- NIGDY nie używać urządzenia, jeśli jego wtyczka lub przewód są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Należy przekazać urządzenie do naprawy do centrum napraw HoMedics.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE korzystać z urządzenia w miejscach stosowania aerozoli (sprayów) lub dozowania tlenu.

- NIE WOLNO korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE przenosić urządzenia, trzymając bezpośrednio za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
- NIE WOLNO używać produktu na terenach otwartych.
- NIE rozgniatać. Unikać mocnego zginania.
- Ten produkt wymaga zasilania 100-240V AC.
- NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw HoMedics.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne należy oczyszczać z kłaczków, włosów itp.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować oparzenia ciała.
- Należy się upewnić, że włosy, ubranie i biżuteria znajdują się w bezpiecznej odległości od mechanizmu masującego oraz wszelkich innych części ruchomych urządzenia przez cały czas.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie jest to urządzenie profesjonalne i służy do użytku prywatnego; jest przeznaczone do masażu zmęczonych mięśni. NIE WOLNO używać jako zamiennika dla opieki lekarskiej.
- Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży, diabetycy bądź osoby posiadające rozrusznik serca przed użyciem urządzenia powinny skontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami czucia, w tym neuropatią cukrzycową.
- NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących. NIE WOLNO stosować produktu w przypadku słabego krążenia krwi lub skóry o obniżonej wrażliwości.
- NIGDY nie powinny używać urządzenia osoby cierpiące na schorzenia fizyczne, które ograniczają zdolność użytkownika do korzystania z przycisków sterowania.
- NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
- NIE używać przed pójściem spać. Masaż ma efekt stymulujący i może opóźnić zasypianie.
- Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
- Aby wyeliminować ryzyko urazu, należy tylko lekko dociskać mechanizm masujący w celu wyeliminowania ryzyka urazu.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/ lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.


Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu).

Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie tego produktu przez jakiegokolwiek inny podmiot poza centrum napraw HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.


Lokalne centrum napraw HoMedics można znaleźć na stronie internetowej

www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

FUNKCE PRODUKTU



A / OTÁČIVÉ MASÁŽNÍ BODY - Pro unavená chodidla a klenby

B / TLAČÍTKO POWER (VYPÍNAČ) - Aktivuje funkci masáže a tepla

C / TLAČÍTKO AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU) - Zvolte nízký, střední nebo vysoký stupeň komprese

D / TLAČÍTKO MODE (REŽIM) - Aktivuje režim pouze vzduch, pouze hnětení nebo kombinaci těchto režimů

E / TLAČÍTKO KNEAD INTENSITY (INTENZITA HNĚTENÍ) - Zvolte nízkou, střední nebo vysokou intenzitu hnětení

F / TLAČÍTKO HEAT (TEPLO) - Uklidňuje unavená chodidla a klenby

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Připojte k elektrické zásuvce 220 - 240 V.
2. Důrazně doporučujeme používat tento přístroj pro masáž chodidel v ponožkách. Přístroj nepoužívejte v botách.
3. Umístěte masážní přístroj na zem před židli nebo křeslo a vložte nohy do přístroje.
4. Jedním stisknutím tlačítka POWER (VYPÍNAČ) zapnete masáž. Po potvrzení výběru začne tlačítko svítit bíle. Přístroj zahájí masáž při nízké intenzitě vzduchu a hnětení.
5. Jedním stisknutím tlačítka POWER (VYPÍNAČ) přístroj vypnete.

Tlačítko Air Intensity (Intenzita Vzduchu)

1. Stisknutím tlačítka AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU) můžete upravit intenzitu tlaku vzduchu, tzn. jak pevně přístroj svírá vaše chodidla.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (REŽIM), dokud se nerozsvítí tlačítko AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU).
3. Při prvním spuštění bude použito nejnižší nastavení intenzity vzduchu a tlačítko bude svítit slabě modře.
4. Dalším stisknutím tlačítka se zvýší tlak na chodidla na střední intenzitu a tlačítko bude svítit jasněji modře.
5. Třetím stisknutím tlačítka se tlak zvýší na maximální hodnotu a tlačítko svítí nejjasněji modře.
6. Dalším stisknutím tlačítka se obnoví nejnižší nastavení tlaku.

Tlačítko Mode (Režim)

1. Stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) zahájí přístroj masáž při nízké intenzitě vzduchu a hnětení. Svítí obě strany tlačítka.
2. Dalším stisknutím tlačítka se obnoví kombinace vzduchu a hnětení. Levá strana tlačítka MODE (REŽIM) svítí modře.
3. Třetím stisknutím tlačítka bude aplikováno pouze hnětení. Pravá strana tlačítka MODE (REŽIM) svítí zeleně.

4. Dalším stisknutím tlačítka se obnoví kombinace vzduchu a hnětení. Svítí všechna tlačítka AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU), MODE (REŽIM) a KNEAD INTENSITY (INTENZITA HNĚTENÍ).

Tlačítko Knead Intensity (Intenzita Hnětení)

1. Stisknutím tlačítka KNEAD INTENSITY (INTENZITA HNĚTENÍ) můžete upravit intenzitu masážního mechanismu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (REŽIM), dokud se nerozsvítí tlačítko KNEAD INTENSITY (INTENZITA HNĚTENÍ).
3. Při prvním spuštění bude použito nejnižší nastavení intenzity hnětení a tlačítko bude svítit slabě zeleně.
4. Dalším stisknutím tlačítka bude použita střední intenzita hnětení a tlačítko bude svítit jasněji zeleně.
5. Třetím stisknutím tlačítka se intenzita zvýší na maximální hodnotu a tlačítko svítí nejjasněji zeleně.
6. Dalším stisknutím tlačítka se obnoví nejnižší nastavení intenzity.

Tlačítko Heat (Teplο)

1. Chcete-li aktivovat uklidňující teplo, nejdříve vyberte masáž vzduchem nebo hnětením. Potom stiskněte tlačítko HEAT (TEPLO). Tlačítko začne svítit červeně.
2. Chcete-li teplo vypnout, znovu stiskněte toto tlačítko. Tlačítko přestane svítit červeně.

POZNÁMKA: Pro bezpečnost uživatele nelze teplo zapnout, pokud není vybrán program masáže vzduchem a/nebo hnětením.

POZNÁMKA:

- NESTOUPEJTE na tento přístroj pro masáž chodidel. Při používání sedněte.
- NEPOUŽÍVEJTE funkci masáže nebo tepla bez přerušení déle než 15 minut.
- Tento přístroj je z bezpečnostních důvodů vybaven funkcí automatického vypnutí po 15 minutách. Tato funkce nenahrazuje funkci vypínače. Nepoužívaný přístroj vždy vypněte.

ÚDRŽBA:

Čištění

Zařízení před čištěním odpojte a nechte vychladnout. K čištění použijte pouze měkkou, lehce navlhčenou houbičku.

- Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou či jinými kapalinami.
- Zařízení neponořujte do kapaliny.
- K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, leštidla na sklo nebo nábytek, ředidlo atd.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Zařízení **VŽDY** odpojte z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním. Při odpojování přepněte všechny ovládací prvky do polohy „VYPNUTO“, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení zapojené do elektrické zásuvky **NIKDY** nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, ovšem pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a chápou možná rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nedávejte ani neupustte do vody či jiné kapaliny.
- Pokud zařízení spadlo do vody nebo jiné kapaliny, **NESAHEJTE** pro ně. Vypněte pojistky a zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky. Udržujte zařízení v suchu - **NEPOUŽÍVEJTE** je ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

Skladování

Zařízení vložte do krabice a umístěte na bezpečné, suché a chladné místo. Aby nedošlo k poškození, napájecí kabel **NEOBTÁČEJTE** kolem zařízení. Jednotku **NEVĚŠTE** za napájecí kabel.

- **NIKDY** do zařízení nevkládejte špendlíky či jiné kovové předměty.
- Zařízení použijte k zamýšlenému účelu popsánému v tomto návodu. **NEPOUŽÍVEJTE** nástavce, které společnost HoMedics nedoporučila.
- **NIKDY** zařízení nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, zařízení nepracuje správně, spadlo, poškodilo se nebo bylo upuštěno do vody. Zařízení vraťte servisnímu středisku společnosti HoMedics, které je zkontroluje a opraví.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** pod pokryvkou nebo polštářem. Případně přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- Při přenášení zařízení **NEDRŽTE** za kabel a kabel nepoužívejte jako rukojeť.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** venku.
- Zařízení **NEROZBÍJEJTE**. Dejte pozor na přílišné ohnutí kabelu.
- Tento produkt vyžaduje 100–240 V střídavého proudu.
- **NEPOKOUŠEJTE** se zařízením opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy zařízení mohou provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti HoMedics.

- Nikdy neblokujte vzduchové otvory přístroje. Udržujte vzduchové otvory neblokované, bez vláken, vlasů atd.
- Při nesprávném používání může dojít k popálení.
- Ujistěte se, že vlasy, oblečení a šperky jsou po celou dobu mimo dosah masážního mechanismu či jakékoli další pohyblivé části produktu.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.
- Toto zařízení je určeno pro osobní, nikoli profesionální použití a slouží k provedení uklidňující masáže unavených svalů. **NEPOUŽÍVEJTE** jako náhradu lékařské péče.
- Používání tohoto produktu by mělo být příjemné a pohodlné. Pokud se objeví bolest nebo nepohodlí, používání přerušete a poraďte se se svým praktickým lékařem.
- U těhotných žen, diabetiků a osob s kardiostimulátorem je použití tohoto přístroje vhodné napřed zkontrolovat s lékařem. Nedoporučuje se používat u jedinců se smyslovými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** na malé děti, invalidy nebo osoby spící či v bezvědomí. **NEPOUŽÍVEJTE** na místa s necitlivou kůží nebo u osob se špatným krevním oběhem.
- Tento přístroj nesmí **NIKDY** používat osoba, která trpí fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele manipulovat s ovládacími prvky.
- **NIKDY** zařízení nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa kožní vyrážkou.
- **NEPOUŽÍVEJTE** před spaním. Masáž má stimulační účinky a může oddalovat spánek.
- Nepoužívejte déle než je doporučeno.
- Na masážní mechanismus by měla být vyvíjena pouze jemná síla, aby se eliminovalo riziko zranění.
- Zařízení má nahřivanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Nedodržení výše uvedeného může vést k požáru nebo zranění.


3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.


Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti HoMedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti HoMedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Nejbližší servisní středisko společnosti HoMedics najdete na webu www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

 Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpořte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

VLASTNOSTI PRODUKTU



A / ROTUJÚCE MASÁŽNE VÝSTUPKY - Pre unavené chodidlá a priehlavky

B / TLAČIDLO POWER (VYPÍNAČ) - Aktivuje funkcie masáže a vyhrievania

C / TLAČIDLO AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU) - Môžete si vybrať nízku, strednú, alebo vysokú intenzitu stlačenia

D / TLAČIDLO MODE (REŽIM) - Aktivuje len vzduch, len hĺbkovú masáž, alebo ich kombináciu

E / TLAČIDLO KNEAD INTENSITY (INTENZITA HĽBKOVEJ MASÁŽE) - Môžete si vybrať nízku, strednú, alebo vysokú intenzitu hĺbkovej masáže

F / TLAČIDLO HEAT (VYHRIEVANIE) - Uvoľňuje unavené chodidlá a priehlavky

POKYNY NA POUŽITIE:

1. Zasuňte do sieťovej zásuvky 220 – 240 V.
2. Dôrazne odporúčame, aby ste pri používaní masážnej pomôcky na chodidlá mali na nohách ponožky. Pri používaní pomôcky musíte mať vyzuté topánky.
3. Masážnu pomôcku položte na zem pred svoje kreslo alebo stoličku a zasuňte do nej nohy.
4. Masáž aktivujete jedným stlačením tlačidla POWER. Vaša voľba sa potvrdí rozsvietením tlačidla bielou farbou. Pomôcka sa spustí, pričom vzduch, aj hĺbková masáž budú nastavené na nízku intenzitu.
5. Pomôcku vypnete ďalším stlačením tlačidla POWER.

Tlačidlo Air Intensity (Intenzita vzduchu)

1. Stlačením tlačidla AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU) si budete môcť nastaviť intenzitu tlaku vzduchu, teda silu stlačenia vášho chodidla.
2. Stlačte tlačidlo MODE (REŽIM), až pokiaľ sa nerozsvieti tlačidlo AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU).
3. Pri prvom zapnutí bude režim AIR INTENSITY (INTENZITA VZDUCHU) nastavený na najnižšiu hodnotu a tlačidlo bude svietiť tmelenou modrou farbou.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa tlak na chodidlo zmení na stredný, čo bude indikované jasnejšou modrou farbou.
5. Tretím stlačením tlačidla sa tlak zmení na vysoký, čo bude indikované jasnou modrou farbou.
6. Ďalším stlačením tlačidla sa tlak vráti na najnižšie nastavenie.

Tlačidlo Mode (Režim)

1. Stlačením tlačidla MODE sa pomôcka spustí, pričom vzduch a hĺbková masáž budú nastavené na nízku intenzitu. Obidve strany tlačidla sa rozsvietia.
2. Ďalším stlačením tlačidla sa pomôcka prepne len na vzduch. Ľavá strana tlačidla MODE (REŽIM) sa rozsvieti modrou farbou.

3. Tretím stlačením tlačidla sa pomôcka prepne len na hĺbkovú masáž. Pravá strana tlačidla MODE (REŽIM) sa rozsvieti zelenou farbou.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa pomôcka vráti do režimu vzduchu a hĺbkovej masáže. Tlačidlá AIR INTENSITY, MODE a KNEAD INTENSITY budú celé svietiť.

Tlačidlo Knead Intensity (Intenzita hĺbkovej masáže)

1. Stlačením tlačidla KNEAD INTENSITY (INTENZITA HĽBKOVEJ MASÁŽE) si budete môcť nastaviť intenzitu masážneho mechanizmu.
2. Stlačte tlačidlo MODE (REŽIM), až pokiaľ sa nerozsvieti tlačidlo KNEAD INTENSITY (INTENZITA HĽBKOVEJ MASÁŽE).
3. Pri prvom zapnutí bude INTENZITA HĽBKOVEJ MASÁŽE nastavená na najnižšiu hodnotu a tlačidlo bude svietiť tmelenou zelenou farbou.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa intenzita masáže zmení na strednú, čo bude indikované jasnejšou zelenou farbou.
5. Tretím stlačením tlačidla sa intenzita zmení na vysokú, čo bude indikované jasnou zelenou farbou.
6. Ďalším stlačením tlačidla sa intenzita vráti na najnižšiu hodnotu.

Tlačidlo Heat (Vyhrievanie)

1. Pri aktivácii upokojujúceho tepla si najprv zvolte AIR (VZDUCH) alebo KNEAD (HĽBKOVÁ MASÁŽ). Potom len stlačte tlačidlo HEAT (VYHRIEVANIE), ktoré sa rozsvieti červenou farbou.
 2. Vyhrievanie vypnete ďalším stlačením tlačidla a červené svetlo zhasne.
- POZNÁMKA:** Vyhrievanie nemôže byť kvôli vašej bezpečnosti zapnuté, pokiaľ nezvolíte program Air (Vzduch) alebo Knead (Hĺbková masáž).

POZNÁMKA:

- Na tejto pomôcke na masáž chodidiel sa NEPOKÚŠAJTE postaviť. Počas jej používania musíte sedieť.
- Masáž, ani vyhrievanie, nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako 15 minút.
- Táto pomôcka z dôvodu bezpečnosti obsahuje funkciu automatického vypnutia po 15 minútach. Táto funkcia sa nesmie používať namiesto vypnutia. Keď masážnu pomôcku nepoužívate, vždy ju vypnite.

ÚDRŽBA:

Čistenie

Odpojte zariadenie a nechajte ho pred čistením vychladnúť. Čistite ho len mäkkou vlhkou spongiou.

- Zabráňte kontaktu vody a iných tekutín so zariadením.
- Pri čistení neponárajte zariadenie do žiadnej tekutiny.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštiace prípravky na sklo/nábytok, riedidlá a podobné.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. ULOŽTE TIETO POKYNY NA BUDÚCE POUŽITIE.

- VŽDY odpojte zariadenie od elektrickej siete ihneď po použití a tiež pred čistením. Pred odpojením prepnite všetky ovládacie prvky do polohy „VYPNUTÉ“ a potom zariadenie vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- NIKDY nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený v elektrike. Vytiahnite ho z elektriky vždy, keď ho nepoužívate a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, avšak iba pokiaľ sú pod dohľadom alebo pokiaľ im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu možné riziká. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Deti nesmú bez dozoru zariadenie čistiť a prevádzať bežnú údržbu.
- Zariadenie neuchovávajte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla. Do zariadenia nenalievajte vodu ani iné kvapaliny.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte z elektrickej zásuvky. Uchovávajte v suchu – NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkých ani mokrych podmienkach.
- SOHA NE dugjon tût vagy más fémből készült eszközöt a készülékbe.

Skladovanie

Uložte zariadenie do krabice na bezpečné suché a chladné miesto. Elektrickú šnúru nikdy neomotávajte okolo spotrebiča, aby sa zabránilo jej zalomeniu. Nevešajte jednotku za šnúru.


- Používajte zariadenie na zamýšľané použitie ako je opísané v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE vybavenie iné, ako odporúčané spoločnosťou HoMedics.
- SOHA NE használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Juttassa vissza a HoMedics szervizközpontjába vizsgálat és javítás céljából.
- Udržiavejte kábel ďalej od vyhrievaných povrchov.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo privádza kyslík.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie pod dekou ani vankúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Zariadenie NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- NE használja a szabadban.
- NEDRVTE. Vyhnite sa ostrým hranám.
- Tento produkt potrebuje napájanie 100-240 V stried.
- NE próbálja meg a készüléket javítani. Nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék minden javítását kizárólag a HoMedics arra jogosult szakembere végezheti el.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotrebiča. Vzduchové otvory udržiajte bez chlupov, vlasov atď.

- V dôsledku nesprávneho použitia môžu vzniknúť popáleniny.
- Dajte pozor na to, aby boli vlasy, oblečenie a šperky dostatočne ďaleko od masážneho mechanizmu alebo akýchkoľvek iných pohyblivých častí výrobku po celú dobu.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto zariadenia s lekárom.
- Toto je neprofesionálne zariadenie určené na osobnú potrebu na poskytnutie uvoľňujúcej masáže naveným svalom. Nepoužívajte ho ako náhradu za lekársku pomoc.
- Používanie tohto produktu by malo byť príjemné a pohodlné. V prípade bolesti alebo nepríjemných pocitov prestaňte spotrebič používať a poraďte sa so svojim lekárom.
- Tehotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto spotrebiča poradiť s lekárom. Tento spotrebič sa neodporúča používať osobám so zmyslovými poruchami vrátane diabetickej neuropatie.
- **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie na deti, invalidov a osoby spiacie a v bezvedomí. **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie na miestach s necitlivou pokožkou alebo ak má osoba slabú cirkuláciu krvného obehu.
- Tento spotrebič **NIKDY** nesmie používať osoba so zdravotnými ťažkosťami, ktoré by obmedzovali schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky.
- **NIKDY** zariadenie nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na vyrážky.
- Nepoužívajte ho pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
- Nepoužívajte zariadenie dlhšie, ako sa odporúča.
- Na masážny mechanizmus sa má pôsobiť len miernou silou, aby sa vylúčilo riziko zranenia.
- Zariadenie má vyhrievanú plochu. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmkoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôbenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody. Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti HoMedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti HoMedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva. Lokálne servisné stredisko HoMedics nájdete na stránke www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

 Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odnesť do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI




A / FORGÓ MASSZÁZSFEJEK - A fáradt talp és lábfej számára

B / TÁPKAPCSOLÓ (POWER)  - A masszáz- és melegítő funkciókat aktiválja



C / LEVEGŐINTENZITÁS GOMB (AIR INTENSITY)  - Az alacsony, közepes vagy magas levegőnyomás kiválasztását teszi lehetővé

D / ÜZEMMÓDVÁLTÓ GOMB (MODE)  - Aktiválja a levegős masszírozást, a gyúrást, illetve a kettő kombinációját

E / GYÚRÁSINTENZITÁS GOMB (KNEAD INTENSITY)  - Az alacsony, közepes vagy magas gyúrás intenzitás kiválasztását teszi lehetővé

F / MELEGÍTÉS GOMB  - Megnyugtató meleget biztosít a fáradt talp és lábfej számára

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Csatlakoztassa 220-240V konnektorhoz.
2. A lábmasszírozó használatakor javasolt zoknit viselni. Ne használja a készüléket cipőben.
3. Helyezze a masszírozót a padlóra a szék elé, és tegye a lábát a készülékre.
4. A masszírozás bekapcsolásához nyomja meg egyszer a  tápkapcsolót. A gomb világitani kezd. Alacsony intenzitáson elindul a levegős masszírozás és a gyúrás.
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer a  tápkapcsolót.

Levegőintenzitás gomb (Air Intensity)

1. A levegőintenzitást szabályozó gomb segítségével beállíthatja a levegőnyomást, azaz azt, hogy milyen erős legyen a légáramlás.
2. Az üzemmódváltó gombbal válassza ki a levegőintenzitás gombját (hogy világitson).
3. Az első bekapcsoláskor a levegőintenzitás a legalacsonyabb fokozaton indul el, és a gomb halványkékén világit.
4. A gomb ismételt megnyomásakor a nyomás közepesre vált, amit erősebb kék fény jelez.
5. A gomb harmadszorra történő megnyomásakor a nyomás a legerősebb fokozatra vált, amit intenzív kék fény jelez.
6. Ha negyedszerre is megnyomja a gombot, a nyomás a legalacsonyabb fokozatra tér vissza.

Üzem módváltó gomb (Mode)

1. Az üzemmódváltó gomb megnyomásakor alacsony intenzitáson elindul a levegős masszírozás és a gyúrás. A gomb mindkét oldala világit.
2. A gomb ismételt megnyomásakor a készülék csak levegős üzemmódra vált. Az üzemmódváltó gomb bal oldala kéken világit.
3. A gomb harmadszorra történő megnyomásakor a készülék csak gyúrás üzemmódra vált. Az üzemmódváltó gomb jobb oldala zölden világit.

4. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a készülék visszatér a kombinált (levegős és gyúrás) masszázshoz. A levegőintenzitás, az üzemmódváltó és a gyúrásintenzitás gombok mind világitanak.

Gyúrásintenzitás gomb (Knead Intensity)

1. A gyúrásintenzitás gombbal a masszírozómechanizmus intenzitását állíthatja be.
2. Az üzemmódváltó gombbal válassza ki a gyúrásintenzitás gombját (hogy világitson).
3. Az első bekapcsoláskor a gyúrás a legalacsonyabb fokozaton indul el, és a gomb halványzölden világit.
4. A gomb ismételt megnyomásakor az intenzitás közepesre vált, amit erősebb zöld fény jelez.
5. A gomb harmadszorra történő megnyomásakor az intenzitás a legerősebb fokozatra vált, amit intenzív zöld fény jelez.
6. Ha negyedszerre is megnyomja a gombot, az intenzitás a legalacsonyabb fokozatra tér vissza.

Melegítés gomb (Heat)

1. A melegítés bekapcsolásához először válassza ki a levegős üzemmódot vagy a gyúrás. Ezután nyomja meg a melegítés gombját, ami piros fényen világitani kezd.
2. A melegítési funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, és a piros fény kialszik.

MEGJEGYZÉS: Az Ön biztonsága érdekében a melegítés csak akkor kapcsolható be, ha a levegős és/vagy a gyúrás ki van választva.

MEGJEGYZÉS:

- NE próbáljon teljes súlyával ráállni a lábmasszírozóra. Csak ülve használja.
- NE használja a masszírozó vagy melegítő funkciókat folyamatosan 15 percnél hosszabb ideig.
- Biztonsága érdekében a készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol. Ez a funkció nem alkalmas a kikapcsolás kiváltására. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha már nem használja.

KARBANTARTÁS:

Tisztítás

Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni a tisztítás előtt. Puha, enyhén nedves szivaccsal tisztítsa.

- Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék érjen a készülékhez.
- Ne merítse bele folyadékokba.
- Soha ne használjon súrolószereket, kefét, üveg-/bútorfényezőt, higítót stb. a tisztításhoz.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. TEGYE EL AZ ÚTMUTATÓKAT A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

- **MINDIG** azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzathoz a használatot követően, és a tisztítást megelőzően. Minden gombot állítson 'KI' helyzetbe, majd húzza ki a dugót az aljzathoz.
- **SOHA** ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzathoz, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- A készüléket csak abban az esetben használhatják 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nincsenek kellő gyakorlat vagy tudás birtokában, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, aki ismerteti a készülék biztonságos használatát, illetve ha megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik el.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahonnan könnyedén beeshet a kádba vagy a mosdóba. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.

Tárolás

A készüléket tegye dobozába, vagy egy biztonságos, száraz, hűvös helyre. A kábeltörés elkerülése érdekében **NE** tekerje a kábelt a készülék köré. **NE** akassza fel a készüléket a kábelnél fogva.

- **NE** nyúljon a vízbe vagy más folyadékba esett készülék után. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket. Tartsa szárazon – **NE** működtesse nedves vagy párás környezetben.
- **SOHA**, semmilyen tárgyat ne tegyen bele a készülék nyílásaiba.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. **NE** használjon a HoMedics által nem javasolt kiegészítőket.
- **SOHA** **NE** használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Juttassa vissza a HoMedics szervizközpontjába vizsgálat és javítás céljából.
- A vezetéket tartsa távol a forró felületektől.
- **NE** használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a légkörbe.
- **NE** használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- **NE** mozgassa és ne tartsa a készüléket a vezetékénél fogva.
- **NE** használja a szabadban.
- **NE** préselje össze. Kerülje el az éles hajlításokat.
- A készülék 100–240 V AC tápellátást igényel.

- NE próbálja meg a készüléket javítani. Nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék minden javítását kizárólag a HoMedics arra jogosult szakembere végezheti el.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa a szellőzőnyílásokat szősztól, hajszálaktól stb. mentesen.
- A helytelen használat égést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és ékszerei mindig távol legyenek a készülék masszírozó mechanizmusától és más mozgó alkatrészeitől.
- Ha bármilyen aggodalma van egészségével kapcsolatban, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez egy személyes használatra tervezett nem professzionális készülék, amelynek célja a fáradt izmok nyugtató masszírozása. NE használja orvosi kezelések helyét.
- A termék használatának kellemesnek és kényelmesnek kell lennie. Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, ne használja tovább, és kérje háziorvosa tanácsát.
- Terhes nők, cukorbetegség és szívritmus-szabályozót viselő személyek az eszköz használata előtt forduljanak orvoshoz. Csökkent érzékszervi képességekkel rendelkező személyeknek, például diabéteszes neuropátiás betegeknek nem ajánlott a használata.
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen. NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- Az eszközt SOHA nem használhatja olyan fizikai betegségben szenvedő személy, amely korlátozza a felhasználó irányítási képességét.
- SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
- NE használja lefekvés előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és késleltetheti az elalvást.
- Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.
- Sérülés elkerülése végett a masszírozómechanizmussal szemben csak kis erőt fejtessen ki.
- A készülék egy forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz vagy sérülés keletkezhet.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garancia annak anyag- és megmunkáláshibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével.


Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károokra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a termék az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkat.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a HoMedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a HoMedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi HoMedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:

www.homedics.co.uk/servicecentres



A WEEE magyarázata

 Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezésből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Συνδέστε σε μια πρίζα ηλεκτρικού 220-240V.
2. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να φοράτε κάλτσες όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μασάζ ποδιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με παπούτσια.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή μασάζ στο δάπεδο μπροστά από την καρέκλα σας και βάλτε τα πόδια μέσα στη συσκευή μασάζ.
4. Για να αρχίσει το μασάζ, πατήστε το κουμπί POWER  μία φορά. Το κουμπί θα ανάψει με λευκό χρώμα, για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Η συσκευή θα ξεκινήσει με αέρα και ταυτόχρονα μασάζ σε βάθος σε χαμηλή ένταση.
5. Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER  άλλη μία φορά.


Κουμπί έντασης αέρα (Air Intensity)

1. Αν πατήσετε το κουμπί AIR INTENSITY θα μπορούσατε να ρυθμίσετε την ένταση της πίεσης του αέρα, πόσο πολύ πιέζει τα πόδια σας.
2. Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να φωτιστεί το κουμπί AIR INTENSITY.
3. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η λειτουργία AIR INTENSITY θα αρχίσει από τη χαμηλότερη ρύθμιση με το κουμπί φωτισμένο με αχνό μπλε χρώμα.
4. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η πίεση στα πόδια θα γίνει μέτρια και το κουμπί θα γίνει πιο φωτεινό μπλε.
5. Αν πατήσετε το κουμπί και τρίτη φορά, η πίεση θα γίνει υψηλή και το κουμπί θα γίνει ακόμα πιο φωτεινό μπλε.
6. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η πίεση θα επιστρέψει στη χαμηλότερη ρύθμισή της.


Κουμπί λειτουργίας (Mode)


1. Αν πατήσετε το κουμπί MODE, η συσκευή ξεκινά με αέρα και παράλληλα μασάζ σε βάθος σε χαμηλή ένταση. Θα φωτιστούν και οι δύο όψεις του κουμπιού.
2. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο με αέρα. Η αριστερή όψη του κουμπιού MODE θα φωτιστεί με μπλε χρώμα.
3. Αν πατήσετε το κουμπί για τρίτη φορά, η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο με μασάζ σε βάθος. Η δεξιά όψη του κουμπιού MODE θα φωτιστεί με πράσινο χρώμα.

A / ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΑΣΑΖ - Για κουρασμένα πέλματα και καμάρες

B / ΚΟΥΜΠΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (POWER)  - Ενεργοποιεί τις λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης

C / ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑ (AIR INTENSITY)  - Επιλέξτε μεταξύ χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής έντασης συμπίεσης

D / ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MODE)  - Ενεργοποιεί τον αέρα μόνο, το μασάζ σε βάθος μόνο ή συνδυασμό των δύο

E / ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΒΑΘΟΣ (KNEAD INTENSITY)  - Επιλέξτε μεταξύ χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής έντασης μασάζ σε βάθος

F / ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  - Ανακουφίζει τα κουρασμένα πέλματα και τις καμάρες

4. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η συσκευή θα επιστρέψει σε λειτουργία με αέρα και μασάζ σε βάθος. Θα ανήσουν ταυτόχρονα και τα τρία κουμπιά AIR INTENSITY, MODE και KNEAD INTENSITY.

Κουμπί έντασης μασάζ σε βάθος (Knead Intensity)

1. Αν πατήσετε το κουμπί KNEAD INTENSITY θα μπορούσατε να ρυθμίσετε την ένταση του μηχανισμού μασάζ.
2. Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να φωτιστεί το κουμπί KNEAD INTENSITY.
3. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η λειτουργία KNEAD INTENSITY θα αρχίσει από τη χαμηλότερη ρύθμιση με το κουμπί φωτισμένο με αχνό πράσινο χρώμα.
4. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η ένταση του μηχανισμού μασάζ θα γίνει μέτρια και το κουμπί θα γίνει πιο φωτεινό πράσινο.
5. Αν πατήσετε το κουμπί και τρίτη φορά, η ένταση θα γίνει υψηλή και το κουμπί θα γίνει ακόμα πιο φωτεινό πράσινο.
6. Αν πατήσετε το κουμπί άλλη μία φορά, η ένταση θα επιστρέψει στη χαμηλότερη ρύθμισή της.

Κουμπί θέρμανσης (Heat)

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης για ανακούφιση, επιλέξτε πρώτα AIR ή KNEAD. Στη συνέχεια, αρκεί να πατήσετε το κουμπί HEAT κι αυτό θα φωτιστεί με κόκκινο χρώμα.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση, πατήστε ξανά το κουμπί και το κόκκινο χρώμα θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η θέρμανση αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα αέρα ή μασάζ σε βάθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ΜΗΝ προσπαθήσετε να σταθείτε επάνω σε αυτήν τη συσκευή μασάζ ποδιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο καθιστοί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μασάζ ή θέρμανσης συνεχώς για περισσότερα από 15 λεπτά.
- Η λειτουργία της συσκευής τερματίζεται αυτόματα μετά από 15 λεπτά, για λόγους ασφαλείας. Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της κανονικής απενεργοποίησης της συσκευής. Πάντα να θυμάστε να σβήσετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Καθαρισμός

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό σφουγγάρι.

- Ποτέ μην επιτρέπετε την επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό για να την καθαρίσετε.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, βούρτσες, γυαλιστικό τζαμιών / επίπλων, διαλυτικό κ.λπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦ

- Να βγάξετε ΠΑΝΤΑ το φως από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό. Για αποσυνδέσετε τη συσκευή, βάλτε όλους τους διακόπτες στη θέση 'OFF' και βγάλτε το φως από την πρίζα.
- Να επιτηρείτε ΠΑΝΤΑ μια συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Να βγάξετε το φως από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τμήματα ή εξαρτήματα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Φύλαξη

Τοποθετείτε τη συσκευή μέσα στο κουτί της σε ασφαλές, ξηρό και ψυχρό μέρος. Για μην κοπεί το καλώδιο τροφοδοσίας, ΜΗΝ το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή. ΜΗΝ κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.


- ΜΗΝ αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικού και αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Διατηρείτε την στεγνή – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε πείρους ή άλλα μεταλλικά συνδετικά μέσα στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την HoMedics.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή φως, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη ή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε την στο Εξουσιοδοτημένο κέντρο service της HoMedics για έλεγχο και επισκευή.
- Δραστήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος ως χειρολαβή.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- ΜΗΝ την τσακίζετε. Αποφύγετε να την διπλώνετε.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τάση ρεύματος 100-240V AC.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν μέρη επισκευάσιμα από το χρήστη. Το service αυτής της συσκευής πρέπει να διεξάγεται μόνο από Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό της HoMedics.
- Ποτέ μην φράζετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα της συσκευής. Διατηρείτε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα απαλλαγμένα από χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- Η ακαταλληλή χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μαλλιά, τα ρούχα και τα κοσμήματα διατηρούνται μακριά από το μηχανισμό μασάζ ή από οποιαδήποτε άλλα κινούμενα μέρη του προϊόντος ανά πάσα στιγμή.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή είναι μια μη επαγγελματική συσκευή, έχει σχεδιαστεί για προσωπική χρήση και προορίζεται για να παρέχει χαλαρωτικό μασάζ στους κουρασμένους μύες. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Εάν προκύψει πόνος ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Οι έγκυες γυναίκες, οι διαβητικοί και τα άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευτούνται ιατρό πριν κάνουν χρήση αυτής της συσκευής. Δεν συνιστάται για χρήση από άτομα με αισθητηριακές ανεπάρκειες όπως η διαβητική νευροπάθεια.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφος, σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες ή σε άτομο που κοιμάται ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νεκρές περιοχές δέρματος ή όταν υπάρχει κακή κυκλοφορία αίματος.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ από άτομα που νοσούν από οποιαδήποτε σωματική πάθηση που θα περιορίζει την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τα κουμπιά ελέγχου.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας πάνω από πρησμένες ή ερεθισμένες περιοχές του δέρματος ή επάνω σε εξανθήματα.
- ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ έχει μια διεγερτική δράση και μπορεί να επιβραδύνει τον ύπνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- Θα πρέπει να ασκείται ήπια δύναμη στον μηχανισμό μασάζ, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Η συσκευή έχει μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμοότητας πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.


ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

Η FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές. Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της HoMedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιοδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της HoMedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα. Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της HoMedics, μεταβείτε στη διεύθυνση www.homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

 Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:



KULLANIM TALİMATLARI:

- 220-240V güçlü bir prize takın.
- Bu ayak masaj aletini kullanırken çorap giymeniz şiddetle önerilir. Bu üniteyi ayakkabılı olarak kullanmayın.
- Masaj aletini yere, sandalye ya da koltuğunuzun önüne koyun ve ayaklarınızı masaj aletinin içine yerleştirin.
- Masajı çalıştırmak için **POWER (GÜÇ)** güç düğmesine bir defa basın. Düğme, seçiminizi onaylamak üzere beyaz renkte yanacaktır. Alet, hava ve yağurmanın her ikisi de düşük yoğunlukta olacak şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Aleti kapatmak için **POWER (GÜÇ)** güç düğmesine bir defa basın.

Hava Yoğunluğu Düğmesi (Air Intensity)

- AIR INTENSITY (HAVA YOĞUNLUĞU) düğmesine basılması ayaklarınızı ne kadar sert sıkıldığını belirleyen hava basıncı yoğunluğunu ayarlamanaızı sağlayacaktır.
- AIR INTENSITY (HAVA YOĞUNLUĞU) düğmesi yanana kadar MODE (MOD) düğmesine basın.
- İlk açıldığında, AIR INTENSITY (HAVA YOĞUNLUĞU) sönük mavi renkte yanan düğmeyle en düşük seviyede başlayacaktır.
- Düğmeye tekrar basılması ayak basıncını daha parlak mavi renkle gösterilen orta seviyeye getirecektir.
- Düğmeye üçüncü defa basılması basıncı en parlak mavi renkle gösterilen yüksek seviyeye getirecektir.
- Düğmeye bir defa daha basılması basıncın en düşük ayara geri dönmelerini sağlayacaktır.

Mod Düğmesi (Mode)

- MODE (MOD) düğmesine basıldığında alet hava ve yağurmanın her ikisi de düşük yoğunlukta olacak şekilde başlar. Düğmenin her iki tarafı da yanar.
- Düğmeye tekrar basılması aleti sadece hava moduna getirecektir. MODE (MOD) düğmesinin sol tarafı mavi renkte yanacaktır.
- Düğmeye üçüncü defa basılması aleti sadece yağurma moduna getirecektir. MODE (MOD) düğmesinin sağ tarafı yeşil renkte yanacaktır.

A / DÖNER MASAJ YUMRULARI - Yorgun tabanlar ve ayak kemerleri için

B / GÜÇ DÜĞMESİ (POWER) - Masaj ve ısıtma fonksiyonlarını çalıştırır

C / HAVA YOĞUNLUĞU DÜĞMESİ (AIR INTENSITY) - Düşük, orta ya da yüksek tazyik yoğunluğunu seçin

D / MOD DÜĞMESİ (MODE) - Sadece havayı, sadece yağurmayı veya her ikisini birlikte çalıştırır

E / YOĞURMA YOĞUNLUĞU DÜĞMESİ (KNEAD INTENSITY) - Düşük, orta ya da yüksek yağurma yoğunluğunu seçin

F / ISITMA DÜĞMESİ (HEAT) - Yorgun tabanları ve ayak kemerlerini rahatlatır

- Düğmeye bir defa daha basılması aletin hava ve yağurma moduna geri dönmelerini sağlayacaktır. AIR INTENSITY (HAVA YOĞUNLUĞU), MODE (MOD) ve KNEAD INTENSITY (YOĞURMA YOĞUNLUĞU) düğmelerinin hepsi yanacaktır.

Yoğurma Yoğunluğu Düğmesi (Knead Intensity)

- KNEAD INTENSITY (YOĞURMA YOĞUNLUĞU) düğmesine basılması masaj mekanizmasının yoğunluğu ayarlamanaızı sağlayacaktır.
- KNEAD INTENSITY (YOĞURMA YOĞUNLUĞU) düğmesi yanana kadar MODE (MOD) düğmesine basın.
- İlk açıldığında, KNEAD INTENSITY (YOĞURMA YOĞUNLUĞU) sönük yeşil renkte yanan düğmeyle en düşük seviyede başlayacaktır.
- Düğmeye tekrar basılması masaj yoğunluğunu daha parlak yeşil renkle gösterilen orta seviyeye getirecektir.
- Düğmeye üçüncü defa basılması yoğunluğu en parlak yeşil renkle gösterilen yüksek seviyeye getirecektir.
- Düğmeye bir defa daha basılması yoğunluğun en düşük ayara geri dönmelerini sağlayacaktır.

Isıtma Düğmesi (Heat)

- Rahatlatıcı ısıyı çalıştırmak için ilk olarak AIR (HAVA) ya da KNEAD (YOĞURMA) özelliğini seçin. Ardından HEAT (ISITMA) düğmesine basmanız yeterli; düğme kırmızı renkte yanacaktır.
 - Isıtmayı kapatmak için, düğmeye tekrar basın; kırmızı ışık sönecektir.
- NOT:** Emniyetiniz için hava ve/veya yağurma programı seçilmediği sürece ısıtma açılmaz.

NOT:

- Bu Ayak Masaj Aleti üzerinde ayakta durmaya ÇALIŞMAYIN. Sadece oturur durumdayken kullanın.
- Masajı ya da ısıtma fonksiyonlarını aralıksız 15 dakikadan fazla KULLANMAYIN.
- Bu alette sizin güvenliğiniz için 15 dakikada otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Bu özellik KAPAT (OFF) fonksiyonunun yerine kullanılmamalıdır. Kullanılmadığında aleti her zaman kapalı tutmayı unutmayın.

BAKIM:

Temizleme

Aleti fişten çıkarın ve temizleme öncesinde soğumasını sağlayın. Sadece yumuşak, hafif nemli bir süngerle temizleyin.

- Su ya da başka herhangi bir sıvının aletle temasına izin vermeyin.
- Temizlemek için herhangi bir sıvı içerisine batırmayın.
- Temizlemek için asla aşındırıcı temizleyiciler, fırçalar, cam/mobilya parlaticıları, tiner vb malzemeleri kullanmayın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. BU TALİMATLARI DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

- Aygıtı kullandıktan sonra veya temizlemeden önce HER ZAMAN elektrik prizinden çekin. Elektrik bağlantısını kesmek için tüm denetimleri 'OFF' (KAPALI) konuma getirin ve sonra fişi prizden çıkarın.
- HİÇBİR ZAMAN aygıtı prize takılı bırakmayın. Kullanılmadığında ve parçalarını veya aksesuarlarını takıp çıkarmadan önce şebeke prizinden çıkarın.
- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları durumunda, bu alet, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Aygıtı banyo veya küvet gibi düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve kullanmayın. Su veya diğer sıvıların içine koymayın veya düşürmeyin.
- Suya veya başka bir sıvının içine düşen aygıtı ALMAYA ÇALIŞMAYIN. Ana sigortayı derhal kapatın ve fişi prizden çıkarın. Kuru kalmasına dikkat edin; Islak veya nemliyken ÇALIŞTIRMAYIN.

Depolama

Aleti kutusuna ya da emniyetli, kuru ve serin bir yere koyun. Kırılmayı önlemek için, güç kablosunu aletin etrafına SARMAYIN. Üniteyi kablosundan ASMAYIN.

- HİÇBİR ZAMAN aygıtı iğne veya benzeri metal cisimler sokmayın.
- Bu aygıtı kitapçıkta açıklanan amaçla kullanın. HoMedics tarafından önerilmeyen ekleri KULLANMAYIN.
- Kablosu veya fişi hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşürüldüyse aygıtı ASLA çalıştırmayın. İncelenmek ve onarılmak üzere HoMedics Servis Merkezine götürün.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde KULLANMAYIN.
- Bir örtünün veya yastığın altında KULLANMAYIN. Aygıt aşırı ısınabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Bu aygıtı kablosundan tutarak taşımayın veya kablosunu tutacak olarak KULLANMAYIN.
- Dış mekanda KULLANMAYIN.
- Aygıtı EZMEYİN. Fazla katlamayın.
- Bu ürün 100-240 V AC güç gerektirir.
- Aygıtı onarmaya ÇALIŞMAYIN. Aygıtın kullanıcı tarafından değiştirilebilecek/onarılacak bir parçası yoktur. Bu aygıtın tüm servis işlemleri yalnızca yetkili HoMedics servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazın hava açıklıklarını asla kapatmayın. Hava açıklıklarında tüy, saç vb. kalmamasını sağlayın.

- Uygunsuz kullanım nedeniyle yanıklar meydana gelebilir.
- Lütfen tüm saç, giysi ve takıların masaj mekanizmasından veya ürünün diğer hareketli parçalarından her zaman uzak tutulduğundan emin olun.
- Sağlığımızla ilgili endişeleriniz varsa bu aygıtı kullanmadan önce doktora danışın.
- Bu profesyonel olmayan bir aygıttır; kişisel kullanım amacıyla ve yorgun kasları uyarmak üzere dinlendirici masaj yapmak için tasarlanmıştır. Tıbbi tedavi yerine KULLANILMAMALIDIR.
- Bu ürünün kullanımı keyifli ve konforlu olmalıdır. Ağrı veya rahatsızlık yaşarsanız, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Hamileler, diyabet hastaları ve kalp pili taşıyan kişiler bu cihazı kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır. Diyabetik nöropati dahil duyuusal eksiklikleri olan kişiler tarafından kullanılması önerilmez.
- Bebeklerde, uyur haldeki veya bilinci kapalı kişilerde KULLANMAYIN. Hissiz ciltte veya kan dolaşım sorunu olan kişilerde KULLANMAYIN.
- Bu cihaz, kullanıcının kontrollere müdahale etme kapasitesini azaltacak herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olan kişilerce ASLA kullanılmamalıdır.
- HİÇBİR ZAMAN doğrudan şişmiş veya iltihaplanmış bölgelerde veya cilt döküntüsü olan yerlerde kullanmayın.
- Yatmadan önce KULLANMAYIN. Masajın canlandırıcı etkisi vardır ve uyumanızı geciktirebilir.
- Önerilen süreden daha uzun kullanmayın.
- Yaralanma riskini ortadan kaldırmak için masaj mekanizmasına yalnızca hafif kuvvet uygulanmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı bir yüzeye sahiptir. Isıya duyarlı kişilerin cihazı kullanırken dikkat etmesi gerekir.
- Yukarıdakilere uyulmaması yangın veya yaralanma riskine yol açabilir.


3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılması için değişiklik veya uyarılar gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onanması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüf, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.

Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece HoMedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. HoMedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.

Yerel HoMedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE açıklaması

 Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığımız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-FMS350H-EU-1223-04

