


User manual

Scale



For more information, scan the QR code or visit our website: www.salter.com.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit guarantee.upplc.com/salter and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

SALTER
1760

SAFETY INSTRUCTIONS



BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product is not a toy.
- Children must be supervised to ensure they do not handle or play with the product.
- This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.
- Do not insert fingers into any openings or inside the product.
- Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is a high precision device; handle it with care.
- This product is intended for domestic use only.



CAUTION: The user should not use the analyser function if they have a pacemaker or other medical device fitted. If in doubt, consult a doctor.

BATTERY SAFETY

- This product is supplied with 4 x AA batteries. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

Care and maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.

Never immerse the scale in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage.

Before first use

Remove the plastic isolator tab from the battery compartment (if present) prior to use.

Make sure the batteries are inserted following the correct polarity.

Position the scale on a firm flat surface.

Switching on the scale

Press the centre of the platform and make sure no weight is on the scale. '0.00' will be displayed.

Converting weight units

Select kg, st or lbs weight mode in the app. The scale will then turn off and is now ready for use.



NOTE: The setup process must be repeated if the scale is moved. At all other times, step straight onto the scale.

Pairing a mobile device

STEP 1: Download and install the Salter Balance app on a mobile device.

STEP 2: Ensure pairing capabilities are enabled on the mobile device.

STEP 3: Open the Salter Balance app and follow the on-screen instructions to register an account or log in to an existing account.

STEP 4: Once an account is set up, navigate to 'Device' in the app.

STEP 5: Select 'Click here to add a device', then select model 'SA00755'. Once paired, a pop up saying 'Binding successful' will be displayed.

Using the scale

This scale uses BIA (Bio Impedance Analysis) technology which passes a small electrical impulse through the body to distinguish fat from lean tissue. The electrical impulse cannot be felt and is perfectly safe. Contact with the body is made via ITO coating on the glass platform and the stainless steel pads.

STEP 1: Open the Salter Balance app once paired with the scale.

STEP 2: Step on the scale with bare feet. Ensure the soles of the feet are in full contact with the top and bottom squares on the scale; these are the electrodes. Ensure there is no contact between the left and right lower limbs.

STEP 3: Lift the handle from the scale, ensuring fingers are placed over the metal electrodes on the back and the thumbs are positioned in the thumb rests on the front. See 'Fig. 1' and 'Fig. 2'.

STEP 4: Keep arms straight at a 30–45° angle. Arms should be straight and not too close to the body. See 'Fig. 3' and 'Fig. 4'.

STEP 5: Maintain this posture until the app prompts that the reading is complete. Once the data is displayed, step off the scale.

STEP 6: When the measurement is complete, the measured weight, body fat, BMI, body water, muscle mass, bone mass and visceral fat will be displayed. Swipe down to view the values of all the listed metrics. Tap 'Report' to view and share the full body analysis report.

STEP 7: To view trends, click 'Trends'.



NOTE: During pregnancy a woman's body composition changes considerably in order to support the developing child. Under these circumstances, body fat percentage readings could be inaccurate and misleading. Pregnant women should therefore only use the weight function. For more information, visit [salter](https://www.salter.co.uk).

com/understanding-your-measurements.
To receive data, the Salter Balance app must be open. The Salter Balance app will not receive data if it is closed or not paired with the scale.

Warning indicators

Lo – Replace the batteries.

Err – Weight exceeds maximum capacity. Unstable weight. Stand still.

C – An error has occurred during measurement. Step off the scale and restart the process.

Specifications

Product code: SA00755

Display: LED

Battery: 4 x AA batteries (included)

Operating frequency: 2.4 GHz

Max RF output: <20 dBm

Units: kg/st/lb

Declaration of conformity

Ultimate Products UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at

Ultimate Products UK Ltd., UK. Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658 or online at **salter.com/declaration-letters/**. Model No. SA00755

For more information, scan the QR code or visit our website: **www.salter.com**.

FR | Veuillez conserver les instructions pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



**AVERTISSEMENT SUR LES PILES :
TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS.**

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne manipulent pas et ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est habilité à effectuer des réparations.
- Ne jamais introduire les doigts dans les ouvertures ni à l'intérieur du produit.
- Ne pas placer, ne pas ranger ni utiliser le produit à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur, ni dans un environnement humide ou à forte humidité.

- Ce produit est un appareil de haute précision ; manipulez-le avec précaution.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.



ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas utiliser la fonction d'analyse s'il porte un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical. En cas de doute, consultez un médecin.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- Ce produit est fourni avec 4 piles AA. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées avec ce produit.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit pour éviter les fuites.

Entretien et maintenance

Essayez l'extérieur de la balance avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

Ne plongez jamais la balance dans de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de détergents de nettoyage agressifs ou abrasifs ni de tampons à récure pour nettoyer la balance, car cela pourrait l'endommager.

Avant la première utilisation

Retirez la languette isolante en plastique du compartiment à piles (si présente) avant utilisation.

Assurez-vous que les piles sont insérées en respectant la polarité correcte.

Placez la balance sur une surface plane et ferme.

Allumer la balance

Appuyez au centre de la plateforme et assurez-vous qu'aucun poids ne repose sur la balance. « **0.00** » sera affiché.

Conversion des unités de poids

Sélectionnez le mode de poids kg, st ou lbs dans l'application.

La balance s'éteindra ensuite et est maintenant prête à l'emploi.



REMARQUE : Le processus de configuration doit être répété si la balance est déplacée. À tous les autres moments, montez directement sur la balance.

Appairer un appareil mobile

ÉTAPE 1 : Téléchargez et installez l'application Salter Balance sur un appareil mobile.

ÉTAPE 2 : Assurez-vous que les capacités d'appairage sont activées sur l'appareil mobile.

ÉTAPE 3 : Ouvrez l'application Salter Balance et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un compte ou vous connecter à un compte existant.

ÉTAPE 4 : Une fois un compte créé, accédez à « **Appareil** » dans l'application.

ÉTAPE 5 : Sélectionnez « **Cliquez ici pour ajouter un appareil** », puis sélectionnez le modèle « **SA00755** ». Une fois appairé, une fenêtre contextuelle indiquant « **Liaison réussie** » s'affichera.

Utilisation de l'échelle

Cette balance utilise la technologie BIA (Analyse d'Impédance Bioélectrique) qui envoie une petite impulsion électrique à travers le corps pour distinguer la graisse du tissu maigre. L'impulsion électrique est imperceptible et parfaitement sûre. Le contact avec le corps s'effectue par un revêtement ITO sur la plateforme en verre et les coussinets en acier inoxydable.

ÉTAPE 1 : Ouvrez l'application Salter Balance une fois appairée avec la balance.

ÉTAPE 2 : Montez sur la balance pieds nus. Assurez-vous que les plantes des pieds sont en contact complet avec les carrés supérieurs et inférieurs de la balance ; ce sont les électrodes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de contact entre les membres inférieurs gauche et droit.

ÉTAPE 3 : Soulevez la poignée de la balance, en vous assurant que les doigts sont placés sur les électrodes métalliques à l'arrière et que les pouces sont positionnés dans les repose-pouces à l'avant. Voir « **Fig. 1** » et « **Fig. 2** ».

ÉTAPE 4 : Gardez les bras droits à un angle de 30–45°. Les bras doivent être droits et ne pas être trop près du corps. Voir « **Fig. 3** » et « **Fig. 4** ».

ÉTAPE 5 : Maintenez cette posture jusqu'à ce que l'application indique que la lecture est terminée. Une fois les données affichées, descendez de la balance.

ÉTAPE 6 : Lorsque la mesure est terminée, le poids mesuré, la graisse corporelle, l'IMC, l'eau corporelle, la masse musculaire, la masse osseuse et la graisse viscérale seront affichés. Faites glisser vers le bas pour voir les valeurs de toutes les métriques listées. Appuyez sur « **Rapport** » pour voir et partager le rapport d'analyse corporelle complet.

ÉTAPE 7 : Pour voir les tendances, cliquez sur «  ».



REMARQUE : Pendant la grossesse, la composition corporelle d'une femme change considérablement afin de soutenir le développement de l'enfant. Dans ces circonstances, les lectures de pourcentage de graisse corporelle peuvent être inexacts et trompeuses. Les femmes enceintes ne devraient donc utiliser que la fonction de poids. Pour plus d'informations, visitez [salter.com/understanding-your-measurements](https://www.salter.com/understanding-your-measurements). Pour recevoir des données, l'application Salter Balance doit être ouverte. L'application Salter

Balance ne recevra pas de données si elle est fermée ou non jumelée avec la balance.

Indicateurs d'avertissement

Lo– Remplacez les piles.

Err – Le poids dépasse la capacité maximale. Poids instable. Restez immobile.

C – Une erreur s'est produite lors de la mesure. Descendez de la balance et redémarrez le processus.

Caractéristiques techniques

Code produit : SA00755

Affichage : LED

Piles : 4 x piles AA (incluses)

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

Puissance RF max. : <20 dBm

Unités: kg/stlb

Déclaration de conformité

Ultimate Products UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53EU.

La déclaration de conformité peut être consultée chez **Ultimate Products UK Ltd., UK. Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658** ou en ligne sur salter.com/declaration-letters/. Numéro de modèle SA00755. Pour plus d'informations, scannez le code QR ou visitez notre site Web : www.salter.com.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



**BATTERIWAARSCHUWING: BUITEN
BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

- Dit product is geen speelgoed.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij het product hanteren of ermee spelen.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of vervangen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
- Steek geen vingers in openingen of in het apparaat.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving met een hoge luchtvochtigheid.
- Dit product is een zeer nauwkeurig meetinstrument; ga er zorgvuldig mee om.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.



LET OP: De gebruiker mag de analysefunctie niet gebruiken als hij of zij een pacemaker of een ander medisch apparaat heeft. Raadpleeg bij twijfel een arts.

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ

- Dit product wordt geleverd met 4 x AA-batterijen. Alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aanbevolen mogen worden gebruikt met dit product.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd om lekkage te voorkomen.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de weegschaal af met een zachte, vochtige doek, en laat deze grondig drogen.

Dompel de weegschaal nooit onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsen om de weegschaal schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Voor het eerste gebruik

Verwijder de kunststof isolatortab uit het batterijvak (indien aanwezig) voor gebruik.

Zorg ervoor dat de batterijen zijn geplaatst volgens de juiste polariteit.

Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

De weegschaal inschakelen

Druk op het midden van het platform en zorg ervoor dat er geen gewicht op de weegschaal staat. „0.00” zal worden weergegeven.

Gewichtseenheden omzetten

Selecteer kg, st of lbs als gewichtsmodus in de app. De weegschaal schakelt daarna uit en is nu klaar voor gebruik.



OPMERKING: Het installatieproces moet worden herhaald als de weegschaal wordt verplaatst. Stap in alle andere gevallen direct op de weegschaal.

Koppelen van een mobiel apparaat

STAP 1: Download en installeer de Salter Balance-app op een mobiel apparaat.

STAP 2: Zorg ervoor dat koppelingsmogelijkheden zijn ingeschakeld op het mobiele apparaat.

STAP 3: Open de Salter Balance app en volg de instructies op het scherm om een account te registreren of in te loggen op een bestaand account.

STAP 4: Zodra een account is aangemaakt, navigeer je naar „Apparaat” in de app.

STAP 5: Selecteer „Klik hier om een apparaat toe te voegen”, selecteer vervolgens model „SA00755”. Zodra dit gekoppeld is, wordt er een pop-up weergegeven met de melding „Koppelen gelukt” wordt weergegeven.

De weegschaal

Deze weegschaal maakt gebruik van BIA (Bio Impedantie Analyse) technologie, die een kleine elektrische impuls door het lichaam stuurt om vet van mager weefsel te onderscheiden. De elektrische impuls is niet voelbaar en is volkomen veilig. Contact met het lichaam wordt gemaakt via een ITO-coating op het glazen platform en de roestvrijstalen pads.

STAP 1: Open de Salter Balance app zodra deze met de weegschaal is gekoppeld.

STAP 2: Stap op de weegschaal met blote voeten. Zorg ervoor dat de voetzolen volledig in contact zijn met de bovenste en onderste vierkanten op de weegschaal; dit zijn de elektroden. Zorg ervoor dat er geen contact is tussen de linker- en rechteronderbenen.

STAP 3: Til de handgreep van de weegschaal, zorg ervoor dat de vingers over de metalen elektroden aan de achterkant zijn geplaatst en dat de duimen in de duimsteunen aan de voorkant zijn gepositioneerd. Zie „Fig. 1” en „Fig. 2”.

STAP 4: Houd de armen recht in een hoek van 30–45°. Armen moeten recht zijn en niet te dicht bij het lichaam. Zie „Fig. 3” en „Fig. 4”.

STAP 5: Houd deze houding aan totdat de app aangeeft dat de meting is voltooid. Zodra de gegevens worden weergegeven, stap van de weegschaal af.

STAP 6: Wanneer de meting is voltooid, worden het gemeten gewicht, lichaamsvet, BMI, lichaamswater, spiermassa, botmassa en visceraal vet weergegeven. Veeg naar beneden om de waarden van alle genoemde meetwaarden te bekijken. Tik op „Rapport” om het volledige lichaamsanalyse verslag te bekijken en te delen.

STAP 7: Klik op „Trends” om trends te bekijken.



OPMERKING: Tijdens de zwangerschap verandert de lichaamssamenstelling van een vrouw aanzienlijk om het zich ontwikkelende kind te ondersteunen. Onder deze omstandigheden kunnen metingen van het lichaamsvetpercentage onnauwkeurig en misleidend zijn. Zwangere vrouwen dienen daarom alleen de weegfunctie te gebruiken. Voor meer informatie, bezoek salter.com/understanding-your-measurements. Om gegevens te ontvangen, moet de Salter Balance-app geopend zijn. De Salter Balance-app ontvangt geen gegevens als deze is gesloten of niet gekoppeld is aan de weegschaal.

Waarschuwingindicatoren

Lo – Vervang de batterijen.

Err – Het gewicht overschrijdt de maximale capaciteit. Onstabiel gewicht. Blijf stil staan.

C – Er is een fout opgetreden tijdens de meting. Stap van de weegschaal en herstart het proces.

Specificaties

Productcode: SA00755

Display: LED

Batterij: 4 x AA batterijen (inbegrepen)

Bedrijfsfrequentie: 2,4 GHz

Max RF-uitgang: <20 dBm

Eenheden: kg/stlb

Verklaring van overeenstemming

Ultimate Products UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van richtlijn 2014/53EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij **Ultimate Products UK Ltd., UK, Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658** of online op salter.com/declaration-letters/. Model nr. SA00755

Voor meer informatie, scan de QR-code of bezoek onze website: www.salter.com.

DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE



BATTERIEWARNING: VON KINDERN FERNHALTEN.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht bedienen oder damit spielen.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Stecken Sie keine Finger in Öffnungen oder in das Innere des Produkts.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät mit hoher Genauigkeit; gehen Sie sorgfältig damit um.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.



VORSICHT: Der Benutzer sollte die Analysefunktion nicht verwenden, wenn er einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät eingesetzt hat. Bei Zweifeln konsultieren Sie einen Arzt.

BATTERIESICHERHEIT

- Dieses Produkt wird mit 4 x AA-Batterien geliefert. Es sollten nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden, wie sie empfohlen werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Erschöpfte Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Außenseite der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Verwenden Sie keine starken oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um die Waage zu reinigen, da dies Schäden verursachen könnte.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie vor der Benutzung die Kunststoff-Isolierlasche aus dem Batteriefach (falls vorhanden).

Stellen Sie sicher, dass die Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt sind.

Positionieren Sie die Waage auf einer festen, ebenen Fläche.

Einschalten der Waage

Drücken Sie die Mitte der Plattform und stellen Sie sicher, dass kein Gewicht auf der Waage liegt. „0.00“ wird angezeigt.

Gewichtseinheiten umrechnen

Wählen Sie in der App den Gewichtsmodus „kg“, „st“ oder „lbs“ aus. Die Waage schaltet sich danach aus und ist nun einsatzbereit.



HINWEIS: Der Einrichtungsprozess muss wiederholt werden, wenn die Waage bewegt wird. Zu allen anderen Zeiten treten Sie direkt auf die Waage.

Kopplung eines mobilen Geräts

SCHRITT 1: Laden Sie die Salter Balance App auf einem mobilen Gerät herunter und installieren Sie sie.

SCHRITT 2: Stellen Sie sicher, dass die Kopplungsfunktionen auf dem mobilen Gerät aktiviert sind.

SCHRITT 3: Öffnen Sie die Salter Balance-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu registrieren oder sich bei einem bestehenden Konto anzumelden.

SCHRITT 4: Sobald ein Konto eingerichtet ist, navigieren Sie zu „Gerät“ in der App.

SCHRITT 5: Wählen Sie „Hier klicken, um ein Gerät hinzuzufügen“, und wählen Sie dann das Modell „SA00755“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Popup mit der Meldung „Bindung erfolgreich“ angezeigt.

Verwendung der Skala

Diese Waage verwendet die BIA-Technologie (Bio-Impedanz-Analyse), bei der ein kleiner elektrischer Impuls durch den Körper geleitet wird, um Fett von magerem Gewebe zu unterscheiden. Der elektrische Impuls ist nicht spürbar und vollkommen sicher. Der Kontakt zum Körper wird über die ITO-Beschichtung auf der Glasplattform und den Edelstahlpads hergestellt.

SCHRITT 1: Öffnen Sie die Salter Balance-App, sobald die Waage gekoppelt ist.

SCHRITT 2: Betreten Sie die Waage mit nackten Füßen. Stellen Sie sicher, dass die Fußsohlen vollständigen Kontakt mit den oberen und unteren Quadranten auf der Waage haben; das sind die Elektroden. Stellen Sie sicher, dass kein Kontakt zwischen den linken und rechten unteren Gliedmaßen besteht.

SCHRITT 3: Heben Sie den Griff von der Waage, und stellen Sie sicher, dass die Finger über die Metallelektroden auf der Rückseite gelegt werden und die Daumen in den Daumenauflagen an der Vorderseite positioniert sind. Siehe „Fig. 1“ und „Fig. 2“.

SCHRITT 4: Halten Sie die Arme in einem Winkel von 30–45° gerade. Die Arme sollten gerade und nicht zu nah am Körper sein. Siehe „Fig. 3“ und „Fig. 4“.

SCHRITT 5: Halten Sie diese Haltung aufrecht, bis die App anzeigt, dass die Messung abgeschlossen ist. Sobald die Daten angezeigt werden, steigen Sie von der Waage.

SCHRITT 6: Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden das gemessene Gewicht, Körperfett, BMI, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse und viszerales Fett angezeigt. Wischen Sie nach unten, um die Werte aller aufgeführten Metriken anzuzeigen. Tippen Sie auf „Bericht“, um den vollständigen Körperanalysebericht anzuzeigen und zu teilen.

SCHRITT 7: Um Trends anzuzeigen, klicken Sie „📈“.



HINWEIS: Während der Schwangerschaft verändert sich die Körperzusammensetzung einer Frau erheblich, um das heranwachsende Kind zu unterstützen. Unter diesen Umständen können Messwerte des Körperfettanteils ungenau und irreführend sein. Schwangere Frauen sollten daher nur die Gewichtsfunktion verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie [salter.com/understanding-your-measurements](https://www.salter.com/understanding-your-measurements). Um Daten zu empfangen,

muss die Salter Balance-App geöffnet sein. Die Salter Balance-App empfängt keine Daten, wenn sie geschlossen ist oder nicht mit der Waage verbunden ist.

Warnanzeigen

Lo – Ersetzen Sie die Batterien.

Err – Gewicht überschreitet die maximale Kapazität. Instabiles Gewicht. Bleiben Sie stehen.

C – Ein Fehler ist während der Messung aufgetreten. Gehen Sie von der Waage herunter und starten Sie den Vorgang erneut.

Technische Daten

Produktcode: SA00755

Anzeige: LED

Batterie: 4 x AA-Batterien (enthalten)

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Maximale HF-Leistung: <20 dBm

Einheiten: kg/stlb

Konformitätserklärung

Ultimate Products UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53EU entspricht.

Die Konformitätserklärung kann bei **Ultimate Products UK Ltd., UK, Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658** eingesehen werden oder online unter salter.com/declaration-letters/. Modell Nr. SA00755 Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website: www.salter.com.

ES | Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.**

- Este producto no es un juguete.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no manipulen ni jueguen con el producto.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Solo un electricista cualificado debe intentar realizar reparaciones.
- No introduzca los dedos en ninguna abertura ni en el interior del producto.
- No coloque, guarde ni utilice el producto cerca de la luz solar directa, de fuentes directas de calor ni en ambientes húmedos o con alta humedad.
- Este producto es un dispositivo de alta precisión; manéjelo con cuidado.

- Este producto está destinado únicamente al uso doméstico.



PRECAUCIÓN: El usuario no debe usar la función de análisis si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado. En caso de duda, consulte a un médico.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Este producto se suministra con 4 baterías AA. Solo se deben usar con este producto baterías del mismo tipo o de tipo equivalente a las recomendadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben ser retiradas del producto para evitar fugas.

Cuidado y mantenimiento

Limpie el exterior de la balanza con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

Nunca sumerja la balanza en agua ni en ningún otro líquido. No utilice detergentes de limpieza agresivos o abrasivos ni estropeajos para limpiar la balanza, ya que esto podría causar daños.

Antes del primer uso

Retire la lengüeta de plástico aislante del compartimento de la batería (si está presente) antes de usar.

Asegúrese de que las baterías estén insertadas siguiendo la polaridad correcta.

Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.

Encender la balanza

Presione el centro de la plataforma y asegúrese de que no haya peso sobre la balanza. «0.00» se mostrará.

Convertir unidades de peso

Seleccione el modo de peso en kg, st o lbs en la app. La balanza se apagará y ahora está lista para su uso.



NOTA: El proceso de configuración debe repetirse si se mueve la balanza. En todas las demás ocasiones, suba directamente a la balanza.

Vincular un dispositivo móvil

PASO 1: Descargue e instale la aplicación Salter Balance en un dispositivo móvil.

PASO 2: Asegúrese de que las capacidades de emparejamiento estén habilitadas en el dispositivo móvil.

PASO 3: Abra la aplicación Salter Balance y siga las instrucciones en pantalla para registrar una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

PASO 4: Una vez configurada la cuenta, navegue a «Dispositivo» en la aplicación.

PASO 5: Seleccione «Haga clic aquí para añadir un dispositivo», luego seleccione el modelo «SA00755». Una vez emparejado, se mostrará un mensaje emergente que dice «Vinculación exitosa» se mostrará.

Usando la escala

Esta balanza utiliza tecnología BIA (Análisis de Bioimpedancia) que pasa un pequeño impulso eléctrico a través del cuerpo para distinguir la grasa del tejido magro. El impulso eléctrico no se puede sentir y es completamente seguro. El contacto con el cuerpo se realiza a través del recubrimiento ITO en la plataforma de vidrio y las almohadillas de acero inoxidable.

PASO 1: Abra la aplicación Salter Balance una vez emparejada con la balanza.

PASO 2: Pise la balanza con los pies descalzos. Asegúrese de que las plantas de los pies estén en pleno contacto con los cuadrados superior e inferior de la balanza; estos son los electrodos. Asegúrese de que no haya contacto entre las extremidades inferiores izquierda y derecha.

PASO 3: Levante el asa de la balanza, asegurándose de que los dedos estén colocados sobre los electrodos de metal en la parte trasera y los pulgares estén posicionados en los apoyos para pulgares en la parte delantera. Vea «Fig. 1» y «Fig. 2».

PASO 4: Mantenga los brazos rectos en un ángulo de 30–45°. Los brazos deben estar rectos y no demasiado cerca del cuerpo. Vea «Fig. 3» y «Fig. 4».

PASO 5: Mantenga esta postura hasta que la aplicación indique que la lectura está completa. Una vez que se muestre la información, baje de la balanza.

PASO 6: Cuando la medición esté completa, se mostrarán el peso medido, la grasa corporal, el IMC, el agua corporal, la masa muscular, la masa ósea y la grasa visceral. Deslice hacia abajo para ver los valores de todos los parámetros listados. Toque «Informe» para ver y compartir el informe completo del análisis corporal.

PASO 7: Para ver tendencias, haga clic en «T».



NOTA: Durante el embarazo, la composición corporal de una mujer cambia considerablemente para apoyar al niño en desarrollo. En estas circunstancias, las lecturas del porcentaje de grasa corporal podrían ser inexactas y engañosas. Por lo tanto, las mujeres embarazadas solo deben usar la función de peso. Para obtener más información, visite [salter.com/understanding-your-measurements](https://www.salter.com/understanding-your-measurements). Para recibir datos, la aplicación Salter Balance debe estar abierta. La aplicación Salter Balance no recibirá datos si está cerrada o no está emparejada con la balanza.

Indicadores de advertencia

Lo – Reemplace las baterías.

Err – El peso supera la capacidad máxima. Peso inestable. Manténgase quieto.

C – Ha ocurrido un error durante la medición. Bájese de la balanza y reinicie el proceso.

Especificaciones

Código de producto: SA00755

Pantalla: LED

Batería: 4 x pilas AA (incluidas)

Frecuencia de funcionamiento: 2.4 GHz

Potencia máxima de salida RF: <20 dBm

Unidades: kg/stlb

Declaración de conformidad

Ultimate Products UK Ltd. declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la directiva 2014/53/EU.

La declaración de conformidad puede consultarse en **Ultimate Products UK Ltd., UK, Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658** o en línea en salter.com/declaration-letters/.
Número de modelo SA00755

Para obtener más información, escanee el código QR o visite nuestro sitio web: www.salter.com.

IT | Conservare le istruzioni per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



**AVVERTENZA SULLA BATTERIA:
TENERE FUORI DALLA PORTATA
DEI BAMBINI.**

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non maneggino il prodotto né ci giochino.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Non inserire le dita in alcuna apertura né all'interno del prodotto.
- Non posizionare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce solare diretta, di fonti di calore dirette o in ambienti umidi/ad elevata umidità.
- Questo prodotto è uno strumento ad alta precisione. Maneggiarlo con cura.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.



CAUZIONE: L'utente dovrebbe non utilizzare la funzione analizzatore se ha un pacemaker o un altro dispositivo

medico. In caso di dubbio, consultare un medico.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Questo prodotto è fornito con 4 batterie AA. Si dovrebbero utilizzare con questo prodotto solo batterie dello stesso tipo o equivalente a quelle raccomandate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto per evitare perdite.

Cura e manutenzione

Pulire l'esterno della bilancia con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare completamente.

Non immergere mai la scala in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non usare detergenti forti o abrasivi, o spugnette abrasive per pulire la bilancia, poiché questo potrebbe causare danni.

Prima del primo utilizzo

Rimuovere la linguetta isolante di plastica dal vano batteria (se presente) prima dell'uso.

Assicurarsi che le batterie siano inserite seguendo la corretta polarità.

Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

Accensione della bilancia

Premere il centro della piattaforma e assicurarsi che non ci sia peso sulla bilancia. «0.00» sarà visualizzato.

Conversione delle unità di peso

Nell'app, seleziona la modalità di peso tra kg, st o lbs; la bilancia si spegnerà ed è ora pronta all'uso;



NOTA: Il processo di configurazione deve essere ripetuto se la bilancia viene spostata. In tutti gli altri casi, salire direttamente sulla bilancia.

Abbinamento di un dispositivo mobile

PASSO 1: Scaricare e installare l'app Salter Balance su un dispositivo mobile.

PASSO 2: Assicurarsi che le capacità di abbinamento siano abilitate sul dispositivo mobile.

PASSO 3: Aprire l'app Salter Balance e seguire le istruzioni sullo schermo per registrare un account o accedere a un account esistente.

PASSO 4: Una volta configurato un account, andare su «Dispositivo» nell'app.

PASSO 5: Selezionare «Fare clic qui per aggiungere un dispositivo», quindi selezionare il modello «SA00755». Una volta accoppiato, verrà visualizzato un pop-up con il messaggio «Associazione riuscita» verrà visualizzato.

Utilizzo della scala

Questa bilancia utilizza la tecnologia BIA (Analisi di Impedenza Bioelettrica) che invia un piccolo impulso elettrico attraverso il corpo per distinguere il grasso dal tessuto magro. L'impulso elettrico non può essere percepito ed è perfettamente sicuro. Il contatto con il corpo avviene tramite rivestimento in ITO sulla piattaforma di vetro e i cuscinetti in acciaio inossidabile.

PASSO 1: Apri l'app Salter Balance una volta associata alla bilancia.

PASSO 2: Salire sulla bilancia a piedi nudi. Assicurarsi che le piante dei piedi siano a pieno contatto con i quadrati superiori e inferiori sulla bilancia; questi sono gli elettrodi. Assicurarsi che non ci sia contatto tra gli arti inferiori sinistro e destro.

PASSO 3: Sollevare la maniglia dalla bilancia, assicurandosi che le dita siano posizionate sugli elettrodi metallici sul retro e i pollici siano posizionati nei supporti per i pollici sul davanti. Vedere «Fig. 1» e «Fig. 2».

PASSO 4: Tenere le braccia dritte a un angolo di 30–45°. Le braccia devono essere dritte e non troppo vicine al corpo. Vedere «Fig. 3» e «Fig. 4».

PASSO 5: Mantenere questa postura fino a quando l'app non comunica che la lettura è completa. Una volta visualizzati i dati, scendere dalla bilancia.

PASSO 6: Quando la misurazione è completa, verranno visualizzati il peso misurato, il grasso corporeo, l'IMC, l'acqua corporea, la massa muscolare, la massa ossea e il grasso viscerale. Scorri verso il basso per visualizzare i valori di tutte le metriche elencate. Tocca «Report» per visualizzare e condividere il rapporto completo dell'analisi del corpo.

PASSO 7: Per visualizzare le tendenze, fai clic su «T».



NOTA: Durante la gravidanza la composizione corporea di una donna cambia considerevolmente per supportare il bambino in via di sviluppo. In queste circostanze, le letture della percentuale di grasso corporeo potrebbero essere inaccurate e fuorvianti. Le donne incinte dovrebbero quindi usare solo la funzione di peso. Per maggiori informazioni, visita [salter.com/understanding-your-measurements](https://www.salter.com/understanding-your-measurements). Per ricevere i dati, l'app Salter Balance deve essere aperta. L'app Salter Balance non riceverà dati se è chiusa o non accoppiata alla bilancia.

Caratteristiche

Codice prodotto: SA00755

Display: LED

Batteria: 4 batterie AA (incluse)

Frequenza operativa: 2,4 GHz

Potenza massima di uscita RF: <20 dBm

Unità: kg/stlb

Dichiarazione di conformità

Ultimate Products UK Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della direttiva 2014/53EU.

La dichiarazione di conformità può essere consultata presso **Ultimate Products UK Ltd., UK, Victoria Street, Manchester OL9 0DD/ Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggott Street Lower, Dublin, D02 X658** oppure online su [salter.com/declaration-letters/](https://www.salter.com/declaration-letters/). Modello n. SA00755
Per maggiori informazioni, scansiona il codice QR o visita il nostro sito web: www.salter.com.

Indicatori di allerta

Lo – Cambia le batterie.

Err – Il peso supera la capacità massima consentita. Peso instabile. Restare immobili.

C – Si è verificato un errore durante la misurazione. Scendi dalla bilancia e riavvia il processo.

Salter Guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, contact us at **support@salterhousewares.co.uk**.

EU CUSTOMERS ONLY

FR | Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, consultez le site **support@salterhousewares.co.uk**.

NL | Ga naar **guarantee.upplc.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Ga voor verdere vragen naar **support@salterhousewares.co.uk**.

DE | Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu **guarantee.upplc.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie **support@salterhousewares.co.uk**.

ES | Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Si tiene cualquier otra consulta, visite **support@salterhousewares.co.uk**.

IT | Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upplc.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori domande, visitare il sito Web **support@salterhousewares.co.uk**.

**EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment**

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbol van een doorgestreepte vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit

darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Sofern Ihr Algerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Algeräts möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Algerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

**UK
CA****FR****Cet appareil
et sa batterie
se recyclent****À DÉPOSER
EN MAGASIN****À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.

CD290823/MD171225/V3