





## 3-in-1 Thermometer

User's Guide TH114

Please be sure to read all warnings, instructions, and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.

### Basics of Your Thermometer



### Care and Maintenance

#### Cleaning the Probe Tip:

- Clean before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

#### Cleaning the Thermometer Body:

- Use a soft, dry cloth to clean the thermometer body.

#### Notes:

- **DO** remove the battery if stored for a long period of time.
- **DO** store the thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place.
- **DO** take special care not to scratch the display window.
- **DO NOT** allow electronics to get wet.
- **DO NOT** use abrasive cleaning agents, thinners, or benzene for cleaning.
- **DO NOT** disassemble for any reason other than battery replacement.
- **DO NOT** drop the thermometer.

### Normal Body Temperature

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is measured. For example, oral temperatures tend to be comparable to ear temperatures and approximately 1°F (0.5°C) lower than rectal temperatures for the same individual. Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading, and technique.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while healthy. You may want to measure and record your child's temperature a few times when he or she is well so that you know what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0° to 99.6°F (36.1° to 37.6°C)	99.6°F + (37.6°C +)
Rectal	97.3° to 100.4°F (36.3° to 38°C)	100.4°F + (38°C +)
Underarm	95.4° to 98.6°F (35.2° to 37°C)	98.6°F + (37°C +)

# WARNING

## BEFORE USING DIGITAL THERMOMETER PLEASE READ CAREFULLY.

• This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear. • Take temperature measurements underarm, orally, or rectally. • **ALWAYS** supervise your child when using thermometer. **NEVER** allow your child to use it alone. • **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision. • **DO NOT** expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, or direct sunlight. Avoid sudden impact and dust. • Keep battery out of child's reach. • This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**IMPORTANT INFORMATION** • Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique. • **DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard. • High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician. • Fever chart included on package and back of thermometer.

## How to Measure Temperature

Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.

#### Ready Display:



- Remove the probe tip cap. Press and release the Power/Measure button. The Fever Bar illuminates amber and all segments display briefly as the thermometer powers on.
- The thermometer will store the last temperature reading and display it automatically for 3 seconds.
- The thermometer is ready to take a measurement when and °F or °C appears (see the example at left).

## Specifics for each Temperature Mode


### ORAL—For children 4 years and older.

1. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then place the probe tip under the tongue. Instruct your child not to bite down on the probe.




### RECTAL—Highly accurate for measuring core body temperature. Pediatrician-recommended mode from birth to age 1 and beyond as tolerated by your child.

1. Lubricate the probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. For easier insertion, position the baby so that the back and legs form a 90-degree angle (L-shape).
2. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then insert probe tip no more than 1/2 inch (1.3 cm) into rectum. **DO NOT** force the tip into rectum if resistance is encountered. **DO NOT** insert past insertion gauge.



### UNDERARM—For child under age 4 who will not cooperate with rectal temperature measurement.

1. Wipe your child's underarm with a dry towel.
2. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then place the probe tip at the center of your child's underarm. Bring their arm down against their body. The probe must touch the skin.



- The measuring is complete when °F (or °C) stops flashing, the thermometer beeps, and the fever bar lights up. Approximate measurement time is 8 seconds.
- Remove the probe tip from the measurement site and check the temperature.
- The Fever Bar illuminates amber for any temperature above 99.6°F (37.5°C) regardless of whether the site of measurement is oral, rectal, or underarm. The Fever Bar illuminates green for any temperature below 99.6°F (37.5°C). Consult the Fever Chart to note whether the site of measurement indicates an actual fever.

#### FEVER CHART

Under Arm	98.6°F + 37°C +
Oral	99.6°F + 37.5°C +
Rectal	100.4°F + 38°C +

## Troubleshooting

Display	Meaning	Recommended Action
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The thermometer may have been stored in a hot environment.</li> <li>• The measured temperature is above this thermometer's range.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wait 30 minutes to allow the thermometer to reach room temperature, then try again.</li> <li>• See the Technical Specifications section for Measurement Temperature Range.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The thermometer may have been mishandled and may be irreversibly damaged.</li> <li>• The temperature reads below 32°F/0°C or above 122°F/50°C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shut off and restart before discarding.</li> <li>• Wait 30 minutes to allow the thermometer to reach room temperature, then try again.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteries are low. Replace them. (See the How to Replace the Batteries section).</li> </ul>

- Do not return this product to the place of purchase. If you have any questions about this product, email support@djgusa.com or chat with us at www.safety1st.com. You can also call Consumer Care at (800) 544-1108 or text us at (812) 652-2525. Have ready the model number (TH114) and date code (manufacture date located on package).
- Install a new battery and retry function before calling Consumer Care on electronics.

### Memory Recall

The thermometer stores the last temperature reading and displays it automatically for 3 seconds when the thermometer is powered on.

98.2° F

### Fahrenheit / Celsius

#### To switch from one unit of measurement to the other:

While the thermometer is off, press and hold the Power/Measure button for about 3 seconds. You will see a flashing F° or C° and hear a short beep. Press the Power/Measure button to toggle between F° and C°.

### Sound

To turn Sound on/off: Press and hold the Power/Measure button for about 5 seconds. The display will flash to confirm sound being turned on/off.

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


### How to Replace the Batteries

#### Dead Battery Indicator:

When the "D" icon flashes, the battery is exhausted and needs to be replaced. **NOTE: DO NOT** press or hold down the power button at any point while changing the battery or replacing the battery door.

#### To Replace the Battery:

- 1 Use a miniature Phillips head screwdriver to loosen the battery cover screw. Remove the cover and the old battery.
- 2 Insert a new 3 volt battery (CR2032 or equivalent) correctly positioned with the **positive side facing up** as shown in the illustration.
- 3 Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.



#### CAUTION

#### TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Always follow the instructions carefully. Use only specified batteries. Make sure to insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Do not short-circuit the supply terminals
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.



Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.

### Technical Specifications

**Measurement Temperature Range:** 89.6°F to 111°F (32°C to 43.8°C)  
**Measurement Accuracy:** ±0.3°F (±0.2°C) for temps 96.4° to 97.9°F (35.8° to 36.6°C)  
±0.2°F (±0.1°C) for temps 98° to 102°F (36.7° to 38.9°C)  
±0.3°F (±0.2°C) for temps 102.1° to 106°F (38.9° to 41.1°C)  
**Operation Environment:** 50°F to 104°F (10°C to 40°C)  
**Storage Environment:** -13°F to 140°F (-25°C to 60°C)

### One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY PROVINCE STATE TO PROVINCE.**

©2026 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Fabriqué en CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argenta Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/26 4358-8838







## Thermomètre 3-en-1

Guide de l'utilisateur TH114

**Veillez vous assurer de lire tous les avertissements, instructions et avis avant d'utiliser ce produit. Veillez conserver ces instructions car elles contiennent des informations importantes.**

### Principes de base de votre thermomètre



### Soin et Entretien

#### Nettoyage de la pointe de la sonde:

- Nettoyez avant et après chaque utilisation.
- Utilisez un tampon imbibé d'alcool pour essuyer.

#### Nettoyage du corps du thermomètre:

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le corps du thermomètre.

#### Notes:

- RETIREZ** la pile si le thermomètre est rangé pendant une longue période.
- RANGÉZ** le thermomètre dans un endroit sec à la température ambiante.
- PRENEZ SOIN** de ne pas égratigner l'écran d'affichage.
- NE PAS** laisser les pièces électroniques se mouiller.
- NE PAS** utiliser de nettoyeurs abrasifs, de diluants ou benzène pour nettoyer.
- NE PAS** démonter pour une raison autre que le remplacement de la pile.
- NE PAS** échapper le thermomètre.

### Température Corporelle Normale

Les lectures de température sont différentes d'une personne à l'autre et varient également en fonction de l'emplacement du corps où la température est mesurée. Par exemple; les températures buccales ont tendance à être comparables aux températures auriculaires et environ 0,5°C (1°F) inférieures aux températures rectales pour le même individu. Les relevés de température peuvent aussi être affectés par d'autres facteurs, incluant l'exercice, la consommation de nourritures/boissons chaudes ou froides avant la prise de température, et la technique.

La température "normale" se réfère à la température moyenne de chaque individu pendant qu'il est en bonne santé. Vous pouvez mesurer et enregistrer la température de votre enfant à quelques reprises lorsqu'il ou elle est en santé, de sorte que vous saurez ce qui est normal pour votre enfant. En moyenne, les plages de température sont les suivantes:

MÉTHODE DE TEMPÉRATURE	MÉTHODE DE TEMPÉRATURE	PLAGE DE FIÈVRE
Oral	36,1° à 37,6°C (97,0° à 99,6°F)	37,6°C + (99,6°F +)
Rectal	36,3° à 38°C (97,3° à 100,4°F)	38°C + (100,4°F +)
Axillaire	35,2° à 37°C (95,4° à 98,6°F)	37°C + (98,6°F +)

# MISE EN GARDE

## AVANT D'UTILISER CE THERMOMÈTRE, VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.

- Ce **N'EST PAS** un thermomètre auriculaire. **NE PAS** mettre la sonde dans l'oreille.
- Prendre des mesures de température par voie orale, sous les aisselles ou rectale.
- TOUJOURS** surveiller votre enfant lorsque vous utilisez un thermomètre.
- NE JAMAIS** laisser votre enfant l'utiliser seul ou sans surveillance parentale à proximité.
- NE JAMAIS** laisser les enfants jouer avec ce produit. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Il s'agit d'un dispositif électronique sensible et peut être endommagé s'il n'est pas utilisé correctement sous la surveillance des parents.
- NE PAS** exposer le thermomètre à des températures extrêmes, à l'humidité, à la lumière directe du soleil, à un impact soudain, à un choc ou à la poussière.
- Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate. Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- INFORMATION IMPORTANTE** • Les lectures de température sont affectées par de nombreux facteurs, dont l'exercice, la consommation de boissons chaudes ou froides avant de prendre une lecture ainsi que la technique.
- NE PAS** permettre à l'enfant de marcher ou de courir pendant la prise de température. La sonde peut présenter un danger.
- Une fièvre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux, en particulier chez les jeunes enfants. Veuillez contacter votre médecin.
- Tableau de fièvre inclus sur l'emballage et au dos du thermomètre.

## Comment mesurer la température

**Assurez-vous que le thermomètre est à la température ambiante, attendez 15 minutes si nécessaire.**

#### Affichage Prêt:



- Retirez le capuchon de la sonde. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation/Mesure. La barre de fièvre s'allume de la couleur ambre et tous les segments s'afficheront brièvement pendant que le thermomètre s'allume.
- Le thermomètre enregistrera la dernière lecture de température et l'affichera automatiquement pendant trois secondes.
- Le thermomètre est prêt à prendre une mesure lorsque et °C ou °F apparaissent (voir l'exemple à gauche).

## Spécificités pour chaque mode de température

### ORAL—Pour enfants de 4 ans et plus.


- Assurez-vous que °C (ou °F) clignote encore, puis placez l'extrémité de la sonde sous la langue. Dites à votre enfant de ne pas mordre la sonde.



### RECTAL—Très précis pour mesurer la température du corps.


Mode recommandé par les pédiatres de la naissance à 1 an, et au-delà si toléré par l'enfant.

- Lubrifiez le bout de la sonde avec un lubrifiant soluble à l'eau ou de la gelée de pétrole. Pour faciliter l'insertion, placez le bébé de sorte que le dos et les jambes forment un angle de 90 degrés (en forme).
- Assurez-vous que °F clignote toujours, puis insérez la pointe de la sonde à 1,3 cm (1/2 pouce) dans le rectum. **NE PAS** forcer la pointe dans le rectum en cas de résistance. **NE PAS** insérer au-delà de la jauge d'insertion.



### AXILLAIRE—Pour un enfant de moins de 4 ans qui ne veut pas coopérer avec la prise de température par voie rectale.

- Essuyez l'aisselle avec une serviette sèche.
- Assurez-vous que °F clignote toujours, puis placez la sonde au centre de l'aisselle. Abaissez le bras contre le corps. La sonde doit toucher la peau.



#### Tableau de fièvre

Axillaire	37°C + 98,6°F +
Oral	37,5°C + 99,6°F +
Rectal	38°C + 100,4°F +

### Rappel de mémoire

Le thermomètre enregistre la dernière lecture de température et l'affiche automatiquement pendant trois secondes lorsque le thermomètre est allumé.

36.8 °C

### Celsius / Fahrenheit

Pour passer d'une unité de mesure à l'autre :

Lorsque le thermomètre est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation/mesure et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous verrez un clignotement C° ou F° et un bip court. Appuyez sur le bouton d'alimentation/mesure pour basculer entre.

### Son

**Pour activer ou désactiver le son :** Appuyez sur le bouton Marche/Mesure et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. L'écran clignotera pour confirmer l'activation ou la désactivation du son.

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Comment remplacer les piles

#### Indicateur de pile morte:


Lorsque l'icône "P" clignote, la batterie est épuisée et doit être remplacée.

**NOTE: NE PAS** appuyer ou maintenir enfoncé le bouton d'alimentation à aucun moment pendant le remplacement de la pile ou en replaçant le couvercle de la pile.

#### Pour installer les piles:

- Utilisez un tournevis cruciforme miniature pour desserrer la vis du couvercle de la pile. Retirez le couvercle et l'ancienne pile.
- Insérez une nouvelle pile de 3 volt (CR2032 ou équivalent), correctement positionnée avec le côté positif vers le haut, comme indiqué sur l'illustration.
- Placez le couvercle de la pile sur le thermomètre et fixez le couvercle.

36.8 °C



### MISE EN GARDE

#### POUR ÉVITER TOUTE FUITE DES PILES

- Suivez toujours attentivement les instructions. N'utilisez que les piles spécifiées. Veillez à insérer les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles épuisées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Retirez les piles lorsqu'elles sont entreposées pendant de longues périodes d'inutilisation.



Recyclez vos piles ou déposez-les en respectant les instructions légales de sécurité fédérales, de l'Etat ou locales.

### Techniques de spécifications

**Plage de mesure de la température:** 32°C à 43,8°C (89,6° F à 111°F)

**Précision de la mesure:** ±0,2°C (±0,3°F) pour temp. 35,8° à 36,6°C (96,4° à 97,9°F)  
±0,1°C (±0,2°F) pour temp. 36,7° à 38,9°C (98° à 102°F)  
±0,2°C (±0,3°F) pour temp. 38,9° à 41,1°C (102,1° à 106°F)

**Environnement de fonctionnement:** 10°C à 40°C (50°F à 104°F)

**Environnement de rangement:** -25°C à 60°C (-13°F à 140°F)

### Garantie Limitée d'un (1) an

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit (Thermomètre) est exempt de défauts matériels et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre discrétion, gratuitement. L'acheteur sera responsable de tous les coûts associés à l'emballage et à l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée au recto de ce document et tous les autres coûts de fret ou d'assurance liés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût d'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine accompagné d'une preuve d'achat, soit un reçu de vente ou une autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation.

Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais ne se limitant pas à des dommages accidentels ou sans conséquence.

**CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.**

**CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.**

### Dépannage

Affichage	Signification	Action recommandée	Affichage	Action recommandée
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le thermomètre a peut-être été rangé dans un environnement chaud.</li> <li>La température mesurée est supérieure à cette plage de température.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez 30 minutes pour permettre au thermomètre d'atteindre la température ambiante, puis réessayez.</li> <li>Voir la section Spécifications techniques pour la plage de mesure de température.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont faibles. Remplacez-les. (Voir la section Information sur les piles).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le thermomètre n'a peut-être pas été manipulé correctement et peut être endommagé de façon irréversible.</li> <li>La température est inférieure à 0°C/32°F ou supérieure à 50°C/122°F.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez et redémarrez le thermomètre avant de le jeter.</li> <li>Attendez 30 minutes pour permettre au thermomètre d'atteindre la température ambiante, puis réessayez.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne retournez pas ce produit au lieu d'achat. Si vous avez des questions sur ce produit, nous envoyons un courriel à support@djgusa.com ou rendez-vous sur le site web safety1st.com. Vous pouvez appeler le service à la clientèle au (800) 544-1108, ou également nous envoyer un message texte au (812) 652-2525. Ayez à portée de main le numéro de modèle (TH114) et le code de date (date de fabrication figurant sur l'étiquette du produit).</li> <li>Installez de nouvelles piles et réessayez la fonction avant d'appeler le Service à la clientèle concernant les troubles électroniques.</li> </ul>





## Termómetro 3 en 1

Guía para el Usuario TH114

**Por favor, asegúrese de leer bien todas las advertencias, instrucciones e indicaciones antes de usar este producto. Siga las instrucciones, ya que contienen información importante.**

### Conceptos Básicos de su Termómetro



### Cuidado y Mantenimiento

#### Cómo Limpiar la Sonda y la Punta:

- Limpie antes y después de cada uso.
- Use un hisopo con alcohol para limpiar.

#### Cómo Limpiar el Cuerpo del Termómetro:

- Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro.

#### Notas:

- Quite las baterías si va a guardar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- **GUARDE** el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente con la tapa protectora colocada.
- **TENGA** cuidado especial de no rayar la superficie de los sensores o la pantalla.
- **NO** permita que la electrónica se mojen.
- **NO UTILICE** productos de limpieza abrasivos, solventes o bencina.
- **NO** lo desarme por ningún motivo, excepto para cambiar las baterías.
- **NO DEJE** caer el termómetro.

### Temperatura Corporal Normal

Las mediciones de temperatura varían de persona a persona y también varían según la parte del cuerpo en la cual se tome la temperatura. Por ejemplo; las temperaturas orales tienden a ser comparable a la temperatura del oído, y aproximadamente 0,5°C (1°F) menos que las temperaturas rectales para una misma persona. Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.

La temperatura "normal" se refiere a la temperatura media de cada persona en buen estado de salud. Tal vez le convenga tomar y anotar la temperatura de su hijo cuando esté en buen estado de salud unas cuantas veces, para saber cuál es su temperatura normal. En promedio, los límites de temperatura son los siguientes:

MÉTODO	LÍMITES NORMALES	LÍMITES DE FIEBRE
Oral	36,1°-37,6°C (97,0°-99,6°F)	37,6°C + (99,6°F +)
Rectal	36,3°-38°C (97,3°-100,4°F)	38°C + (100,4°F +)
Debajo del brazo	35,2°-37°C (95,4°-98,6°F)	37°C + (98,6°F +)

# ⚠️ ADVERTENCIA

## LEA ESTA INFORMACIÓN ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL TERMÓMETRO.

- Este **NO** es un termómetro de oído. **NUNCA** coloque la sonda en el oído.
- Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal.
- **SIEMPRE** supervise a los niños cuando use el termómetro.
- **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que puede dañarse si no se usa de la manera apropiada bajo la supervisión de los padres.
- **NO** exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, o luz directa del sol. Evite los golpes bruscos y el polvo.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Este producto contiene una batería de botón o plana. Una batería de botón o plana ingerida puede causar quemaduras químicas internas en apenas dos horas y provocar la muerte. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- **INFORMACIÓN IMPORTANTE** • Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.
- **NO** permita que el niño camine o corra mientras le toma la temperatura. La sonda podría presentar un riesgo.
- La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de niños pequeños. Por favor consulte a su médico.
- Tabla de temperatura incluida en el paquete y en la parte posterior del termómetro.

## Cómo Tomar la Temperatura

**Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.**

#### Affichage Prêt:



- Quite la tapa de la punta de la sonda. Presione y libere el botón Encendido/Medición. La barra de temperatura se ilumina de color ámbar y todos los segmentos aparecen en pantalla durante unos instantes al encenderse el termómetro.
- El termómetro almacenará la última lectura de temperatura y la mostrará automáticamente durante 3 segundos.
- El termómetro está listo para tomar una medición cuando aparece y °C o °F (ver el ejemplo de la izquierda).

## Detalles para cada Modo de tomar

**ORAL**—Para niños de 4 años de edad en adelante.

1. Asegúrese de que °F (o °C) todavía esté parpadeando, luego coloque la punta de la sonda debajo de la lengua. Indique a su hijo que no muerda la sonda.




**RECTAL**—Altamente preciso para medir la temperatura corporal central. Es el modo que recomiendan los pediatras desde el nacimiento hasta el primer año o hasta que el niño lo tolere.

1. Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina. Para una inserción más sencilla, coloque al bebé de manera que la espalda y las piernas formen un ángulo de 90 grados (forma de L).
2. Asegúrese que °C (o °F) esté brillando intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda en el recto, a no más de 1,3 cm (1/2 pulgada) de profundidad. En caso de encontrar resistencia a la inserción del termómetro, **NO** fuerce la punta dentro del recto. **NO** introduciría más allá de la Regulador de Inserción.



**DEBAJO DEL BRAZO**—Para un niño menor de 4 años que no tolerará el modo rectal de tomar la temperatura.

1. Limpie debajo del brazo con una toalla seca.
2. Asegúrese de que °C (o °F) esté brillando intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda en la parte central debajo del brazo. La punta de la sonda debe tocar la piel.



- La medición finaliza cuando °C (o °F) deja de parpadear, el termómetro emite un pitido y la pantalla se ilumina. El tiempo de medición aproximado es de 8 segundos.
- Quite la punta de la sonda y verifique la temperatura.
- La barra de temperatura se ilumina de color ámbar cuando la temperatura supera los 37,5°C (99,6°F), independientemente de si la medición se realizó de manera oral, rectal o debajo del brazo. La barra de fiebre se ilumina en verde para cualquier temperatura inferior a 99,6 °F (37,5 °C). Consulte la tabla de temperatura para ver si el punto de medición indica fiebre.

TABLA DE TEMPERATURA	
Debajo del brazo	37°C + 99,6°F +
Oral	37,5°C + 99,6°F +
Rectal	38°C + 100,4°F +

### Solución de Problemas

Pantalla	Significado	Acción recomendada	Pantalla	Acción recomendada
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El termómetro pudo haber estado guardado en un ambiente caluroso.</li> <li>• La temperatura está por encima del rango de medición del termómetro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espere 30 minutos para permitir que el termómetro alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo.</li> <li>• Consulte la sección Especificaciones técnicas para ver el Rango de medición de temperatura.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las baterías están agotadas. Cámbielas. (Consulte la sección Cómo Reemplazar las Baterías).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el termómetro haya sido manipulado incorrectamente y que se haya dañado de forma irreversible.</li> <li>• La temperatura está por encima del rango de medición del termómetro.</li> <li>• La temperatura indica debajo 0°C/32°F o supera 50°C/122°F.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apáguelo y vuelva a encenderlo antes de descartarlo.</li> <li>• Consulte la sección Especificaciones técnicas para ver el Rango de medición de temperatura.</li> <li>• Espere 30 minutos para permitir que el termómetro alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• No devuelva este producto al lugar donde lo adquirió. Tiene alguna pregunta sobre este producto, mande un correo electrónico a support@djgusa.com o chatee con nosotros en www.safety1st.com. Además, puede llamar a Atención al cliente al (800) 544-1108 o puede enviarnos un mensaje de texto al (812) 652-2525. Tenga a mano el número de modelo (TH114) y el código de fecha (fecha de fabricación) indicado en el paquete.</li> <li>• Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque baterías nuevas y trate de hacer funcionar el producto otra vez.</li> </ul>

### Memoria

El termómetro almacena la última lectura de temperatura y la muestra automáticamente durante 3 segundos cuando se enciende el termómetro.



### Fahrenheit / Centígrado

#### Para cambiar de una unidad de medida a la otra:

Con el termómetro apagado, presione y mantenga presionado el botón Encendido/Medición aproximadamente 3 segundos. Verá C° o F° brillar intermitentemente y oirá un breve pitido. Presione el botón Encendido/Medición para alternar entre C° o F°.

### Sonido

**Para activar/desactivar el sonido:** Mantenga presionado el botón de Encendido/Medición durante aproximadamente 5 segundos. La pantalla parpadeará para confirmar que el sonido se ha activado/desactivado.

### Declaración de la FCC


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

### Cómo Reemplazar las Baterías

#### Indicador de Bateria Descargada:

Cuando el icono "B" comienza a brillar intermitentemente, es porque la batería se agotó y debe reemplazarse. NOTA: **NO** presione o mantenga presionado el botón Encendido/Medición en cualquier momento mientras se cambia la batería o asegurar la tapa.




#### Cómo Reemplazar las Baterías:

**1** Use una miniatura destornillador Phillips para aflojar el tornillo de la tapa. Retire la tapa y quitar la batería usada.

**2** Coloque una batería nueva de 3 voltios (CR2032 o equivalente) en la ubicación correcta, con el lado positivo "+" hacia arriba, como se muestra en la ilustración.

**3** Ponga la tapa en el termómetro y asegúrela.



#### PRECAUCIÓN

#### PARA EVITAR FUGAS DE BATERÍA

- Siempre siga las instrucciones cuidadosamente. Utilizarsolo baterías especificadas. Las baterías deben instalarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Retire las pilas cuando se almacena durante largos períodos de inactividad.



Las pilas usadas deben reciclarse o eliminarse acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

### Especificaciones Técnicas

**Rango de medición de temperatura:** 32°C a 43,8°C (89,6°F a 111°F)

**Precisión de medición:** ±0,2°C (±0,3°F) para temps 35,8° a 36,6°C (96,4° a 97,9°F)  
±0,1°C (±0,2°F) para temps 36,7° a 38,9°C (98° a 102°F)  
±0,2°C (±0,3°F) para temps 38,9° a 41,1°C (102,1° a 106°F)

**Ambiente de operación:** 10°C a 40°C (50°F a 104°F)

**Ambiente de almacenamiento:** -25°C a 60°C (-13°F a 140°F)

### Garantía Limitada Durante un (1) Año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

**EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.**