



MOBILITY DESIGNED

# FUSION™

## 2 in 1 Rollator and Transport Chair

## Déambulateur et fauteuil roulant 2 en 1

## Rodador y sillón de transporte 2 en 1

Instructions For Use  
Instructions D'utilisation  
Instrucciones De Uso



Item # / Article n° / Artículo n.º:  
MD700935BK, MD700935BL, MD700935GN

VER.A.9.25

# Parts List



- |                              |                           |                        |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>1</b> Hand Grip           | <b>5</b> Armrests         | <b>9</b> Wheels        |
| <b>2</b> Brake Handle        | <b>6</b> Seat             | <b>10</b> Folding Clip |
| <b>3</b> Folding Strap       | <b>7</b> Removable Basket | <b>11</b> Curb Climber |
| <b>4</b> Reversible Backrest | <b>8</b> Footrests        |                        |


# Assembly Instructions

- 1** Remove contents from carton.



# Assembly Instructions

- 2** Unfold the frame. Push down on the seat supports to expand and open the frame. The safety lock will click into place when the rollator is fully unfolded.



- 3** Insert the handlebars. Ensure the brake cables are on the outside of the frame and that they pass through the cable guide.



- 4** For height adjustment, stand upright and set the handgrips even with your wrists. Hand tighten the triangular hand screws.



# Assembly Instructions

- 5** Install the footrests. Match the letters on the frame (L and R) to the same letters on the footrests. Press the push-buttons on the footrests tubing and insert into the Fusion's frame. The footrests can be locked in two different positions (front, for transport chair use, and side, for rollator use). To rotate the footrests, press the push-buttons and rotate.

When not in use, the footrests can be conveniently stored by pushing the push-button and swinging them to the side of the frame where another push-button will hold them securely in place. This allows you to lift and store your Fusion safely. The footrests can also be removed when not in use.

TIP: the black cap on the footrest tubing can be removed and used to cover the open tubing where the footrests slot into.




- 6** Install the backrest and the basket. Insert the backrest so that the logo faces the front wheels. Slide one end of the backrest into the fan bracket. Insert the screw from the inside of the unit out and repeat. Install the basket by sliding it into the mounts starting from the back and then pulling to the front.




# Directions

**Folding:** Pull the folding strap on the seat to release the safety lock and initiate folding. Use the folding clip to lock the rollator in the folded positions.




**Using the brake handles:** Squeeze up to slow down. To lock, push down until they click. To release, pull back up. ALWAYS lock the brakes before using the seat.



**Brake Adjustment:** Push down the adjustment knob and rotate. Clockwise will loosen the brakes, counter-clockwise will tighten them. Your brakes must be checked periodically for safety.

**IMPORTANT:** Before using your rollator again, ensure the brakes are working properly. DO NOT use if the wheels rotate while the brakes are locked.




# Directions


## Rollator & Transport Chair Mode:

**ROLLATOR MODE** – Flip the backrest away from the handlebars so that it is positioned towards the front wheels. Before entering or exiting the seat always ensure the brakes are in the locked position by pushing down on both brake handles until you hear them click.

**TRANSPORT CHAIR MODE** – Flip the backrest toward the handlebars so that it is positioned to the back of the Fusion. Then, for each footrest, press on the push-buttons above the front wheel and rotate the footplate toward the front of the Fusion until it locks into place. Before entering or exiting the seat, always ensure that the footrest plates are folded up and that the brakes are locked. Once the user is seated, deploy the footrest plates. Their height can be adjusted using the push-buttons on their tubing.



**Transport Chair Mode**



**Rollator Mode**

# Safety Instructions

## **WEIGHT CAPACITY: 300 LB / 136 KG**

- Use only on even and solid surfaces.
- Maximum user weight: 300 lb.
- Regularly check the screws and fasteners and retighten if necessary.
- Use bag only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 11 lb.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for an extended period as this can cause parts to overheat and burn the user.
- Please make sure the Fusion is fully opened, seat is down and the folding bar under the seat is locked in the down position before using or sitting in the Fusion.
- Be sure both hand grips are at equal heights. Test Fusion for stability before applying full weight to hand grips.

# Safety Instructions

- Test the brake lever before operating the Fusion. When wheels are locked, the brake pad should prevent the wheels from turning. When the brakes are released, the wheels should turn freely.
- Replace tires when significantly worn or damaged.
- When in rollator mode, do not move rollator while seated.
- Do not navigate independently while seated. Do not attempt to sit on the seat while on an incline. Do not lean when you are seated. Doing so may cause the walker to tip and a serious risk of injury may result.
- Falls are possible if you use the seat without installing the backrest.
- Do not use your rollator while folded. The stability of any rollator is compromised when the frame is folded, increasing the likelihood of a fall.
- Do not exceed the following weight limit or serious injury could result:  
Rollator Mode – 300 lb      Transport chair mode – 300 lb

## Cautions:

- Consult your doctor, therapist or other qualified professional to determine if this mobility aid will suit your particular needs.
- Before each use, make sure that all parts are secure and that the frame is fully opened.
- Risk of fall and serious injury may result if brakes are not locked while the user attempts to sit down.
- Do not exceed 300 lbs weight limit or serious injury could result.

**Caution when seated:** Leaning out of the Fusion without proper assistance could cause tipping. To reduce the risk of an accident, NEVER reach or lean when you are seated in your Fusion. Instead, have someone present to help you.

**Caution when pushing:** When pushing someone in the Fusion, do not roll across small uneven surfaces. Doing so can cause the unit to tip forward. To safely cross curbs, uneven surfaces or use on large includes, the person sitting on the Fusion must get out of the seat.

# Maintenance

M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. Clean regularly by hand with a damp cloth and mild detergent only. Do not use aggressive detergents such as chlorine, bleach or abrasive cleaners. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) for more information.

# Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

# Liste des pièces



- |                                  |                          |                            |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> Poignée                 | <b>5</b> Accoudoirs      | <b>9</b> Roues avant       |
| <b>2</b> Poignée de frein        | <b>6</b> Siège           | <b>10</b> Pince déployante |
| <b>3</b> Courroie déployante     | <b>7</b> Panier amovible | <b>11</b> Monte-trottoir   |
| <b>4</b> Appui-dos<br>reversible | <b>8</b> Repose-pieds    |                            |


# Instructions d'assemblage

- 1** Retirer le contenu de la boîte.



# Instructions d'assemblage

- 2** Déplier le cadre. Appuyer sur les supports de siège pour déployer et ouvrir le cadre. Le verrou de sécurité s'enclenche lorsque le déambulateur est complètement déplié.



- 3** Insérer les mancherons. S'assurer que les câbles de frein sont à l'extérieur du châssis et qu'ils passent à travers le guide-câble.



- 4** Pour ajuster la hauteur, se tenir debout et tenez-vous debout et régler les poignées à la hauteur des poignées. Serrer à la main les vis à main triangulaires.



# Instructions d'assemblage

- 5** Installer les repose-pieds. Faire correspondre les lettres imprimées sur le cadre (L et R) aux mêmes lettres sur les repose-pieds. Appuyer sur les boutons-poussoirs de la tubulure des repose-pieds et les insérer dans le cadre du Fusion. Les repose-pieds peuvent être verrouillés dans deux positions différentes (vers l'avant pour l'utilisation du fauteuil et vers les côtés pour l'utilisation du déambulateur). Pour faire pivoter les repose-pieds, appuyer sur les boutons-poussoirs et les faire pivoter.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les repose-pieds peuvent être rangés de manière pratique en appuyant sur le bouton-poussoir et en les faisant basculer sur le côté du cadre où un autre bouton-poussoir les maintiendra en place. Cela permet de soulever et de ranger le Fusion en toute sécurité. Les repose-pieds peuvent également être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

CONSEIL : le capuchon noir sur la tubulure du repose-pied peut être retiré et utilisé pour couvrir la tubulure ouverte où s'insèrent les repose-pieds.




- 6** Installer l'appui-dos et le panier. Insérer l'appui-dos de manière à ce que le logo soit dirigé vers les roues avant. Faire glisser une extrémité de l'appui-dos dans le support de ventilation. Insérer la vis de l'intérieur de l'unité vers l'extérieur, puis répéter. Installer le panier en le faisant glisser sur les supports de montage en commençant par l'arrière, puis en tirant vers l'avant.



# Instructions

**Pliage :** tirer la courroie déployante sur le siège pour déverrouiller le verrou de sécurité et amorcer le pliage. Utiliser la pince déployante pour verrouiller le déambulateur en position pliée.




**Utilisation des poignées de frein :** Serrer pour ralentir. Pour verrouiller, appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Pour déverrouiller, tirer vers le haut. TOUJOURS verrouiller les freins avant d'utiliser le siège.



**Ajustement de frein :** Appuyer sur le bouton de réglage et le faire pivoter. Tourner dans le sens horaire pour desserrer les freins et dans le sens antihoraire pour les serrer. Les freins doivent être vérifiés périodiquement pour assurer la sécurité.

**IMPORTANT :** Avant de réutiliser le Fusion, s'assurer que les freins fonctionnent correctement. NE PAS utiliser si les roues tournent alors que les freins sont verrouillés.



# Instructions

## Mode déambulateur et mode fauteuil roulant :

**MODE DÉAMBULATEUR** – Basculer l'appui-dos en l'écartant des poignées de manière à ce qu'il soit dirigé vers les roues avant. Avant de s'asseoir sur le siège ou de se relever du siège, toujours s'assurer que les freins sont en position verrouillée en appuyant sur les deux poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

**MODE FAUTEUIL ROULANT** – Basculer le relève-buste vers les mancherons de manière à ce qu'il soit positionné à l'arrière de la Fusion. Puis, pour chaque repose-pieds, appuyer sur les boutons-poussoirs au-dessus de la roue avant et faire pivoter la palette d'appui-pieds vers l'avant du Fusion jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Avant de s'asseoir sur le siège ou de se relever du siège, toujours s'assurer que les palettes d'appui-pieds sont repliées vers le haut et que les freins sont en position verrouillée. Une fois que l'utilisateur est assis, déployer les palettes d'appui-pieds. Leur hauteur peut être ajustée à l'aide des boutons-poussoirs sur leur tubulure.



Mode fauteuil roulant



Mode déambulateur



## Consignes de sécurité

### Capacité de poids : 136 kg (300 lb)

- Utiliser uniquement sur des surfaces planes et pleines.
- Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg (300 lb).
- Vérifier régulièrement les vis et les fixations du déambulateur et resserrer au besoin.
- Utiliser le sac uniquement pour transporter des objets; ne pas le surcharger  
Charge maximale : 5 kg (11 lb)
- Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) pendant une période prolongée, car cela pourrait faire chauffer des pièces et créer un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- S'assurer que le Fusion est complètement ouvert, que le siège est abaissé et que la barre de pliage située sous le siège est verrouillée en position abaissée avant de l'utiliser ou de s'y asseoir.

# Consignes de sécurité

- S'assurer que les deux poignées sont à la même hauteur. Vérifier la stabilité du Fusion avant de s'appuyer de tout son poids sur les poignées.
- Vérifier le fonctionnement du levier de frein avant d'utiliser le Fusion. Lorsque les roues sont verrouillées, le patin de frein doit empêcher les roues de tourner. Lorsque les freins sont désengagés, les roues doivent tourner librement.
- Remplacer les pneus s'ils sont considérablement usés ou endommagés.
- En mode déambulateur, NE PAS DÉPLACER LE DÉAMBULATEUR PENDANT QUE L'UTILISATEUR EST ASSIS.
- Ne pas se déplacer de manière indépendante en position assise. Ne pas tenter de s'asseoir sur le siège en position inclinée. Ne pas se pencher en position assise. Cela pourrait faire basculer le déambulateur et est associé à un risque de blessure grave.
- Des chutes sont possibles si le siège est utilisé sans avoir installé l'appui-dos.
- Ne pas utiliser le déambulateur en position pliée. La stabilité de tout déambulateur est compromise lorsque le cadre est plié, ce qui augmente le risque de chute.
- Ne pas dépasser la limite de poids ci-dessous, car cela pourrait entraîner des blessures graves :  
Mode déambulateur – 136 kg (300 lb)    Mode fauteuil roulant – 136 kg (300 lb)

## Mises en garde :

- Consultez votre médecin, votre thérapeute ou tout autre professionnel qualifié pour déterminer si cette aide à la mobilité convient à vos besoins particuliers.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.
- Un risque de chute et de blessure grave peut exister si les freins ne sont pas verrouillés au moment où l'utilisateur tente de s'asseoir.
- Ne pas dépasser la limite de poids de 136 kg (300 lb), car cela pourrait entraîner des blessures graves

**Mise en garde en position assise :** Le fait de se pencher hors du Fusion sans aide appropriée peut provoquer un basculement. Pour réduire le risque d'accident, NE JAMAIS vous étirer les bras ou vous pencher quand vous êtes assis sur le Fusion. Demandez plutôt à quelqu'un de vous aider.

**Mise en garde lors de la poussée :** Lorsque vous poussez une personne assise sur le Fusion, évitez de rouler sur les petites surfaces irrégulières. Cela pourrait faire basculer l'unité vers l'avant. Pour franchir en toute sécurité les bordures de trottoir ou les surfaces irrégulières, la personne assise sur le Fusion doit sortir du siège.

# Entretien

M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. Nettoyer régulièrement à la main avec un chiffon humide et un détergent doux uniquement. Ne pas utiliser de détergents agressifs tels que du chlore, de l'eau de Javel ou des nettoyeurs abrasifs. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) pour obtenir de plus amples renseignements.

## Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.

# Lista de piezas



- |                              |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> Agarre de mano      | <b>5</b> Apoyabrazos       | <b>9</b> Ruedas delanteras |
| <b>2</b> Mango del freno     | <b>6</b> Asiento           | <b>10</b> Clip plegable    |
| <b>3</b> Correa plegable     | <b>7</b> Cesta desmontable | <b>11</b> Subcunetas       |
| <b>4</b> Respaldo reversible | <b>8</b> Apoyapiés         |                            |


## Instrucciones de montaje

- 1** Retire el contenido de la caja.



# Instrucciones de montaje

- 2** Despliegue el armazón. Empuje hacia abajo los soportes del asiento para expandir y abrir el armazón. La traba de seguridad encajará en su lugar cuando el andador esté totalmente desplegado.



- 3** Inserte los manillares. Asegúrese de que los cables del freno estén en el exterior del armazón y de que pasen a través de los cables guía.



- 4** Para ajustar la altura, párese en posición vertical y coloque las empuñaduras a la altura de las muñecas. Apriete a mano los tornillos triangulares manuales.



# Instrucciones de montaje

- 5** Instale los apoyapiés. Empate las letras en el armazón (L y R) con las mismas letras en los apoyapiés. Presione los botones en el tubo del apoyapiés e insértelo en el marco de Fusion. Los apoyapiés se pueden bloquear en dos posiciones diferentes (adelante, para usar como silla de transporte; y a los costados, para usar como andador). Para girar los apoyapiés, presione los botones y gírelos.

Cuando no están en uso, los apoyapiés se pueden guardar convenientemente presionando el botón y girándolos hacia el costado del armazón, donde otro botón los mantendrá firmemente en su lugar. Esto le permite levantar y guardar su Fusion de manera segura. Los apoyapiés también se pueden quitar cuando no están en uso.

CONSEJO: La tapa negra del tubo del apoyapiés se puede quitar y usar para cubrir el tubo abierto en el que se encuentran los apoyapiés.




- 6** Instale el respaldo y la cesta. Inserte el respaldo de modo que el logotipo quede frente a las ruedas delanteras. Deslice un extremo del respaldo en el soporte del ventilador. Inserte el tornillo desde el interior de la unidad y repita. Instale la cesta deslizándola sobre los montajes, comenzando desde atrás y luego tirando hacia adelante.




# Instrucciones

**Plegando:** tire de la correa plegable del asiento para liberar el cierre de seguridad e iniciar el plegado. Utilice la presilla plegable para bloquear el andador en las posiciones dobladas.




**Uso de los mangos de los frenos:** Apriete hacia arriba para frenar. Para bloquear, presione hacia abajo hasta que hagan clic. Para soltar, tire hacia atrás. SIEMPRE bloquee los frenos antes de usar el asiento.



**Ajuste del freno:** Empuje hacia abajo la perilla de ajuste y gírela. En el sentido de las agujas del reloj aflojará los frenos, en el sentido contrario a las agujas del reloj los apretará. Los frenos deben revisarse periódicamente para verificar su seguridad.

**IMPORTANTE:** Antes de volver a usar su Fusion, asegúrese de que los frenos funcionen correctamente. NO lo use si las ruedas giran mientras los frenos están bloqueados.




# Instrucciones


## Modo de andador y de silla de transporte:

**MODO DE ANDADOR** – Gire el respaldo en dirección contraria a los manillares, de modo que quede colocado hacia las ruedas delanteras. Antes de entrar o salir del asiento, siempre asegúrese de que los frenos estén en la posición de bloqueo empujando hacia abajo ambos mangos de los frenos hasta que escuche un clic.

**MODO DE SILLA DE TRANSPORTE** – Gire el respaldo hacia los manillares de modo que quede colocado en la parte posterior de Fusion. Luego, para cada apoyapiés, presione los botones que están por encima de la rueda delantera y gire la placa del pie hacia la parte delantera de Fusion hasta que quede bloqueada en su lugar. Antes de entrar o salir del asiento, asegúrese siempre de que las placas del apoyapiés estén dobladas y de que los frenos estén bloqueados. Una vez que el usuario esté sentado, despliegue las placas del apoyapiés. Su altura se puede ajustar con los botones en sus tubos.



**Modo de silla de transporte**



**Modo de andador**

# Instrucciones de seguridad

## Capacidad de carga: 136 kg (300 libras)

- Utilícelo solo en superficies lisas y sólidas.
- Peso máximo del usuario: 136 kg
- Revise regularmente los tornillos y las sujeciones del Fusion y vuelva a apretarlos si es necesario.
- Use la bolsa solo para transportar objetos y no la sobrecargue. Carga máxima: 5 kg
- No exponga el producto a temperaturas superiores a 40 °C durante períodos prolongados, ya que esto puede hacer que las piezas se sobrecalienten y quemen al usuario.
- Asegúrese de que el Fusion esté completamente abierto, que el asiento esté hacia abajo y que la barra plegable debajo del asiento esté trabada en la posición hacia abajo antes de usar o sentarse en el Fusion.

# Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que ambos agarres de mano estén a la misma altura. Pruebe la estabilidad del andador antes de aplicar el peso total a los agarres de mano.
- Pruebe la palanca del freno antes de operar el andador. Cuando las ruedas están trabadas, el pedal del freno debería evitar que las ruedas giren. Cuando se sueltan los frenos, las ruedas deben girar libremente.
- Reemplace los neumáticos cuando estén significativamente desgastados o dañados.
- En modo andador, **NO MUEVA EL ANDADOR MIENTRAS ESTÉ SENTADO.**
- No navegar de forma independiente mientras esté sentado. No intente sentarse en el asiento mientras se está sobre una pendiente. No se incline cuando esté sentado. Si lo hace, el andador puede volcarse y puede generar un riesgo grave de lesión.
- Es posible que se caiga si usa el asiento sin instalar el respaldo.
- No use el Fusion mientras está plegado. La estabilidad de cualquier Fusion se ve comprometida cuando el armazón está plegado, lo que aumenta la probabilidad de una caída.
- No exceda el siguiente límite de peso, ya que podría sufrir lesiones graves:  
Modo de andador – 300 libras                      Modo de silla de transporte – 300 libras

## Precauciones:

- Consulte a su médico, terapeuta u otro profesional calificado para determinar si esta ayuda de movilidad se adaptará a sus necesidades particulares.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las piezas estén bien firmes y de que el armazón esté completamente abierto.
- Pueden producirse riesgos de caídas y lesiones graves si los frenos no están bloqueados mientras el usuario intenta sentarse.
- No exceda el límite de peso de 136 kg; de lo contrario, podrían producirse lesiones graves

**Precaución al estar sentado:** Inclinarsse hacia fuera del Fusion sin la ayuda adecuada podría causar vuelcos. Para reducir el riesgo de un accidente, **NUNCA** se estire hacia fuera ni se incline cuando esté sentado en su Fusion. En cambio, pídale a alguien que lo ayude.

**Precaución al empujar:** Al empujar a alguien en el Fusion, no pase por superficies disperejas pequeñas. Si lo hace, la unidad puede inclinarse hacia adelante. Para cruzar de las superficies irregulares o usar en pendientes grandes, la persona que se sienta en el Fusion debe salir del asiento.

# Mantenimiento

M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Limpie a mano regularmente con un paño húmedo y detergente suave solamente. No utilice detergentes fuertes como cloro, lejía o limpiadores abrasivos. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) para obtener más información.

# Garantía limitada de por vida


Su producto de la marca M+D de Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.





© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.  
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA  
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom  
de Drive DeVilbiss Healthcare.  
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis  
Fabriqué en Chine

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.  
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.  
Hecho en China