






EN I			
1. Mini Massage Gun	7. Round massage head		
2. Touch button (O)	8. Conical massage head		
3. Charging port	9. U-shaped massage head		
4. Type-C charging cable	10. Flat massage head		
5. LCD screen	11. Carry bag		
6. Charge level indicator/Speed level indicator			



FR I			
1. Mini pistolet de massage	7. Tête de massage ronde		
2. Bouton tactile (O)	8. Tête de massage conique		
3. Port de charge	9. Tête de massage en U		
4. Câble de charge Type-C	10. Tête de massage plate		
5. Écran LCD	11. Sac de transport		
6. Indicateur de niveau de charge/indicateur de niveau de vitesse			

NL I			
1. Mini-Massagepistool	7. Ronde massagekop		
2. Aanrakknop (O)	8. Kegelvormige massagekop		
3. Oplaadpoort	9. U-vormige massagekop		
4. Type-C-oplaadkabel	10. Platte massagekop		
5. LCD-scherm	11. Koffer		
6. Indicator oplaadniveau/snelheidsindicator			

DE I			
1. Mini-Massagepistole	7. Runder Massageaufsatz		
2. Sensortaste (O)	8. Kegelförmiger Massageaufsatz		
3. Ladeanschluss	9. U-förmiger Massageaufsatz		
4. USB-Typ-C-Ladekabel	10. Flacher Massageaufsatz		
5. LCD-Bildschirm	11. Tragetasche		
6. Ladestandsanzeige/Geschwindigkeitsanzeige			

ES I			
1. Pistola de masaj pequeña	7. Cabezal de masaje redondo		
2. Botón táctil (O)	8. Cabezal de masaje cónico		
3. Puerto de carga	9. Cabezal de masaje en forma de U		
4. Cable de carga tipo C	10. Cabezal de masaje plano		
5. Pantalla LCD	11. Bolsa de transporte		
6. Indicador del nivel de carga/Indicador del nivel de velocidad			

IT I			
1. Mini pistola massaggiante	7. Testina massaggiante tonda		
2. Pulsante touch (O)	8. Testina massaggiante conica		
3. Porta di ricarica	9. Testina massaggiante a U		
4. Cavo di ricarica Type-C	10. Testina massaggiante piatta		
5. Schermo LCD	11. Borsa per il trasporto		
6. Indicatore del livello di carica/indicatore del livello di velocità			

PL I			
1. Minipistolet do masażu	7. Okragła głowica do masażu		
2. Przycisk dotykowy (O)	8. Stożkowa głowica do masażu		
3. Gniazdo ładowania	9. Głowica do masażu w kształcie litery U		
4. Kabel ładujący USB-C	10. Płaska głowica masująca		
5. Ekran LCD	11. Torba do przenoszenia		
6. Wskaźnik poziomu naładowania/prędkości			

EN I			
1. Mini Massage Gun	7. Round massage head		
2. Touch button (O)	8. Conical massage head		
3. Charging port	9. U-shaped massage head		
4. Type-C charging cable	10. Flat massage head		
5. LCD screen	11. Carry bag		
6. Charge level indicator/Speed level indicator			

EN I Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the product to the mains power supply. Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product, only if they have been given supervision or



Entretien et maintenance

Nettoyez la surface extérieure du pistolet de massage avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement. N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits de nettoyage pour nettoyer le pistolet de massage.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le pistolet de massage. Exposer le pistolet de massage à des températures extrêmement élevées ou basses. Faire tomber le pistolet de massage. Essayer de démonter le pistolet de massage. Jeter le pistolet de massage au feu, au risque de provoquer une explosion.

Têtes de massage

Pour les grandes zones musculaires.

Tête de massage conique

Pour les grandes zones de muscles tendus, les tissus profonds et les zones spécifiques.

Tête de massage en U

Pour la colonne vertébrale, le cou et le tendon d'Achille.

Tête de massage plate

Pour toutes les zones.

Mode d'emploi

Utilisation du mini pistolet de massage

ÉTAPE 1: enfoncez la tête de massage requise à l'avant du pistolet de massage.
ÉTAPE 2: pour activer le pistolet de massage, appuyez sur « O » pendant environ 3 secondes sur l'écran tactile LCD.
ÉTAPE 3: une fois le pistolet de massage allumé, appuyez une fois sur « O » pour parcourir les 6 niveaux de vitesse/d'intensité.
ÉTAPE 4: pour éteindre le pistolet de massage, appuyez sur « O » pendant 3 secondes sur l'écran tactile LCD.

REMARQUE: le pistolet de massage est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout de 15 minutes, le pistolet de massage s'éteint.

AVERTISSEMENT: une utilisation prolongée du pistolet de massage peut entraîner sa surchauffe. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser le pistolet de massage et laissez-le refroidir complètement avant de le réutiliser.

Recharge du mini pistolet de massage

ÉTAPE 1: assurez-vous que le pistolet de massage est éteint avant de le recharger.
ÉTAPE 2: insérez l'embout Type-C du câble de charge dans le port de charge situé à la base du pistolet de massage.
ÉTAPE 3: insérez l'embout USB du câble de charge dans un port USB approprié pour commencer la recharge.

REMARQUE:

le pistolet de massage met 3 à 5 heures à se charger, en fonction de son niveau de charge actuel. Une fois la charge terminée, retirez le câble du port et rangez-le en toute sécurité. Une charge complète assure 2 à 4 heures d'utilisation en fonction des réglages de vitesse utilisés pour le pistolet de massage. Appuyez une fois sur « O » pour afficher le pourcentage de la batterie sur l'écran LCD ; la charge maximale que le pistolet de massage peut indiquer est de 99 %.

Stockage

Verifiez que le pistolet de massage est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance. If the power supply cord, plug or any part of the product is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury. This product contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm. Do not use the product for anything other than its intended use. Use of an extension cord with the appliance is not recommended. Only use the product with the power supply unit provided.

This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system. Do not use this product outdoors, it is intended for indoor use only. Ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massaging mechanisms or any other moving parts at all times. This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes. Do not immerse in any liquid to clean. Never use abrasive cleaners to clean this product. Do not operate in wet or damp conditions. If there are any concerns regarding health or illnesses which may cause concern, consult a doctor before using this product. It is recommended to consult a doctor before using this product if the user:

- Has osteoporosis
- Has heart problems
- Is fitted with a Pacemaker or other electronic medical device
- Is pregnant
- Is diabetic
- Has suffered trauma to the skin

This product is not recommended for use by people with sensory deficiencies. Never cover the product when it is in use. Do not use the product directly on skin. Use over a piece of clothing or towel. Do not use the product for more than 15 minutes at a time and no more than twice a day. Never use the product on swollen or inflamed areas of the skin. This product is a non-professional product designed to provide a soothing massage only. Do not use this product as a substitute for medical attention. Do not use this product before going to bed as the massager has a stimulating effect and may delay sleep. Do not use the product while in bed.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited. In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. Keep batteries out of the reach of children. Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries. Do not store above 60 °C. Avoid storage in direct sunlight. Do not dispose of exhausted batteries in household waste. Do not expose the batteries to heat or fire as they may explode. Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details. This product is fitted with a 7.4 V 2000 mAh Li-Ion battery (non-removable).

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential hazardous consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. **It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal.** For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

Care and Maintenance

Wipe the external surface of the massage gun with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly. Do not use any harsh or abrasive detergents or cleaning agents to clean any part of the massage gun.

DO NOT:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the massage gun. Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Mini Massage Gun'. Drop the massage gun.

Attempt to disassemble the massage gun.

Dispose of the massage gun in a fire as it will result in an explosion.

Massage Head Attachments

Round Massage Head

For large muscle areas.

Conical Massage Head

For large tight muscles, deep tissue and target areas.

U-shaped Massage Head

For spine, neck and Achilles tendon.

Flat Massage Head

For all areas.

Instructions for Use

Using the Mini Massage Gun

STEP 1: Push the required massage head into the front of the massage gun.
STEP 2: To turn the massage gun on, press 'O' for approx. 3 seconds on the LCD touch screen.
STEP 3: Once the massage gun is switched on, press 'O' once to cycle through the 6 speed/intensity levels.
STEP 4: To turn the massage gun off, press and hold 'O' for 3 seconds on the LCD touch screen.

NOTE: The massage gun is fitted with an auto cut-off feature. After 15 minutes the massage gun will turn off.

WARNING: Long term use of the massage gun can cause the massage gun to overheat. If this occurs, stop using immediately and allow the massage gun to fully cool before using again.

Charging the Mini Massage Gun

STEP 1: Make sure the massage gun is off before charging it.
STEP 2: Insert the Type-C end of the charging cable into the charging port located at the base of the massage gun
STEP 3: Insert the USB end of the charging cable into a suitable USB port to commence charging.

NOTE: The massage gun will take 3–5 hours to charge depending on the current charge. Once charging is complete, please remove the cable from the



Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omstandigheden. Als u gezondheidsklachten hebt of lijdt aan een ziekte waardoor u twijfelt of u dit product kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt. Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken als u:

- Heeft osteoporose
- Heeft hartproblemen
- Een pacemaker hebt of een ander elektronisch medisch apparaat
- Zwanger bent
- Diabetes hebt
- Huidletsel hebt

Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door mensen met een zintuiglijke afwijking. Bedek het product nooit wanneer het in gebruik is. Gebruik het product niet rechtstreeks op de huid. Gebruik het over een kledingstuk of een handdoek. Gebruik dit product niet langer dan 15 minuten achter elkaar en maximaal twee keer per dag. Gebruik het product nooit op gezwollen of ontstoken delen van de huid. Dit product is geen professioneel apparaat en is alleen bedoeld om een rustgevende massage te bieden. Gebruik dit product niet als vervanging van medische zorg. Gebruik dit product niet vlak voordat u naar bed gaat, want het massageapparaat heeft een stimulerend effect waardoor het langer kan duren voordat u in slaap valt. Gebruik het product niet in bed.

Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden. Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen. Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren. Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's mogen niet worden geplukt, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd. Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C. Vermijd opslag in direct zonlicht. Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval. Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen. Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties. Dit product is uitgerust met een Li-Ion-accu (niet verwijderbaar) van 7,4 V 2000 mAh.

Weggooi van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstofdienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van het massagepistool schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van het massagepistool schoon te maken.

NIET DOEN:

Schurende schoonmaakmiddelen gebruiken om het massagepistool schoon te maken. Het massagepistool blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.

port and store the cable away safely. One full charge will provide 2–4 hours of use dependent on the speed settings used for the massage gun. Press 'O' once and the LCD screen will display the battery percentage; the max. charge the massage gun is able to show is 99 %.

Storage

Check that the massage gun is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place.

Troubleshooting

The massage gun will not turn on.

The massage gun is not charged. Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Mini Massage Gun'.

The massage gun has turned off.

The massage gun is fitted with an auto-cut off feature. The massage gun will stop after 15 minutes to prevent over-use or injury. Follow the instructions in the section entitled 'Using the Mini Massage Gun' to switch the massage gun back on.

The massage gun will not charge.

The Type-C charging cable hasn't been fully inserted. Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Mini Massage Gun'. The massage gun is not compatible with the selected adaptor. Check that the adaptor is compatible and ensure it has a power supply of 5 V === 1 A. The massage gun has overheated. Wait until the massage gun has fully cooled before attempting to charge it.

The massage gun is not pulsing.

The massage gun has low battery.

Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Mini Massage Gun'. Too much pressure is being applied with the massage gun. Reduce the amount of pressure being applied.

Specifications

Product code: EE7427	Operating temperature: -10 °C–40 °C
Input: 5 V === 1 A	Noise level < 60 dB
Output: 25 W	Product dimensions (without attachment): approx.13.5 x 13.5 x 4.5 cm

Het massagepistool laadt niet op.
De Type-C-oplaadkabel is niet volledig aangesloten.
Volg de instructies in het gedeelte "Het premium massagepistool opladen".
Het massagepistool is niet compatibel met de geselecteerde adapter.
Controller of de adapter compatibel is en of deze een voeding heeft van 5 V ⚡ 1A.
Het massagepistool is oververhit.
Wacht tot het massagepistool volledig is afgekoeld voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.

Het massagepistool pulseert niet.
De accu van het massagepistool is bijna leeg.
Volg de instructies in het gedeelte "Het premium massagepistool opladen".
Er wordt te veel druk uitgeoefend op het oppervlak.
Verminder de hoeveelheid druk die wordt uitgeoefend.

Specificaties

Productcode: EE7427
Invoer: 5 V ⚡ 1A
Uitvoer: 25 W
Batterij: 7,4 V ⚡ 2000 mAh Li-ion
Frequentie: 1600–3200 tpm
Automatische timer: 15 minuten

DE I
Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitsinwieise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Wenn das Netz Kabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden. Verwenden Sie das Produkt nur mit einem mitgelieferten Netzteil. Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, sondern nur in Innenräumen. Stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung und Schmuck sich jederzeit außerhalb des Massage-Mechanismus oder anderen beweglichen Teilen des Produkts befinden. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, um dieses Produkt zu reinigen. Betreiben Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es wird empfohlen, vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt zu konsultieren, wenn der Anwender:

- Hestoporose hat
- Herzprobleme hat
- über einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät verfügt
- schwanger ist
- Diabetes hat
- Hautverletzungen erlitten hat

De Type-C-oplaadkabel is niet volledig aangesloten. Volg de instructies in het gedeelte "Het premium massagepistool opladen". Het massagepistool is niet compatibel met de geselecteerde adapter. Controller of de adapter compatibel is en of deze een voeding heeft van 5 V ⚡ 1A. Het massagepistool is oververhit. Wacht tot het massagepistool volledig is afgekoeld voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.

IT I
Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base. Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale. I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente, possono utilizzare questo prodotto solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto. I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore. Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte del prodotto non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso onde evitare possibili lesioni. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto. Si sconsiglia l'uso di prolunge.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto. L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È destinato esclusivamente agli ambienti chiusi. Assicurarsi che capelli, indumenti e gioielli siano tenuti sempre a distanza dagli ingranaggi massaggianti o da qualsiasi altra parte in movimento. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare detersivi aggressivi per pulire questo prodotto. Non utilizzare in ambienti umidi o bagnati. In caso di dubbi relativi allo salute o alle malattie che possono destare preoccupazione, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto. Si consiglia di consultare un medico prima di usare questo prodotto se l'utente:

- È affetto da osteoporosi
- È affetto da problemi cardiaci
- È portatore di pacemaker o di un altro dispositivo elettromedicale
- È in stato di gravidanza
- È diabetico
- Ha subito un trauma cutaneo

L'uso di questo prodotto non è consigliato per persone con ridotte capacità sensoriali. Non coprire mai il prodotto quando è in uso. Non utilizzare il prodotto direttamente sulla pelle. Utilizzare sopra un capo di abbigliamento o un asciugamano. Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti per volta e non più di due volte al giorno. Non utilizzare mai il prodotto su zone della pelle gonfie o infiammate. Questo prodotto è un apparecchio non professionale progettato esclusivamente per offrire un massaggio rilassante. Non utilizzare questo prodotto in sostituzione di un trattamento medico. Non utilizzare questo prodotto prima di andare a letto, poiché il sistema massaggiante ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno. Non utilizzare il prodotto a letto.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione. In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalle pile, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie. Non conservare a temperature superiori a 60 °C. Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole. Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici. Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Dieses Produkt wird nicht für Personen mit sensorischen Schwächen empfohlen. Bedecken Sie das Produkt niemals, während es verwendet wird. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf der Haut. Verwenden Sie es über einem Kleidungsstück oder Handtuch. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten am Stück und nicht öfter als zweimal täglich. Verwenden Sie das Produkt niemals auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Dieses Produkt ist ein nicht-professionelles Produkt, das nur eine wohltuende Massage bieten soll. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Ersatz für ärztliche Behandlung. Verwenden Sie dieses Produkt nicht vor dem Schlafengehen, da das Massagegerät eine stimulierende Wirkung hat und das Einschlafen verzögern kann. Verwenden Sie das Produkt nicht im Bett.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Achten Sie einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein. Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Zerschneiden, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig. Lagern Sie sie nicht über 60 °C. Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll. Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können. Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 7,4 V und 2000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendende angelegante Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Pflege und Wartung Wischen Sie die Massagepistole außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um Teile der Massagepistole zu reinigen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

Reinigen Sie die Massagepistole niemals mit Scheuermitteln. Setzen Sie die Massagepistole keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Lassen Sie die Massagepistole nicht fallen. Versuchen Sie nicht, die Massagepistole zu zerlegen. Werfen Sie die Massagepistole nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Massageaufsätze

Runder Massageaufsatz

Für große Muskelbereiche.

Kegelförmige Massageaufsatz

Für große, verspannte Muskeln, tiefes Gewebe und Zielbereiche.

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendende angelegante Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Una volta giunta a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali. Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio da 7,4 V 2000 mAh (non rimovibile).

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta previsto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È **responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento**. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Cura e manutenzione

Pulire la superficie esterna della pistola massaggiante con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente. Non utilizzare detersivi o detersivi aggressivi o abrasivi per pulire qualsiasi parte della pistola massaggiante.

COSA NON FARE:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire la pistola massaggiante. Esporre la pistola massaggiante a temperature estremamente alte o basse. Far cadere la pistola massaggiante. Provare a smontare la pistola massaggiante. Smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Accessori per la testina massaggiante

Testina massaggiante rotonda
Per le zone muscolari più grandi.

Testina massaggiante conica
Per muscoli ampi e stretti, tessuti profondi e zone mirate.

Testina massaggiante a U
Per colonna vertebrale, collo e tendine di Achille.

Testina massaggiante piatta
Per tutte le aree.

Istruzioni per l'uso

Utilizzo della mini pistola massaggiante

FASE 1: spingere la testina massaggiante scelta nella parte anteriore della pistola massaggiante.
FASE 2: per accendere la pistola massaggiante, premere "O" per circa 3 secondi sul touch screen LCD.
FASE 3: una volta accesa la pistola massaggiante, premere "O" una volta per scorrere tra i 6 livelli di velocità/intensità.
FASE 4: per spegnere la pistola massaggiante, tenere premuto il tasto "O" per 3 secondi sul touch screen LCD.

NOTA: la pistola massaggiante è dotata di una funzione di arresto automatico. Dopo 15 minuti, si spegne.

AVVERTENZA: l'uso prolungato può causare il surriscaldamento della pistola massaggiante. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e lasciare raffreddare completamente la pistola massaggiante prima di riutilizzarla.

Ricarica della mini pistola massaggiante

FASE 1: assicurarsi che la pistola massaggiante sia spenta prima di ricaricarla.
FASE 2: inserire l'estremità Type-C del cavo di ricarica nella relativa porta situata alla base della pistola massaggiante.

U-förmiger Massageaufsatz

Für Wirbelsäule, Nacken und Achillessehne.

Flacher Massageaufsatz

Für alle Bereiche.

Gebrauchsanweisung

Verwendung der Mini-Massagepistole

SCHRITT 1: Schieben Sie den gewünschten Massagekopf in die Vorderseite der Massagepistole.
SCHRITT 2: Um die Massagepistole einzuschalten, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang „O“ auf dem LCD-Touchscreen.
SCHRITT 3: Sobald die Massagepistole eingeschaltet ist, drücken Sie einmal „O“, um die 6 Geschwindigkeits-/Intensitätsstufen zu durchlaufen.
SCHRITT 4: Um die Massagepistole einzuschalten, halten Sie 3 Sekunden lang „O“ auf dem LCD-Touchscreen gedrückt.

HINWEIS: Die Massagepistole ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Nach 15 Minuten schaltet sich die Massagepistole aus.

WARNUNG: Bei langfristiger Verwendung der Massagepistole kann es zu einer Überhitzung des Geräts kommen. In diesem Fall sollten Sie die Anwendung sofort einstellen und die Massagepistole vollständig abkühlen lassen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Aufladen der Mini-Massagepistole

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass die Massagepistole ausgeschaltet ist, bevor Sie sie aufladen.
SCHRITT 2: Stecken Sie das Ende des Ladekabels vom Typ C in den Ladeanschluss am unteren Ende der Massagepistole.
SCHRITT 3: Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in einen geeigneten USB-Anschluss, um mit dem Laden zu beginnen.

HINWEIS: Je nach aktuellem Ladestand des Geräts dauert das Aufladen der Massagepistole 3–5 Stunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel vom Anschluss und bewahren Sie es sicher auf. Ein vollständiges Aufladen bietet 2–4 Stunden Betriebszeit, abhängig von den Geschwindigkeitseinstellungen, die für die Massagepistole verwendet werden. Drücken Sie einmal „O“. Auf dem LCD-Display wird der Ladestand in Prozent angezeigt. Die Massagepistole kann einen Ladestand von max. 99 % anzeigen.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Massagepistole abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Fehlerbehebung

Die Massagepistole lässt sich nicht einschalten.

Die Massagepistole ist nicht aufgeladen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen der Mini-Massagepistole“.

Die Massagepistole hat sich ausgeschaltet.

Die Massagepistole ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Die Massagepistole schaltet sich nach 15 Minuten aus, um übermäßige Verwendung oder Verletzungen zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Verwenden der Mini-Massagepistole“, um die Massagepistole wieder einzuschalten.

Die Massagepistole lässt sich nicht aufladen.

Das Typ-C-Ladekabel wurde nicht vollständig eingesteckt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen der Premium-Massagepistole“. Die Massagepistole ist nicht mit dem ausgewählten Adapter kompatibel. Überprüfen Sie, ob der Adapter kompatibel ist und eine Stromversorgung von 5 V ⚡ 1 A hat. Die Massagepistole ist überhitzt. Warten Sie, bis die Massagepistole vollständig abgekühlt ist, bevor Sie erneut versuchen, sie zu laden.

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendende angelegante Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

FASE 3: inserire l'estremità USB del cavo di ricarica in una porta USB adatta per avviare la ricarica.

NOTA:

la ricarica della pistola massaggiante richiede 3–5 ore, a seconda del livello di carica corrente. Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo dalla porta e riploa in modo sicuro. Una ricarica completa garantisce 2–4 ore di utilizzo a seconda delle impostazioni di velocità utilizzate per la pistola massaggiante. Premere "O" una volta sullo schermo LCD per visualizzare la percentuale di ricarica della batteria; la ricarica max. visualizzabile sulla pistola massaggiante è 99%.

Come riporre il prodotto

Controllare che la pistola massaggiante sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.

Risoluzione dei problemi

La pistola massaggiante non si accende.

La pistola massaggiante non è carica. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della mini pistola massaggiante".

La pistola massaggiante si è spenta.
La pistola massaggiante è dotata di una funzione di arresto automatico. Il prodotto si arresta dopo 15 minuti per evitare l'uso eccessivo o lesioni. Per riaccendere la pistola massaggiante, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Utilizzo della mini pistola massaggiante".

La pistola massaggiante non si carica.

Il cavo di ricarica Type-C non è stato inserito completamente. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della pistola massaggiante premium". La pistola massaggiante non è compatibile con l'adattatore selezionato. Verificare che l'adattatore sia compatibile e che abbia un'alimentazione di 5 V ⚡ 1 A. La pistola massaggiante si è surriscaldata. Attendere che la pistola massaggiante si sia raffreddata completamente prima di provare a ricaricarla.

La pistola massaggiante non vibra.

La batteria della pistola massaggiante è scarica. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della pistola massaggiante premium". Viene applicata una pressione eccessiva con la pistola massaggiante. Ridurre la pressione applicata.

Specifiche

Codice prodotto: EE7427
Ingresso: 5 V ⚡ 1A
Uscita: 25 W
Batteria: agli ioni di litio da 7,4 V ⚡ 2000 mAh
Frequenza: 1600–3200 giri/min
Timer automatico: 15 minuti
Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C
Livello di umidità: < 60 %
Dimensioni del prodotto (senza accessorio): 13,5 x 13,5 x 4,5 cm
Lunghezza cavo: circa 50 cm

PL
Zachowaj instrukcje na przyszłość.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności. Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, za tym nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część produktu nie działają prawidłowo bądź zostały one uszkodzone lub zniszczone, należy natychmiast przetrwać użytkowanie produktu w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

Die Massagepistole pulsiert nicht.

Die Batterie der Massagepistole ist schwach.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen der Premium-Massagepistole“. Es wird zu viel Druck mit der Massagepistole ausgeübt. Verringern Sie den ausgeübten Druck.

Technische Daten

Produktcode: EE7427
Eingangsspannung: 5 V ⚡ 1A
Ausgangsleistung: 25 W
Batterie: 7,4 V ⚡ 2000 mAh Li-Ion
Frequenz: 1600 bis 3200 U/min
Automatischer Timer: 15 Minuten
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
Geräuschpegel: < 60 dB
Produktabmessungen (ohne Aufsatz): ca. 13,5 x 13,5 x 4,5 cm
Kabellänge: ca. 50 cm

ES I
Guarde las instrucciones para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos electrónicos, siga siempre las instrucciones básicas de seguridad. Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el producto a la corriente eléctrica. Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva. Evite que los niños jueguen con el producto. A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento. Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza del producto no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones. Este producto contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños. No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto. No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo. Utilice el producto únicamente con la fuente de alimentación proporcionada. Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. No utilice este producto en exteriores, ya que está diseñado para un uso en interiores. Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas alejados de los mecanismos de masaje o de cualquier pieza móvil en todo momento.

Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales. No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos para limpiar este producto. No lo ponga en funcionamiento cuando esté húmedo o mojado. Si le preocupa algo con respecto a su salud o si padece alguna enfermedad, consulte a un médico antes de usar este producto. Se recomienda consultar a un médico antes de utilizar este producto si el usuario o usuaria:

- Padece osteoporosis
- Tiene problemas cardiacos
- Tiene un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico
- Está embarazada
- Es diabético
- Ha sufrido lesiones cutáneas

No se recomienda que personas con déficit sensorial utilicen este producto. No cubra nunca el aparato cuando esté en funcionamiento. No utilice el producto directamente sobre la piel. Utilícelo sobre un trozo de tela o una toalla. No utilice el producto durante más de 15 minutos seguidos ni más de dos veces al día. No utilice nunca el producto en zonas inflamadas o hinchadas de la piel. Este no es un producto profesional y está diseñado para dar masajes relajantes únicamente. No utilice este producto como sustituto de atención médica. No lo utilice antes de acostarse, ya que el masajeador tiene un efecto estimulante y podría dificultar la conciliación del sueño. No utilice el producto mientras esté en la cama.

- Padece osteoporosis
- Tiene problemas cardiacos
- Tiene un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico
- Está embarazada
- Es diabético
- Ha sufrido lesiones cutáneas

No se recomienda que personas con déficit sensorial utilicen este producto. No cubra nunca el aparato cuando esté en funcionamiento. No utilice el producto directamente sobre la piel. Utilícelo sobre un trozo de tela o una toalla. No utilice el producto durante más de 15 minutos seguidos ni más de dos veces al día. No utilice nunca el producto en zonas inflamadas o hinchadas de la piel. Este no es un producto profesional y está diseñado para dar masajes relajantes únicamente. No utilice este producto como sustituto de atención médica. No lo utilice antes de acostarse, ya que el masajeador tiene un efecto estimulante y podría dificultar la conciliación del sueño. No utilice el producto mientras esté en la cama.

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendende angelegante Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

uniknięcia potencjalnych obrażeń. Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony. Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczoną zasilaczką. Urządzenia nie należy obsługiwać: za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego zdalnego sterowania. Nie należy używać tego produktu na zewnątrz pomieszczeń, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy używać pewnie, ze wlosy, ubranie i biżuteria znajdują się w bezpiecznej odległości od mechanizmu masującego oraz wszelkich innych części ruchomych urządzenia przez cały czas. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych. Nie czyścić poprzez zanurzenie w jakimkolwiek płynie. Do czyszczenia produktu nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Nie używać w wilgotnych lub mokrych warunkach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub chorób, które mogą budzić obawy, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem. Zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu w przypadku osób, które:

- mają osteoporozę,
- mają problemy z sercem,
- mają rozruszniki serca lub inne elektroniczne urządzenie medyczne,
- są w ciąży,
- mają cukrzycę,
- doznały urazu skóry.

Produkt nie jest zalecany do użytku przez osoby z problemami sensorycznymi. Nigdy nie należy przykrywać urządzenia, gdy jest ono używane. Nie używać produktu bezpośrednio na skórze. Należy używać przez ręcznik lub odzież. Nie używać produktu dłużej niż 15 minut na raz i nie więcej niż dwa razy dziennie. Nigdy nie używać produktu na obrzękniętych lub zaczerwienionych obszarach skóry. Ten produkt nie jest produktem profesjonalnym i jest przeznaczony wyłącznie do masażu kojącego. Nie wolno używać tego produktu jako zamiennika pomocy medycznej. Nie używać tego produktu przed snem, ponieważ masaż ma stymulujący wpływ i może spowodować problemy z zaśnięciem. Nie korzystać z urządzenia, leżąc w łóżku.

Bezpieczeństwo zakulowania

Nie należy zwierzać zaskików aniłastora. W przypadku wycieku z akumulatora i ognia nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Drugorzędny ognia i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebić, rozbićani ani powodować innych uszkodzeń. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C. Unikać przechowywania w nastonieczonym miejscu. Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci. Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć. Po wyczepianiu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych. Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy 7,4 V o pojemności 2000 mAh (niewymienny).

Utilizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten drobny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación. En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico. Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de