



Yes, you can.®

Walkers Marchettes Anadores

Safety You Can TrustSM

Walker Models

6291-A	6291-3F	6281-JR
6291-JR	6291-JR3F	6281-3F
6241-A	6291-5F	6291-HDA
6241-JR	6281-A	

Refer to page 2.

Marchette Modèles

6291-A	6291-3F	6281-JR
6291-JR	6291-JR3F	6281-3F
6241-A	6291-5F	6291-HDA
6241-JR	6281-A	

Se référer à la page 12.

Anadores con Rueda Modelos

6291-A	6291-3F	6281-JR
6291-JR	6291-JR3F	6281-3F
6241-A	6291-5F	6291-HDA
6241-JR	6281-A	

Consulte la página 22.



Invacare Walkers have a Lifetime Limited Warranty (see pages 10 and 11).

Invacare Walkers provide assistance for an individual weighing up to:

300 lbs. (136 kg.)- Models 6291-A, 6291-JR, 6291-I, 6291-3F, 6291-JR3F, 6291-5F, 6281-A, 6281-JR, 6281-3F, 6241-A, and 6241-JR

500 lbs. (226 kg.)- Models 6291-HDA

DUAL-RELEASE WALKERS

* Easy to open and close from a seated or standing position.

Model No.	Width		Depth		Height Adjustment	Patient Height Min./Max.
	Inside Hand Grips	Inside Base Legs	Opened at Base	Folded		
6291-A	17"	21-1/2"	17-1/2"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6291-JR	17"	20-1/2"	16-1/2"	4"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"
6241-A	17"	19-1/2"	17"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6241-JR	17"	18-1/2"	16"	4"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"

DUAL-RELEASE WALKERS WITH FIXED WHEELS AND GLIDE TIPS

* 3-inch or 5-inch fixed wheels roll freely over smooth surfaces.

Model No.	Width		Depth		Height Adjustment	Patient Height Min./Max.
	Inside Hand Grips	Inside Base Legs	Opened at Base	Folded		
6291-3F	17"	21-1/4"	17-1/2"	4-1/2"	31" - 37"	5'3" - 6'4"
6291-JR3F	17"	20-1/4"	16-1/2"	4-1/2"	26" - 32"	4'4" - 5'7"
6291-5F*	17"	21-1/2"	17-1/2"	4-1/2"	33" - 39"	5'3" - 6'4"

* with 13-inch leg extensions.

SINGLE-RELEASE WALKERS

* Ergonomic release button allows walker to be folded with one hand.

Model No.	Width		Depth		Height Adjustment	Patient Height Min./Max.
	Inside Hand Grips	Inside Base Legs	Opened at Base	Folded		
6281-A	17"	21-1/2"	17-1/2"	4-1/2"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6281-JR	17"	20-1/2"	16-1/2"	4-1/2"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"

SINGLE-RELEASE WALKER WITH FIXED WHEELS AND GLIDE TIPS

* 3-inch fixed wheels roll freely over smooth surfaces.

Model No.	Width		Depth		Height Adjustment	Patient Height Min./Max.
	Inside Hand Grips	Inside Base Legs	Opened at Base	Folded		
6281-3F	17"	21-1/4"	17-1/2"	4"	31" - 37"	5'3" - 6'4"

HEAVY DUTY ADULT DUAL RELEASE WALKER

* Wider walker provides ambulatory assistance for an individual weighing up to 500 lbs.

Model No.	Width		Depth		Height Adjustment	Patient Height Min./Max.
	Inside Hand Grips	Inside Base Legs	Opened at Base	Folded		
6291-HDA	20"	24"	17-1/2"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"

Specifications are subject to change without notification.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check all parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use. Contact Dealer/Carrier for further instruction.

SAFETY SUMMARY

To ensure the proper use of Invacare Walkers, these instructions MUST be followed:

GENERAL WARNING

DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the **Warnings, Cautions or Instructions**, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

Each individual should always consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

STABILITY WARNINGS

If walker is exposed to extreme temperature (above 100°F or below 32°F), high humidity and/or becomes wet, prior to use, ensure handgrips do not twist on side frame otherwise damage or injury may occur.

Check to make sure rubber tips and/or plastic glide tips are not ripped, worn or missing. Replace **BEFORE** using walker.

All leg extensions, must be adjusted so the walker is **LEVEL**. When using wheeled attachments, extensions **MUST** be adjusted so side frames are level.

DO NOT use rubber tips on rear leg extensions when using front wheel or brake options.

Rear extension legs with rubber tips or plastic glide tips **MUST** be in contact with floor surface at all times.

Glide tips are used on rear leg extensions **ONLY** to allow walker to roll easily over indoor carpeted areas without the need to lift the walker off the ground.

Glide tips on rear leg extensions should only be used with front wheel attachments.

Glide tips are not recommended for use on rough surfaces (concrete, gravel, etc.).

Glide tips are not recommended for use on all four (4) leg extensions at once.

DO NOT use glide tips and rubber tips at the same time.

Glide tips do not grip floor the way rubber tips grip flooring, therefore, caution should be observed when in use.

When using glide tips on walker, short steps should be taken to assure weight is distributed evenly and directly over Walker legs. These precautions will prevent uncontrollable movement of walker.

Always use caution when using walker on wet or icy surfaces.

STABILITY WARNINGS (CONTINUED)

Invacare Walkers can provide ambulatory assistance for an individual weighing up to 300 lbs. (136 kg.) for Single-Release (6281 Models), Paddle (6291 Models) and Blue-Release™ (6241 Models) Walkers, and 500 lbs. (226 kg.) for the Heavy Duty Walker (6291-HDA Model).

Invacare Walkers are designed to provide support, increased stability and assistance to an individual while walking; it is not intended to support the full weight of the user.

FOLDING/ASSEMBLY WARNINGS

After unfolding or assembling walker, ensure walker is securely locked in OPEN position and level to the ground BEFORE using. **DO NOT** hang anything on the front of the Blue-Release Walker. This may depress the release mechanisms and prevent walker from locking into place when fully opened.

DO NOT hang anything on either the left or right side frames (area that includes dual-release paddles) or the left and right slide tubes (area that includes palm release button). This will cause side frames or slide tubes to bend downward and prevent walker from locking into place when fully opened. This may also cause walker to tip, resulting in injury or damage.

INSTALLATION WARNINGS

Ensure all snap buttons fully protrude through adjustment holes of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position.

Wheeled Accessories, if used, are **ONLY** to be used on the front walker legs with the exception of Model Nos. 6264 - 10-inch Rear Wheel Brakes and 6265 - 13-inch Rear Wheel Brakes.

The leg extensions should be adjusted so the walker is level. If an even height cannot be achieved, adjust the leg extensions so that the rear of the walker is no more than one (1) inch lower than the front.

Always test to see that the walker and attachments are properly and securely locked in place **BEFORE** using.

OPENING WALKERS (FIGURE 1)

NOTE: Refer to the FOLDING/ASSEMBLY WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this manual.

1. To OPEN the walker, pivot the left and right side frames outward.
2. Perform one (1) of the following:

SINGLE-RELEASE WALKER (6281) - Grip the side frames and swing them fully outward while listening for an audible "click" which indicates that the walker is fully opened and ready for test. Refer to DETAIL "A" in FIGURE 1.


NOTE: The palm release button on the pivot slide tube will pop up when the click is heard.

BLUE-RELEASE WALKER (6241) - Swing the side frames outward until an audible "click" is heard. Refer to DETAIL "B" in FIGURE 1.

PADDLE WALKER (6291) - Swing the side frames outward until the dual-release paddles activate (**engage upward**). Refer to DETAIL "C" in FIGURE 1.


3. Before using, test walker by grasping the side frames and, with some force, attempt to fold them inward. See DETAIL "C" in FIGURE 1. The walker will remain locked in the OPEN position if it is engaged properly. Test Walker side frames before using. See DETAIL "D" in FIGURE 1.

DETAIL "A"




**SINGLE-RELEASE
WALKER (6281)**

DETAIL "B"




**BLUE-RELEASE
WALKER (6241)**

DETAIL "C"



DETAIL "D"



PADDLE WALKER (6291)

FIGURE 1 - OPENING WALKERS

FOLDING WALKERS (FIGURE 2)

NOTE: Refer to the FOLDING/ASSEMBLY WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.

I. Perform one (1) of the following to fold the walker:

SINGLE-RELEASE WALKER (6281) -

- A. Press **DOWN** on the palm release button located in the center of the pivot slide tube. Refer to DETAIL "A" in FIGURE 2.
- B. Pivot the right and left side frames inward until they meet the front crossbrace.


BLUE-RELEASE WALKER (6241)

- A. Depress either release mechanism and pivot the corresponding side frame inward toward the front crossbrace. Refer to DETAIL "B" in FIGURE 2.
- B. Repeat the same procedure for the remaining side frame.


PADDLE WALKER (6291) -

- A. Depress either release paddle and pivot the corresponding side frame inward toward the front crossbrace. Refer to DETAIL "C" in FIGURE 2.
- B. Repeat the same procedure for the remaining side frame.


DETAIL "A"



DETAIL "B"



SINGLE-RELEASE WALKER (6281)



BLUE-RELEASE WALKER (6241)

DETAIL "C"




FIGURE 2 - FOLDING WALKERS

INSTALLING/ADJUSTING LEG EXTENSIONS (FIGURE 3)


NOTE: Refer to the INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.

1. Remove leg extensions from carton and install the leg extensions by depressing the snap buttons on the lower legs of the walker and inserting the leg extension. Refer to FIGURE 3.
2. Depress the snap button and slide the leg up or down to the proper height. Ensure that the snap button protrudes through the appropriate adjustment hole on the leg extension.

NOTE: The leg extension adjustment holes are numbered for convenience.

3. Repeat this procedure for each leg extension.
4. Adjust leg extensions to ensure that the walker is LEVEL.
5. Adjust the walker so that when the user's arm is extended downward the handle is at wrist height.

NOTE: MODEL NO. 6291-3F, 6291-5F, 6291-JR3F, AND 6281-3F: Ensure that fixed wheel attachments are positioned to the outside of the walker to help maintain stability.



*NOTE: Model No.
6291-3F SHOWN*

FIGURE 3 - INSTALLING/ADJUSTING LEG EXTENSIONS

CARE AND MAINTENANCE

1. Ensure that **ALL** attaching hardware is secure at **ALL** times.
2. Make sure Snap Buttons release and re-engage properly.
3. Replace any broken, damaged or worn items immediately.

CARE OF WHEELED ACCESSORIES

1. Clean wheels with warm water and mild cleanser. Dry with clean rag.
2. Lubricate with 3-in-1[®] oil periodically or if wheels begin to squeak.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship.

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in material and workmanship for the lifetime of use by original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

LIFETIME LIMITED WARRANTY CONTINUED

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/ PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

Les marchettes Invacare ont une garantie à vie limitée (Se référer aux pages 10 et 11).

Les marchettes Invacare conviennent aux personnes pesant jusqu'à:

300 lbs. (136 kg.) - Modèles 6291-A, 6291-JR, 6291-I, 6291-3F, 6291-JR3F, 6291-5F, 6281-A, 6281-JR, 6281-3F, 6241-A, and 6241-JR

500 lbs. (226 kg.) - Modèles 6291-HDA

MARCHETTES À RELÂCHEMENT DOUBLE

• Facile à ouvrir ou à fermer debout ou assis.

Modèle No.	Largeur		Profondeur		Réglage hauteur	Taille du patient Min./Max.
	Entre les gaines	Entre les pattes de la base	Ouverte à la base	Pliée		
6291-A	17po.	21-1/2po.	17-1/2po.	4po.	30-3/8po. - 37-3/8po.	5pi.3po. - 6pi.4po.
6291-JR	17po.	20-1/2po.	16-1/2po.	4po.	25-3/8po. - 32-3/8po.	4pi.4po. - 5pi.7po.
6241-A	17po.	19-1/2po.	17po.	4po.	30-3/8po. - 37-3/8po.	5pi.3po. - 6pi.4po.
6241-JR	17po.	18-1/2po.	16po.	4po.	25-3/8po. - 32-3/8po.	4pi.4po. - 5pi.7po.

MARCHETTES À RELÂCHEMENT DOUBLE AVEC ROUES FIXES ET EMBOUTS PATINS

• Les roues fixes de 3 ou 5 po. roulent librement sur les surfaces souples.

Modèle No.	Largeur		Profondeur		Réglage hauteur	Taille du patient Min./Max.
	Entre les gaines	Entre les pattes de la base	Ouverte à la base	Pliée		
6291-3F	17po.	21-1/4po.	17-1/2po.	4-1/2po.	31po. - 37po.	5pi.3po. - 6pi.4po.
6291-JR3F	17po.	20-1/4po.	16-1/2po.	4-1/2po.	26po. - 32po.	4pi.4po. - 5pi.7po.
6291-5F*	17po.	21-1/2po.	17-1/2po.	4-1/2po.	33po. - 39po.	5pi.3po. - 6pi.4po.

* avec des rallonges de pattes de 13 pouces

MARCHETTES À RELÂCHEMENT SIMPLE

• Le bouton de déclenchement ergonomique permet de plier la marchette d'une seule main.

Modèle No.	Largeur		Profondeur		Réglage hauteur	Taille du patient Min./Max.
	Entre les gaines	Entre les pattes de la base	Ouverte à la base	Pliée		
6281-A	17po.	21-1/2po.	17-1/2po.	4-1/2po.	30-3/8po. - 37-3/8po.	5pi.3po. - 6pi.4po.
6281-JR	17po.	20-1/2po.	16-1/2po.	4-1/2po.	25-3/8po. - 32-3/8po.	4pi.4po. - 5pi.7po.

MARCHETTE À RELÂCHEMENT SIMPLE AVEC ROUES FIXES ET EMBOUTS PATINS

• Les roues fixes de 3 po. roulent librement sur les surfaces souples.

Modèle No.	Largeur		Profondeur		Réglage hauteur	Taille du patient Min./Max.
	Entre les gaines	Entre les pattes de la base	Ouverte à la base	Pliée		
6281-3F	17po.	21-1/4po.	17-1/2po.	4po.	31po. - 37po.	5pi.3po. - 6pi.4po.

MARCHETTE ROBUSTE À DOUBLE RELÂCHEMENT POUR ADULTE

• Les marchettes plus larges conviennent aux personnes pesant jusqu'à 500 livres.

Modèle No.	Largeur		Profondeur		Réglage hauteur	Taille du patient Min./Max.
	Entre les gaines	Entre les pattes de la base	Ouverte à la base	Pliée		
6291-HDA	20po.	24po.	17-1/2po.	4po.	30-3/8po. - 37-3/8po.	5pi. 3po. - 6pi.4po

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NOTE: Vérifier TOUTES les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/fournisseur pour plus d'instructions.

RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation adéquate des marchettes Invacare, ces instructions doivent être suivies:

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

NE PAS utiliser cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, veuillez contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien, avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

Chaque personne devrait toujours consulter son médecin ou son thérapeute pour déterminer le réglage et l'utilisation adéquats.

Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres manufacturiers n'ont pas été testés par Invacare et ne doivent pas être utilisés avec les produits Invacare.

AVERTISSEMENTS POUR LA STABILITÉ

Si la marchette est exposée à des températures extrêmes (au-dessus de 100°F ou en dessous de 32°F), à une humidité élevée et/ou si elle est mouillée, s'assurer, avant son utilisation, que les poignées ne tournent pas sur le châssis latéral, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

S'assurer que les embouts de caoutchouc et/ou les embouts patins en plastique ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Les remplacer **AVANT** d'utiliser la marchette.

NE PAS utiliser d'embouts de caoutchouc sur les rallonges de pattes arrière lorsque vous utilisez les options de roue avant ou de freins.

Les rallonges de pattes arrière avec embouts en caoutchouc ou embouts patins en plastique **DOIVENT** être en contact avec la surface du sol en tout temps.

Les embouts patins sont utilisés sur les rallonges de pattes arrière **SEULEMENT** pour permettre à la marchette de rouler facilement sur les moquettes sans avoir à soulever la marchette du sol.

Les embouts patins ne sont pas recommandés sur les surfaces brutes (gravier, béton, etc).

Les embouts patins sur les rallonges de pattes arrière devraient être utilisés avec les attaches de roue avant seulement.

Les embouts patins ne sont pas recommandés pour l'extérieur.

Les embouts patins ne doivent pas être utilisés sur les quatre (4) rallonges de patte à la fois.

NE PAS utiliser les embouts patins et les embouts de caoutchouc en même temps.

Les embouts patins n'adhèrent pas à la surface du sol de la même façon que les embouts de caoutchouc; il faut donc faire preuve de prudence lors de l'utilisation.

Lorsque vous utilisez la marchette avec des embouts patins, faire de petits pas pour s'assurer que le poids est distribué uniformément et directement sur les pattes de la marchette. Ces précautions vous permettront d'empêcher un mouvement non intentionnel de la marchette.

AVERTISSEMENTS POUR LA STABILITÉ (SUITE)

Toujours être prudent lorsque vous utilisez la marchette sur une surface mouillée ou glacée.

Les marchettes Invacare peuvent procurer de l'aide ambulatoire à des personnes pesant jusqu'à 300 livres (136 kg.) pour les modèles simples (modèles 6281), Paddle (modèles 6291) et Blue-Release™ (modèles 6241), et 500 lbs. (226 kg.) pour la marchette robuste (modèle 6291-HDA).

Les marchettes Invacare sont conçues pour offrir support, stabilité améliorée et aide aux personnes qui se déplacent en marchant; elles ne sont pas conçues pour supporter le poids total de l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS POUR PLIER/ASSEMBLER

Une fois la marchette dépliée ou assemblée, s'assurer qu'elle est bien bloquée en position **OUVERTE** et qu'elle est de niveau avant de l'utiliser.

NE RIEN suspendre à l'avant de la marchette Blue-Release. Ceci pourrait actionner les mécanismes de déclenchement et empêcher la marchette de bloquer lorsqu'elle est complètement ouverte.

NE PAS accrocher d'objets sur le châssis droit ou gauche (incluant les leviers plats pour le double déclenchement) ou sur les tubes droit ou gauche (incluant la région où est le bouton de déclenchement pour la paume), car les châssis latéraux ou les tubes pourraient plier vers le bas et empêcher la marchette de bloquer en position ouverte. Ceci pourrait également faire basculer la marchette et causer des blessures ou des dommages.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

S'assurer que tous les boutons à ressort sont complètement ressortis des orifices de montage des rallonges de pattes, pour s'assurer qu'elles sont bien bloquées en place.

Les accessoires à roues, s'il y a lieu, doivent être utilisés **SEULEMENT** sur les pattes avant, sauf pour les modèles 6264 - freins de roue arrière 10 po. et modèle 6265 - freins de roue arrière 13 po.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION (SUITE)

Les rallonges de pattes doivent être réglées pour que la marchette soit de niveau. Si vous ne pouvez obtenir une hauteur égale, régler les rallonges de patte pour que l'arrière de la marchette n'ait pas plus d'un pouce plus bas que l'avant de la marchette.

Toujours vérifier si la marchette et les attaches sont sécuritairement et adéquatement bloquées **AVANT** l'utilisation.

OUVRIR LES MARCHETTES À DÉCLENCHEMENT SIMPLE ET DOUBLE (FIGURE 1)

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR PLIER/ASSEMBLER de la section RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

1. Pour OUVRIR la marchette, tourner les châssis latéraux droit et gauche vers l'extérieur.
2. Exécuter une des étapes suivantes:

MARCHETTE À DÉCLENCHEMENT SIMPLE(6281) - Saisir les châssis latéraux et les ouvrir complètement jusqu'au déclic qui confirme que la marchette est complètement ouverte et prête à être utilisée. Se référer au SCHÉMA "A" de la FIGURE 1.


NOTE: Le bouton de déclenchement pour la paume situé sur le tube pivot coulissant se relâchera au déclic.

BLUE-RELEASE MARCHETTE (6241) - Ouvrir les châssis latéraux vers l'extérieur jusqu'au déclic. Se référer au SCHÉMA "B" de la FIGURE 1.

PADDLE MARCHETTE (6291) - Ouvrir les châssis latéraux jusqu'à ce que les leviers plats à déclenchement double se relèvent (**bloqué vers le haut**). Se référer au SCHÉMA "C" de la FIGURE 1.


3. Avant d'utiliser, vérifier si la marchette est bien ouverte en saisissant les châssis latéraux et en forçant un peu pour tenter de la faire refermer. La marchette demeurera bloquée en position OUVVERTE si elle est bien enclenchée. Tester les châssis latéraux avant l'utilisation. Voir SCHÉMA "D" de la FIGURE 1.

SCHÉMA "A"




MARCHETTE À DÉCLENCEMENT SIMPLE (6281)

SCHÉMA "B"



BLUE-RELEASE MARCHETTE (6241)

SCHÉMA "C"



PADDLE MARCHETTE (6291)

SCHÉMA "D"

Vérifier les châssis latéraux de la marchette




FIGURE 1 - OUVRIR LES MARCHETTES

PLIER LES MARCHETTES (FIGURE 2)

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR PLIER/ASSEMBLER du RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

I. Exécuter une (1) des étapes suivantes pour plier la marchette:

MARCHETTES À DÉCLENCEMENT SIMPLE -

A. APPUYER sur le bouton de déclenchement pour la paume situé au centre du tube pivot coulissant. Se référer au SCHÉMA "A" de la FIGURE 2.

B. Fermer les châssis latéraux droit et gauche jusqu'au croisillon.


BLUE-RELEASE MARCHETTE (6241)

- A. Enfoncer un des mécanismes de déclenchement et faire pivoter le châssis latéral correspondant vers l'intérieur et vers le croisillon avant. Se référer au SCHÉMA "B" de la FIGURE 2.
- B. Répéter la même procédure pour l'autre châssis latéral.

PADDLE MARCHETTE (6291) -


- A. Enfoncer un des deux (2) leviers plats et faire pivoter le châssis latéral correspondant vers l'intérieur jusqu'au croisillon.
- B. Répéter la même procédure pour l'autre châssis latéral.

SCHÉMA "A"



MARCHETTE À DÉCLENCHEMENT SIMPLE (6281)

SCHÉMA "B"



BLUE-RELEASE MARCHETTE (6241)

SCHÉMA "C"





FIGURE 2 - PLIER LES MARCHETTES

PLIER LES MARCHETTES À DÉCLENCEMENT SIMPLE ET DOUBLE (FIGURE 3)

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION du RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

1. Sortir les rallonges de pattes de la boîte et les installer en enfonçant les boutons à ressort des pattes inférieures de la marchette et en insérant les rallonges. Se référer à la FIGURE 3.
2. Enfoncer le bouton à ressort et glisser la patte vers le haut ou vers le bas à la bonne hauteur. S'assurer que le bouton à ressort ressort complètement de l'orifice de réglage approprié sur la rallonge de la patte.

NOTE: Les orifices de réglage de la rallonge de la patte sont numérotés pour plus de facilité.

3. Répéter cette procédure pour chaque rallonge.
4. Régler les rallonges de pattes pour s'assurer que la marchette est de NIVEAU.
5. Régler la marchette pour que la poignée soit à la hauteur du poignet de l'utilisateur lorsque le bras est allongé vers l'avant.

NOTE: MODÈLES NO. 6291-3F, 6291-5F, 6291-JR3F ET 6281-3F: S'assurer que les attaches des roues fixes sont placées à l'extérieur de la marchette pour aider à maintenir la stabilité.




FIGURE 3 - INSTALLER/RÉGLER LES RALLONGES DE PATTES

SOINS ET ENTRETIEN

1. S'assurer que TOUTE la quincaillerie de montage est TOUJOURS bien serrée.
2. S'assurer que les boutons à ressort s'enfoncent et se relâchent correctement.
3. Remplacer immédiatement tout accessoire brisé, endommagé ou usé.

SOINS DES ACCESSOIRES À ROUES

1. Nettoyer les roues avec de l'eau tiède et un nettoyant doux. Sécher avec un chiffon propre.
2. Lubrifier périodiquement avec une huile 3-in-1[®] ou si les roues commencent à grincer.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Invacare garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel.

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

INVACARE garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur/utilisateur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'**INVACARE**. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'oeuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'**INVACARE** se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à **INVACARE** à l'adresse indiquée ci-dessous. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

GARANTIE LIMITÉE À VIE (SUITE)

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS - LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE PROBLÈMES DUS À UNE USURE NORMALE OU AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTE. DE PLUS, LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS AVEC NUMÉRO DE SÉRIE EN CAS DE SUPPRESSION OU DE MAQUILLAGE DUDIT NUMÉRO ; AUX PRODUITS AYANT ÉTÉ SOUMIS À UNE NÉGLIGENCE, À UN ACCIDENT OU À UN USAGE, UN ENTRETIEN OU UN STOCKAGE INCORRECTS ; NI AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT EXPRÈS D'INVACARE, NOTAMMENT, MAIS DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LA MODIFICATION RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE PIÈCES OU D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS EN RAISON DE RÉPARATION DE L'UNE DES PIÈCES EFFECTUÉE SANS LE CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE D'INVACARE ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES CIRCONSTANCES DÉPASSANT LE CONTRÔLE D'INVACARE ; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UN REVENDEUR INVACARE. SEULE INVACARE POURRA PROCÉDER À UNE TELLE ÉVALUATION.

LA GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUELLE QU'ELLE SOIT, TACITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES TERMES ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE TACITE NE PEUT S'ÉTENDRE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE AUX PRÉSENTES.

INVACARE NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUELS QU'ILS SOIENT. CETTE GARANTIE PEUT ÊTRE ÉTENDUE AFIN DE RÉPONDRE AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DES DIFFÉRENTS ÉTATS ET DIFFÉRENTES PROVINCES.

Los Andadores Invacare tienen una garantía limitada vitalicia (consulte las páginas 10 y 11).

Los Andadores Invacare pueden brindar asistencia a personas cuyo peso asciende hasta:

300 lbs. (136 kg.)-

Modelos 6291-A, 6291-JR, 6291-I, 6291-3F, 6291-JR3F, 6291-5F, 6281-A, 6281-JR, 6281-3F, 6241-A, and 6241-JR

500 lbs. (226 kg.)-

Modelos 6291-HDA

ANDADORES DE DESENGANCHE DOBLE

* Fácil de abrir y cerrar, desde una posición sentado o de pie.

No. modelo	Ancho		Profundidad		Ajuste de la altura	Estatura del paciente Min./Máx.
	Interior, agarraderas	Interior, patas base	Abierto en la base	Plegado		
6291-A	17"	21-1/2"	17-1/2"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6291-JR	17"	20-1/2"	16-1/2"	4"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"
6241-A	17"	19-1/2"	17"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6241-JR	17"	18-1/2"	16"	4"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"

ANDADORES DE DESENGANCHE DOBLE CON RUEDAS FIJAS Y PUNTAS DESLIZABLES

* Las ruedas fijas de 3 ó 5 pulgadas (8 ó 13 centímetros) ruedan libremente sobre superficies lisas.

No. modelo	Ancho		Profundidad		Ajuste de la altura	Estatura del paciente Min./Máx.
	Interior, agarraderas	Interior, patas base	Abierto en la base	Plegado		
6291-3F	17"	21-1/4"	17-1/2"	4-1/2"	31" - 37"	5'3" - 6'4"
6291-JR3F	17"	20-1/4"	16-1/2"	4-1/2"	26" - 32"	4'4" - 5'7"
6291-5F*	17"	21-1/2"	17-1/2"	4-1/2"	33" - 39"	5'3" - 6'4"

* patas con extensiones de 13 pulgadas (33 centímetros).

ANDADORES DE DESENGANCHE ÚNICO

* El ergonómico botón de desenganche permite plegar el andador con una sola mano.

No. modelo	Ancho		Profundidad		Ajuste de la altura	Estatura del paciente Min./Máx.
	Interior, agarraderas	Interior, patas base	Abierto en la base	Plegado		
6281-A	17"	21-1/2"	17-1/2"	4-1/2"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"
6281-JR	17"	20-1/2"	16-1/2"	4-1/2"	25-3/8" - 32-3/8"	4'4" - 5'7"

ANDADOR DE DESENGANCHE ÚNICO CON RUEDAS FIJAS Y PUNTAS DESLIZABLES

* Las ruedas fijas de 3 pulgadas (8 centímetros) ruedan libremente sobre superficies lisas.

No. modelo	Ancho		Profundidad		Ajuste de la altura	Estatura del paciente Min./Máx.
	Interior, agarraderos	Interior, patas base	Abierto en la base	Plegado		
6281-3FI	7"	21-1/4"	17-1/2"	4"	31" - 37"	5'3" - 6'4"

ANDADOR DE DESENGANCHE DOBLE PARA ADULTOS, TRABAJO PESADO

* Andador más ancho, brinda asistencia ambulatoria a personas cuyo peso ascienda hasta 500 lbs. (226 kg.).

No. modelo	Ancho		Profundidad		Ajuste de la altura	Estatura del paciente Min./Máx.
	Interior, agarraderos	Interior, patas base	Abierto en la base	Plegado		
6291-HDA	20"	24"	17-1/2"	4"	30-3/8" - 37-3/8"	5'3" - 6'4"

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: Revise todas las partes por si sufrieron daños durante el envío. Si así fuera, NO use la unidad. Comuníquese con su distribuidor/empresa de transportes para obtener mayores instrucciones.

RESUMEN DE SEGURIDAD

A fin de usar correctamente los Andadores Invacare, es FUNDAMENTAL seguir las siguientes instrucciones:

ADVERTENCIAS GENERALES

Antes de instalar o usar este equipo, lea y comprenda cabalmente estas instrucciones. Si no entiende las advertencias, precauciones e instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud, su distribuidor o personal técnico antes de instalar el equipo, de lo contrario podría sufrir lesiones o dañar el equipo. Consulte a su médico o terapeuta para determinar el uso y los ajustes adecuados de esta unidad.

Los productos Invacare están específicamente diseñados y fabricados para ser usados conjuntamente con los accesorios Invacare. Los accesorios diseñados por otros fabricantes no han sido probados por Invacare y, por lo tanto, no se recomienda su uso con los productos Invacare.

ADVERTENCIAS DE ESTABILIZACIÓN

Si se expone el andador a temperaturas extremas (superiores a 38° C [100° F] o inferiores a 0° C [32° F]), a humedad excesiva y/o se moja, antes de usarlo cerciórese de que las agarraderas no se tuerzan en el bastidor lateral, de lo contrario usted podría sufrir lesiones o dañar la unidad.

Cerciórese de que las puntas de goma y/o de plástico deslizables no estén rotas, gastadas o falten. Reemplácelas **ANTES** de usar el andador.

Ajuste todas las extensiones de las patas para que el andador quede **NIVELADO**. Si va usar accesorios rodantes, **AJUSTE** las extensiones de modo que los bastidores laterales queden nivelados.

NO use puntas de goma en las extensiones de las patas traseras cuando use las opciones de rueda o freno en las patas delanteras.

Las extensiones de las patas traseras con puntas de goma o de plástico deslizables **DEBEN** hacer contacto con el piso en todo momento.

Las puntas deslizables se usan en las **EXTENSIONES DE LAS PATAS TRASERAS SÓLO** para permitir que el andador ruede fácilmente sobre áreas alfombradas sin que sea necesario levantar la unidad.

Las puntas deslizables sólo deben usarse con los accesorios rodantes delanteros.

No use las puntas deslizables en superficies ásperas (asfalto, ripio, etc.). El uso a la intemperie aumentará el desgaste de las puntas deslizables.

No use al mismo tiempo las puntas deslizables en las cuatro (4) extensiones de las patas.

NO use las puntas deslizables y de goma al mismo tiempo.

Las puntas deslizables no se adhieren al suelo como lo hacen las puntas de goma; en consecuencia, tenga cuidado al usarlas.

Si va a usar puntas deslizables en el andador, dé pasos cortos para distribuir uniformemente el peso y en forma directa sobre las patas de la unidad. Estas precauciones evitarán el movimiento sin control del andador.

ADVERTENCIAS DE ESTABILIZACIÓN (CONTINUACIÓN)

Siempre tenga cuidado al usar el andador en superficies húmedas o escarchadas.

Los Andadores Invacare pueden brindar asistencia ambulatoria a personas de distintos pesos. Los Andadores de Desenganche Único (modelos 6281); de Paleta (modelos 6291) y Blue-Release™ (modelos 6241) hasta 300 lbs. (136 kg.); y el Andador para Trabajo Pesado (modelo 6291-HDA) hasta 500 lbs. (226 kg.).

Los andadores Invacare han sido diseñados para proveer apoyo, aumentar la estabilidad y brindar asistencia a la persona mientras camina; no están diseñados para soportar todo el peso del paciente.

ADVERTENCIAS DE PLEGADO/ENSAMBLADO

Después de sacar o ensamblar el andador, cerciórese de que la unidad esté firmemente trabada en la posición **OPEN (ABIERTA)** y a ras del suelo **ANTES** de usarla.

NO cuelgue nada delante del Andador de Desenganche Blue-Release. Esto podría oprimir los mecanismos de desenganche e impedir que la unidad se trabe en su lugar completamente abierta.

NO cuelgue nada en los bastidores izquierdo o derecho (zona que incluye las paletas de desenganche doble) o los tubos deslizantes izquierdo y derecho (zona que incluye el botón de desenganche manual). Ello hará que los bastidores laterales o los tubos deslizantes se doblen hacia abajo e impidan que el andador se trabe en su lugar al abrirse totalmente. Ello también podría inclinar la unidad causando lesiones al usuario o daños a la unidad.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

Cerciórese de que todos los botones de cierre sobresalgan totalmente a través de los orificios de ajuste en cada extensión de las patas. De esta forma las extensiones quedarán firmemente trabadas en su posición.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Los accesorios rodantes, si los hubiera, **SÓLO** deben usarse en las patas delanteras del andador con excepción del modelo 6264 con frenos en la rueda trasera de 10 pulgadas (25 centímetros) y el modelo 6265 con frenos en la rueda trasera de 13 pulgadas (33 centímetros).

Ajuste las extensiones de las patas para que el andador quede **NIVELADO**. Si no se puede obtener una altura nivelada, ajuste las extensiones de las patas de modo que la parte posterior del andador no quede más de 1 pulgada (3 centímetros) más abajo que la parte delantera.

Siempre cerciőrese de que el andador y los accesorios queden correcta y firmemente trabados en su lugar **ANTES** de usarlo.

CÓMO ABRIR LOS ANDADORES (FIGURA 1)

NOTA: Consulte la sección ADVERTENCIAS DE PLEGADO/ENSAMBLADO en el RESUMEN DE SEGURIDAD de este manual.

1. Para ABRIR el andador, gire los bastidores izquierdo y derecho hacia afuera.
2. Realice (1) de los pasos siguientes:

ANDADOR DE DESENGANCHE ÚNICO (6281) - Tome los bastidores laterales y muévalos totalmente hacia afuera hasta que se oiga un chasquido, el cual indica que el andador está totalmente abierto y listo para probarlo. Consulte el DETALLE "A", FIGURA 1.


NOTA: El botón de desenganche manual en el tubo deslizante subirá al oírse el chasquido.

DESGANCHE BLUE-RELEASE (6241) - Mueva los bastidores laterales hacia afuera hasta que se oiga un chasquido. Consulte el DETALLE "B", FIGURA 1.


ANDADOR DE PALETAS (6291) - Mueva los bastidores laterales hacia afuera hasta que se activen las paletas de desenganche doble (se enganchan hacia arriba). Consulte el DETALLE "C", FIGURA 1.

3. Pruebe el andador antes de usarlo; para ello, tome los bastidores laterales y, aplicando un poco de fuerza, trate de doblarlos hacia adentro. Consulte el DETALLE «C», FIGURA 1. Si está correctamente enganchado, el andador permanecerá en la posición ABIERTA. Pruebe los bastidores laterales antes de usar el andador. Consulte el DETALLE "D", FIGURA 1.

DETALLE "A"




DETALLE "B"



ANDADOR DE DESENGANCHE ÚNICO (6281)


DESENGANCHE BLUE-RELEASE (6241)

DETALLE "C"



DETALLE "D"

Pruebe los bastidores laterales del andador



ANDADOR DE PALETAS (6291)

FIGURA I- CÓMO ABRIR LOS ANDADORES

CÓMO PLEGAR LOS ANDADORES (FIGURA 2)

NOTA: Consulte la sección ADVERTENCIAS DE PLEGADO/ENSAMBLADO en el RESUMEN DE SEGURIDAD de esta hoja de instrucciones.

I. Realice (1) de los pasos siguientes para plegar el andador:

ANDADOR DE DESENGANCHE ÚNICO (6281)

- A. PRESIONE el botón de desenganche manual situado en la parte central del tubo deslizante. Consulte el DETALLE "A", FIGURA 2.
- B. Gire los bastidores derecho e izquierdo hacia adentro hacia la riostra delantera.


DESGANCHE BLUE-RELEASE (6241)

- A. Presione cualquiera de los mecanismos de desenganche y gire el bastidor lateral correspondiente hacia adentro, hacia la riostra delantera. Consulte el DETALLE "B", FIGURA 2.
- B. Repita el mismo procedimiento con el bastidor lateral restante.

ANDADOR DE PALETAS (6291)


- A. Presione cualquiera de las paletas de desenganche y gire el bastidor lateral correspondiente hacia adentro, hacia la riostra delantera. Consulte el DETALLE "C", FIGURA 2.
- B. Repita el mismo procedimiento con el bastidor lateral restante.

DETALLE "A"




ANDADOR DE DESGANCHE ÚNICO (6281)

DETALLE "B"



DESGANCHE BLUE-RELEASE (6241)

DETALLE "C"



ANDADOR DE PALETAS (6291)

FIGURA 2 - CÓMO PLEGAR LOS ANDADORES

INSTALACIÓN/AJUSTE DE LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS (FIGURA 3)


NOTA: Consulte la sección ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN en el RESUMEN DE SEGURIDAD de esta hoja de instrucciones.

1. Retire de la caja las extensiones de las patas e instélaslas presionando los botones de cierre en las patas inferiores del andador e insertando las extensiones. Consulte la FIGURA 3.
2. Presione el botón de cierre y deslice la pata hacia arriba o abajo hasta la altura deseada. Cerciórese de que el botón de cierre sobresalga totalmente a través del orificio de ajuste correcto en la extensión de la pata.

NOTA: Los orificios de ajuste de la extensión de la pata vienen numerados.

3. Repita el procedimiento para cada extensión.
4. Ajuste las extensiones de las patas para que el andador quede NIVELADO.
5. Ajuste el andador de modo que cuando el usuario baje el brazo, la manija quede a la altura de la muñeca.

NOTA: MODELOS 6291- 3F, 6291- 5F, 6291- JR3F, Y 6281- 3F: Cerciórese de que los accesorios rodantes fijos estén situados hacia afuera del andador a fin de mantener la estabilidad.



NOTA: Se MUESTRA el modelo 6291-3F

FIGURA 3 - INSTALACIÓN/AJUSTE DE LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. SIEMPRE cercirese de que TODOS los accesorios de conexin estn seguros.
2. Cercirese de que los botones de cierre se desenganchen y reenganchen adecuadamente.
3. Reemplace de inmediato toda parte daada o desgastada.

CUIDADO DE LOS ACCESORIOS RODANTES

1. Limpie las ruedas con agua tibia y detergente suave. Squelas con un pao limpio.
2. Lubrquelas peridicamente con aceite 3-In-1 o si comienzan a chirriar.

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

Invacare garantiza que este producto no presenta defectos de material ni mano de obra.

NOTA: LA SIGUIENTE GARANTÍA HA SIDO REDACTADA PARA CUMPLIR CON LAS LEYES FEDERALES APLICABLES A PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 4 DE JULIO DE 1975.

Esta garanta slo es vlida para el comprador/usuario original de nuestros productos.

Esta garanta le otorga derechos especficos, y es posible que usted tambin tenga otros derechos legales que pueden variar de una jurisdiccin a otra.

Invacare garantiza al comprador original que este producto no presentar defectos de material ni mano de obra durante su uso. Si durante este periodo de vigencia de la garanta se demuestra que el producto presenta algn defecto, Invacare, a su criterio, lo reparar o reemplazar. Esta garanta no incluye los gastos por mano de obra ni envo en los cuales se incurra por la instalacin de los repuestos o la reparacin del producto. La nica obligacin de Invacare y la nica solucin para el comprador bajo esta garanta se limitar a dichas reparaciones y/o reemplazo.

Para obtener el servicio de garanta, comunquese con el distribuidor a quien adquiri el producto Invacare. En caso de que usted no quede satisfecho con el servicio de garanta, escribanos directamente a Invacare a la direccin que aparece en la prxima pgina. Indique el nombre y direccin del distribuidor, el nmero de modelo y la fecha de compra del producto, seale la naturaleza del defecto y adjunte el nmero de serie del producto si lo tuviera.

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA (CONTINUACIÓN)

Invacare Corporation le asignará una autorización de devolución. Envíe la unidad o las partes para ser revisadas adjuntando su número de serie, si corresponde, como identificación dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de autorización de la devolución. **NO** devuelva el producto a la fábrica sin antes contar con nuestra autorización. No se aceptan envíos con entrega contra reembolso (C.O.D). Devuelva el producto con flete prepagado.

LÍMITES Y EXCLUSIONES: LA GARANTÍA NO SE APLICA A LOS PROBLEMAS COMO RESULTADO DEL USO NORMAL, DESGASTE O POR NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS. ADEMÁS, LA PRESENTE GARANTÍA, NO SE APLICARA A PRODUCTOS CUYO NÚMERO DE SERIE HAYA SIDO REMOVIDO O MUTILADO, PRODUCTOS QUE HAYAN SIDO SUJETOS A NEGLIGENCIA, ACCIDENTE, O USO INDEBIDO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INAPROPIADOS, PRODUCTOS MODIFICADOS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE INVACARE, EL CUAL INCLUYE PERO NO SE LIMITA A: MODIFICACIONES MEDIANTE EL USO DE PARTES O ACCESORIOS NO AUTORIZADOS: PRODUCTOS DAÑADOS DEBIDO A REPARACIONES REALIZADAS A ALGUNO DE LOS COMPONENTES SIN EL CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO DE INVACARE, PRODUCTOS DAÑADOS EN CIRCUNSTANCIAS FUERA DEL CONTROL DE INVACARE, PRODUCTOS REPARADOS POR CUALQUIER OTRA PERSONA QUE NO SEA PROVEEDOR DE INVACARE, ESTA GARANTÍA EXPRESA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, YA SEAN ÉSTAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y LA ÚNICA SOLUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, CONFORME A LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTABLECIDOS. ESTA GARANTÍA NO SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA AQUÍ PROPORCIONADA Y LA SOLUCIÓN A LAS VIOLACIONES A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTARÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS AQUÍ PRESENTES. INVACARE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O CONSECUENTE. ESTA GARANTÍA SE EXTENDERÁ A FIN DE CUMPLIR CON LAS LEYES Y REQUERIMIENTOS ESTATALES/ PROVINCIALES.



Yes, you can.[®]

Find out about other products that make your life easier at:
www.invacare.com



I-Fit[™] Shower Chair



IVC[™] Aluminum Transport Chair



Drop-Arm Commode

Questions about this product?

USA: 1-800-333-6900

Canada: 1-800-668-5324

www.invacare.com

¿Tiene usted alguna pregunta sobre este producto?

USA: 1-800-333-6900

Canada: 1-800-668-5324

Avez-vous des questions concernant ce produit?

É.-U. : 1-800-333-6900

Canada: 1-800-668-5324



"Invacare says 'Yes, you can,' and I couldn't have said it better myself!"

— Arnold Palmer

USA

One Invacare Way

Elyria, Ohio 44036-4028 USA

Canada

570 Matheson Blvd. E., Unit 8

Mississauga, Ontario L4Z 4G4 Canada

©2005 Invacare Corporation. Invacare, the Blue Medallion Design and Yes, you can. are registered trademarks and IVC and I-Fit are trademarks of Invacare Corporation. Safety You Can Trust is a service mark of Invacare Corporation. 3-in-1 is a registered trademark of American Home Products Corporation.