



©2026 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Fabriqué en CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/26 4358-8843



## Baby Care Basics Nasal Aspirator


### IH688 User Guide

Read all instructions carefully before installing or using these items.

Keep these instructions for future reference.

#### BEFORE YOU BEGIN:

Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags. Lay out and identify all parts. Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525, email us at [support@djgusa.com](mailto:support@djgusa.com), or call Consumer Care at (800) 544-1108. Please provide the model number (IH688) and the manufacture date (located on package).



#### Nasal Aspirator

##### To Use:

1. Rinse prior to first use and dry thoroughly. Place your fingers and thumb around the aspirator bulb and squeeze any air out of the aspirator.
2. Hold your baby upright and gently place the tip of the aspirator into the baby's nostril so that it points partially up or down, but **NOT** directly towards the center of the nostril. Use the aspirator's insertion indicator ring as a guide; **DO NOT** push the aspirator into the nostril past this ring.
3. Slowly release pressure on the bulb and the suction will draw excess mucus from the baby's nasal passage.

**To Clean:** Aspirator is top-rack dishwasher safe or can be washed in warm, soapy water and rinsed. Clean thoroughly before first use and after each use. Make certain that all water is drained during drying. Avoid using abrasive pads or cleaners. **DO NOT** place in microwave.

FOR HOME USE ONLY. MADE WITHOUT BPA.

### ⚠ CAUTION

**NEVER** push the aspirator too far into the nostril and always wash and dry thoroughly after each use. **NEVER** use in baby's mouth or ears. When storing, keep away from heat and bright light.

This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

**Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ces articles.**

**Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.**

#### AVANT DE COMMENCER :

Veillez retirer tout le contenu de l'emballage et jeter la boîte et/ou les sacs en polyéthylène. Disposez toutes les pièces et identifiez-les. Ne retournez pas ce produit au lieu d'achat. Pour toute question ou pour obtenir des informations utiles sur le montage, l'installation ou l'utilisation, allez sur [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) afin de discuter avec nous. Vous pouvez également nous envoyer un message texte au (812) 652-2525, nous envoyer un courriel à [support@djgusa.com](mailto:support@djgusa.com) ou appeler le service à la clientèle au (800) 544-1108. Veuillez indiquer le numéro de modèle (IH688) et la date de fabrication (figurant sur l'emballage).

#### Aspirateur nasal

##### Pour utiliser :

1. Veuillez rincer avant la première utilisation et sécher complètement. Veuillez placer vos doigts et votre pouce autour de la poire d'aspiration et serrer pour expulser tout l'air de l'aspirateur.
2. Veuillez tenir votre bébé en position verticale et insérez délicatement l'embout de l'aspirateur dans la narine de votre bébé de manière à ce qu'il soit légèrement orienté vers le haut ou vers le bas, mais **PAS** directement vers le centre de la narine. Veuillez utiliser la bague indicatrice d'insertion de l'aspirateur comme guide ; **N'INSÉREZ PAS** l'aspirateur dans la narine au-delà de cette bague.
3. Relâchez progressivement la pression sur la poire et l'aspiration permettra d'extraire l'excès de mucus des voies nasales du bébé

**Nettoyage :** L'aspirateur peut être lavé dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou à l'eau chaude savonneuse, puis rincé. Veuillez nettoyer soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Veuillez vous assurer que toute l'eau est évacuée pendant le séchage. Veuillez éviter d'utiliser des tampons ou des nettoyants abrasifs. **NE PLACEZ PAS** ce produit au micro-ondes.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. FABRIQUÉ SANS BPA.

### ⚠ MISE EN GARDE

**NE JAMAIS** insérer l'aspirateur trop profondément dans la narine et toujours le laver et le sécher soigneusement après chaque utilisation. **NE JAMAIS** utiliser ce produit dans la bouche ou les oreilles d'un bébé. Lors du rangement, veuillez éviter toute exposition à la chaleur et à la lumière vive.

Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez à **NE PAS** permettre aux enfants de jouer avec.

**Antes de instalar o utilizar estos elementos, lea con atención todas las instrucciones.**

**Conserve estas instrucciones para futura referencia.**

#### ANTES DE EMPEZAR:

Retire todo el contenido del empaque y deseche la caja y las bolsas de polietileno. Coloque e identifique todas las piezas. No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para solucionar cualquier problema o para obtener información útil sobre el montaje e instalación o el uso, visítenos en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) para charlar con nosotros allí. También puede enviarnos un mensaje de texto al (812) 652-2525, llamar a Atención al consumidor al (800) 544-1108. Para obtener ayuda, proporcione el número de modelo (IH688) y la fecha de fabricación (se encuentra en el paquete).

#### Aspirador nasal

##### Para utilizar:

1. Coloque los dedos como se muestra y apoye el pulgar en la parte inferior del aspirador. Apriete el aspirador para eliminar el aire en su interior. Lavelo antes de utilizarlo por primera vez y seco.
2. Sostenga al bebé en posición erguida y coloque suavemente la punta dentro de la nariz, de modo que apunte parcialmente hacia arriba o hacia abajo, pero **NO** directamente hacia el centro de la fosa nasal. Utilice el anillo indicador de inserción del aspirador como guía; **NO** empuje el aspirador dentro de la fosa nasal más allá de este anillo.
3. Presione la pera y libere suavemente la presión. La succión retirará el exceso de mucosidad de la fosa nasal del bebé. Repita en el otro orificio nasal.

**Para limpiar:** Aspirador es apto para lavavajillas top-rack o se puede lavar en agua tibia y jabón y enjuagar. Enjuagar en agua caliente con jabón antes del primer uso y después de cada uso. Permitir que se seque completamente asegurándose que todo el agua antes de usar de nuevo. **NO** lo seque en un horno de microondas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES.  
HECHO SIN BPA.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**NUNCA** presione demasiado el aspirador en la fosa nasal y siempre lavar y secar bien después de cada uso. No lo utilice **NUNCA** en la boca o en el oído del bebé. guárdelo en un lugar alejado del calor y la luz brillante.

Este producto no es un juguete. **NO PERMITA** que el niño lo use para jugar.