




EN I

- Premium Massage Gun
- Power switch **(ON/OFF)**
- Charging port
- Type-C charging cable
- LED touch screen
- Function **(⏻)**
- Speed up **(+)**
- Speed down **(-)**
- Charge level indicator
- Speed level indicator
- Round massage head
- Conical massage head
- U-shaped massage head
- Spade-shaped massage head
- Flat head
- Thumb head
- Rubber seal (qty. 2)

FR I

- Pistolet de massage
- Interrupteur d'alimentation **(ON/OFF)**
- Port de chargement
- Câble de chargement Type C
- Écran tactile LED
- Fonction **(⏻)**
- Accélérer **(+)**
- Ralentir **(-)**
- Indicateur de niveau de charge
- Indicateur de niveau vitesse
- Tête de massage ronde
- Tête de massage conique
- Tête de massage en U
- Tête de massage en forme de pique
- Tête plate
- Tête pouce
- Joint en caoutchouc (q.té. 2)

NL I

- Massagepistool
- Aan/uit-knop **(ON/OFF)**
- Oplaadpoort
- Type-C-oplaadkabel
- LED-touchscreen
- Functie **(⏻)**
- Snelheid verhogen **(+)**
- Snelheid verlagen **(-)**
- Indicator oplaadniveau
- Snelheidsindicator
- Ronde massagekop
- Kegelvormige Massagekop
- U-vormige massagekop
- Spadevormige massagekop
- Platte kop
- Duimkop
- Rubberen afdichting (aantal: 2 stuks)

DE I

- Massagepistole
- Ein-/Ausschalter **(ON/OFF)**
- Ladeanschluss
- USB-Type-C-Ladekabel
- LED-Touchscreen
- Funktion **(⏻)**
- Geschwindigkeit erhöhen **(+)**
- Geschwindigkeit verringern **(-)**
- Ladestandsanzeige
- Geschwindigkeitsanzeige
- Runder Massageaufsatz
- Kegelförmiger Massageaufsatz
- U-förmiger Massageaufsatz
- Spatenförmiger Massageaufsatz
- Flacher Aufsatz
- Daumenaufsatz
- Gummidichtung (2 Stück)

ES I

- Pistola de masaje
- Interruptor de encendido **(ON/OFF)**
- Puerto de carga
- Cable de carga tipo C
- Pantalla táctil LED
- Función **(⏻)**
- Más velocidad **(+)**
- Menos velocidad **(-)**
- Indicador del nivel de carga
- Indicador del nivel de velocidad
- Cabezal de masaje redondo
- Cabezal de masaje cónico
- Cabezal de masaje en forma de U
- Cabezal de masaje en forma de pala
- Cabezal plano
- Cabezal en forma de pulgar
- Junta de goma (cantidad: 2)

IT I

- Pistola massaggiante
- Interruptore di accensione/spegnimento **(ON/OFF)**
- Porta di ricarica
- Cavo di ricarica Type-C
- Touch screen a LED
- Funzione **(⏻)**
- Aumento della velocità **(+)**
- Riduzione della velocità **(-)**
- Indicatore del livello di carica
- Indicatore del livello di velocità
- Testina massaggiante tonda
- Testina massaggiante conica
- Testina massaggiante a U
- Testina massaggiante a punta piatta
- Testina piatta
- Testina a pollice
- Guarnizione in gomma (q.tà 2)

N'exposez pas les piles/batteries à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.

Une fois les piles/batteries usagées, apportez-les à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.

Ce produit est équipé d'une batterie Li-ion de 12 V 2 000 mAh (non amovible).

Entretien et maintenance

Nettoyez la surface extérieure du pistolet de massage avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits de nettoyage pour nettoyer le pistolet de massage.

Mode d'emploi

Utilisation du pistolet de massage haut de gamme

ÉTAPE 1 : enfoncez la tête de massage requise à l'avant du pistolet de massage.

ÉTAPE 2 : mettez l'interrupteur d'alimentation en position « ON ».

ÉTAPE 3 : pour activer le pistolet de massage, appuyez sur « ⏻ » sur l'écran tactile LED.

ÉTAPE 4 : pour augmenter la vitesse du pistolet de massage, appuyez sur la touche « + » de l'écran tactile LED.

ÉTAPE 5 : pour ralentir la vitesse du pistolet de massage, appuyez sur la touche « - » de l'écran tactile LED.

Une utilisation prolongée du pistolet de massage peut entraîner sa surchauffe. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser le pistolet de massage et laissez-le refroidir complètement avant de le réutiliser.

Chargement du pistolet de massage haut de gamme

ÉTAPE 1 : assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation à la base du pistolet de massage est en position « OFF ».

ÉTAPE 2 : insérez l'embout Type-C du câble de charge dans le port de chargement situé à la base du pistolet de massage.

ÉTAPE 3 : insérez l'embout USB du câble de chargement dans un port USB approprié pour commencer la charge.

REMARQUE : le pistolet de massage met 3 à 5 heures à se charger, en fonction de son niveau de charge actuel. Une charge complète assure 3 à 4 heures d'utilisation en fonction des réglages de vitesse utilisés pour le pistolet de massage.

Stockage

Vérifiez que le pistolet de massage est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Le pistolet de massage ne s'allume pas.

Le pistolet de massage n'est pas chargé.

Suivez les instructions de la section intitulée « Chargement du pistolet de massage haut de gamme ».

Le pistolet de massage ne se charge pas.

Le câble de charge Type-C n'est pas complètement inséré.

Suivez les instructions de la section intitulée « Chargement du pistolet de massage haut de gamme ».

Le pistolet de massage n'est pas compatible avec l'adaptateur sélectionné.

Vérifiez que l'adaptateur est compatible et assurez-vous qu'il dispose d'une alimentation secteur de 5 V --- 2 A.

Le pistolet de massage a surchauffé.

Attendez que le pistolet de massage ait complètement refroidi avant de le charger.

PL I

- Pistolet do masażu
- Przycisk zasilania **(ON/OFF)**
- Gniazdo ładowania
- Kabel ładujący USB-C
- Ekran dotykowy LED
- Przycisk funkcji **(⏻)**
- Zwiększenie prędkości **(+)**
- Zmniejszenie prędkości **(-)**
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Wskaźnik poziomu prędkości
- Okrągła głowica do masażu
- Stożkowa głowica do masażu
- Głowica do masażu w kształcie litery U
- Głowica do masażu w kształcie łopaty
- Płaska głowica
- Podłuzna głowica
- Uszczelka gumowa (ilość: 2)

EN I Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.

Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the product to the mains power supply.

Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.

If the power supply cord, plug or any part of the product is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury. This product contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs.

Improper repairs may place the user at risk of harm.

Do not remove the adaptor from the mains power supply by pulling the cord; switch off and remove the plug by hand.

Do not use the adaptor to recharge non-rechargeable batteries or any other appliance.

Do not use the product for anything other than its intended use.

Use of an extension cord with the appliance is not recommended.

Only use the product with the power supply unit provided.

This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system.

Do not use this product outdoors, it is intended for indoor use only.

Ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massaging mechanisms or any other moving parts at all times.

This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

Do not immerse in any liquid to clean.

Never use abrasive cleaners to clean this product.

Do not operate in wet or damp conditions.

If there are any concerns regarding health or illnesses which may cause concern, consult a doctor before using this product.

It is recommended to consult a doctor before using this product if the user:

- Has osteoporosis
- Has heart problems
- Is fitted with a Pacemaker or other electronic medical device
- Is pregnant
- Is diabetic
- Has suffered trauma to the skin

This product is not recommended for use by people with sensory deficiencies.

Le pistolet de massage ne produit pas d'impulsion.

La batterie du pistolet de massage est faible.

Suivez les instructions de la section intitulée « Chargement du pistolet de massage haut de gamme ».

Le pistolet de massage exerce une pression trop importante.

Réduire la pression exercée.

Caractéristiques

Code produit : EE6817

Entrée : 5 V --- 2 A

Batterie/Pile : Li-Ion 12 V --- 2 000 mAh

Dimensions du produit (sans accessoires) : 22 x 16,3 x 6,5 cm

Longueur du câble : 50 cm

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

 Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à

prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

NL I Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit product alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het product en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het product defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Haal de adapter niet uit de netvoeding door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Gebruik de adapter niet om niet-oplaadbare batterijen of andere apparaten op te laden.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Gebruik het product alleen met de meegeleverde voedingsseenheid.

Never cover the product when it is in use.

Do not use the product directly on skin. Use over a piece of clothing or towel.

Do not use the product for more than 10 minutes at a time.

Never use the product on swollen or inflamed areas of the skin.

This product is a non-professional product designed to provide a soothing massage only.

Do not use this product as a substitute for medical attention.

Do not use this product before going to bed as the massager has a stimulating effect and may delay sleep.

Do not use the product while in bed.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.

In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Keep batteries out of the reach of children.

Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.

Do not store above 60 °C.

Avoid storage in direct sunlight.

Do not dispose of exhausted batteries in household waste.

Do not expose the batteries to heat or fire as they may explode.

Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station.

Contact the local government offices for further details.

This product is fitted with a 12 V 2000 mAh Li-ion battery (non-removable).

Care and Maintenance

Wipe the external surface of the massage gun with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.

Do not use any harsh or abrasive detergents or cleaning agents to clean any part of the massage gun.

Instructions for Use

Using the Premium Massage Gun

STEP 1: Push the required massage head into the front of the massage gun.

STEP 2: Turn the power switch to the 'ON' position.

STEP 3: To turn the massage gun on, press **(⏻)** on the LED touch screen.

STEP 4: To increase the speed of the massage gun, press **(+)** on the LED touch screen.

STEP 5: To decrease the speed of the massage gun, press **(-)** on the LED touch screen.

Long term use of the massage gun can cause the massage gun to overheat. If this occurs, stop using immediately and allow the massage gun to fully cool before using again.

Charging the Premium Massage Gun

STEP 1: Make sure the power switch is in the 'OFF' position at the base of the massage gun.

STEP 2: Insert the Type-C end of the charging cable into the charging port located at the base of the massage gun.

STEP 3: Insert the USB end of the charging cable into a suitable USB port to commence charging.

NOTE: The massage gun will take 3–5 hours to charge depending on the current charge. One full charge will provide 3–4 hours of use dependent on the speed settings used for the massage gun.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Gebruik dit product niet buiten, het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Zorg ervoor dat haren, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt blijven van het massagemechanisme of enige andere bewegende onderdelen van het product. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen om het te reinigen.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om dit product schoon te maken.

Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omstandigheden.

Als u gezondheidsklachten hebt of lijdt aan een ziekte waardoor u twijfelt of u dit product kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken als u:

- Heeft osteoporose
- Heeft hartproblemen
- Een pacemaker hebt of een ander elektronisch medisch apparaat
- Zwanger bent
- Diabetes hebt
- Huidletsel hebt

Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door mensen met een zintuiglijke afwijking.

Bedenk het product nooit wanneer het in gebruik is.

Gebruik het product niet rechtstreeks op de huid. Gebruik het over een kledingstuk of een handdoek.

Dit product duurt langer dan 10 minuten achter elkaar gebruiken.

Gebruik het product nooit op gezwellen of ontstoken delen van de huid.

Dit product is geen professioneel apparaat en is alleen bedoeld om een rustgevende massage te bieden.

Gebruik dit product niet als vervanging van medische zorg.

Gebruik dit product niet vlak voordat u naar bed gaat, want het massageapparaat heeft een stimulerend effect waardoor het langer kan duren voordat u in slaap valt.

Gebruik het product niet in bed.

Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.

Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.

Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.

Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.

Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.

Dit product is uitgerust met een Li-Ion-accu (niet verwijderbaar) van 12 V 2000 mAh.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van het massagepistool schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van het

Storage

Check that the massage gun is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place.

Troubleshooting

The massage gun will not turn on.

The massage gun is not charged.

Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Premium Massage Gun'.

The massage gun will not charge.

The Type-C charging cable hasn't been fully inserted.

Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Premium Massage Gun'.

The massage gun is not compatible with the selected adaptor.

Check that the adaptor is compatible and ensure it has a power supply of 5 V --- 2 A.

The massage gun has overheated.

Wait until the massage gun has fully cooled before attempting to charge it.

The massage gun is not pulsing.

The massage gun has low battery.

Follow the instructions in the section entitled 'Charging the Premium Massage Gun'.

Too much pressure is being applied with the massage gun.

Reduce the amount of pressure being applied.

Specifications

Product code: EE6817

Input: 5 V --- 2 A

Battery: 12 V --- 2000 mAh Li-ion

Product dimensions (without attachment): 22 x 16,3 x 6,5 cm

Cable length: 50 cm

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

 This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. **It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal.** For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/ municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

FR I Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont

