

M+D X-FOLD™

Shower Chair

Chaise De Douche

Silla De Ducha

Instructions For Use
Instructions D'utilisation
Instrucciones De Uso





Item # / Article n° / Artículo n.º:
MD50100GR, MD50100WH, MD50100TP
VER.A.8.25

Where Real Life Inspires Innovation


Designed with insight from real lives, elevated by next-generation engineering and innovative materials — because everyday support should feel extraordinary.

- *The M+D by Drive® Team*



Parts List

- 1 Backrest
- 2 Backrest Support Tube
- 3 Left Arm Rest
- 4 Right Arm Rest
- 5 Seat
- 6 X-Fold Leg Frame
- 7 Foot
- 8 Thumb Screw



WEIGHT CAPACITY: 300 LB / 136 KG

SEAT HEIGHT RANGE: 20.1" - 23.6" / 510mm - 600mm


Assembly Instructions




Tutorial Videos

Scan QR code for link to tutorial videos

- 1 Unbox and lay out all components.
- 2 Lay shower chair seat upside down on a flat surface.





- 3 To attach the legs, insert the X-Fold leg frame to achieve the desired height. The leg frame should snap into place; you will hear and feel a click.





Assembly Instructions



Low Setting – Insert leg frame into Section A and Section D



Medium Setting – Insert leg frame into Section B and Section D



High Setting – Insert leg frame into Section B and Section C




Assembly Instructions


4 Secure leg tubes to seat bottom.

- Use (2) thumb screws with curved washer, insert screw into center holes on both front and rear leg tube holes.
- Tighten each thumb screw until finger tight to secure the X-Fold leg frame onto the seat.

Note: To keep from damaging thumb screw threads, make sure to align thread of thumb screw with threaded insert in seat bottom.




5 Assemble backrest by locating the curved shaped backrest support tubes and backrest.




Assembly Instructions

- 6** Use your thumb to depress snap button on support tube and slide it into the backrest opening.




- 7** Continue sliding until the snap button fully protrudes through the adjustment hole, you will hear or feel a click when the sections are securely locked together.




Assembly Instructions

- 8 Repeat on other side.




- 9 To attach the backrest to the seat, align the support tubes into the seat tube openings.




Assembly Instructions

- 10** Use your thumbs to depress both snap buttons on each support tube and slide it into the seat tube openings.




- 11** Continue sliding until the snap buttons fully protrude through the adjustment holes; you will hear or feel a click when the sections are securely locked together.




Assembly Instructions

- 12** To assemble the arm rests, align arm rest tube ends into the side seat tube openings.
- Note:** The angled side of the arm rest faces backrest. The 90-degree side is positioned in seat hole furthest from backrest.




- 13** Use your thumbs to depress both snap buttons on the arm rest and slide it into the seat tube openings.





Assembly Instructions

- 14** Continue sliding until the snap buttons fully protrude through the adjustment holes; you will hear or feel a click when the sections are securely locked together.



- 15** Repeat on the other side.



Safety Check

- Check the natural rubber feet on the X-Fold leg frame for rips, or other damage, and ensure that each leg has a rubber tip. Replace any tips that are damaged or missing.
- All four feet **MUST** touch the floor at all times.
- **DO NOT** stand on the chair.

Maintenance and Cleaning

Clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation.

If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, rubber feet, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.



If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

Patents: www.drivemedical.com/patents

Là où la vie réelle inspire l'innovation


Conçu à partir d'expériences réelles, rehaussé par une ingénierie de nouvelle génération et des matériaux novateurs, car le soutien quotidien devrait être hors du commun.

- L'équipe M+D by Drive®



Liste des pièces

- 1 Appui-dos
- 2 Tube de support de l'appui-dos
- 3 Accoudoir gauche
- 4 Accoudoir droit
- 5 Siège
- 6 Châssis à pliage en X
- 7 Pied
- 8 Vis de serrage



POIDS MAXIMAL : 136 KG/300 LB

PLAGE DE HAUTEUR DU SIÈGE : 510 mm à 600 mm/20,1 po à 23,6 po


Instructions d'assemblage




Vidéos tutoriels :

balayer le code QR pour obtenir un lien vers les vidéos tutoriels

- 1 Déballer et disposer toutes les pièces.
- 2 Placer le siège de la chaise de douche à l'envers sur une surface plane.




- 3 Pour fixer les pieds, insérer le châssis pliable en X afin d'obtenir la hauteur désirée. Le châssis doit s'enclencher ; vous entendrez ou sentirez un clic.




Instructions d'assemblage


Réglage bas – Insérer le châssis dans la section A et la section D



Réglage moyen – Insérer le châssis dans la section B et la section D



Réglage élevé – Insérer le châssis dans la section B et la section C





Instructions d'assemblage


4 Fixer les tubes des pieds au dessous du siège.

- Utiliser deux (2) vis à serrage avec rondelle courbée et les insérer dans les trous centraux des tubes avant et arrière.
- Serrer chaque vis à serrage pour fixer le châssis à pliage en X sur le siège.

Remarque : Pour éviter d'endommager le filetage de la vis à serrage, veiller à aligner le filetage de la vis à serrage avec l'insert fileté sous le siège.




5 Assembler l'appui-dos en repérant les tubes de support courbés et l'appui-dos.




Instructions d'assemblage

- 6** Utiliser le pouce pour appuyer sur le bouton-pression du tube de support et le faire glisser dans l'ouverture de l'appui-dos.




- 7** Continuer à faire glisser jusqu'à ce que le bouton-pression ressorte complètement par le trou de réglage ; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections seront bien verrouillées ensemble.




Instructions d'assemblage

- 8 Répéter l'opération de l'autre côté.




- 9 Pour fixer l'appui-dos au siège, aligner les tubes de support dans les ouvertures du tube du siège.




Instructions d'assemblage

- 10** Utiliser vos pouces pour appuyer sur les deux boutons-pression de chaque tube de support et les glisser dans les ouvertures des tubes du siège.




- 11** Continuer à faire glisser jusqu'à ce que les boutons-pression dépassent complètement à travers les trous de réglage ; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections sont bien verrouillées ensemble.




Instructions d'assemblage

- 12** Pour assembler les accoudoirs, aligner les extrémités du tube de l'accoudoir dans les ouvertures latérales du tube du siège.

Remarque : Le côté incliné de l'accoudoir fait face à l'appui-dos. Le côté à 90 degrés est positionné dans le trou du siège le plus éloigné de l'appui-dos.




- 13** Utiliser vos pouces pour appuyer sur les deux boutons-pression de l'accoudoir et les glisser dans les ouvertures des tubes du siège.





Instructions d'assemblage

- 14** Continuer à faire glisser jusqu'à ce que les boutons-pression dépassent complètement à travers les trous de réglage ; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections sont bien verrouillées ensemble.



- 15** Répéter l'opération de l'autre côté.



Vérification de la sécurité

- Vérifier que les embouts en caoutchouc naturel du châssis pliable en X ne présentent pas de déchirures ni d'autres dommages et s'assurer que chaque pied est muni d'un embout en caoutchouc. Remplacer les embouts endommagés ou manquants.
- Les quatre pieds DOIVENT toucher le sol en tout temps.
- NE PAS se tenir debout sur la chaise.

Entretien et nettoyage

Nettoyer à l'aide d'un savon doux et rincer à l'eau tiède. Essuyer la chaise de bain après chaque utilisation.

M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire.

Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les pieds en caoutchouc et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.



Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.

Brevets : www.drivemedical.com/patents

Donde la vida real inspira la innovación


Diseñado con conocimiento de la vida real, elevado por ingeniería de próxima generación y materiales innovadores, porque el apoyo diario debería sentirse extraordinario.

- *El equipo de M+D by Drive®*



Lista de piezas

- 1 Respaldo
- 2 Caño de soporte del respaldo
- 3 Apoyabrazos izquierdo
- 4 Apoyabrazos derecho
- 5 Asiento
- 6 Marco de las patas X-Fold
- 7 Pata
- 8 Tornillo de pulgar



CAPACIDAD DE PESO: 136 kg/300 lb

RANGO DE ALTURA DEL ASIENTO: 20,1" - 23,6"/510 mm - 600 mm


Instrucciones de montaje




Videos tutoriales

Escanee el código QR para obtener un enlace a videos tutoriales

- 1 Desempaque y organice todos los componentes.
- 2 Coloque el asiento de la silla de ducha boca abajo sobre una superficie plana.





- 3 Para acoplar las patas, inserte el marco de las patas X-Fold para lograr la altura deseada. El marco de las patas debe encajar en su lugar; oírás y sentirás un chasquido.





Instrucciones de montaje



Ajuste bajo: inserte el marco de las patas en la sección A y la sección D



Ajuste medio: inserte el marco de las patas en la sección B y la sección D




Ajuste alto: inserte el marco de las patas en la sección B y la sección C




Instrucciones de montaje

- 4** Asegure los caños de las patas en la parte de abajo del asiento.
- Use (2) tornillos de pulgar con arandela curva e inserte el tornillo en los orificios centrales de los caños de las patas delanteras y traseras.
 - Apriete cada tornillo de pulgar hasta lograr un ajuste manual para fijar el marco de las patas X-Fold en el asiento.

Nota: Para evitar dañar las roscas del tornillo de pulgar, asegúrese de alinear la rosca del tornillo de pulgar con la rosca en la parte de abajo del asiento.




- 5** Ensamble el respaldo ubicando los caños curvos de soporte y el respaldo.




Mantenimiento y limpieza

- 6** Utilice el pulgar para presionar el botón a presión del caño de soporte y deslícelo dentro de la abertura del respaldo.




- 7** Continúe deslizando hasta que el botón a presión sobresalga por completo a través del orificio de ajuste; oírá o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas.




Instrucciones de montaje

- 8** Repita en el otro lado.




- 9** Para acoplar el respaldo al asiento, alinee los caños de soporte con las aberturas para caños del asiento.




Instrucciones de montaje

- 10** Utilice los pulgares para presionar ambos botones de presión de cada caño de soporte y deslícelos dentro de las aberturas para caños del asiento.




- 11** Continúe deslizando los brazos de soporte hasta que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste; oírás o sentirás un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas.




Instrucciones de montaje

- 12** Para montar los apoyabrazos, coloque los extremos de los caños de los apoyabrazos dentro de las aberturas laterales para caños del asiento.
- Nota:** El lado inclinado del apoyabrazos debe quedar orientado hacia el respaldo. El lado a 90 grados se coloca en el orificio del asiento más alejado del respaldo.




- 13** Utilice los pulgares para presionar ambos botones de presión del apoyabrazos y deslícelo dentro de las aberturas para caños del asiento.





Instrucciones de montaje

- 14** Continúe deslizándolos hasta que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste; oirá o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas.



- 15** Repita en el otro lado.



Verificación de seguridad

- Revise las patas de goma natural del marco de las patas X-Fold para detectar roturas u otros daños, y asegúrese de que cada pata tenga una punta de goma. Sustituya las puntas dañadas o faltantes.
- Las cuatro patas DEBEN tocar el piso en todo momento.
- NO se pare sobre la silla.

Mantenimiento y limpieza

Limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, sueltos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro.

Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Garantía limitada de por vida


Su producto de la marca M+D by Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, patas de goma y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.

Patentes: www.drivemedical.com/patents



© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom
de Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China