



Scan for support  
Scannez pour l'aide  
Escanee para ayuda



**1-812-203-4747**

(US and Canada only, carrier fees may apply)  
(Uniquement pour les États-Unis et le Canada, des frais peuvent s'appliquer)  
(Sólo para EE.UU. y Canadá, pueden aplicarse tarifas de operador)



**1-800-544-1108**




**safety1st.com/connected-support**



**connected@safety1st.com**

©2024 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 05/24 4358-8489



## Smart Family Scale Balance intelligente Balanza inteligente



Install the App  
Installez l'application  
Instale la aplicación

Log in or create an account,  
then tap **+** to set up your scale.

Connectez-vous ou créez un compte,  
touchez **+** pour configurer votre balance.

Inicie sesión o cree una cuenta, pulse **+**  
para configurar su báscula.

Keep these instructions for future reference.

Conservez ces instructions pour référence future.

Guarde estas instrucciones para referencia futura.



**Weight range:**

- For baby tray: 0 to 44 lbs (0–20 kg) or 24 months, whichever comes first
- For scale: 0 to 330 lbs (0–150 kg)

**Measurement precision:**

- +/- 0.71 oz up to 22 lbs (+/- 20 g up to 10 kg)
- +/- 7.06 oz up to 330 lbs (+/- 200 g up to 150 kg)

# ⚠ WARNING

- Always use the scale on a solid, flat surface. DO NOT use on soft ground, for instance: on a blanket, mattress, or carpet.
- Do not knock, impact, or drop the scale.
- This product is a precision instrument, please be careful.
- The platform will be slippery when it is wet. Keep it dry at all times.
- Keep the scale in cool place with dry air.
- If the scale fails to turn on, ensure that batteries are properly installed or whether the battery power is low. Insert or replace batteries as needed.
- Designed for family and non-commercial use.
- Keep still during the course of weighing.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.
- This product is not a toy. DO NOT allow children to play with it.
- Make sure all tray fasteners are fully secured to the scale before using for your baby.
- Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive cleaning agents.
- DO NOT wash cork mat in washing machine.
- Dispose of batteries safely.
- This product contains magnets. Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious infections and death. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed.

**Important Battery Information:**

- Keep these instructions as they contain important information.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.

# ⚠ BATTERY WARNING

**CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:**

- Always follow the instructions carefully. Use only specified batteries. Make sure to insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- **RECHARGEABLE BATTERIES:** Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not recharge non-rechargeable batteries.



Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.


**Disposal:**

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electronic equipment in accordance with your local laws. Some of the product materials can be reused if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products, you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your recycling center for more information on the collection points in your area.

## Parts and Features

- a Adult scale
- b Baby tray (2 halves)
- c Baby tray support brackets (2)
- d Cork mat
- e Battery compartment
- f Reset/pairing button (under the scale)

- Tools needed: Philips head screwdriver (not included).
- Requires 4 AAA alkaline batteries (included).




## Display:

Power On



Tare




lb kg


Change Units  
(lbs / lbs oz / kg)

## Icons:


Battery Indicator



Wi-Fi Indicator



Uploading Data Indicator




Memory Indicator



## Batteries

### Low battery:


Replace batteries when battery LED  indicates low or device doesn't turn on when you press the power button.

### To install or replace batteries:

Use a Phillips head screwdriver to remove the battery door. Remove all batteries and replace with new batteries. Place 4 AAA alkaline batteries inside compartment as shown. Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment. Replace the door and secure with the screw.

### Note:

- The unit will not operate if the batteries are installed incorrectly.
- Install new batteries and retry function before contacting Consumer Care.






### Assemble Baby Tray

Turn tray halves over and rest on flat/even surface. Orient the brackets as shown. Slide mount brackets into slots on tray until they click in place.

**Tip:** To remove brackets from tray, take the tray off the scale and turn it over. Insert a screwdriver and apply gentle pressure to push the bracket latch into the notch on one side of the tray. While holding that side of the latch (to prevent it from clicking back in), repeat with the other notch until the bracket slides out. Repeat with the other half of the tray.

Locate the opening at each side of the scale. Align the tongue of each mounting bracket with the openings at the sides of the scale. Push tray together until it clicks.

**Note:** The display will rotate 180° when the tray is installed.



### Setup

1. Download the **Connected Family app**. Ensure that your smartphone is connected to your home's Wi-Fi network.
2. Install batteries (see Page 5).
3. In the app, tap **+**, and select Safety 1st, then tap "Smart Family Scale" to begin pairing your device.
4. Follow step-by-step instructions to complete pairing.
5. Once successfully paired, the Wi-Fi icon will turn on and show signal strength.
6. Tap **?** in the **Connected Family app** to learn more, including how-to videos.

### Wi-Fi Connectivity

For app connectivity, this device requires a 2.4 GHz wireless connection with network speeds of 2 Mbps or greater at the location the device will be installed. Your internet service provider can verify the quality of your internet connection.

If your network equipment supports both 2.4 GHz and 5.0 GHz bands, we recommend that the bands are separated so each have their own Network Name (SSID) and Password (Network Key). Refer to your internet service provider or equipment provider for assistance with this.

### Change Unit of Measurement

**Note:** Factory default is set to pounds. The three available selections include Pounds (decimal), Pounds (with Ounces), and Kilograms.


1. Press the **⏻** On button.
2. Press **⏻** repeatedly until unit of measure desired appears on the display.
3. Wait a moment until your selection blinks. Your selected unit of measurement is ready.

### Reset


Press and hold the reset button for 5 seconds (on the back) until you see the display reset. Unit of measure will be reset to pounds.

### Use Baby Weighing Mode

**Tip:** When weighing baby, position the display nearest to you.

1. Ensure tray is installed and engaged. Scale must be on a flat, stable surface.
2. Place cork mat on tray before turning on.
3. Press the  On button.
4. Place baby on the tray and wait until baby stops moving.  
**Tip:** Weighing baby while they are sleeping may be easier than when they are awake.
5. Once a weight is recorded, the scale will beep and blink briefly before displaying the result for 15 seconds.

### Use Regular Weighing Mode


1. Press the  On button or step on scale.
2. Step on the scale and stand still.
3. Once a weight is recorded, the scale will beep and blink briefly before displaying the result for 15 seconds.

**Note:** Do not stand on the scale with shoes on; wear socks or bare feet.



### Disassemble Baby Tray

When pulling tray halves, pull straight out and then slightly downward. Set tray aside for later use.



### To Clean

Do not submerge the scale in water. Wipe all parts with damp cloth and dry. Do not wash cork mat in washing machine.

### FCC & IC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC & IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located with any other antenna or transmitter.

### RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Note:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Plage de poids :**

- Pour le plateau pour bébé : 0 à 20 kg (0 à 44 lb) ou 24 mois, selon la première éventualité
- Pour le pèse-personne : 0 à 150 kg (0 à 330 lb)

**Précision de la mesure :**

- +/- 20 g jusqu'à 10 kg (+/- 0,71 oz jusqu'à 22 lb)
- +/- 200 g jusqu'à 150 kg (+/- 7,06 oz jusqu'à 330 lb)

**⚠ MISE EN GARDE**

- La balance doit toujours être utilisée sur une surface solide et plane. NE l'utilisez PAS sur un sol mou, par exemple : sur une couverture, un matelas ou un tapis.
- Veillez à ne pas cogner, heurter ou faire tomber la balance.
- Ce produit est un instrument de précision, soyez prudent.
- La plateforme est glissante lorsqu'elle est mouillée. Veillez à ce qu'elle soit toujours sèche.
- Conservez la balance dans un endroit frais et à l'air sec.
- Si la balance ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont correctement installées ou si elles sont faibles. Insérez ou remplacez les piles si nécessaire.
- Conçu pour un usage familial et non commercial.
- Ne bougez pas pendant la pesée.
- L'assemblage par un adulte est nécessaire. Tenez les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage. Faites preuve de prudence lorsque vous déballez le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Veillez à NE PAS permettre aux enfants de jouer avec.
- Vérifiez que toutes les attaches du plateau sont bien fixées au la balance avant de l'utiliser pour votre bébé.
- Nettoyez la balance à l'aide d'un chiffon humide et évitez que de l'eau n'y pénètre. N'utilisez PAS de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Le tapis de liège NE DOIT PAS être lavé dans une machine à laver.
- Mettez les piles au rebut en toute sécurité.
- Ce produit contient des aimants. Les aimants avalés peuvent se coller les uns aux autres dans les intestins et provoquer de graves infections, voire la mort. En cas d'ingestion d'aimants, consultez immédiatement un médecin.

**Informations importantes sur les piles :**

- Conservez ces instructions car elles contiennent des informations importantes.
- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus longue durée de vie.

**⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES****ATTENTION : POUR ÉVITER TOUTE FUITE DES PILES :**

- Suivez toujours attentivement les instructions. N'utilisez que les piles spécifiées. Veillez à insérer les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles épuisées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Retirez les piles lorsqu'elles sont entreposées pendant de longues périodes d'inutilisation.
- **PILES RECHARGEABLES** : Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.




Recyclez ou éliminez les piles en toute sécurité, conformément aux lois fédérales, provinciales et locales.

**Mise au rebut :**

À la fin du cycle de vie du produit, il ne faut pas le jeter avec les ordures ménagères. Déposez ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, conformément à la législation locale. Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un centre de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter votre centre de recyclage pour plus de renseignements sur les points de collecte dans votre région.

## Pièces et caractéristiques


- a Balance pour adulte
- b Plateau pour bébé (2 moitiés)
- c Supports de plateau pour bébé (2)
- d Tapis de liège
- e Compartiment à piles
- f Bouton de réinitialisation/jumelage (sous la balance)



- Outils nécessaires :  
Tournevis cruciforme (non compris).
- Nécessite 4 piles alcalines AAA (comprises).

## Affichage :

Mise en marche



lb kg

Changer d'unité  
(lbs / lbs oz / kg)

Tare




## Icônes :


Indicateur de batterie



Indicateur Wi-Fi



Indicateur de téléchargement des données



Indicateur de mémoire



## Piles

### Piles faibles :


Remplacer les piles si le voyant des piles indique qu'elles sont faibles ou que l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

### Pour installer ou remplacer les piles :

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle du logement des piles. Retirez toutes les piles et remplacez-les par de nouvelles piles. Placez 4 piles alcalines AAA à l'intérieur du compartiment comme indiqué. Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma figurant dans le compartiment des piles. Remettez le couvercle en place et fixez-le à l'aide de la vis.

### Remarque :

- L'appareil ne fonctionnera pas si les piles ne sont pas installées correctement.
- Installez de nouvelles piles et réessayez de faire fonctionner l'appareil avant de contacter le service à la clientèle.



## Assembler le plateau pour bébé




Retournez les deux moitiés du plateau et posez-les sur une surface plane. Orientez les supports comme indiqué. Faites glisser les supports dans les fentes du plateau jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

**Conseil :** Pour retirer les supports du plateau, retirez le plateau de la balance et retournez-le. Insérez un tournevis et exercez une légère pression pour pousser le loquet du support dans l'encoche d'un côté du plateau. Tout en maintenant ce côté du loquet (pour éviter qu'il ne s'enclenche à nouveau), répétez l'opération avec l'autre encoche jusqu'à ce que le support glisse vers l'extérieur. Répétez la procédure avec l'autre moitié du plateau.



Repérez l'ouverture de chaque côté du pese-personne. Alignez la languette de chaque support de montage sur les ouvertures situées sur les côtés du pese-personne.

Poussez le plateau vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**Remarque :** L'écran pivote de 180° lorsque le plateau est installé.



## Réglage

1. Téléchargez l'**application Connected Family**. Veillez à ce que votre téléphone intelligent est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile.
2. Installez les piles (voir la page 13).
3. Dans l'application, appuyez sur **+**, et sélectionnez Safety 1st, puis appuyez sur « Balance intelligente » pour commencer à jumeler votre appareil.
4. Suivez les instructions étape par étape pour terminer le jumelage.
5. Une fois le jumelage réussi, l'icône Wi-Fi  s'allume et indique la puissance du signal.
6. Appuyez sur  dans l'**application Connected Family** pour en savoir plus, y compris des vidéos pratiques.



## Connectivité Wi-Fi

Pour la connectivité à l'application, cet appareil nécessite une connexion sans fil de 2,4 GHz avec des vitesses de réseau de 2 Mb/s ou plus à l'endroit où l'appareil sera installé. Votre fournisseur d'accès à Internet peut vérifier la qualité de votre connexion Internet.

Si votre équipement réseau prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5,0 GHz, nous vous recommandons de séparer les bandes afin que chacune ait son propre nom de réseau (SSID) et son propre mot de passe (clé de réseau). Adressez-vous à votre fournisseur d'accès à Internet ou à votre fournisseur d'équipement pour obtenir de l'aide à ce sujet.

## Modifier l'unité de mesure

**Remarque :** L'unité de mesure par défaut est la livre. Les trois sélections possibles comprennent les livres (décimales), les livres (avec les onces) et les kilogrammes.

1. Appuyez sur la touche  On.
2. Appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'unité de mesure souhaitée apparaisse à l'écran.
3. Attendez un moment jusqu'à ce que votre sélection clignote. Les unités de mesure que vous avez sélectionnées sont prêtes.


## Réinitialiser

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes (sous la balance) jusqu'à ce que l'affichage se réinitialise. L'unité de mesure sera réinitialisée en livres.




## Utiliser le mode pèse-bébé

**Conseil :** Lorsque vous pesez votre bébé, placez l'écran le plus près de vous.

1. Veillez à ce que le plateau soit installé et enclenché. La balance doit être posée sur une surface plane et stable.
2. Placez le tapis de liège sur le plateau avant de l'allumer.
3. Appuyez sur la touche  On.
4. Placez le bébé sur le plateau et attendez qu'il cesse de bouger.  
**Conseil :** Il peut être plus facile de peser le bébé pendant qu'il dort que lorsqu'il est éveillé.
5. Une fois le poids enregistré, la balance émet un bip et clignote brièvement avant d'afficher le résultat pendant 15 secondes.

## Utiliser le mode pèse-personne normal


1. Appuyez sur la touche  On ou montez sur la balance.
2. Montez sur la balance et restez immobile.
3. Une fois le poids enregistré, la balance émet un bip et clignote brièvement avant d'afficher le résultat pendant 15 secondes.

**Remarque :** Ne montez pas sur la balance avec des chaussures; portez des chaussettes ou restez pieds nus.



## Démontage du plateau pour bébé

Lorsque vous tirez sur les deux moitiés du plateau, tirez tout droit puis légèrement vers le bas. Mettez le plateau de côté pour une utilisation ultérieure.



## Nettoyage

N'immergez pas la balance dans l'eau. Essayez toutes les parties avec un chiffon humide et séchez-les. Ne lavez pas le tapis de liège dans la machine à laver.

### Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS pour les appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada relative à l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC et le Canada pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

### INTERFÉRENCES RADIO ET TÉLÉVISION :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
4. Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Remarque :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**Rango de peso:**

- Para la bandeja del bebé: 0 a 44 libras (0 a 20 kg) o 24 meses, lo que ocurra primero
- Para básculas: 0 a 330 lb (0–150 kg)

**Precisión de medición:**

- +/- 0.71 oz hasta 22 lb (+/- 20 g hasta 10 kg)
- +/- 7.06 oz hasta 330 lb (+/- 200 g hasta 150 kg)

**⚠ ADVERTENCIA**

- Utilice siempre la báscula sobre una superficie sólida y plana. NO lo use sobre superficies blandas, por ejemplo: sobre una manta, colchón o alfombra.
- No golpee, golpee ni deje caer la báscula.
- Este producto es un instrumento de precisión, tenga cuidado.
- La plataforma estará resbaladiza cuando se moja. Manténgalo seco en todo momento.
- Mantenga la báscula en un lugar fresco y con aire seco.
- Si la báscula no enciende, asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente o si la carga de estas es baja. Inserte o reemplace las baterías según sea necesario.
- Diseñado para uso familiar y no comercial.
- Permanezca quieto durante el pesaje.
- Se requiere montaje por parte de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el ensamblaje. Tenga cuidado al desempacar el producto.
- Este producto no es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.
- Asegúrese de que todos los sujetadores de la bandeja estén completamente asegurados a la báscula antes de usarla con su bebé.
- Limpie la báscula con un paño húmedo y evite que entre agua en la báscula. NO utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
- NO lave en la lavadora el tapete de corcho.
- Deseche las baterías de forma segura.
- Este producto contiene imanes. Los imanes tragados pueden pegarse entre sí a través de los intestinos y causar infecciones graves y la muerte. Si se traga los imanes, busque atención médica inmediata.

**Información importante sobre la batería:**

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- Recomendamos pilas alcalinas para una mayor duración de la batería.

**⚠ ADVERTENCIA DE BATERÍA****PRECAUCIÓN: PARA EVITAR FUGAS DE BATERÍA:**

- Siga siempre cuidadosamente las instrucciones. Utilice únicamente las pilas especificadas. Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta.
- Retire las baterías agotadas del producto.
- No conecte las terminales de alimentación en corto circuito.
- Retire las baterías cuando la báscula está inactiva durante largos períodos.
- **BATERÍAS RECARGABLES:** Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No recargue baterías no recargables.




Recicle o deseche las baterías de manera segura de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

**Eliminación:**

Al final del ciclo de vida del producto, no debe desecharlo con la basura doméstica normal. Lleve este producto a un punto de recolección para el reciclaje de equipos electrónicos de acuerdo con las leyes locales. Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar si se llevan a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas partes o materias primas de productos usados, se realiza una importante contribución a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con su centro de reciclaje para obtener más información sobre los puntos de recolección de su zona.

## Partes y características

- a** Báscula para adultos
- b** Bandeja para bebés (2 mitades)
- c** Soportes de la bandeja del bebé (2)
- d** Tapete de corcho
- e** Compartimento de la batería
- f** Botón de reinicio y emparejamiento (debajo de la báscula)




- Herramientas necesarias:  
Desarmador de cabeza Philips (no incluido).
- Requiere 4 pilas alcalinas AAA (incluidas).

## Pantalla:

Encendido



Tara




kg

lb

Cambiar unidades  
(lbs / lbs oz / kg)


## Iconos:

Indicador de batería




≥75%   ≥50%   ≥25%   <25%

Indicador de Wi-Fi




≥75%   ≥50%   ≥25%   Sin conexión  
Wi-Fi

Indicador de carga de datos



El icono parpadeará cuando los datos de peso se suben a la nube

Indicador de memoria



Carga de datos pendiente

## Baterías

### Batería baja:


Sustituya las pilas cuando el indicador LED de las pilas indique que están bajas o el aparato no se encienda al pulsar el botón de encendido.

### Para instalar o reemplazar las baterías:

Utilice un desarmador Phillips para quitar la tapa de la batería. Retire todas las baterías y reemplácelas con baterías nuevas. Coloque 4 pilas alcalinas AAA dentro del compartimento como se muestra. Haga coincidir los símbolos (+) y (-) de acuerdo con el diagrama en el compartimento de la batería. Vuelva a colocar la puerta y asegúrela con el tornillo.

### Nota:

- La unidad no funcionará si se instalan incorrectamente las baterías.
- Instale baterías nuevas y vuelva a intentarlo antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.



## Montar la bandeja para bebés




Dé la vuelta a las mitades de la bandeja y colóquelas sobre una superficie plana y uniforme. Oriente los soportes como se ilustra. Deslice los soportes de montaje en las ranuras de la bandeja hasta que encajen en su lugar.

**Consejo:** Para quitar los soportes de la bandeja, retírela de la báscula y déle la vuelta. Inserte un destornillador y aplique una presión suave para empujar el pestillo del soporte en la muesca de un lado de la bandeja. Mientras sostiene ese lado del pestillo (para evitar que vuelva a encajar), repita con la otra muesca hasta que el soporte se deslice hacia afuera. Repita con la otra mitad de la bandeja.

Localice la abertura a cada lado de la báscula. Alinee la lengüeta de cada soporte de montaje con las aberturas a los lados de la báscula.

Junte la bandeja hasta que haga clic.

**Nota:** La pantalla girará 180° cuando se instale la bandeja.



## Configuración

1. Descargue la **aplicación Connected Family**. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red Wi-Fi de su hogar.
2. Coloque las baterías (consulte la página 21).
3. En la aplicación, toque **+**, y seleccione Primero la Seguridad, luego toque “Báscula familiar inteligente” para comenzar a emparejar el dispositivo.
4. Siga las instrucciones paso a paso para completar el emparejamiento.
5. Una vez emparejado correctamente, el ícono **Wi-Fi** se encenderá y mostrará la intensidad de la señal.
6. Toque **?** la **app Connected Family** para obtener más información, incluyendo videos explicativos.

## Conectividad Wi-Fi

Para la conectividad de aplicaciones, este dispositivo requiere una conexión inalámbrica de 2.4 GHz con velocidades de red de 2 Mbps o más en la ubicación en la que se instalará el dispositivo. Su proveedor de servicios de Internet puede verificar la calidad de su conexión a Internet.

Si su equipo de red admite las bandas de 2.4 GHz y 5.0 GHz, recomendamos que las bandas estén separadas para que cada una tenga su propio nombre de red (SSID) y contraseña (clave de red). Si requiere ayuda, consulte a su proveedor de servicios de Internet o de equipos.

## Cambiar las unidades de medida

**Nota:** El valor predeterminado de fábrica se establece en libras. Las tres selecciones disponibles incluyen libras (decimales), libras (con onzas) y kilogramos.


1. Oprima el **On** botón.
2. Oprima **📏** repetidamente hasta que aparezca la unidad de medida deseada en la pantalla.
3. Espere un momento hasta que parpadee su selección. Sus unidades de medida seleccionadas están listas.

## Restablecimiento

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos (en la parte posterior) hasta que vea que la pantalla se reinicia. La unidad de medida se restablecerá a libras.

## Usar el modo de pesaje de bebés


**Consejo:** Cuando pese al bebé, coloque la pantalla de la forma más próxima a usted.

1. Asegúrese de que la bandeja esté instalada y enganchada. La escala debe estar sobre una superficie plana y estable.
2. Coloque el tapete de corcho en la bandeja antes de encender la báscula.
3. Oprima el  botón On.
4. Coloque al bebé en la bandeja y espere hasta que deje de moverse.

**Consejo:** Pesar al bebé mientras esté dormido puede ser más fácil que cuando está despierto.

5. Una vez que se registra un peso, la báscula emitirá un pitido y parpadeará brevemente antes de mostrar el resultado durante 15 segundos.


## Utilice el modo de pesaje normal

1. Oprima el  botón de encendido o suba a la báscula.
2. Suba a la báscula y permanezca quieto.
3. Una vez que se registra un peso, la báscula emitirá un pitido y parpadeará brevemente antes de mostrar el resultado durante 15 segundos.

**Nota:** No se pare en la báscula con los zapatos puestos; use calcetines o los pies descalzos.

## Desmontar la bandeja para bebés

Al retirar de las mitades de la bandeja, jálelas hacia afuera y luego ligeramente hacia abajo. Deje la bandeja a un lado para su uso posterior.



## Limpieza

No sumerja la báscula en agua. Limpie todas las partes con un paño húmedo y séquelas. No lave el tapete de corcho en la lavadora.

### Declaración de la FCC y la IC

Este aparato cumple la parte 15 de las normas de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### Declaración de exposición a la radiación de la FCC y del IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y Canadá establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

### INTERFERENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN:

Este equipo cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda.

**Nota:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían retirar la autoridad del usuario para operar el equipo.

