



# Accel PREvention™ Concentrate

# 31

## Concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Tuberculocide, virucide, bactéricide, fongicide, désinfectant à large spectre

Un désinfectant concentré à large spectre de niveau intermédiaire, basé sur une technologie exclusive à AHP<sup>MD</sup> pour offrir une performance de nettoyage rapide et efficace.

### Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les pathogènes clés, incluant le MRSA, VRE, TV, Norovirus et Poliovirus, offrant une désinfection à large spectre
- Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 5 minutes en solution de 1:40. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes à un taux de 1:128
- Compatible avec la majorité des surfaces non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie AHP<sup>®</sup>. L'actif AHP<sup>®</sup> répartit l'oxygène et l'eau après utilisation.
- La meilleure cote de sécurité dans la dilution, et non irritant pour les utilisateurs

### Applications

- Nettoie et désinfecte les appareils médicaux non critiques, l'équipement et les surfaces dures non poreuses





# Accel PREvention™ Concentrate

Concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

## Mode d'emploi

### Préparation de la solution

Proportions	Par litre d'eau	Pour 1 litre (32 oz) d'eau
1:40	25 mL	0,8 oz.
1:128	8 mL	0,25 oz. (1/4 oz)

### Pour utiliser comme concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

- Les surfaces très sales nécessitent un nettoyage avant la désinfection.
- Diluer en proportion de 1:40 et l'appliquer à la surface avec un chiffon ou lingette jetable.
- Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 5 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.
- Préparer une solution fraîche si la solution devient visiblement sale ou diluée.



### Pour usage sur des surfaces n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires

- Diluer en proportion de 1:128 et l'appliquer à la surface.
- Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 30 secondes.
- Essuyer la surface et laisser sécher à l'air.

Avant d'utiliser pour la première fois sur une surface particulière, il est recommandé de mettre le produit à l'essai dans un petit endroit discret si on s'inquiète de l'incompatibilité, ou communiquez avec un représentant du service à la clientèle de Diversey.

\* Se reporter à l'étiquette du produit pour obtenir toutes les directives

Données techniques	Accel PREvention™ Concentrate
DIN	02448629
Certifications	EcoLogo, LONO
Couleur	Liquide incolore
pH	0,45 (Concentré) 2,2 (Dilution d'usage 1:40)
Parfum	Caractéristique
Durée de conservation	2,5 ans (concentré), 30 jours (dilution aux fins d'emploi)

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Accel PREvention™ Concentrate	4 conteneurs de 3.78 L / 1 U.S. gal.	1:40, 1:128	101103668 
Accel PREvention™ Concentrate	2 x 1,5 L RTD® / 50,7 oz.	1:40, 1:128	100940209 

## Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.