




## Pump Replacement Membranes

Missing or worn out membranes can reduce your pump's suction and overall performance. These extra membranes work with all Evenflo Advanced pumps.

**TO USE:** Sanitize all parts prior to use. Attach the membrane to the valve (A, B). Make sure the membrane is lying flat against the valve. Then push the valve into the bottom of your Evenflo pump flange (C, D). Reference your Evenflo pump manual or go to [www.evenflofeeding.com](http://www.evenflofeeding.com) for more detailed instructions.



**WARNING: FOR ADULT USE ONLY -** Keep out of reach of children. This product contains small parts which could present a choking hazard. Any tear in the membrane can lead to the separation of a piece, presenting a possible choking hazard. Discontinue use if any tear or crack appears.

## Clapets de valve de rechange pour tire-lait

Un clapet de valve manquant ou usé peut réduire l'aspiration et les performances de votre tire-lait. Ces clapets de valve supplémentaires fonctionnent avec tous les tire-lait à la fine pointe de la technologie Evenflo.

**UTILISATION:** Nettoyer toutes les pièces avant l'utilisation. Fixer le clapet sur la valve (A, B). Assurez-vous que la membrane est à plat contre la valve. Pousser la valve dans le fond de l'entonnoir du tire-lait Evenflo (C, D). Se reporter au manuel du tire-lait Evenflo ou se rendre sur [www.evenflofeeding.com](http://www.evenflofeeding.com) pour davantage d'instructions détaillées.

**AVERTISSEMENT: POUR ADULTES UNIQUEMENT -** Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient des petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Toute déchirure dans le clapet de valve peut entraîner la séparation d'un morceau et présenter un risque d'étouffement. Ne plus l'utiliser en cas d'apparition d'une déchirure ou d'une craquelure.

**Parent's Ally™**

USA / Canada 1-855-334-2229

[www.evenflofeeding.com](http://www.evenflofeeding.com)

EVENFLO FEEDING, INC.

WEST CHESTER, OH 45069

©2019 EVENFLO FEEDING, INC.

Made in China/Fabriqué en Chine



#letloveflo



@evenflofeeding

2951-538 30MAY2019