

Symphony® Double pumping kit Kit del extractor doble Ensemble d'expression double


Included components:
Componentes incluidos:
Composants inclus :

- EN**
1. Lids - 2
Collection Containers - 2
 2. 24 mm PersonalFit Flex™ Breast Shields - 2
 3. PersonalFit Connectors - 2
 4. Protective Membranes - 2
Membrane Caps - 2
 5. Valves & Membranes - 2
 6. Spare Membranes - 2
 7. Tubing with Adapters - 2

- ES**
1. Tapas, 2
Recipientes de recolección, 2
 2. Embudos PersonalFit Flex™ de 24 mm, 2
 3. Conectores PersonalFit, 2
 4. Membranas protectoras, 2
Tapas de membrana, 2
 5. Válvulas y membranas, 2
 6. Membranas de repuesto, 2
 7. Mangueras con adaptadores, 2

- FR**
1. Couvertres - 2
Contenants de collecte - 2
 2. Coussinets pour sein PersonalFit Flex™ de 24 mm - 2
 3. Connecteurs PersonalFit - 2
 4. Membranes protectrices - 2
Capuchons de membrane - 2
 5. Valves et membranes - 2
 6. Membranes de rechange - 2
 7. Tubulure avec adaptateurs - 2

Contents appearance may vary from pictures.
El aspecto del contenido puede ser diferente del ilustrado.
Le contenu peut varier des illustrations.



All components must be washed prior to first use.
Breast pump kits are personal care items. For hygienic reasons
they cannot be returned to store once opened.

Todos los componentes deben lavarse antes del primer uso.
Los kits del extractor de leche son artículos de cuidado personal. Por
razones de higiene no pueden devolverse a la tienda una vez que se abren.

Toutes les pièces doivent être lavées avant la première utilisation.
Les ensembles de tire-lait sont des articles de soins personnels. Pour des raisons
d'hygiène, ils ne peuvent pas être retournés au magasin une fois ouverts.

EN 90-DAY LIMITED WARRANTY.

Medela wordmark and logo, 2-Phase Expression, Symphony, and Symphony PLUS are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. PersonalFit, PersonalFit Flex and Initiate.Build.Maintain are trademarks of Medela.

ES GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS.

La marca denominativa y el logotipo de Medela, 2-Phase Expression, Symphony, y Symphony PLUS están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. PersonalFit, PersonalFit Flex e Initiate.Build.Maintain son marcas comerciales de Medela.

FR GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS.

Le mot-symbole ainsi que le logo Medela, 2-Phase Expression, Symphony et Symphony PLUS sont des marques déposées au bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis. PersonalFit, PersonalFit Flex et Initier. Augmenter. Maintenir. (Initiate.Build.Maintain) sont des marques déposées de Medela.



For use with Symphony® and Symphony PLUS® Breast Pumps.
Symphony Breast Pump is sold or rented separately.
Not for use with any other breast pump sold in the U.S. or Canada.
Refer to the breast pump instructions for use for full cleaning and assembly instructions.

Para usar con los extractores de leche Symphony® y Symphony PLUS®.
El extractor de leche Symphony se vende o se alquila por separado.
No debe utilizarse con ningún otro extractor de leche vendido en los EE. UU. o en Canadá. Consulte las instrucciones del extractor de leche donde encontrará las instrucciones completas de limpieza y ensamble.

À utiliser avec les tire-lait Symphony® et Symphony PLUS®. Le tire-lait
Symphony est vendu ou loué séparément. Ne pas utiliser avec d'autres
tire-lait vendus aux États-Unis et au Canada. Veuillez consulter le mode
d'emploi du tire-lait pour obtenir des instructions complètes de nettoyage et
d'assemblage.

mother's milk,
everyday amazing™

medela

Symphony® Double pumping kit Kit del extractor doble Ensemble d'expression double

EXCLUSIVELY FOR USE
WITH SYMPHONY TO
INITIATE.BUILD.MAINTAIN™
MILK SUPPLY

EXCLUSIVAMENTE PARA USAR
CON EL PROGRAMA
DE SUMINISTRO DE LECHE
INITIATE.BUILD.MAINTAIN™
DE SYMPHONY.

À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC
LE LAIT AVEC SYMPHONY POUR INITIER.
AUGMENTER. MAINTENIR.
(INITIATE.BUILD.MAINTAIN™)



#1 moms, doctors & hospitals brand. See back panel for full contents.
La marca n.º 1 según mamás, médicos y hospitales. Consulte la parte trasera del panel para ver el contenido completo.
La marque n°1 des mamans, des médecins et des hôpitaux. Voir le panneau arrière pour le contenu complet.

1549693 A 0121 © 2021 Medela 101043091

Packaged and printed in the USA.
Empaquetado e impresso em los EE. UU.
Emballé et imprimé aux États-Unis.

Medela LLC
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050 USA
+1 (800) 435-8316 or +1 (815) 363-1166
customer.service@medela.com
www.medela.us

Distributed by - Distribué par - Distribuido por
Medela Canada, Inc.
4160 Sladeview Crescent, #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
+1 (800) 435-8316 or +1 (905) 608-7272
Info@medela.ca
www.medela.ca

EN WE RECOMMEND buying authentic Medela
spare parts. Non-Medela spare parts can vary significantly in
terms of product design, materials, and workmanship; all of which
may affect the performance of your Medela breast pump.

ES RECOMENDAMOS comprar piezas de repuesto Medela
auténticas. Las piezas de repuesto de otras marcas pueden variar
considerablemente en cuanto a diseño del producto, materiales y
mano de obra, todo lo cual podría afectar el desempeño de su
extractor de leche Medela.

FR NOUS RECOMMANDONS l'achat de pièces de rechange
Medela authentiques. Les pièces de rechange autres que celles de
Medela peuvent varier considérablement en termes de conception
du produit, de matériaux et de fabrication, ce qui pourrait affecter
les performances de votre tire-lait Medela.



medela.us
medela.ca

¹ IQVIA ProVoice Survey, September 2018 - August 2019;
Medela 2017 Managed Markets Pulse Study; Medela
2018 U.S. Breast Milk Feeding Report.

² All parts that touch breast milk are made without
BPA (bisphenol A).

³ Encuesta IQVIA ProVoice, septiembre 2018 - agosto
2019; Estudio Managed Markets Pulse de Medela 2017;
Informe sobre alimentación con leche materna en
EE. UU. de Medela, 2018.

⁴ Todas las piezas que están en contacto con la leche
materna están fabricadas sin BPA (bisfenol A).

⁵ Sondage IQVIA ProVoice, septembre 2018 - août 2019 ;
Étude de pouls des marchés gérés par Medela 2017 ;
Rapport américain sur l'alimentation au lait maternel
Medela 2018.

⁶ Toutes les pièces entrant en contact avec le lait maternel
ne contiennent pas de BPA (bisphénol A).