



# LYSOL® IC™

## Aerosol desinfectante

Esta fórmula tuberculocida, virucida, fungicida y bactericida mata al 99,9% de los gérmenes en superficies duras y no porosas, y es eficaz contra más de 50 microorganismos, incluyendo H1N1 (virus de influenza A) MRSA, Norovirus, Rhinovirus, Poliovirus Tipo 1, virus de Hepatitis A, virus de Hepatitis B y VIH-1 (virus del SIDA)\*. Este producto elimina los olores y previene el crecimiento de moho y hongos. El aerosol desinfectante Lysol® es un aerosol de calidad hospitalaria y mata el 99,9% de los virus, incluido el norovirus, que causa la gripe estomacal.\* También elimina el 99,9% de las bacterias y hongos, ayudando a controlar el crecimiento de moho y hongos, eliminar olores, y prevenir el resfrío estacional, la gripe y las alergias.\*

### Características y beneficios

- La válvula Control Flo produce un aerosol más húmedo y mejora la cobertura de la superficie
- Cumple los estándares del CDC, EPA y OSHA para patógenos transportados en la sangre
- Úselo en duchas, lavabos, manijas de puerta y en áreas alrededor de inodoros. Adecuado para salas de espera, salas de atención y laboratorios
- Desinfectante de uso hospitalario: Bactericida, antimoho



\* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones





# LYSOL® IC™

## Aerosol desinfectante

### Instrucciones de uso

- Antes de usar, limpie previamente las superficies. Sostenga la lata en posición vertical, a unas 6 a 8 pulgadas de la superficie. Rocíe de 3 a 4 segundos, hasta que quede totalmente cubierta de aerosol.

### Para desinfectar:

- Las superficies deben permanecer húmedas durante 3 minutos y luego se dejan secar al aire. Para eliminar el Norovirus y el Mycobacterium bovis BCG, las superficies deben permanecer húmedas durante 10 minutos y déjelas que se sequen con el aire.

### Para sanitizar:

- Las superficies deben permanecer húmedas durante 10 segundos y luego déjelas que se sequen con el aire.

### Desinfectante de telas: Para desinfectar superficies blandas:

- Rocíe hasta que la tela esté mojada.
- NO SATURE.
- La tela debe permanecer mojada durante 30 segundos. Deje secar al aire.
- Para olores difíciles, repita la aplicación.
- Después de usar, enjuague los juguetes y las superficies que entran en contacto con los alimentos con agua potable.

### Para controlar y prevenir moho y hongos:

- Aplique a la superficie previamente limpiada.
- Deje que permanezca húmedo durante 3 minutos.
- Deje secar al aire.
- Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparece crecimiento de moho y hongos.

### Para desodorizar:

- Rocíe sobre las superficies según sea necesario
- No use sobre madera lustrada, superficies pintadas, cuero, telas de rayón o plásticos de acrílico

Datos técnicos	Aerosol desinfectante LYSOL® IC™
Color/forma	Transparente, Aerosol
pH	10,8 a 11,8
Vida útil	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Aerosol desinfectante LYSOL® IC™ con válvula Control Flo	12 aerosoles de 19 oz.	Listo para usar	CB950290

### Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a través del navegador Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para obtener información de envíos actual.