



LYSOL®

Nettoyant pour cuvette de toilette automatique Click Gel - Chute d'eau printanière

Le nettoyant de cuvette de toilette automatique Lysol® Click Gel offre une action nettoyante et de la fraîcheur à chaque chasse.

Caractéristiques et avantages

- Aide à garder les toilettes propres et fraîches à chaque chasse d'eau.
- Gels autoadhésifs discrets à usage unique.
- Application sanitaire avec cartouche jetable.
- Appuyez simplement l'applicateur Lysol Click Gel contre l'intérieur de la cuvette des toilettes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Dure jusqu'à un mois.

Utilisation

- Utilisation Nettoyant automatique pour cuvette de toilette



**LYSOL®****Nettoyant pour cuvette de toilette automatique
Click Gel - Chute d'eau printanière****Mode d'emploi**

Aide à maintenir une toilette propre fraîche entre les nettoyages en profondeur :

- Ouvrez l'emballage
- Retirez le joint protecteur de l'applicateur jetable
- Appuyez l'applicateur contre l'intérieur du bol jusqu'à ce que la dose de gel soit entièrement distribuée
- Retirez l'applicateur en laissant le gel sur le bol
- Jetez l'applicateur vide à la poubelle ou mettez-le au recyclage

Données techniques	Nettoyant pour cuvette de toilette automatique LYSOL® Click Gel
Couleur/Forme	Bleu (clair)
pH	5.5
Odeur	Chute d'eau printanière
Durée de conservation	36 mois

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Nettoyant pour cuvette de toilette automatique LYSOL® Click Gel	5 x 4 comptage	Prêt à l'emploi	CB929051 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

LYSOL® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.