



Morning Mist®

33

Limpiador desinfectante neutral

Una fórmula libre de fosfatos, de pH neutro, diseñada para proporcionar limpieza, desodorización y desinfección efectivas.

Características y beneficios

- Limpiador desinfectante que es bactericida, virucida y también mata a MRSA y VRE
- Desinfectante de uso hospitalario con un tiempo de contacto de 10 minutos que cumple con las normas de agentes patógenos presentes en la sangre para descontaminar sangre y líquidos corporales
- Limpiador y desinfectante general para áreas más grandes, tales como quirófanos e instalaciones para la atención de pacientes

Aplicaciones

- Para usar en ambientes de atención médica, hoteles, escuelas y restaurantes
- Para usar en superficies duras, no porosas, inanimadas, ambientales: pisos, paredes, porcelana vidriada, baldosas de cerámica vidriada, superficies plásticas, recintos de duchas, bañeras y gabinetes
- Aplíquelo con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba manual o atomizador grueso de bajo presión





Morning Mist®

Limpiador desinfectante neutral

Instrucciones de uso

Limpieza general

- Aplique este producto sobre el área sucia con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba manual o atomizador grueso de bajo presión.
- Este producto puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón.
- Humedezca por completo la superficie sucia y refriegue según sea necesario.

Desinfección

- Para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas agregue 2 onzas de este producto por cada galón de agua.
- Aplique la solución con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba manual o atomizador grueso de baja presión para mojar completamente todas las superficies. Deje que permanezca húmedo por 10 minutos, luego retire el líquido en exceso.
- Para aplicaciones con atomizador, rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, refriegue con cepillo, esponja o paño. No respire el rocío atomizado.
- En áreas muy sucias se requiere un paso de limpieza preliminar.
- El producto diluido ahora es estable en la botella de atomización hasta 1 mes.

Datos técnicos	Morning Mist®
No. de registro de la EPA	1839-169-70627
Reg. DIN N°	02248024
Color	Líquido transparente azul verdoso
pH	7.0 (Dilución de uso, 1:64)
Aroma	Fresco
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Morning Mist®	1 unité RTD® de 5 L / 1,32 galón (Remplissage)	1:64	5283020	
Morning Mist®	2 unidades RTD® de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón (Rociador)	1:64	5283003	
Morning Mist®	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	1:64	5283038	
Morning Mist®	2 unidades Command Center® de 1.5 gallon / 5.68 L	1:64	5283046	
Morning Mist®	2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 oz.	1:64	5773934	
Morning Mist®	12 botellas vacías de 32 oz./946 mL	NA	D1225569	
Morning Mist®	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	1:64	4530720	
Morning Mist®	12 botellas vacías de 32 oz./946 mL	NA	D1225570	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.